

dPt 方形电极



6.00403.300

传感器 透明

8.0109.8009CN / 2021-09-23



Metrohm AG
Ionenstrasse
CH-9100 Herisau
Switzerland
+41 71 353 85 85
info@metrohm.com
www.metrohm.com

dPt 环形电极

6.00403.300

传感器说明书

8.0109.8009CN /
2021-09-23

本文献受版权保护。本公司保留所有权利。

本文献经认真起草制定。但并不能完全排除会有错误存在。若有此类信息提示请联系上述地址。

免责条款

并非万通造成的故障情况，例如不按规定储存、不按规定使用等，则不属于保修范围。擅自变更产品（比如改装或加装）会排除生产厂家对由此造成的损失及其后果的责任。要严格遵守万通产品文档中的说明和注意事项。否则排除万通的责任。

目录

1	概览	1
1.1	dPt 环形电极 – 产品描述	1
1.2	dPt 环形电极 – 概览	1
2	功能说明	2
2.1	Pt 金属电极 – 功能说明	2
3	供货与包装	3
3.1	供货	3
3.2	包装	3
3.3	电极拆包和检查	3
3.4	保存 dPt 环形电极	4
4	安装	5
4.1	dPt 环形电极 准备	5
4.2	安装电极	6
5	保养	7
5.1	金属电极 – 更换/填充电解质	7
5.2	检查 dPt 环形电极	7
6	故障排除	8
7	电极 – 废弃物处理	9
8	技术数据	10
8.1	环境条件	10
8.2	金属电极 – 规格	10
8.3	金属电极 – 外壳	10
8.4	金属电极 – 接口规格说明	10
8.5	dTrode – 显示规格说明	10
8.6	dPt 环形电极 – 测量规格说明	11

1 概览

1.1 dPt 环形电极 – 产品描述

dPt 环形电极 是一种组合式金属电极，用于 pH 值会发生变化的氧化还原滴定。dPt 环形电极 是用于 OMNIS 的 dTrode（数字电极）。

1.2 dPt 环形电极 – 概览




图 1 dPt 环形电极

1	保护盖	2	电极头
3	填注口	4	隔膜
5	金属环		

2.1 Pt 金属电极 – 功能说明

Pt 金属电极具备一个暴露于溶液中的裸露金属面。如果样品溶液中存在氧化还原性离子，铂表面会出现取决于浓度的电位。这种取决于浓度的平衡状态通过相应的电位（伽伐尼电位）来表示。

3 供货与包装

3.1 供货

收到后立即检查供货：

- 根据供货单检查供货是否齐全。
- 检查产品是否损坏。
- 若供货不齐全或损坏，请联系区域瑞士万通代表。

3.2 包装

供货时，产品和附件采用特制包装进行保护。为保证产品的安全运输，请务必保留此包装。若有运输保护螺丝，请将其保留并重复使用。

3.3 电极拆包和检查

所需附件：

- 固定式电极用工具（随供）

1 电极拆包

从包装中取出带存放容器的电极。

2 移除存放容器





图 2 从存放容器中松解电极


- 用一只手握住电极和存放容器，以防止电极滑落。
- 将工具定位在存放容器和磨口套管之间。

- **小心地向两侧撬动工具，直至电极解开。
禁止向前撬动工具！**

 避免对工具施加过大的压力。否则电极会过于突然地被松开。

3 检查电极的功能情况


- **准备电极:**
(参见“dPt 环形电极 准备”, 第5 页)
- **检查电极:**
(参见“检查 dPt 环形电极”, 第7 页)

 有缺陷的电极必须在两个月内（从交货之日算起）返厂报修。


3.4 保存 dPt 环形电极

为防止电极头受水、溶剂、灰尘和机械作用影响，必须按如下方式保存：

- 1 将保护盖 (1-1) 在电极头 (1-2) 上旋紧。
- 2 在存放容器中保存电极。在此期间要确保隔膜 (1-4) 浸在相应保存液中。

 建议用参比电解质作为保存液。

- ### 3 关闭填注口 (1-3)。

 电极始终在保存液中保存。

4 安装


4.1 dPt 环形电极准备

1 填注参比电解质

必要时打开填注口 (1-3) 的封盖，填注参比电解质，直至填注口高度。


2 清洁电极

- 用蒸馏水冲洗电极。
- 在污染严重时，用牙膏沾湿纸手巾或抛光套件 (6.2802.000) 清洁金属环。
- 必要时，用相应的溶剂清除电极上的油污。

 每次测量前应冲洗电极。
建议不要频繁地进行磨蚀性清洁。

3 连接电极


- 拧下保护盖 (1-1)。
- 将电缆连接部定位到电极头上，使电缆连接部的开槽位于电极头的凸起部。
- 将电缆连接部的插口插到电极头内部的插头上。
- 将电缆连接部的外环套在电极头上。
确保电极头中的导向凸起部位于电缆连接部的凹槽中。
- 将电缆连接部套在电极头上推至止挡并转动外环，直至啮合。

 移除电缆时，首先松开外环，接着小心地从电极头上取出电缆连接部。
在拔出电缆时不要捏住电缆本身，而是要捏住电缆连接部的位置。

4.2 安装电极



电极必须牢固地置于滴定头中。

 在自动工序中注意电缆要有足够的间隙。

滴定时很重要的一点就是溶液混合到位。搅拌速度应设为能产生一个小的“搅拌漩涡”。若搅拌速度过快，则会吸附气泡。这会导致得出错误的测量值。过低的搅拌速度会导致溶液混合缓慢，从而增加响应时间或滴定时间。

添加滴定物之后为能在混合到位的溶剂中完成测量，滴定头应处在漩涡较大处。此外，从滴定物添加到电极的距离应尽可能远。为电极和滴定头进行定位时，请考虑到搅拌方向（逆时针方向或顺时针方向）。




图3 滴定过程中的棒式搅拌器、电极和滴定头排布简图。a) 顺时针搅拌方向, b) 逆时针搅拌方向。

- 1** 棒式搅拌器
-
- 3** 滴定头

- ## 2 电极


5 保养

5.1 金属电极 – 更换/填充电解质

- 1 打开填注口。
- 2 用塑料吸管排空电极。
- 3 用新的电解质冲洗电极内部。
- 4 为电极填充电解质，直至填注口处。
- 5 如果不立即使用电极，则关闭填注口。
- 6 将电极浸在电解液中保存一夜。
然后可重新安装电极。

5.2 检查 dPt 环形电极

通口氧化口原口准溶液 (6.2306.020) □□□极


- 1 在水浴池中将氧化还原标准溶液的温度调节到 20 °C。
- 2 在搅拌时测量氧化还原溶液的电位。
如果测量结果在 20 °C 时达到 + 250 mV (± 5 mV)，则电极检查完成。
 如果测量结果与该测量数据不符，清洁电极，重新进行测试。

更多关于氧化还原标准溶液的测量数据请参阅下表：

表格 1 氧化还原标准溶液 (6.2306.020) 的测量数据，视温度而定

温度 (°C)	10	20	25	30	40	50	60	70
mV ± 5	+ 265	+ 250	+ 243	+ 236	+ 221	+ 207	+ 183	+ 178

7 电极 – 废弃物处理



本产品符合欧盟指令，WEEE—废弃电气及电子设备的要求。

针对您的废旧仪器正确进行废弃物处理有助于避免对环境和健康造成负面影讯。

对电极进行废弃物处理时请按如下步骤操作：

1 排空电解质

用塑料吸管从电极中清除电解质。

2 对电解质进行废弃物处理

按照当地的规定对电解质进行废弃物处理。

3 对电极进行废弃物处理

将废料电极进行再利用。

您可从当地政府机关、废弃物处理服务单位或您的经销商处得到关于旧产品如何进行废弃物处理的详细说明。

8.1 环境条件

儲存	+5 至 +45 °C
----	-------------

尺寸

8.3 金属电极 - 外壳

材料

电极杆材料	玻璃
-------	----

8.4 金属电极 - 接口规格说明

接口 Metrohm 电极插头 Q

8.5 dTrode – 显示规格说明

状态显示	LED	绿色 - 红色
------	-----	---------

8.6 dPt 环形电极 – 测量规格说明

pH 范围	0–14
温度范围	–5 至 80°C
最小浸没深度	20 mm