

# Application Bulletin



Von Interesse für: D'intérêt pour: Of interest for:  
Laboratorien verschiedenster Art / Laboratoires de tous genres  
Laboratories of all kinds

Nr. 73/2 d,f,e

***Polarographische Analysen – Halbstufenpotentiale organischer Substanzen***  
***Analyses polarographiques – Potentiels de demi-vague de substances organiques***  
***Polarographic analysis – Half-wave potentials of organic substances***

Dieses Bulletin erweitert das Application Bulletin Nr. 36 (Halbstufenpotentiale anorganischer Substanzen) in dem Sinne, dass die Halbstufenpotentiale von 100 verschiedenen organischen Substanzen aufgeführt sind. Daneben finden sich die verwendeten Grundlösungen, sowie die Bestimmungsgrenzen.

Die Substanzen sind in alphabetischer Reihenfolge aufgeführt. Es wurden die wichtigsten, polarographisch aktiven, funktionellen Gruppen berücksichtigt. Somit können nicht aufgeführte, verwandte Substanzen in ähnlichen oder gleichen Grundlösungen polarographiert werden.

Die Halbstufenpotentiale beziehen sich, wenn nichts anderes angegeben ist, auf eine Temperatur von 20 °C (Spannung in Volt). Sie wurden gegen die KCl-gesättigte Silber Silberchloridelektrode gemessen.

Die Bestimmungsgrenze gibt an, bis zu welchem Minimalgehalt gearbeitet werden kann, ohne zu grosse Analysefehler zu riskieren. Die Nachweisgrenze liegt in allen Fällen unter der Bestimmungsgrenze.

Ce bulletin complète l'information du Bulletin d'application No. 36 (Potentiels de demi-vague de substances inorganiques) par la mention des potentiels de demi-vague de 100 substances organiques différentes. La mention du potentiel est en outre accompagnée de l'indication des électrolytes porteurs utilisés ainsi que des limites de détermination.

Les substances sont citées par ordre alphabétique. Nous avons fait figurer dans ce bulletin les groupes fonctionnels polarographiquement actifs les plus importants. Il est par conséquent également possible de polarographier des substances apparentées ne figurant pas sur la liste dans des électrolytes porteurs identiques ou analogues.

Les potentiels de demi-vague (tension en volts) se rapportent, sauf mention contraire, à une température de 20 °C. Ils furent mesurés par référence à une électrode argent chlorure d'argent, saturée de KCl.

La limite de détermination indique jusqu'à quelle concentration minimale il est possible de procéder à l'analyse, sans risques d'obtenir de grandes erreurs d'analyse. La limite décelable est toujours inférieure à la limite de détermination.

***Polarographische Analysen – Halbstufenpotentiale organischer Substanzen***  
***Analyses polarographiques – Potentiels de demi-vague de substances organiques***  
***Polarographic analysis – Half-wave potentials of organic substances***

This Bulletin is a supplement to Application Bulletin No. 36 (Half-wave potentials of inorganic substances) in the sense that the half-wave potentials of 100 different organic substances are listed. At the same time the supporting electrolytes used and the limits of determination are given.

The various substances are listed in alphabetical order. The most important polarographically active functional groups are taken into consideration. This means that substances for related structure can also be determined polarographically in the same or similar supporting electrolytes, although they may not appear in the list.

Unless otherwise stated, the half-wave potentials refer to a temperature of 20 °C, and the potentials are given in volts, measured with a sat. KCl-Ag/AgCl electrode assembly.

The determination limits give the smallest concentrations which can be measured without risking serious errors in the results. In all cases, the limit of detection lies below the limit of determination.

#### **Geräte – Appareillage – Apparat**

Polarecord 506 mit Polarographierstand 663

Polarecord 506 avec Poste de polarographie 663

506 Polarecord with 663 Polarography Stand

#### **Literatur – Bibliographie – Literature**

K. Schwabe

*Polarographie und chemische Konstitution organischer Verbindungen*  
Akademie-Verlag, Berlin 1957

T.A. Krjukowa, S.I. Sinjakowa, T.W. Arefjewa

*Polarographische Analyse*  
VEB Deutscher Verlag für Grundstoffindustrie, Leipzig 1964

M. von Stackelberg

*Polarographische Arbeitsmethoden*  
Walter de Gruyter & CO., Berlin 1950

I.M. Kolthoff, James J. Lingane

*Polarography Volume I*  
Interscience Publishers, New York, London 1952

M. Březina, P. Zuman

*Die Polarographie in der Medizin, Biochemie und Pharmazie*  
Akademische Verlagsgesellschaft Geest & Portig KG, Leipzig 1956

*Vitamine Merck*

Herausgeber: E. Merck AG, Darmstadt

Jiri Davidek, Gustav Janicek

*Eine neue Methode für die polarographische DDT-Bestimmung*  
Z. anal. Chem. 194, 431, 1963

Nr.	Substance	Formula	Molecular weight	Supporting solution	Half wave potential	Determination limit
1	Acetaldehyde	C <sub>2</sub> H <sub>4</sub> O	44.05	LiOH 0.1 mol/L	-1.85	2.5 · 10 <sup>-4</sup> mol/L
2	Acetanilide	C <sub>8</sub> H <sub>9</sub> NO	135.17	LiCl 0.03 mol/L	-0.77	3 · 10 <sup>-6</sup> mol/L
3	Acetic acid	C <sub>2</sub> H <sub>4</sub> O <sub>2</sub>	60.05	(C <sub>2</sub> H <sub>5</sub> ) <sub>4</sub> NI 0.05 mol/L	-2.06	7 · 10 <sup>-6</sup> mol/L
4	Acetone	C <sub>3</sub> H <sub>6</sub> O	58.08	NH <sub>3</sub> / (NH <sub>4</sub> ) <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> 2.5 mol/L	-1.62	5 · 10 <sup>-4</sup> mol/L
5	Acetophenone	C <sub>8</sub> H <sub>8</sub> O	120.15	TBAOH 0.05 mol/L in 50% Isopropanol	-1.15	2 · 10 <sup>-6</sup> mol/L
6	Acetyl salicylic acid	C <sub>9</sub> H <sub>8</sub> O <sub>4</sub>	180.16	LiCl 0.1 mol/L	-1.89	4.5 · 10 <sup>-6</sup> mol/L
7	Acridine	C <sub>13</sub> H <sub>9</sub> N	179.21	NH <sub>4</sub> NO <sub>3</sub> saturated in benzene, methanol, benzine	-0.55	1.5 · 10 <sup>-4</sup> mol/L
8	Alizarine	C <sub>14</sub> H <sub>8</sub> O <sub>4</sub>	240.20	Phosphate buffer pH 7.0 containing 1% ethanol	-0.57	8.3 · 10 <sup>-6</sup> mol/L
9	Alloxan	C <sub>4</sub> H <sub>2</sub> O <sub>4</sub> N <sub>2</sub> · H <sub>2</sub> O	160.03	Phosphate buffer pH 7.0	-1.02	5 · 10 <sup>-6</sup> mol/L
10	Aniline	C <sub>6</sub> H <sub>7</sub> N	93.13	HCl 0.1 mol/L 0 °C	-0.30/-0.80	1 · 10 <sup>-5</sup> mol/L
11	Anthraquinone	C <sub>14</sub> H <sub>8</sub> O <sub>2</sub>	208.22	NH <sub>4</sub> NO <sub>3</sub> saturated in benzene, benzine, methanol	-0.45	1 · 10 <sup>-4</sup> mol/L
12	Anthrone	C <sub>14</sub> H <sub>10</sub> O	194.24	Buffer pH 7.0, 40% dioxane	-1.41	2.1 · 10 <sup>-5</sup> mol/L
13	Atropine sulfate	(C <sub>17</sub> H <sub>23</sub> NO <sub>3</sub> ) <sub>2</sub> · H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> · H <sub>2</sub> O	694.85	KOH 10%	-0.69	6 · 10 <sup>-6</sup> mol/L
14	Benzalacetone	C <sub>10</sub> H <sub>10</sub> O	146.19	0.1 mol/L NH <sub>4</sub> Cl	-1.06	1.4 · 10 <sup>-5</sup> mol/L
15	Benzaldehyde	C <sub>7</sub> H <sub>6</sub> O	106.12	Buffer pH 7.0 50% ethanol	-1.50	2.5 · 10 <sup>-5</sup> mol/L
16	Benzidine	C <sub>12</sub> H <sub>12</sub> N <sub>2</sub>	184.24	Borate buffer pH 9.0	-1.20/-1.40	2.2 · 10 <sup>-5</sup> mol/L
17	Benzophenone	C <sub>13</sub> H <sub>10</sub> O	182.22	Buffer pH 7.0 / 0.1 mol/L KCl / 25% ethanol	-1.35	1.4 · 10 <sup>-5</sup> mol/L
18	Bilirubin	C <sub>33</sub> H <sub>36</sub> N <sub>4</sub> O <sub>6</sub>	584.68	Borate buffer pH 9.0	-1.50	7 · 10 <sup>-6</sup> mol/L
19	Brucine	C <sub>23</sub> H <sub>26</sub> N <sub>2</sub> O <sub>4</sub> · 4H <sub>2</sub> O	466.54	Borate buffer pH 9.0 with HCl at 8.0	-1.94	4.3 · 10 <sup>-6</sup> mol/L
20	Carbon tetrachloride	CCl <sub>4</sub>	153.84	(CH <sub>3</sub> ) <sub>4</sub> NBr 0.1 mol/L in methanol 1:2, 0-5 °C	-1.06	2.6 · 10 <sup>-5</sup> mol/L
21	Chloral hydrate	C <sub>2</sub> H <sub>3</sub> Cl <sub>3</sub> O <sub>2</sub>	165.40	KCl 0.1 mol/L, 50% ethanol	-1.87	1.5 · 10 <sup>-5</sup> mol/L
22	o-Chloronitromethane	CH <sub>2</sub> ClNO <sub>2</sub>	95.60	Buffer 4.64 in 80% ethanol	-1.00	5.2 · 10 <sup>-5</sup> mol/L
23	Cinnamic aldehyde	C <sub>9</sub> H <sub>8</sub> O	132.16	0.1 mol/L NH <sub>4</sub> Cl	-0.98	1.5 · 10 <sup>-5</sup> mol/L
24	Citral	C <sub>10</sub> H <sub>16</sub> O	152.24	(C <sub>2</sub> H <sub>5</sub> ) <sub>4</sub> NI 0.1 mol/L in 80% ethanol	-1.60	2.5 · 10 <sup>-6</sup> mol/L
25	Crystal violet	C <sub>25</sub> H <sub>30</sub> ClN <sub>3</sub>	407.99	Phosphate buffer pH 7.0, 1% ethanol	-0.88/-1.67	5 · 10 <sup>-6</sup> mol/L
26	Cupferron	C <sub>6</sub> H <sub>9</sub> N <sub>3</sub> O <sub>2</sub>	155.16	Mc Ilvaine buffer pH 3.0	-0.75	1.3 · 10 <sup>-5</sup> mol/L
27	Cyclohexanone	C <sub>6</sub> H <sub>10</sub> O	98.15	NH <sub>3</sub> / NH <sub>4</sub> Cl 1 mol/L with 1% ethanol	-1.65	2.5 · 10 <sup>-4</sup> mol/L
28	Cysteine	C <sub>3</sub> H <sub>7</sub> NO <sub>2</sub> S	121.16	NH <sub>3</sub> / NH <sub>4</sub> Cl 1 mol/L	-0.55	6.5 · 10 <sup>-6</sup> mol/L
29	Cystine	C <sub>6</sub> H <sub>12</sub> N <sub>2</sub> O <sub>4</sub> S <sub>2</sub>	240.30	NH <sub>3</sub> / NH <sub>4</sub> Cl 1 mol/L	-1.00	1.7 · 10 <sup>-6</sup> mol/L
30	Decanthiol	C <sub>10</sub> H <sub>22</sub> S	174.35	0.02 mol/L H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> in 70% ethanol	-0.26	2.3 · 10 <sup>-5</sup> mol/L
31	DDT	C <sub>14</sub> H <sub>9</sub> Cl <sub>5</sub>	354.49	HNO <sub>3</sub> / H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> / CH <sub>3</sub> OH	-0.03	3 · 10 <sup>-7</sup> mol/L

Nr.	Substance	Formula	Molecular weight	Supporting solution	Half wave potential	Determination limit
32	Dichlorphenolindophenol-Na	$C_{12}H_6Cl_2NO_2Na$	290.08	Phosphate buffer pH 7.0	+0.07	$7 \cdot 10^{-6}$ mol/L
33	Diethylbarbituric acid	$C_8H_{12}N_2O_3$	184.20	Borate buffer pH 9.0	0.00	$1.1 \cdot 10^{-5}$ mol/L
34	Dimercaptopropanol	$C_3H_8OS_2$	124.22	Acetate buffer pH 4.64	-0.49	$3.2 \cdot 10^{-6}$ mol/L
35	Dimethylglyoxime	$C_4H_8N_2O_2$	116.12	$NH_3 / NH_4Cl$	-1.70	$7 \cdot 10^{-5}$ mol/L
36	3.5-Dinitrobenzoic acid	$C_7H_5N_2O_6$	212.12	Biphtalic buffer pH 4.0	-0.22	$7 \cdot 10^{-5}$ mol/L
37	4.6-Dinitro-o-cresol	$C_7H_6N_2O_5$	198.14	Borate buffer pH 9.0, 0.1 mol/L NaCl	-0.45/-0.55	$1.5 \cdot 10^{-6}$ mol/L
38	$\alpha$ -Dinitrophenol	$C_6H_4N_2O_5$	184.11	Phosphate buffer pH 7.0, 8% ethanol	-0.50/-0.85	$1 \cdot 10^{-6}$ mol/L
39	4,6-Dinitro-tert. butylphenol	$C_{10}H_{12}N_2O_5$	240.0	Borate buffer 0.1 mol/L pH 11.9	-0.65/-0.95	$4.2 \cdot 10^{-6}$ mol/L
40	Flavone	$C_{15}H_{10}O_2$	222.25	TBAOH/ $CH_3COOH$ 0.05 mol/L in isopropanol	-1.35	$5.5 \cdot 10^{-6}$ mol/L
41	Fructose	$C_6H_{12}O_6$	180.16	$CaCl_2$ 0.05 mol/L	-1.70	$4 \cdot 10^{-4}$ mol/L
42	Fumaric acid	$C_4H_4O_4$	116.08	$NH_4Cl$ 0.05 mol/L	-1.60	$1.7 \cdot 10^{-5}$ mol/L
43	l-Glutathione red.	$C_{10}H_{17}N_3O_6S$	307.33	Britton-Robinson buffer pH 1.9	-0.26	$2.6 \cdot 10^{-5}$ mol/L
44	Hematin	$C_{16}H_{12}O_6$	300.27	Borate buffer pH 9.0	-0.37	$7.5 \cdot 10^{-6}$ mol/L
45	Hexahydrobenzaldehyde	$C_7H_{12}O$	112.17	0.25 mol/L LiOH 10 °C	-1.92	$0.9 \cdot 10^{-4}$ mol/L
46	$\alpha$ -Janone	$C_{13}H_{20}O$	192.30	LiCl 0.2 mol/L, 50% ethanol	-1.60	$5 \cdot 10^{-5}$ mol/L
47	Lactic acid	$C_3H_6O_3$	90.08	LiOH 0.16 mol/L	-1.90	$1 \cdot 10^{-4}$ mol/L
48	Maleic acid	$C_4H_4O_4$	116.08	$NH_4Cl$ 0.5 mol/L	-1.25	$5 \cdot 10^{-6}$ mol/L
49	Merfen (Phenyl mercuric borate)	$C_6H_5HgOB(OH)_2$	338.55	Britton-Robinson buffer	-0.70	$1.2 \cdot 10^{-5}$ mol/L
50	DL-Methionine	$C_5H_{11}NO_2S$	149.21	Borate buffer pH 9.0	-1.27	$2.7 \cdot 10^{-5}$ mol/L
51	Naphtoquinone	$C_{10}H_6O_2$	158.16	$NH_4NO_3$ saturated in benzene, benzine, methanol	-0.65	$1.6 \cdot 10^{-4}$ mol/L
52	Neutral red	$C_{15}H_{17}ClN_4$	288.78	Phosphate buffer pH 7.0, 1% ethanol	-0.57	$1.4 \cdot 10^{-5}$ mol/L
53	Nicotine	$C_{10}H_{14}N_2$	162.24	Borate buffer pH 8.0	-1.50	$5 \cdot 10^{-6}$ mol/L
54	Ninhydrine	$C_9H_6O_4$	178.14	Phosphate buffer pH 7.0	-1.02/-1.35	$1.1 \cdot 10^{-5}$ mol/L
55	Nitroamino-p-cresol	$C_7H_8N_2O_3$	168.15	Borate buffer pH 9.0	-0.60	$3 \cdot 10^{-6}$ mol/L
56	5-Nitrobarbituric acid	$C_4H_3N_3O_5$	173.09	Borate buffer pH 9.0	-1.00	$1 \cdot 10^{-6}$ mol/L
57	Nitrobenzaldehyde	$C_7H_5NO_3$	151.12	Ethanol/dioxane 0.092 mol/L $H_3PO_4/(CH_3)_4NOH$ 0.196 mol/L	-0.80/-1.10/-1.70	$5 \cdot 10^{-5}$ mol/L
58	m-Nitrobenzoic acid	$C_7H_5NO_4$	167.12	Phosphate buffer pH 7.0, 10% ethanol	-0.70/-1.10	$6 \cdot 10^{-5}$ mol/L
59	o-Nitrobenzoic acid	$C_7H_5NO_4$	167.12	Phosphate buffer pH 7.0, 10% ethanol	-0.80/-1.10	$6 \cdot 10^{-5}$ mol/L
60	Nitromethane	$CH_3NO_2$	61.04	$H_2SO_4$ 0.05 mol/L	-0.75	$1.5 \cdot 10^{-6}$ mol/L
61	o-Nitrophenol	$C_6H_5NO_3$	139.11	Phosphate buffer pH 7.0, 8% ethanol	-0.50	$5.8 \cdot 10^{-6}$ mol/L
62	Oxalic acid	$C_2H_2O_4 \cdot 2H_2O$	126.07	KCl 0.1 mol/L	-1.72	$2 \cdot 10^{-5}$ mol/L

Nr.	Substance	Formula	Molecular weight	Supporting solution	Half wave potential	Determination limit
63	Oxyquinoline (8-Hydroxyquinoline)	C <sub>9</sub> H <sub>7</sub> NO	145.16	Borate buffer pH 9.0	-0.02/-1.25	3 · 10 <sup>-5</sup> mol/L
64	Papaverine	C <sub>20</sub> H <sub>21</sub> NO <sub>4</sub>	339.40	Phosphate buffer pH 7.0	-1.49	1 · 10 <sup>-4</sup> mol/L
65	Phthalic acid	C <sub>8</sub> H <sub>6</sub> O <sub>4</sub>	166.13	Biphthalate buffer pH 4.0 / Ba(OOCCH <sub>3</sub> ) <sub>2</sub> 0.1 mol/L	-1.50	5 · 10 <sup>-5</sup> mol/L
66	Phthalimide	C <sub>8</sub> H <sub>5</sub> NO <sub>2</sub>	147.14	HCl 0.2 mol/L	-0.70	5.5 · 10 <sup>-6</sup> mol/L
67	α-Picoline	C <sub>6</sub> H <sub>7</sub> N	93.13	Borate buffer pH 9.0	-1.82	4.3 · 10 <sup>-5</sup> mol/L
68	Picric acid	C <sub>6</sub> H <sub>3</sub> N <sub>3</sub> O <sub>7</sub>	299.11	LiOH / CH <sub>3</sub> COOH pH 4.2	-0.25/-0.35/-0.50	1.7 · 10 <sup>-5</sup> mol/L
69	Picolonic acid	C <sub>10</sub> H <sub>8</sub> N <sub>4</sub> O <sub>5</sub>	264.20	Acetate buffer pH 4.64	-0.35/-0.65	2 · 10 <sup>-6</sup> mol/L
70	Pyridine	C <sub>5</sub> H <sub>5</sub> N	79.10	Borate buffer pH 9.0	-1.49	1 · 10 <sup>-4</sup> mol/L
71	Pyrogallol	C <sub>6</sub> H <sub>6</sub> O <sub>3</sub>	126.11	Phosphate buffer pH 7.0	+0.11	1.6 · 10 <sup>-5</sup> mol/L
72	Pyruvic acid	C <sub>3</sub> H <sub>4</sub> O <sub>3</sub>	88.06	Britton-Robinson buffer pH 3.2	-1.10	0.9 · 10 <sup>-5</sup> mol/L
73	Quercetin	C <sub>15</sub> H <sub>10</sub> O <sub>7</sub> · 2H <sub>2</sub> O	338.28	Phosphate buffer	-1.61	5 · 10 <sup>-5</sup> mol/L
74	Quinaldic acid	C <sub>10</sub> H <sub>7</sub> NO <sub>2</sub>	173.17	Acetate buffer pH 4.64, gelatine	-0.90/-1.10	1.2 · 10 <sup>-5</sup> mol/L
75	Quinhydrone	C <sub>12</sub> H <sub>10</sub> O <sub>4</sub>	218.21	Borate buffer pH 9.0, 50% methanol	+0.05	1.1 · 10 <sup>-5</sup> mol/L
76	Quinine	C <sub>20</sub> H <sub>24</sub> N <sub>2</sub> O <sub>2</sub>	324.43	Acetate buffer pH 4.64 0.1 mol/L LiCl	-1.45	6 · 10 <sup>-6</sup> mol/L
77	Quinizarine	C <sub>14</sub> H <sub>8</sub> O <sub>4</sub>	240.22	NaOH 0.1 mol/L	-0.81	1.1 · 10 <sup>-5</sup> mol/L
78	Rhodamine B	C <sub>23</sub> H <sub>31</sub> ClN <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	479.03	NaOH 1 mol/L	-1.25/-1.80	5 · 10 <sup>-6</sup> mol/L
79	Rubeamic acid (Dithiooxamide)	C <sub>2</sub> H <sub>4</sub> N <sub>2</sub> S <sub>2</sub>	120.20	NH <sub>3</sub> / NH <sub>4</sub> Cl 0.5 mol/L	-0.35/-0.67/-0.88/-1.72	3.5 · 10 <sup>-5</sup> mol/L
80	Saccharin	C <sub>7</sub> H <sub>5</sub> O <sub>3</sub> NS	183.18	HCl 0.05 mol/L	-1.20	1 · 10 <sup>-6</sup> mol/L
81	Salicylaldoxime	C <sub>7</sub> H <sub>7</sub> NO <sub>2</sub>	137.14	Phosphate buffer pH 7.0	-1.11	1.5 · 10 <sup>-5</sup> mol/L
82	Salicylic acid	C <sub>7</sub> H <sub>6</sub> O <sub>3</sub>	138.12	LiCl 0.2 mol/L	-1.70	8.7 · 10 <sup>-5</sup> mol/L
83	Sodium diethyldithiocarbamate	C <sub>5</sub> H <sub>10</sub> S <sub>2</sub> Na · 3H <sub>2</sub> O	225.31	NH <sub>3</sub> / NH <sub>4</sub> Cl 1 mol/L	-0.44	9 · 10 <sup>-6</sup> mol/L
84	Sodium thiocarbonate	Na <sub>2</sub> CS <sub>3</sub>	154.20	NaOH 0.1 mol/L	-0.75	2.5 · 10 <sup>-6</sup> mol/L
85	Tartaric acid	C <sub>4</sub> H <sub>6</sub> O <sub>6</sub>	150.09	(CH <sub>3</sub> ) <sub>4</sub> NBr 0.05 mol/L	-1.65	5 · 10 <sup>-5</sup> mol/L
86	Theophylline	C <sub>7</sub> H <sub>8</sub> N <sub>4</sub> O <sub>2</sub>	180.17	Borate buffer pH 9.0	+0.11	2.2 · 10 <sup>-5</sup> mol/L
87	Thiocetamide	C <sub>2</sub> H <sub>5</sub> NS	75.13	NH <sub>4</sub> NO <sub>3</sub> 2 mol/L, with NH <sub>3</sub> on pH 9.4	-0.09	2.7 · 10 <sup>-5</sup> mol/L
88	Thiophenol	C <sub>6</sub> H <sub>6</sub> S	110.18	H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> 0.01 mol/L	-0.34	3.6 · 10 <sup>-5</sup> mol/L
89	Thiourea	CH <sub>4</sub> N <sub>2</sub> S	76.12	HClO <sub>4</sub> 0.1 mol/L	+0.10	3 · 10 <sup>-4</sup> mol/L
90	Vanillin	C <sub>9</sub> H <sub>8</sub> O <sub>3</sub>	152.15	NH <sub>4</sub> Cl 0.1 mol/L in 50% ethanol	-1.45	2.5 · 10 <sup>-5</sup> mol/L
91	Veronal	C <sub>8</sub> H <sub>12</sub> N <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	184.19	Borate buffer pH 9.0	+0.15	4 · 10 <sup>-5</sup> mol/L
92	Vitamin B (Nicotinamide)	C <sub>6</sub> H <sub>6</sub> N <sub>2</sub> O	122.13	Na <sub>2</sub> CO <sub>3</sub> 0.2 mol/L	-1.70	1.6 · 10 <sup>-4</sup> mol/L
93	Vitamin B 1	C <sub>12</sub> H <sub>17</sub> ClN <sub>4</sub> OS · HCl	337.28	Phosphate buffer pH 7.3	-1.45	6 · 10 <sup>-5</sup> mol/L
94	Vitamin B 2	C <sub>17</sub> H <sub>20</sub> N <sub>4</sub> O <sub>6</sub>	376.38	Phosphate buffer pH 6.8, 2% Urea	-0.37	2.7 · 10 <sup>-5</sup> mol/L

Nr.	Substance	Formula	Molecular weight	Supporting solution	Half wave potential	Determination limit
95	Vitamin B 6	$C_8H_{11}NO_3 \cdot HCl$	205.69	KCl 0.4 mol/L	-1.90	$7 \cdot 10^{-5}$ mol/L
96	Vitamin B 12	$C_{63}H_{88}CoN_{14}O_{14}P$	1355.40	$NH_3 / NH_4Cl$ 1 mol/L, 0.1% Dimethylglyoxime	-1.15	$1.3 \cdot 10^{-6}$ mol/L
97	Vitamin BC (Folic acid)	$C_{19}H_{19}N_7O_6$	441.42	Borate buffer pH 11.3	-1.10	$5 \cdot 10^{-5}$ mol/L
98	Vitamin C (Ascorbic acid)	$C_6H_8O_6$	176.13	Acetic buffer pH 4.64	+0.10	$3 \cdot 10^{-5}$ mol/L
99	Vitamin K 3	$C_{11}H_8O_2$	172.19	Acetic buffer pH 4.54 in 92% ethanol	-0.20	$1 \cdot 10^{-5}$ mol/L
100	Vitamin K 5	$C_{11}H_{11}NO \cdot HCl$	209.68	Phosphate buffer pH 6.8	-0.12	$2 \cdot 10^{-5}$ mol/L
101	Xanthone	$C_{13}H_8O_2$	192.61	Buffer pH 9, 25% ethanol	-1.47	$1 \cdot 10^{-5}$ mol/L

**Note:** Substance which can only be polarographed indirectly:

- |        |                   |   |
|--------|-------------------|---|
| No. 2  | Acetanilide:      | after nitration ( $HNO_3 / H_2SO_4$ )       |
| No. 10 | Aniline:          | after diazotisation ( $HCl / NaNO_2$ )      |
| No. 13 | Atropine sulfate: | after nitration ( $HNO_3 / H_2SO_4$ )       |
| No. 31 | DDT:              | after nitration ( $HNO_3 / H_2SO_4$ )       |
| No. 50 | DL-Methionine:    | after conversion to periodide               |
| No. 96 | Vitamin B 12:     | after fusion and extraction with dithionite |