

## 6.2840.000 Water bath with thermostat connector and rack insert

### Thermostatisierbares Wasserbad 6.2840.000 mit Probenrackeinsatz

### Bain-marie avec raccord pour thermostat 6.2840.000 et empiècement rack

For/für/pour Metrohm Robotic Sample Processor XL 789/815  
with/mit/avec 786 Swing Head

Use with/Geeignet für/Approprié pour  
6.1432.210 Metrohm Sample beakers, glass 75 mL  
6.1432.210 Metrohm Probenbecher Glas 75 mL  
6.1432.210 Metrohm béchers en verre 75 mL

#### Installation

The use of a water bath requires the installation of a 6.2711.070 Collection trough. Put it on the Sample Processor first. It must sit on the black stirrer rail. Then the water bath can be put on it. The 6.2041.900 rack insert can then be attached and fixed in position by tightening the handle.

Attach two suitable tubes to the pipe connections of the water bath. Connect the tubes to a suitable thermostat. It is recommended to fasten the tubing ends.

Use Metrohm Sample beakers 75 mL. Tension springs which are integrated in the rack openings hold the beakers in place, to avoid floating up of empty vessels.

#### Please note

The usable temperature range is  $-10 \dots 50$  °C (bath temperature). Do not apply temperatures above 50 °C. Avoid high flow rates of water or cooling liquid.

#### Installation

Der Betrieb eines thermostatisierbaren Racks erfordert den Einsatz einer Auffangwanne 6.2711.070. Setzen Sie diese zuerst auf den Sample Processor auf, so dass sie auf der schwarzen Rührerschiene zu liegen kommt. Danach kann das Wasserbad darauf aufgelegt werden und der Probenrackeinsatz 6.2041.900 auf dem Drehteller durch Festdrehen des Handgriffs fixiert werden.

Schliessen Sie zwei geeignete Wasserschläuche an die Anschlussstutzen des Wasserbades an. Verbinden Sie die Schläuche mit einem geeigneten Thermostatisierbad. Es empfiehlt sich, die Schlauchenden an den Anschlussstutzen gut zu fixieren.

Verwenden Sie Metrohm-Probenbecher 75 mL. Durch spezielle, im Probenrackeinsatz integrierte, Spannfedern werden leere Probengefäße gegen Aufschwimmen gesichert.

#### Zu beachten

Der zulässige Temperaturbereich beträgt  $-10 \dots 50$  °C (Badtemperatur). Nicht über 50 °C erwärmen. Verhindern Sie zu hohe Flussraten des temperierten Wassers oder der Kühlflüssigkeit.

#### Installation


L'utilisation d'un bain-marie requiert l'installation d'un bac recueil-gouttes 6.2711.070. Le mettre sur le Sample Processor de manière à ce qu'il soit situé sur le rail d'agitateurs noir. Puis mettre le bain-marie sur le bac recueil-gouttes et enfin mettre l'empîement rack d'échantillon 6.2041.900 sur le plateau tournant. Fixer l'empîement en vissant la poignée.

Attacher deux tuyaux à eau appropriés aux raccords du bain-marie. Connecter les tuyaux à un thermostat approprié. Il est recommandé de fixer fortement les tuyaux aux raccords.


Utiliser les béchers d'échantillons Metrohm de 75mL. Des ressorts tendeur intégrés dans l'empîement rack évitent que les récipients vides surnagent.

#### Attention


Domaine de température permise:  $-10 \dots 50$  °C (température du bain-marie). Ne pas porter à une température de plus de 50 °C. Éviter un flux trop élevé de l'eau chauffée ou du liquide de refroidissement.



6.2711.070



6.2840.000



6.2041.900