

IC Ausrüstung



Variozelle zu Bioscan – 6.5331.1X0

Handbuch

8.110.8009DE / 2019-09-25



Metrohm AG

CH-9100 Herisau

Schweiz

Telefon +41 71 353 85 85

Fax +41 71 353 89 01

info@metrohm.com

www.metrohm.com

IC Ausrüstung

Variozelle zu Bioscan – 6.5331.1X0

Handbuch

Technical Communication
Metrohm AG
CH-9100 Herisau
techcom@metrohm.com

Diese Dokumentation ist urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte vorbehalten.

Diese Dokumentation wurde mit grösster Sorgfalt erstellt. Dennoch sind Fehler nicht vollständig auszuschliessen. Bitte richten Sie diesbezügliche Hinweise an die obenstehende Adresse.



Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1	Teile und Anschlüsse der Variozelle	3
Abbildung 2	Arbeitselektrode entfernen	8

	Warnung Dieses Zeichen warnt vor elektrischer Gefährdung.
	Warnung Dieses Zeichen warnt vor Hitze oder heissen Geräteteilen.
	Warnung Dieses Zeichen warnt vor biologischer Gefährdung.
	Achtung Dieses Zeichen weist auf eine mögliche Beschädigung von Geräten oder Geräteteilen hin.
	Hinweis Dieses Zeichen markiert zusätzliche Informationen und Ratschläge.

2 Teile und Anschlüsse



Die Variozelle wird vollständig montiert geliefert. Kontrollieren Sie sofort nach Erhalt, ob die Sendung vollständig und ohne Schaden angekommen ist, vergleichen Sie dazu den Lieferschein mit der Zubehörliste .




Abbildung 1 Teile und Anschlüsse der Variozelle

- ## 1 Referenzelektroden-Anschluss
- Für den Anschluss des schwarzen Elektrodenkabels 6.2156.000.

- ### 3 Hilfselektrode

- ## 2 Referenzelektrode

- #### 4 **Hilfselektroden-Anschluss**
- Für den Anschluss des blauen Elektrodenkabels 6.2156.000.

3.1 Variozelle installieren



- ... nicht vollständig angeschlossen ist, oder
- ... nicht gleichzeitig von einem leitfähigen Eluenten durchspült wird.

Variozelle installieren

Referenzelektrode abschrauben.

Säulenanschlusskapillare der Trennsäule mit Hilfe einer Druckschraube 6.2744.014 an den Eluenten-Einlass (1-6) der Variozelle anschrauben.

- Ein Ende der mitgelieferten PTFE-Kapillare 6.1803.030 mit Hilfe einer Druckschraube 6.2744.014 an den Eluenten-Auslass (1-7) der Variozelle anschrauben.

5



- Das freie Ende der Abflusskapillare in einen genügend grossen Abfallbehälter führen und dort befestigen.

4 Referenzelektrode einsetzen

- Hochdruckpumpe des Chromatographie-Systems einschalten. Dadurch füllt sich das Reservoir (1-5) der Referenzelektrode.



HINWEIS

Beim Einsetzen der Referenzelektrode läuft das Reservoir über. Halten Sie Papiertücher bereit.

- Referenzelektrode ins gefüllte Reservoir einsetzen und anschrauben. Dabei darauf achten, dass keine Luftblasen im Reservoir verbleiben.

5 Variozelle einbauen

Die Variozelle in der dafür vorgesehenen Halterung im Bioscan befestigen.

Zelle in der Halterung so drehen, dass der Eluenten-Auslass möglichst weit oben liegt. So können möglicherweise auftretende Luftblasen aus der Zelle entweichen.

6 Elektrodenkabel anschliessen

- Elektrodenkabel 6.2156.000 mit den drei Anschlussteckern (rot - Arbeitselektrode, blau - Hilfselektrode, schwarz - Referenzelektrode) an der Variozelle anschliessen.
- Das andere Ende am Anschluss des 871 Advanced Bioscan anschliessen.

3.2 Arbeitselektrode tauschen

Die Variozelle ist so konstruiert, dass sie für eine Vielzahl unterschiedlicher Anwendungen eingesetzt werden kann. Es muss lediglich die für die gewünschte Anwendung passende Arbeitselektrode eingesetzt werden.

Arbeitselektroden besitzen eine Vorder- und eine Rückseite. Die Vorderseite ist glatt poliert und glänzend, während die Rückseite matter ist. Bei Gold-, Silber- und Platin-Arbeitselektrodenplättchen ist zusätzlich auf der Rückseite "Au", "Ag" bzw. "Pt" eingraviert.

Die Arbeitselektrode muss immer mit der glatt polierten und glänzende Seite nach aussen eingesetzt werden.

Um die Arbeitselektrode auszutauschen gehen Sie wie folgt vor:

Variozelle demontieren

1 Variozelle demontieren

- In der Software die Variozelle und die Hochdruckpumpe ausschalten.
- Alle drei Elektrodenkabel demontieren.
- Variozelle aus der Halterung des Gerätes herausnehmen.
- Eluenten-Einlass und Eluenten-Auslass abschrauben.

2 Arbeitselektroden-Halter entfernen

- Befestigungsring (1-11) am Arbeitselektroden-Halter aufschrauben und entfernen.
- Arbeitselektroden-Halter (1-10) vorsichtig aus der Variozelle herausziehen.

Arbeitselektrode tauschen

1 Alte Arbeitselektrode entfernen




Abbildung 2 Arbeitselektrode entfernen

1 Haltering

2 Silikonhalterung

Haltering zurückziehen und Elektrode mit den Fingerspitzen aus Silikonhalterung herausnehmen.



HINWEIS

Verwenden Sie zum Entfernen der Arbeitselektrode keine Werkzeuge.

Die Kanten der Arbeitselektrode könnten dabei beschädigt werden, was die Messergebnisse beeinflussen könnte.

2 Neue Arbeitselektrode einsetzen

- Neue Arbeitselektrode (1-9) mit der polierten Seite nach aussen in die Silikonhalterung (2-2) des Arbeitselektroden-Halters (1-10) einsetzen.
- Fingerabdrücke mit Aceton oder Methanol entfernen.
- Arbeitselektrode mit dem Haltering (2-1) sichern.

Variozelle wieder installieren

1 Arbeitselektroden-Halter montieren

- Arbeitselektroden-Halter an der Feststellschraube (1-8) ausgerichtet in die Variozelle einführen.
- Befestigungsring (1-11) über das Elektrodenkabel ziehen und nur so fest anschrauben, dass der Arbeitselektroden-Halter fest sitzt.

2 Variozelle installieren

Variozelle wieder gemäss Anleitung *Variozelle installieren, Seite 5* installieren.

1 Distanzhalter reinigen

- Distanzhalter herausnehmen.
- Mit Reinstwasser abspülen und trocknen.

2 Hilfselektrode reinigen

- **Hilfselektrode (1-3)** mit einem weichen mit Aceton oder Methanol getränktem Tuch vorsichtig abwischen.
Vermeiden Sie dabei jede Kraftanwendung, die Elektrode könnte beschädigt werden.
- Innenseite der Zelle mit Reinstwasser ausspülen und gut trocknen.

3 Arbeitselektrode reinigen

Siehe auch (siehe Abbildung 2, Seite 8).

- Arbeitselektrode (1-9) aus Arbeitselektroden-Halter (1-10) entfernen.
- Dazu Haltering (2-1) zurückziehen und Elektrode mit den Fingerspitzen aus Silikonhalterung (2-2) herausnehmen.
- Verwenden Sie zum Entfernen der Arbeitselektrode keine Werkzeuge. Die Kanten der Arbeitselektrode könnten dabei beschädigt werden, was die Messergebnisse beeinflussen könnte.
- Für die Reinigung befolgen Sie bitte die Anweisungen im Kapitel *Reinigen der Arbeitselektrode* im Handbuch zum 871 Advanced Bioscan.

Variozelle montieren

1 Variozelle zusammensetzen



VORSICHT

Stellen Sie sicher, dass ...

- ... der Distanzhalter unbeschädigt ist und
- ... die Oberflächen des Distanzhalters trocken und staubfrei sind.

Entfernen Sie Fingerabdrücke mit Aceton oder Methanol.

- Distanzhalter einsetzen.
- Variozelle zusammenschrauben.

2 Arbeitselektrode einsetzen



HINWEIS

Arbeitselektroden besitzen eine Vorder- und eine Rückseite. Die Vorderseite ist glatt poliert und glänzend, während die Rückseite matter ist. Bei Gold-, Silber- und Platin-Arbeitselektrodenplättchen ist zusätzlich auf der Rückseite "Au", "Ag" bzw. "Pt" eingraviert.

Die Arbeitselektrode muss immer mit der glatt polierten und glänzende Seite nach aussen eingesetzt werden.

- Arbeitselektrode (1-9) mit der polierten Seite nach aussen in die Silikonhalterung des Arbeitselektroden-Halters (1-10) einsetzen.
- Fingerabdrücke mit Aceton oder Methanol entfernen.
- Arbeitselektrode mit dem Haltering sichern.
- Arbeitselektroden-Halter an der Feststellschraube (1-8) ausgerichtet in die Variozelle einführen.
- Befestigungsring über das Elektrodenkabel ziehen und nur so fest anschrauben, dass die Arbeitselektroden-Halter fest sitzt.

3 Variozelle installieren

Gereinigte Variozelle wieder im 871 Advanced Bioscan installieren. Befolgen Sie dabei die Anweisungen im *Kapitel Variozelle installieren, Seite 5*.

4.2 Stilllegung der Zelle



VORSICHT

Lagern Sie die Variozelle bei Nichtgebrauch gereinigt in der Originalverpackung.



5.3 Glassy-Carbon-Variozelle

Arbeitsselektrode

Material Glassy-Carbon

Anwendungen

Aromaten und Amine

- Catecholamine, Aromatische Amine
- Anorganische Anionen (Nitrit, Sulfid, ...)
- Phenole
- Vitamine
- Einige Aminosäuren

Arbeitsbereich

Saures Medium -0.8 V... +1.3 V

Basisches -1.5 V... +0.6 V
Medium

5.4 Platin-Variozelle

Arbeitselektrode

Material	Platin
----------	--------

Anwendungen

Spezielle Applikationen

- Alkohole
- Glykole
- Wasserstoffperoxid
- Hydrazin
- Arsenit, Hypochlorit

Arbeitsbereich

Saures Medium -0.2 V... +1.3 V

Basisches Medium -0.9 V... +0.65 V

Arbeitselektrode

Silber

Umweltrelevante Applikationen

- Halogenide
- Cyanid, Sulfid
- Thiosulfat
- Pharmazeutika

-0.55 V... +0.4 V

-1.2 V... +0.1 V

A

D

E

H1M

R

T

W

Wartung 10