

850 Professional IC



2.850.2210 - Anion - MCS - LP Gradient

매뉴얼
8.850.8053KR



Metrohm AG
CH-9101 Herisau
Switzerland
Phone +41 71 353 85 85
Fax +41 71 353 89 01
info@metrohm.com
www.metrohm.com

850 Professional IC

2.850.2210 - Anion - MCS - LP Gradient

매뉴얼

Teachware
Metrohm AG
CH-9101 Herisau
teachware@metrohm.com

본 문서는 저작권법에 따라 보호됩니다. 모든 권리는 당사에 있습니다.

본 문서는 신중을 기하여 작성하였습니다. 하지만 오류를 완전히 배제할 수는 없습니다. 만약 본 문서에서 오류를 발견하신다면 위에 명시한 주소로 연락주시기 바랍니다.

목차

1	서문	1
1.1	장비 설명	1
1.2	사용 목적	3
1.3	문서 정보	3
1.3.1	기호 설명	3
1.4	안전 지침	4
1.4.1	안전에 관한 일반 사항	4
1.4.2	전기 안전성	4
1.4.3	시약 취급	5
1.4.4	가연성의 용매 및 화학물질들	6
1.4.5	재활용 및 폐기	6
2	장비 개요	7
2.1	앞면	7
2.2	후면	9
3	설치	11
3.1	본 장에 대한 정보	11
3.2	최초 설치	11
3.3	저압 기울기 용리 시스템의 설치	13
3.4	설치도	14
3.5	장비 설치	17
3.5.1	포장	17
3.5.2	점검	17
3.5.3	설치 장소	17
3.6	IC 시스템의 모세관 연결부	17
3.7	장비 뒷면	19
3.7.1	롤러 및 손잡이	19
3.7.2	검출기 배치 및 연결	22
3.7.3	운반 고정 나사	24
3.7.4	리크 센서	24
3.7.5	배출 호스	25
3.8	모세관 및 케이블 관통구	27
3.9	용리액	30
3.9.1	용리액병 연결하기	30
3.10	용리액 탈기장치	34
3.11	저압 기울기 용리 시스템	36

IV ■■■■■■

5.4	용리액	76
5.4.1	제조	76
5.4.2	가동	76
5.5	고압 펌프	77
5.5.1	보호	77
5.5.2	유지보수	77
5.6	인라인 필터	87
5.6.1	유지보수	87
5.7	인라인 시료 전처리	88
5.8	시료 경로의 세척	89
5.9	시료 탈기장치	90
5.9.1	운전	90
5.10	주입 밸브	90
5.10.1	보호	90
5.11	Metrohm Suppressor Module (MSM)	91
5.11.1	보호	91
5.11.2	가동	91
5.11.3	유지보수	91
5.12	연동펌프	96
5.12.1	가동	96
5.12.2	유지보수	97
5.13	Metrohm CO ₂ Suppressor (MCS)	99
5.13.1	CO ₂ 흡착제 카트리지 교환	99
5.13.2	H ₂ O 흡착제 카트리지 재생	99
5.14	전도도 검출기	100
5.14.1	유지보수	100
5.15	분리 컬럼	100
5.15.1	분리 성능	100
5.15.2	보호	101
5.15.3	보관	101
5.15.4	재생	101
5.16	Metrohm 을 통한 품질 관리 및 검증	101
6	문제 처리	103
6.1	문제와 해결	103
7	기술 데이터	107
7.1	표준 조건	107
7.2	장비	107
7.3	리크 센서	107
7.4	주변 조건	107

색인 132

그림 색인

그림 1	앞면 850 Professional IC –Anion – MCS – LP Gradient	7
그림 2	후면 850 Professional IC –Anion – MCS – LP Gradient	9
그림 3	설치도	15
그림 4	조임나사를 통한 모세관의 연결	18
그림 5	롤러 및 손잡이	20
그림 6	MPak 홀더로서의 손잡이	21
그림 7	탈착식 후면벽	22
그림 8	장비 뒷면에서 리크 센서의 연결	25
그림 9	배출 호스	26
그림 10	도어에 있는 모세관 관통구	28
그림 11	바닥판/덮개판의 모세관 관통구	29
그림 12	용리액병 어태치먼트 설치하기	30
그림 13	흡입 필터 부착	31
그림 14	호스 클램프 및 흡입 필터 설치하기	31
그림 15	용리액 흡입 튜빙이 완전히 부착된 상태	32
그림 16	용리액병 연결된 상태	33
그림 17	용리액 탈기장치	35
그림 18	저압 기울기 용리 시스템	36
그림 19	기울기 용리 혼합 코일 연결하기	37
그림 20	용리액 연결 모세관 연결하기	38
그림 21	고압펌프와 퍼지 밸브의 모세관 연결부	39
그림 22	기울기 용리 혼합 코일의 연결	41
그림 23	고압 펌프 배기	42
그림 24	인라인 필터 연결하기	44
그림 25	맥동 댐퍼 - 연결부	45
그림 26	시료 탈기장치	46
그림 27	주입 밸브 - 연결됨	47
그림 28	주입 밸브 위치	48
그림 29	컬럼 항온기	50
그림 30	MSM - 연결부	53
그림 31	연동펌프	55
그림 32	펌프 호스 설치하기	56
그림 33	필터가 포함된 펌프 호스 연결부 설치	57
그림 34	필터가 없는 펌프 호스 연결부 설치	58
그림 35	MCS - 연결부	60
그림 36	흡착제 카트리지를 홀더	62
그림 37	앞면 전도도 검출기	64
그림 38	후면 전도도 검출기	65
그림 39	검출기와 MCS 연결	66
그림 40	피스톤 제거하기	78
그림 41	피스톤 장치의 구성 요소	79
그림 42	피스톤 실용 공구 6.2617.010	80
그림 43	피스톤 실 제거하기	81
그림 44	공구에 피스톤 실 삽입하기	81
그림 45	펌프 헤드에 피스톤 실 삽입하기	82

그림 46	밸브 제거하기	83
그림 47	밸브 분해하기	84
그림 48	입구밸브와 출구밸브의 구성요소	85
그림 49	필터 교환	87
그림 50	MSM - 구성요소	93
그림 51	펌프 연결부 - 필터 교환	98

1 서문

1.1 장비 설명

본 장비 **850 Professional IC – Anion – MCS – LP Gradient** 은 Metrohm 사의 Professional IC 장비군 중 하나의 모델입니다. Professional IC 장비군의 특징은 다음과 같습니다

- 모든 기능의 모니터링, 최적화 및 FDA 호환성 문서로의 작성을 가능하게 하는, 부품의 **지능성**.
- **컴팩트성**.
- **유연성**. 각 응용 분야에 대해 적합한 장비 모델이 제공됩니다. 장비는 필요에 따라 다른 모델 버전으로 개조, 확장 또는 변형될 수 있습니다.
- **투명성**. 모든 부품은 쉽게 접근할 수 있고 한 눈에 확인이 가능하도록 배치되어 있습니다.
- **안전성**. 화학물질과 전자장치가 서로 분리되어 있으며, 액체가 접촉되는 부품에는 리크 센서가 내장되어 있습니다.
- **친환경성**.
- **저소음성**.

장비는 소프트웨어 **MagIC Net** 으로 운영됩니다. 장비는 USB 를 통해 MagIC Net 이 설치된 PC 에 연결됩니다. 소프트웨어는 이 장비를 자동으로 인식하며 장비의 기능성을 자동으로 점검합니다. MagIC Net 은 장비를 모니터링하며, 측정된 데이터를 평가하고 데이터 베이스에서 이 데이터를 관리합니다. MagIC Net 의 조작 방법은 온라인 도움말 또는 MagIC Net 사용설명서에 설명되어 있습니다.

이 기기는 다음과 같이 구성됩니다:

용리액 탈기장치

용리액 탈기장치는 용리액에서 용해된 기체 및 기체 기포를 제거합니다. 이를 위해 용리액은 진공 챔버에서 특수한 플루오르폴리머 모세관을 통과합니다.

저압 기울기 용리 시스템

저압 기울기 용리 시스템을 이용하여 최대 세 가지의 서로 다른 용리액을 혼합할 수 있습니다. 혼합은 용리액이 고압 펌프에 공급되기 전인 저압 영역에서 이루어집니다.

고압 펌프

저맥동성의 지능형 고압 펌프가 시스템으로 용리액을 펌핑합니다. 기술 사양 및 "사용 이력"(운전 시간, 서비스 데이터, 등)이 저장되어 있는 칩이 펌프에 내장되어 있습니다.



인라인 필터

인라인 필터는 용액에 존재할 수 있는 오염물로부터 분리 컬럼을 안정적으로 보호합니다. 그러나 인라인 필터는 또한 사용된 용액안의 어떤 물질을 오염으로부터 보호하는 목적으로도 사용됩니다. 신속하고 간편하게 교환할 수 있는 필터판의 미세한 2 μm 재료는 예를 들어 박테리아, 조류와 같은 입자를 용액에서 제거합니다.

맥동 댐퍼

맥동 댐퍼는, 예를 들어 주입 밸브의 스위칭 시 발생할 수 있는 압력 변동으로 인한 손상으로부터 분리 컬럼을 보호하며 매우 민감한 측정 시 미세한 맥동을 억제합니다.

시료 탈기장치

시료 탈기장치는 시료에서 용해된 기체 및 기체 기포를 제거합니다. 이를 위해 시료는 진공 챔버에서 특수한 플루오르폴리머 모세관을 통과합니다.

주입 밸브

주입 밸브는 신속 정확한 밸브 전환을 통해 용리액과 시료 경로를 연결합니다. 정확하게 측정된 양의 시료 용액이 주입되고 용리액과 함께 분리 컬럼으로 흘러갑니다.

컬럼 향온기

컬럼 히온기는 컬럼과 용리액 채널의 온도를 조절하며 이로써 안정적인 측정 조건을 보장합니다. 이 히온기는 2 개의 분리 컬럼을 위한 공간을 제공합니다.

Metrohm Suppressor Module (MSM)

MSM은 음이온 분석에서 화학적 서프레션을 위해 사용됩니다. 이 모
들은 압력에 안정적이며 견고한 내용매성 재질로 이루어져 있습니다.

오공포리

연동펌프는 시료 및 보조 용액의 운반에 사용됩니다. 이 펌프는 양방향으로 회전이 가능합니다.

Metrohm CO₂ Suppressor (MCS)

Metrohm CO₂ Suppressor(MCS)는 용리액 흐름에서 CO₂ 를 제거합니다. 이를 통해 배경전도도가 감소하며 검출 감도가 개선되고 주입 피크 및 탄산 피크가 최소화됩니다.

전도도 검출기

전도도 검출기는 통과하는 액체의 전도도를 연속적으로 측정하며 결과를 디지털 방식의 신호로 출력합니다(DSP – Digital Signal Processing). 전도도 검출기는 우수한 온도 안정성을 제공하고 재현성 있는 측정 조건을 보장합니다.

분리 컬럼

지능형 분리 컬럼은 이온 크로마토그래피 분석의 핵심 요소입니다. 이 분리 컬럼은 컬럼과의 상호 작용을 통해 다양한 구성 성분을 분리합니다. Metrohm 분리 컬럼에는 컬럼의 기술 사양 및 이력(시운전, 운전 시간, 주입 횟수, ...)에 관한 정보가 저장된 칩이 내장되어 있습니다.

1.2 사용 목적

850 Professional IC – Anion – MCS – LP Gradient 는 복잡한 분리 문제로 인해 기울기 용리가 필요한 경우에 **연속 서프레이션**을 통해 음이온의 이온 크로마토그래피 측정을 위해 사용되는 제품입니다.

- Metrohm Suppressor Module (MSM)(참조: 장 3.18, 페이지 52)을 통한 화학적 서프레이션 및 이어지는
- Metrohm CO₂ Suppressor (MCS)(참조: 장 3.20, 페이지 60)를 통한 CO₂ 서프레이션.

연속 서프레이션의 사용은 배경전도도를 최소로 낮추어 줍니다.

필요 시 본 장비는 서프레이션 없이 양이온 및 음이온의 측정에 사용할 수도 있습니다.

저압 혼합 밸브 및 장비의 하단부에 있는 추가적인 두 개의 용리액 탈기장치는 최대 3 가지 용리액의 혼합에 사용됩니다.

1.3 문서 정보



주의

장비를 가동하기 전에 본 문서의 내용을 주의 깊게 숙지하시기 바랍니다. 본 문서에는 장비의 안전한 사용을 위해 사용자가 반드시 준수해야 하는 정보 및 주의 사항이 수록되어 있습니다.

1.3.1 기호 설명

본 문서에는 다음과 같은 심벌 및 형식이 사용됩니다:

(5- 12)	그림 범례에 대한 크로스 레퍼런스 첫 번째 숫자는 그림의 번호에 해당하며, 두 번째 숫자는 그림에서 장비 요소를 의미합니다.
1	지시 단계 이 단계를 순차적으로 실시하십시오.



1.4.1 안전에 관한 일반 사항



1.4.2 전기 안전성



850 Professional IC-Anion - MCS - LP Gradient



경고

장비를 절대 임의로 분해하지 마십시오. 이때 장비가 손상될 수도 있습니다. 이외에도 전기가 흐르는 부품에 접촉할 경우, 심각한 상해 위험이 발생할 수 있습니다.

하우징의 내부에는 사용자가 직접 유지보수하거나 또는 교체할 수 있는 부품이 없습니다.

정격전압



경고

잘못된 정격전압으로 인해 장비가 손상될 수 있습니다.

본 장비는 여기에 맞는 정격전압으로만 가동하십시오(장비 뒷면 참조).

정전하에 대한 보호



경고

전자 부품은 정전하에 민감하며 방전으로 인해 파손될 수 있습니다.

장비 뒷면에서 전기 플러그를 연결하거나 분리하기 전에, 반드시 전원 소켓에서 전원 케이블을 뽑으십시오.

1.4.3 시약 취급



주의

시스템의 모든 연결부에서 정기적으로 리크 여부를 점검하십시오. 가연성 및/또는 독성 시약 취급 및 그 폐기에 관한 상응하는 규정을 준수하십시오.

2 장비 개요

2.1 앞면




그림 1 앞면 850 Professional IC-Anion-MCS-LP Gradient

- | | |
|--|---|
| <p>1 용리액 탈기장치
참조: 장 3.10, 페이지 34.</p> | <p>2 고압 펌프
참조: 장 3.12, 페이지 39.</p> |
|--|---|

2.2 후면




그림 2 후면 850 Professional IC-Anion-MCS-LP Gradient

1 널링 나사

후면벽(2-22) 및 손잡이(5-2)의 고정용.

2 진공 커넥터

확장 모듈에 있는 다른 탈기 챔버의 연결용(Vacuum 으로 표기됨).

- 

장비를 MSB 커넥터 (2-6)에 연결할 때 850 Professional IC 가 꺼진 상태여야 합니다.

3 설치

3.1 본 장에 대한 정보

본 장 설치 편에는 다음과 같은 내용이 수록되어 있습니다

- 본 개요
- 등용매 용리 시스템으로 기능하는 850 Professional IC -Anion - MCS - LP Gradient(참조: 장 3.2, 페이지 11)의 최초 설치에 대한 요약 설명서. 필요한 경우 각 단계에는 각 구성품의 상세한 설치 설명서에 대한 크로스 레퍼런스가 제공됩니다.
- 저압 기울기 용리 시스템(참조: 장 3.3, 페이지 13)의 설치에 관한 요약 설명서. 필요한 경우 각 단계에는 개별 구성품의 상세한 설치 설명서에 대한 크로스 레퍼런스가 제공됩니다.
- 완전히 설치된 장비를 나타내는 설치도(참조: 그림 3, 페이지 15).
- 장비의 공급 시 이미 설치된 구성품을 포함하여 다른 모든 구성품에 대한 상세한 설치 설명서가 포함된 복수의 장.

3.2 최초 설치



참고

모세관 연결부의 대부분은 이미 장비 출고 시 연결된 상태입니다.

850 Professional IC -Anion - MCS - LP Gradient 는 등용매 용리 방식의 장비, 즉 최소의 비용으로 단 한 가지의 용리액에 대해 사용할 수 있는 장비입니다. 이를 위해 다음과 같은 단계를 수행하십시오:

850 Professional IC-Anion - MCS - LP Gradient 설치하기

1 장비 설치

참조: 장 3.5, 페이지 17.

2 장비 후면에서의 설치

- 손잡이와 롤러를 제거하십시오(참조: 장 3.7.1, 페이지 19).
- 검출기를 장비에 부착하고 연결하십시오(참조: 장 3.7.2, 페이지 22).
- 운반용 고정장치를 제거하십시오(참조: "운반용 고정나사 제거", 페이지 24).

- 리크 센서를 연결하십시오(참조: "리크 센서를 연결하십시오", 페이지 24).
- 배출 호스를 연결하십시오(참조: "배출 호스 설치", 페이지 27).

3 용리액 경로 설치하기

- 용리액 흡입호스를 부착하고 용리액병에 연결하십시오.(참조: 장3.9.1, 페이지 30).
- 컬럼의 위치에서 이미 설치된 컬럼 입구 모세관의 끝부분에서 커플링 6.2744.040 을 조임나사 6.2744.010 과 연결하십시오.
- 조임나사 6.2744.014 를 이용하여 *Eluent* 로 표기된 MSM(참조: 장3.18.2, 페이지 52)의 모세관을 커플링 6.2744.040 의 반대 쪽 끝부분에 연결하십시오.
- 긴 조임나사 6.2744.090 을 이용하여 *Detector* 로 표기된 MSM(참조: 장3.18.2, 페이지 52)의 모세관을 MCS(참조: 장 3.20.2, 페이지 60)의 입구에 연결하십시오.
- 긴 조임나사 6.2744.090 을 이용하여 검출기 입구 모세관을 MCS(참조: 장3.20.2, 페이지 60)의 출구에 연결하십시오.

4 시료 경로 설치하기



참고

시료 탈기장치를 반드시 연결할 필요는 없습니다. 당사에서는 시료 매트릭스가 요구되는 경우에만 시료 탈기장치를 사용할 것을 권장합니다.

- 주입 밸브의 시료 입구에 연결된 시료 흡입 모세관 6.1803.040(3-8)을 긴 조임나사 6.2744.090 을 통해 시료 탈기 장치의 출구에 연결하십시오. (참조: 장 3.15, 페이지 45).
- 시료 흡입 모세관 6.1803.040 을 긴 조임나사 6.2744.090 을 통해 시료 탈기 장치의 입구에 연결하십시오. 반대쪽 끝부분은 모세관 관통구를 통해 장비에서 밖으로 빼내십시오.

5 연동펌프 설치하기

참조: 장 3.19.2, 페이지 56.

- 펌프 호스를 설치하십시오.
- 재생용액 및 세정용액을 위한 흡입 모세관을 연결하십시오.

6 MSM 설치하기

참조: 장 3.18. 페이지 52.

- MSM 의 H_2SO_4 로 표기된 모세관을 재생용액 펌프 호스의 출구에 연결하십시오.

- MSM 의 H2O 로 표기된 모세관을 세정용액 펌프 호스의 출구에 연결하십시오.
- MSM 의 Waste 로 표기된 두 개의 모세관을 장비의 모세관 통로를 통과시켜 폐액 용기 방향으로 빼내고 이 용기에 고정시키십시오.

7 장비 연결하기

- PC 에 장비를 연결하십시오(참조: 장 3.22.1, 페이지 66).
- 장비를 전원에 연결하십시오(참조: 장 3.22.2, 페이지 66).

8 최초 시운전

참조: 장 4.1, 페이지 71.

- PC 를 켜고 MagIC Net 을 시작하십시오.
- 장비를 켜고 준비하십시오.
- 고압 펌프 배기.
- 컬럼(들) 없이 장비를 세정하십시오.

9 컬럼 연결하기

- 컬럼 입구 모세관과 Eluent 로 표기된 MSM 모세관 사이에서 커플링 6.2744.040 을 제거하십시오.
- 보호 컬럼을 설치하십시오(사용하는 경우)(참조: "보호 컬럼 연결 및 세척", 페이지 68).
- 분리 컬럼을 설치하십시오(참조: "분리 컬럼 연결 및 세척", 페이지 70).

10 장비 상태점검

참조: 장 4.1, 페이지 71.

이제 장비가 시료의 측정을 위해 준비된 상태입니다.

3.3 저압 기울기 용리 시스템의 설치

저압 기울기 용리 시스템으로서 사용하기 위해서는 850 Professional IC-Anion - MCS - LP Gradient 의 설치와 관련하여 약간의 조정이 필요합니다. 아래의 설치 설명서에는 필요한 작업 단계가 짧게 요약되어 있습니다. 필요한 경우 각 단계에는 개별 구성품의 상세한 설치 설명서에 대한 크로스 레퍼런스가 제공됩니다.

저압 기울기 용리 시스템 설치

1 저압 기울기 용리 시스템에서 장비 탈거하기

참조: 장 3.11, 페이지 36.



- 2 호스 연결부 6.1834.120**
용리액 탈기장치와 혼합 밸브 입구 A 의
연결

아래의 장에서는 각 설치 단계에 대해 상세히 설명됩니다.

3.5 장비 설치

3.5.1 포장

장비는 개별적으로 포장된 부속품과 함께 우수한 보호 기능의 특수 포장에 포장된 상태로 공급됩니다. 이 포장재로만 장비의 안전한 운반이 보장되므로, 포장재를 보관해 두시기 바랍니다.

3.5.2 점검

제품을 수령한 즉시 인도증을 근거로, 모든 항목이 모두 손상없이 운반되었는지를 점검하십시오.

3.5.3 설치 장소

장비는 실내에서 가동되는 조건으로 개발되었으며 폭발 위험이 있는 환경에서는 사용하지 말아야 합니다.

화학물질로 인한 부식성 환경 및 오염물로부터 최대한 보호될 수 있도록, 진동이 없고 조작에 편리한 실험실에 장비를 설치하십시오.

장비는 과도한 온도 변동 및 직사광으로부터 보호되어야 합니다.

3.6 IC 시스템의 모세관 연결부

본 장에는 IC 장비에 있는 모세관 연결부에 대한 일반적 정보가 수록되어 있습니다.

일반적으로 IC 장비의 두 개의 구성품 사이의 모세관 연결부는 각 부품에 모세관을 연결할 때 사용되는 두 개의 조임나사와 하나의 연결 모세관으로 구성됩니다.



주의

주입 밸브(참조: 장 3.16, 페이지 47)와 검출기(참조: 장 3.21, 페이지 63) 사이의 모세관 연결부에는 0.25 mm 내경의 PEEK 모세관을 사용해야 합니다. 최근 출시된 장비에서는 이 모세관이 이미 연결되어 있습니다.

테플론 모세관(폴리 테트라플루오르에틸렌)

PTFE 모세관은 투명하며 따라서 운반되는 액체에 대한 시각적 추적 가능합니다. 이 모세관은 화학적 비활성이며, 유연성이고 80 °C의 온도까지 내온성입니다.

사용:

PTFE 모세관은 저압 영역에 사용됩니다.

- 시료 처리용의 0.5 mm 내경의 PTFE 모세관 6.1803.0x0.
- 시료 처리용 그리고 세정 및 재생 용액용의 0.97 mm 내경의 PTFE 모세관 6.1803.0x0 (이 모세관은 장비의 공급 범위에 반드시 포함되는 것은 아닙니다).



참고

모세관은 매끈하고 평평한 절단면을 가져야 합니다. PEEK 모세관의 절단에는 반드시 모세관 커터 6.2621.080 을 사용하시기 바랍니다.

3.7 장비 뒷면

3.7.1 롤러 및 손잡이

용이한 운반을 위해, 장비에는 롤러와 손잡이가 부착되어 있습니다.




그림 5 롤러 및 손잡이

1 널링 나사 손잡이(5-2) 및 김출기 공간의 후면벽의 고정용.	2 손잡이
3 널링 나사 롤러 홀더(5-5)의 고정용.	4 롤러
5 롤러 홀더	

손잡이 떼어내기

- 1 널링 나사(5-1)를 풀고 손잡이(5-2)를 떼어 내십시오.

롤러 떼어내기

롤러를 떼어내기 위해 다음과 같이 진행하십시오:

- 1 널링 나사(5-3)를 제거하십시오.
- 2 롤러 홀더(5-5)를 떼어 내십시오.

MPak 홀더로서 손잡이 부착하기



참고

위로 올린 상태에서 손잡이(6-2)는 MPak(용리액 파우치)을 걸어 놓는 용도로 사용할 수도 있습니다.

- 1 손잡이(6-2)를 위로 올린 후에 널링 나사(6-1)를 다시 조이십시오.




그림 6 MPak 홀더로서의 손잡이

- 1 널링 나사
손잡이(6-2) 및 검출기 공간의 후면벽의 고정용.

- 2 손잡이
올린 상태. MPak 용 홀더로서 (용리액 파우치).



참고

최대 두 개의 검출기를 배치하고 연결할 수 있습니다.



주의

검출기 연결 시 장비가 꺼진 상태여야 합니다.

1 후면판 떼어내기

- 후면판에서 널링 나사(7-1)를 푸십시오.
- 아직 손잡이가 장비에 고정되어 있을 경우, 이를 제거하십시오.
- 후면판(7-2)을 제거하십시오.

2 검출기 배치

- 이 구멍을 통해 장비의 해당 고정면에 검출기를 배치하고 완전히 앞으로 미십시오.

3 후면판 다시 부착하기

- 검출기 케이블을 후면판(7-3)에 있는 케이블 관통구(7-2)를 통과시켜 삽입하십시오.
- 검출기 출구 모세관을 적합한 모세관 통로에 삽입하십시오.
- 후면판(7-2) 다시 부착하기
(옵션으로서 손잡이가 상단에 다시 부착되어 있을 수 있고 MPak 용 홀더로서 사용될 수 있습니다.)
- 널링 나사(7-1)를 완전히 조이십시오.

4 검출기 연결



참고

장비에는 두 개의 검출기 커넥터(7-5), *Detector 1* 및 *Detector 2*가 존재합니다. 선택한 커넥터가 MagIC Net 방법에 입력된 커넥터와 일치하는 지에 유의해야 합니다.

권장 사항: 기본적으로 *Detector 1* 을 사용하십시오. 2 개의 검출기가 탑재된 AnCat 시스템의 경우: 음이온은 *Detector 1* 에, 양이온은 *Detector 2* 에.

- 검출기 케이블을 검출기 커넥터(7-5)에 연결하십시오.




그림 8 장비 뒷면에서 리크 센서의 연결

1 리크 센서 연결 소켓
"Leak Sensor"로 표기됨.

2 리크 센서 연결 플러그

3 리크센서 연결 케이블
장비 뒷면에 고정되어 있음.

3.7.5 배출 호스

덮개판 또는 검출기 공간에서 유출되는 액체는 배출 호스를 거쳐 바닥판으로 흐르고 리크 센서를 거쳐 폐액 용기로 흐릅니다. 따라서 시스템에서 발생하는 약간의 누설도 리크 센서에 의해 감지됩니다.

7 배출 호스
실리콘 호스 6.1816.020 의 일부분. 유출되는 액체를 폐기물 용기로 전달함.

8 배출 호스 커넥터
바닥판에서 유출되는 액체를 연결된 배출 호스를 통해 배출시키기 위해 사용됨.

9 배출 호스 커넥터
유출되는 액체를 연결된 배출 호스를 통해 리크 센서로 공급하기 위해 사용됨.

배출 호스 설치 시 다음과 같이 진행하십시오:

배출 호스 설치

- 1** 배출 호스(9-2)를 덮개판의 배출 호스 커넥터(9-1)에 연결하고 원하는 길이로 잘라내십시오.
- 2** 배출 호스(9-4)를 검출기 공간의 배출 호스 커넥터(9-3)에 연결하고 원하는 길이로 잘라내십시오.
- 3** 덮개판의 배출 호스(9-2)와 검출기 공간의 배출 호스(9-4)를 Y 커넥터(9-5)로 서로 연결하십시오.
- 4** 배출 호스(9-6)를 Y 커넥터(9-5)에 연결하고, 원하는 길이로 잘라낸 다음, 반대쪽 끝부분을 바닥판의 배출 호스 커넥터(9-9)에 연결하십시오.
- 5** 배출 호스(9-7)를 바닥판의 배출 호스 커넥터(9-8)에 꽂고 반대쪽 끝부분을 폐액 용기에 연결하십시오.

3.8 모세관 및 케이블 관통구

모세관 및 케이블을 통과시키기 위한 여러 개의 구멍이 형성되어 있습니다. 이 구멍들은 도어(참조: 그림 10, 페이지 28), 후면판(참조: 그림 7, 페이지 22) 또는 덮개판 아래 또는 바닥판(참조: 그림 11, 페이지 29) 위에 존재합니다.




그림 11 바닥판/뒷개판의 모세관 관통구

1 측벽(우측)
우측벽.

3 측벽(좌측)
좌측벽.

5 모세관 관통구
위. 앞에서 우측으로.

7 모세관 관통구
위. 앞에서 뒤로.

9 모세관 관통구
아래. 앞에서 우측으로.

11 모세관 관통구
아래. 앞에서 뒤로.

2 장비 뒷면

4 장비 앞면

6 모세관 관통구
위. 앞에서 뒤로.

8 모세관 관통구
위. 앞에서 좌측으로.

10 모세관 관통구
아래. 앞에서 뒤로.

12 모세관 관통구
아래. 앞에서 좌측으로.

3 흡입 필터 부착

- 필터 홀더(13-1)를 흡입 필터(13-2)에 끼고 완전히 조입니다.




그림 13 흡입 필터 부착

1 필터 홀더

부속품 세트(6.2744.210)에 포함됨.


2 흡입 필터 (6.2821.090)**4 호스 클램프 및 흡입 필터 설치하기**

그림 14 호스 클램프 및 흡입 필터 설치하기

1 용리액 흡입 튜빙(6.1834.080)**2 용리액병 어태치먼트(6.1602.160)****3 호스 클램프**

부속품 세트(6.2744.210)에 포함됨.


4 잠금나사

부속품 세트(6.2744.210)에 포함됨.

5 흡입 필터 (6.2821.090)

부속품 세트(6.2744.210)에 있는 필터 홀더 포함.

- 호스 클램프(14-3)를 용리액 흡입 튜빙(14-1)으로 미십시오.
- 잠금나사(14-4)를 용리액 흡입 튜빙(14-1)으로 미십시오.
- 용리액 흡입 튜빙(14-1)을 흡입 필터(14-5)에 끼웁니다. 튜빙의 끝부분은 흡입 필터의 거의 중앙에까지와야 합니다.
- 잠금나사(14-4)를 필터 홀더(13-1)와 함께 조이십시오.



33

3.10 용리액 탈기장치

고압 펌프에서는 액체 운반은 가능하지만 기체 운반은 불가능하므로, 용리액에 기체 기포가 존재할 경우 바탕선이 불안정하게 됩니다. 따라서 고압 펌프에 도달하기 전에 용리액에서 탈기를 실시해야 합니다.

용리액 탈기장치는 용리액에서 용해된 기체 및 기체 기포를 제거합니다. 이를 위해 용리액은 진공 챔버에서 특수한 플루오르폴리머 모세관을 통과합니다.



참고

새로 출고된 장비에서는 용리액 탈기장치가 이미 완전히 설치되어 있습니다. 유지보수를 위해 탈기장치 연결부를 분리하는 경우에만 다음의 설치 지침에 따라 조치해야 합니다.

용리액 탈기장치 연결




그림 17 용리액 탈기장치

1 용리액 탈기장치 입구**3** 튜빙 트럼펫
튜빙 니플 포함.**5** 용리액 흡입 튜빙(6.1834.080)
용리액의 흡입용. 잠금나사(17-4)는 완전히 고정되어 있습니다.**2** 용리액 탈기장치 출구**4** 잠금나사**6** 연결 튜빙 (6.1834.090)
용리액 탈기장치를 고압 펌프(참조: 장 3.12, 페이지 39)에 연결. 잠금나사(17-4)는 완전히 고정되어 있습니다.**1****주의**

잠금나사(17-4)는 조심스럽게 조여야 합니다. 이를 위해 포크 렌치(6.2621.050)를 사용하십시오.

- 용리액 흡입 튜빙(17-5)을 용리액 탈기장치 입구(17-1)에 꽂으십시오.
- 잠금나사(17-4)를 조심스럽게 조이십시오.

2

- 연결 튜빙(17-6)(긴 잠금나사(17-4)가 있는 끝부분)을 용리액 탈기장치 출구(17-2)에 꽂으십시오.
- 잠금나사(17-4)를 조심스럽게 조이십시오.
- 연결 튜빙(17-6)의 다른 끝부분을 (짧은 잠금나사를 이용해) 고압 펌프[Link target not found in publication context!]에 연결합니다.

7 용리액 입구 B

8 용리액 입구 A

9 용리액 출구

기울기 용리 혼합 코일 연결하기




그림 19 기울기 용리 혼합 코일 연결하기

1 용리액 출구

2 조임나사, 롱타입
혼합 밸브에 연결 시 사용.

3 기울기 용리 혼합 코일 6.2758.020

4 조임나사, 숏타입
고압 펌프에 연결 시 사용.

1 긴 PEEK 조임나사 6.2744.090(19-2)을 이용하여 기울기 용리 혼합 코일 6.2758.020(19-3)을 용리액 출구(19-1)에 조이십시오.

2 짧은 PEEK 조임나사 6.2744.070(19-4)을 이용하여 기울기 용리 혼합 코일(19-3)의 반대쪽 끝부분을 고압 펌프의 입구밸브 홀더에 직접 고정하십시오(참조: 장 3.12.2, 페이지 40).

연결 모세관 연결하기



참고

장비의 출고 시 입구 B 및 C 측 연결 호스는 이미 설치되어 있습니다. 커넥터 A 만 연결하시면 됩니다.




그림 20 용리액 연결 모세관 연결하기

- | | | | |
|----------|--|----------|--|
| 1 | 용리액 탈기장치와 혼합 밸브의 연결 모세관 (6.1834.120) | 2 | 용리액 탈기장치와 혼합 밸브의 연결 모세관 (6.1834.110)
사전에 설치됨. |
| 3 | 용리액 탈기장치와 혼합 밸브의 연결 모세관 (6.1834.100)
사전에 설치됨. | 4 | 지지링 |
| 5 | 잠금나사 | 6 | 기울기 용리 혼합 코일 6.2758.020 |

- 1**
 - 연결 모세관(20-1)을 용리액 입구 A에 꽂고 지지링(20-4)으로 고정하십시오.
 - 포크 렌치 6.2621.050을 이용하여 잠금나사(20-5)를 조심스럽게 조이십시오.
- 2** 다른 양측 용리액 연결 모세관(20-2) 및 (20-3)에서 1번 단계를 반복하십시오.

3.12 고압펌프

저맥동성의 지능형 고압 펌프가 시스템으로 용리액을 펌핑합니다. 기술 사양 및 "사용 이력"(운전 시간, 서비스 데이터, 등)이 저장되어 있는 칩이 펌프에 내장되어 있습니다.

퍼지 밸브는 고압 펌프의 배기(참조: 장 3.12.3, 페이지 41)에 사용됩니다.

3.12.1 고압 펌프/퍼지 밸브 사이의 모세관 연결부



참고

새로 공급된 장비의 경우에는 고압 펌프 및 퍼지 밸브의 모든 모세관 연결부가 이미 설치되어 있습니다.




그림 21 고압펌프와 퍼지 밸브의 모세관 연결부

1 연결 모세관
PEEK 모세관은 주 피스톤과 보조 피스톤을 연결합니다.

3 출구밸브 홀더

2 PEEK 조임나사, 슛타입 6.2744.070

4 펌프 헤드 6.2824.110

3.12.2 저압 기울기 용리 시스템 연결하기

참고

저압 기울기 용리 시스템 연결하기

- 용리액 탈기장치의 출구에서 잠금나사 및 연결 호스를 제거하십시오.
- 입구밸브 홀더(21-2)에서 조임나사를 풀고 커플링(21-9) 및 펌프 헤드 입구 모세관(21-7)과 함께 연결 호스 전체를 제거하십시오.

- 짧은 조임나사(22-3)를 이용하여 기울기 용리 혼합 코일(22-2)을 입구밸브 홀더(22-1)에 조이십시오.




그림 22 기울기 용리 혼합 코일의 연결

1 입구밸브 홀더

2 PEEK 조임나사, 슛타입 6.2744.070

3 저압 기울기 용리 시스템 혼합 코일
6.2758.020

3.12.3 고압 펌프 배기

고압 펌프는 펌프 헤드에 공기 기포가 없는 경우에만 원활하게 작동합니다. 따라서 최초 시운전 시 또는 용리액 교환 후에는 매번 고압 펌프를 배기시켜야 합니다.



주의

최초 시운전(참조: 장 4.1, 페이지 71)을 실시하기 전에는 고압 펌프를 배기시키지 **않아야** 합니다.

다음과 같은 방법으로 고압펌프를 배기시키십시오(참조: 그림 23, 페이지 42):

고압 펌프 배기

고압 펌프의 배기를 위해서는 장비가 PC에 연결되고 켜진 상태여야 합니다.

5 용리액 흡입

- 용리액이 기포없이 주사기(23-1)로 흐를 때까지, 주사기로 흡입하십시오.

6 배기 종료

- 고압 펌프를 끄십시오.
- 회전 노브(23-7)를 닫으십시오.
- 주사기(23-1)를 Luer 커넥터(23-2)에서 제거하십시오.
- 퍼지관(23-3)을 배기 모세관(23-4)에서 당겨 분리하십시오.

3.13 인라인 필터

퍼지 밸브 그리고 맥동 댐퍼 사이에 6.2821.120 인라인 필터가 입자로 부터의 보호를 목적으로 설치 됩니다.

인라인 필터는 용리액에 존재할 수 있는 오염물로부터 분리 컬럼을 안정적으로 보호합니다. 하지만 인라인 필터는 재생 또는 세정용액에 존재할 수 있는 오염물로부터 서프레스를 보호하기 위하여 사용할 수도 있습니다. 신속하고 간편하게 교환할 수 있는 필터판의 미세한 2 µm 재료는 예를 들어 박테리아, 조류와 같은 입자를 용액에서 제거합니다.

**참고**

새로 출고된 장비에서는 인라인 필터가 이미 설치되어 있습니다. 아래에서 설명되는 설치 설명은 최초 설치 시 수행하지 **말아야** 합니다.

인라인 필터 설치하기**주의**

인라인 필터를 연결할 때 필터 하우징에 명시되어 있는 흐름 방향에 주의하십시오.




그림 24 인라인 필터 연결하기

- | | |
|---|--|
| 1 연결 모세관
퍼지 밸브를 인라인 필터에 연결함. | 2 조임나사 PEEK 솟아입 6.2744.070 |
| 3 인라인 필터 6.2821.120
입자로부터 보호. | 4 연결 모세관
인라인 필터를 맥동 댐퍼에 연결함. |

- 1** 조임나사 6.2744.070 을 이용하여 퍼지 밸브에서 오는 연결 모세관을 인라인 필터에 조이십시오.
- 2** 조임나사 6.2744.070 을 이용하여 맥동 댐퍼로 가는 연결 모세관을 인라인 필터의 출구측에 조이십시오.

3.14 맥동 댐퍼



참고

새로 출고된 장비에서는 맥동 댐퍼가 이미 설치되어 있습니다.



주의

맥동 댐퍼는 유지보수가 필요치 않으며 개방하지 말아야 합니다.

맥동 댐퍼는, 예를 들어 주입 밸브의 스위칭 시 발생할 수 있는 압력 변동으로 인한 손상으로부터 분리 컬럼을 보호하며 매우 민감한 측정 시 미세한 맥동을 억제합니다. 이 기능이 보장되도록 하기 위해, 이 댐퍼가 고압 펌프(참조: 장 3.12, 페이지 39)와 주입 밸브(참조: 장 3.16, 페이지 47) 사이에 연결되어야 합니다.

맥동 댐퍼는 양방향으로 가동될 수 있습니다.




그림 25 맥동 댐퍼 - 연결부

1 연결 모세관
인라인 필터에 연결됨.

3 조임나사 PEEK 슛타입 6.2744.070

5 맥동 댐퍼 6.2620.150

2 고정나사

4 맥동 댐퍼 홀더

6 연결 모세관
주입 밸브 연결부

3.15 시료 탈기장치

시료 탈기장치는 시료에서 용해된 기체 및 기체 기포를 제거합니다. 이를 위해 시료는 진공 챔버에서 특수한 플루오르폴리머 모세관을 통과합니다.

시료 내의 기체 기포는 재현성을 저하시키는데, 그 이유는 항상 동일한 시료량이 시료 루프에 존재하지 않게되기 때문입니다. 따라서 (기체 함유) 시료는 주입 전에 탈기시켜야 합니다. 이를 위해 주입 전에 시료가 탈기 챔버에서 탈기되며, 이때 발생하는 기체 기포는 자동으로 제거됩니다.



참고

시료 탈기장치의 사용 시 세척 시간이 적어도 2 분정도 길어집니다.




그림 26 시료 탈기장치

1	시료 탈기장치 입구	2	시료 탈기장치 출구
3	PEEK 조임나사, 롱타입 (6.2744.090)	4	연결 모세관(6.1803.040)

시료 탈기장치 연결하기

- 1 시료 탈기장치의 입구 및 출구에서 나사식 마개(6.2744.220)를 제거한 후에 보관하십시오.
- 2 긴 PEEK 조임나사(26-3)를 이용하여 주입 밸브에 연결된 시료 흡입 모세관(6.1803.040)의 끝부분을 시료 탈기장치(26-2)의 출구에 연결하십시오.
- 3 긴 PEEK 조임나사(26-3)를 이용하여 연결 모세관(6.1803.040)을 시료 탈기장치(26-1)의 입구에 연결하십시오.
- 4 모세관 관통구를 통해 연결 모세관의 다른 끝부분을 장비에서 밖으로 빼내고 필요 시 Sample Processor 에 연결합니다.

주의

시료 탈기장치를 사용하지 않는 경우에는, 나사식 마개(6.2744.220)를 이용하여 입구와 출구를 막아야 합니다.

3.16 주입 밸브

주입 밸브는 용리액과 시료 경로를 연결합니다. 신속하고 정밀한 밸브 스위칭을 통하여 시료 루프의 크기로 정확하게 정의된 양의 시료 용액이 주입되고 용리액과 함께 분리 컬럼으로 흘러갑니다.

3.16.1 주입 밸브의 연결

주입 밸브는 여섯 개의 커넥터를 갖습니다: 이중 두 개는 시료 경로용이며(커넥터 1 및 2), 두 개는 용리액 경로용이고(커넥터 4 및 5) 나머지 두 개는 시료 루프용입니다(커넥터 3 및 6).



참고

새로 출고된 장비의 경우에는 용리액 경로 및 시료 경로의 모세관 및 시료 루프가 이미 설치되어 있습니다.




그림 27 주입 밸브 - 연결됨

1 주입 밸브	2 시료 루프 커넥터 3 및 6에 연결됨.
3 연결 모세관 커넥터 4에 연결됨. 용리액을 주입 밸브로 운반함.	4 연결 모세관 커넥터 5에 연결됨. 용리액을 분리 컬럼으로 운반함.
5 연결 모세관 커넥터 1에 연결됨. 시료를 주입 밸브로 운반함.	6 연결 모세관 커넥터 2에 연결됨. 시료를 폐액 용기로 운반함.
7 PEEK 조임나사 6.2744.010	

시료 루프 교환

시료 루프는 필요 시 교환할 수 있습니다. 올바른 시료 루프의 선택에 대한 상세한 정보는 (참조: 장 3.16.3, 페이지 49).



참고

시료 루프 및 주입 밸브에 모세관을 연결할 때 반드시 PEEK 조임나사 6.2744.010 을 사용하십시오.

1 기존 시료 루프 제거하기

- 커넥터 3 및 커넥터 6 에서 조임나사 6.2744.014 를 분리하십시오.
- 시료 루프를 제거하십시오.

2 새로운 시료 루프 부착하기

- PEEK 조임나사 6.2744.014(27-7)를 이용하여 시료 루프(27-2)의 끝부분을 커넥터 3 에 고정하십시오.
- 다른 PEEK 조임나사 6.2744.014(27-7)를 이용하여 시료 루프(27-2)의 반대쪽 끝부분을 커넥터 6 에 고정하십시오.

3.16.2 주입 밸브의 작동방식

주입 밸브(참조: 그림 28, 페이지 48)는 두 가지 위치, 즉 채움 및 주입 위치를 가질 수 있습니다. 이 두 가지 밸브 위치를 전환함으로써, 시료 또는 용리액 경로가 시료 루프를 통해 진행되는지가 확인됩니다. 아래의 그래픽은 양측 밸브 위치의 흐름 경로를 개략적으로 나타냅니다.




그림 28 주입 밸브 위치

A 채움 위치

- 1 용리액 입구
고압 펌프로부터 오는 모세관.

B 주입 위치

- 2 용리액 출구
컬럼 방향으로 가는 모세관.

3 시료 입구
시료 흡입 모세관

4 시료 출구
폐액 용기 방향으로 가는 모세관.

5 시료 루프

위치 A

채움 위치에서는 시료 용액이 시료 루프를 통과하여 폐액 용기 방향으로 흐릅니다. 이와 동시에 용리액은 직접 분리 컬럼으로 흐릅니다.

위치 B

주입 위치에서는 용리액이 시료 루프를 통과하여 분리 컬럼 방향으로 흐릅니다. 밸브 스위칭 시점에 시료 용액이 시료 루프에 존재하는 경우에는, 시료 용액이 용리액과 함께 흐르고 이로써 분리 컬럼에 도달합니다. 시료 경로 내의 흐름이 정지되거나 또는 시료가 직접 폐액 용기로 흐릅니다.

3.16.3 시료 루프의 선택

주입된 시료 용액의 양은 시료 루프의 체적에 따라 결정됩니다. 용도에 따라 적합한 양을 선택할 수 있습니다. 일반적으로 다음과 같은 시료 루프가 사용됩니다:

양이온 측정	10 µL
서프레션과 함께 음이온 측정	20 µL
서프레션 없이 음이온 측정	100 µL

3.17 컬럼 항온기

컬럼 항온기는 컬럼과 용리액 채널의 온도를 조절하며 이로써 안정적인 측정 조건을 보장합니다. 이 항온기는 2 개의 분리 컬럼을 위한 공간을 제공합니다.




그림 29 컬럼 향온기

1 모세관 관통구
모세관의 입구 및 출구.

3 컬럼 홀더
컬럼의 고정용.
컬럼 인식장치 포함.

2 모세관 홈
용리액의 온도 조절용.
예열 모세관은 이미 설치됨.

컬럼 향온기에는 칩 인식장치가 포함된 두 개의 컬럼 홀더(29-3)가 존재합니다. 분리 컬럼은 칩과 함께 컬럼 홀더에 고정시켜야 합니다.



참고

새로 출고된 장비에서는 컬럼 입구 모세관이 컬럼 항온기의 모세관 홈에 삽입되어 있습니다. 아래에서 설명되는 설치 설명은 최초 설치 시 수행하지 **말아야** 합니다.

모세관 삽입하기

- 1 적합한 모세관 통로(29-1)를 통과시켜 컬럼 입구 모세관을 컬럼 항온기에 삽입하십시오.
- 2 컬럼 입구 모세관을 아래에서부터 양측 모세관 홈(29-2)의 외측으로 미십시오. 위로 다시 돌출될 때까지 고정판 아래로 밀어 넣으십시오.
- 3 조심스럽게 컬럼 입구 모세관을 아래로 벤딩하고 고정판의 아래 가장자리에서 돌출될 때까지 아래로 내측 모세관 홈을 통과시켜 미십시오.

4



참고

컬럼(보호 컬럼 및 분리 컬럼)은 최초 시운전(참조: 장 4.1, 페이지 71) 후에 설치해야 합니다.

- 최초 시운전 전에:
조임나사 6.2744.010 을 이용하여 커플링 6.2744.040 을 컬럼 입구 모세관의 끝부분에 고정하십시오.
- 최초 시운전 후에:
조임나사 6.2744.010 을 이용하여 보호 컬럼(사용되는 경우)을 컬럼 입구 모세관의 끝부분에 고정하십시오.


3.18 Metrohm Suppressor Module (MSM)

3.18.1 MSM 에 관한 일반 사항

MSM은 음이온 분석에서 화학적 서프레션을 위해 사용됩니다. 이 모듈은 압력에 안정적이며 견고한 내용매성 재질로 이루어져 있습니다. 이 모듈은 총 3개의 서프레서 장치로 구성되는데, 이 장치는 주기적으로 서프레션에 사용되고, 황산으로 재생되거나 또는 초순수로 세척됩니다.

MSM에서의 서프레션 반응

탄산염 용리액을 사용할 경우 MSM 에서 다음과 같은 반응이 진행됩니다:



3.18.2 MSM 의 연결



주의

외부 입자 또는 박테리아 증식으로부터 MSM 을 보호하기 위하여 필터 6.2744.180(33-3)이 포함된 펌프 튜빙 연결부를 연동펌프와 MSM 의 입구 모세관 사이에 부착해야 합니다.

MSM 위에 1, 2 및 3 으로 넘버링된 서프레스 장치의 입구 및 출구에는 각각 2 개의 고정 부착된 PTFE 모세관이 존재합니다(참조: 그림 30, 페이지 53).




그림 30 MSM - 연결부

1 캡 너트	2 MSM 연결부 6.2832.010
3 용리액 입구 모세관 <i>Eluent</i> 로 표기됨.	4 용리액 출고 모세관 <i>Detector</i> 로 표기됨.
5 세정용액 입구 모세관 <i>H2O</i> 로 표기됨.	6 세정용액 출구 모세관 <i>Waste</i> 로 표기됨.
7 재생용액 출구 모세관 <i>Waste</i> 로 표기됨.	8 재생용액 입구 모세관 <i>H2SO4</i> 로 표기됨.

MSM 에 고정적으로 부착된 테플론 모세관은 다음과 같은 방식으로 IC 시스템의 다른 구성품과 연결됩니다:



주의

PTFE 모세관은 매우 연성이므로, 조임나사를 너무 강하게 조이지 말아야 합니다.

압착된 모세관은 모세관 커터 6.2621.080 을 이용해 잘라내야 합니다.

3.19 연동펌프

3.19.1 연동펌프의 원리

연동펌프는 시료 및 보조 용액의 운반에 사용됩니다. 이 펌프는 양방향으로 회전이 가능합니다.

연동펌프는 변위 원리에 따라 액체를 운반합니다. 펌프 호스는 롤러(31-3)와 호스 카세트(31-5) 사이에 끼워집니다. 가동 시 연동펌프 구동장치가 롤러 허브(31-2)를 회전시키므로, 롤러(31-3)가 펌프 호스에서 액체를 밀어냅니다.




그림 31 연동펌프

1 홀더 캠의 널링 나사

3 롤러

5 호스 카세트 6.2755.000

7 스냅 레버

2 롤러 허브

4 카세트 홀더

6 압착 레버

2 흡입측 연결하기

펌프 호스의 흡입측에 호스 클립 6.2744.034(32-2)을 끼우십시오.

3 운반측 연결하기



참고

연동펌프의 사용 용도에 따라서 운반측에 다음과 같은 연결부가 연결될 수 있습니다:

- **A 경우:** 필터가 포함된 6.2744.180(참조: 그림 33, 페이지 57) 펌프 호스 또는
- **B 경우:** 필터가 없는 6.2744.160(참조: 그림 34, 페이지 58) 펌프 호스.

A 경우: 필터 6.2744.180 이 포함된 펌프 호스 연결부:




그림 33 필터가 포함된 펌프 호스 연결부 설치

1 캡 너트

2 어댑터

3 필터 홀더가 포함된 호스 클립

- 캡 너트(33-1)를 펌프 호스로 미십시오.
- 적합한 어댑터(33-2)를 선택하고 펌프 호스로 미십시오. 어댑터의 타입은 펌프 호스에 따라 결정됩니다(참조: 표 1, 페이지 58).
- 필터 홀더(33-3)와 함께 호스 클립을 펌프 호스에 끼우십시오.
- 캡 너트(33-1)를 호스 클립(33-3)에 완전히 조이십시오.

또는

B 경우: 필터 6.2744.160 이 없는 펌프 호스 연결부:




그림 34 필터가 없는 펌프 호스 연결부 설치

1 캡 너트**2 어댑터****3 호스 클립**

- 캡 너트(34-1)를 펌프 호스로 미십시오.
- 적합한 어댑터(34-2)를 선택하고 펌프 호스로 미십시오. 어댑터의 타입은 펌프 호스에 따라 결정됩니다(참조: 표 1, 페이지 58).
- 호스 클립(34-3)을 펌프 호스에 끼웁니다.
- 캡 너트(34-1)를 호스 클립(34-3)에 완전히 조이십시오.

4 펌프 호스 삽입하기

- 압착 레버를 완전히 아래로 누르십시오.
- 펌프 호스를 호스 카세트에 삽입하십시오. 이때 스톱퍼(32-3)가 호스 카세트의 해당 홀더에 잠겨야 합니다.

5 호스 카세트 부착

- 호스 카세트를 홀더 캠에 걸고 스냅 레버가 잠길 때까지 카세트 홀더로 밀어 넣으십시오.

6 모세관 연결

- PEEK 조임나사(32-1)를 이용하여 해당 모세관을 양측 호스 클립에 완전히 조이십시오.

표 1 펌프 호스 및 적합한 어댑터

펌프 호스	어댑터
6.1826.020 (청색/청색)	
6.1826.310 (오렌지색/녹색)	
6.1826.320 (오렌지색/황색)	
6.1826.330 (오렌지색/백색)	
6.1826.340 (검정색/검정색)	

펌프 호스	어댑터
6.1826.360 (백색/백색)	
6.1826.380 (회색/회색)	
6.1826.390 (황색/황색)	

유량 설정

유량을 조절하기 위해서는, 호스 카세트의 압착 압력을 설정해야 합니다. 다음과 같이 진행하십시오:

1 압착 압력 설정

- 압착 레버(32-5)를 완전히 분리하십시오. 즉 완전히 아래로 누르십시오.
- 연동펌프 구동장치를 켜십시오.
- 액체가 흐를 때까지 압착 레버를 단계적으로 위로 올리십시오.
- 액체가 흐르면, 다시 2 개의 톱니만큼 압착 레버를 위로 올리십시오.

이제 압착 압력이 최적으로 조절된 상태입니다.

운반량은 정확한 압착 압력, 펌프 호스의 내경 및 구동장치의 회전속도에 따라 결정됩니다.



참고

펌프 호스는 소비재입니다. 또한 펌프 호스의 수명은 압착 압력에 따라 결정됩니다.

3 흡입 모세관
CO₂ 가 적은 공기의 흡입용(CO₂ 흡착제 카트리지(36-4)를 통해).

5 연결 모세관

7 Luer 커플링(6.2744.120)
조임나사(6.2744.070)를 통해 공기 흡입 모세관에 부착됨.

4 PEEK 조임나사, 롱타입 (6.2744.090)

6 숏타입 조임나사(6.2744.070)
공기 흡입 모세관에 부착됨.

MCS 연결

1 MSM 의 연결

긴 PEEK 조임나사(6.2744.090)(35-4)를 이용해 용리액 출구 모세관(out 으로 표기됨)을 MCS 입구(35-1)에 연결합니다.

2 검출기측 연결

긴 PEEK 조임나사(6.2744.090)(35-4)를 이용해 검출기 입구 모세관(37-3)을 MCS 출구(35-2)에 연결합니다.



주의

MCS 를 사용하지 않는 경우에는, 마개(6.2744.220)로 입구와 출구를 막아야 합니다.

3.20.3 흡착제 카트리지 설치

효과적으로 CO₂ 를 제거하기 위해 탈기셀로 흡입된 공기에는 가능한 적은 양의 CO₂ 가 포함되어 있어야 합니다. 이를 달성하기 위해, 공기는 CO₂ 흡착제 카트리지(6.2837.000)(36-4)로 흡입됩니다.

습기는 CO₂ 흡착제 카트리지에서 막힘 현상을 발생시킬 수 있습니다. 이를 방지하기 위해, H₂O 흡착제 카트리지(6.2837.010)(36-7)가 그 앞에 설치됩니다.




그림 36 흡착제 카트리지 홀더

1 PEEK 조임나사, 슛타입 (6.2744.070) MCS 흡입 모세관에 일차 부착됨.	2 커플링 Luer (6.2744.120) MCS 흡입 모세관에 일차 부착됨.
3 클립 흡착제 카트리지 고정용.	4 CO ₂ 흡착제 카트리지 (6.2837.000) 흡입된 공기에서 CO ₂ 제거용. 3 층으로 채워짐, 오렌지색-갈색-회색.
5 어댑터 (6.1808.190) H ₂ O 흡착제 카트리지와 CO ₂ 흡착제 카트리지의 연결용.	6 PVC 튜빙 H ₂ O 흡착제 카트리지와 CO ₂ 흡착제 카트리지의 연결용.
7 H ₂ O 흡착제 카트리지 (6.2837.010) 흡입된 공기에서 H ₂ O 제거용. 건조제로 채워짐.	8 흡착제 카트리지 홀더 (6.2057.080)
9 MCS 흡입 모세관 MCS 측 연결부. (35-3)에 해당.	10 공기 입구 주변 공기의 흡입용. 마개는 제거된 상태여야 함.

흡착제 카트리지 설치

1 흡착제 카트리지 홀더 준비

4 개의 클립(36-3)을 흡착제 카트리지 홀더(36-8)의 홈에 밀어 넣으십시오.

2 캡 제거

- 양측 카트리지에서 팁의 양측 밀봉 캡을 제거하십시오.
- H₂O 흡착제 카트리지에서 더 큰 끝부분의 원형 밀봉 캡을 별모양의 밀봉 캡으로 교환하십시오.
중요! 별 모양의 밀봉 캡(공기 입구 (36-10)에 위치)의 중앙에는 작은 마개가 존재합니다. 마찬가지로 이것도 제거해야 합니다(H₂O 흡착제 카트리지에 대한 데이터 시트 참조).

3 CO₂ 흡착제 카트리지 연결

- CO₂ 흡착제 카트리지를 MCS 흡입 모세관의 끝부분에 있는 커플링(36-2)에 꽂으십시오.
- CO₂ 흡착제 카트리지를 흡착제 카트리지 홀더(36-8)의 양측 하단 클립(36-3)에 부착하십시오.

4 PVC 튜빙 연결

- 어댑터(36-5)를 CO₂ 흡착제 카트리지에 꽂습니다.
- PVC 튜빙(36-6)을 어댑터(36-5)에 고정시킵니다.

5 H₂O 흡착제 카트리지 연결

- H₂O 흡착제 카트리지를 PVC 튜빙(36-6)에 꽂습니다.
- H₂O 흡착제 카트리지를 흡착제 카트리지 홀더(36-8)의 양측 상단 클립(36-3)에 부착하십시오.

6 장비에 흡착제 카트리지 홀더 고정하기

- 카트리지와 함께 흡착제 카트리지 홀더를 장비의 검출기 공간에 배치합니다.

3.21 전도도 검출기

전도도 검출기는 통과하는 액체의 전도도를 연속적으로 측정하며 결과를 디지털 방식의 신호로 출력합니다(DSP – Digital Signal Processing). 전도도 검출기는 우수한 온도 안정성을 제공하고 재현성 있는 측정 조건을 보장합니다.




그림 38 후면 전도도 검출기

1 검출기 케이블
부착된 커넥터 포함.

2 검출기 출구 모세관
고정 설치됨.

3 명판
제조 번호 포함.



참고

분리 후에 불필요한 피크 확대를 방지하기 위해, 분리 컬럼의 출구와 검출기 입구 사이의 연결부가 가능한 한 짧아야 합니다.

MCS 에 검출기 입구 모세관 연결하기

- 1 ■ 긴 조임나사 2.2744.090(39-2)을 이용해 검출기 입구 모세관 (39-1)을 MCS(39-3)의 출구에 고정하십시오.




그림 39 검출기와 MCS 연결

1 검출기 입구 모세관

2 조임나사, 톱타입 6.2744.090

3 MCS 출력

3.22 장비 연결하기

3.22.1 PC 에 장비 연결



참고

PC 의 연결 시 장비가 꺼진 상태여야 합니다.

1 USB 케이블 연결하기

USB 케이블 6.2151.020 을 이용해 장비의 PC 연결 소켓(2-**18**)을 컴퓨터의 USB 커넥터에 연결하십시오.

3.22.2 전원에 장비 연결하기



경고

전원 장치는 젖지 않아야 합니다. 액체의 직접적 영향으로부터 전원 장치를 보호하십시오.

전원 케이블

제공되는 전원 케이블은 사용 국가에 따라 결정됩니다:

- 커넥터 SEV 12 가 포함된 6.2122.020 (스위스, ...)
- 커넥터 CEE(7), VII 가 포함된 6.2122.040 (독일, ...)
- 커넥터 NEMA 5-15 가 포함된 6.2122.070 (미국, ...)

전원 케이블은 3 선(core) 형이며 접지 커넥터가 포함되어 있습니다. 다른 커넥터를 연결해야 하는 경우에는, 황색/녹색 라인(IEC 표준)을 접지에 연결하십시오(보호 등급 I).

1 전원 케이블 연결하기

- 전원 케이블을 전원 소켓(2-4)에 꽂으십시오.
- 전원 케이블을 전원에 연결하십시오.

2 장비 켜기 및 끄기

전원 스위치(2-3)에서 장비를 켜거나 끄십시오.

전원을 켜면 시스템 테스트가 진행되는 동안 장비의 앞면에 있는 LED가 점멸되고 소프트웨어와의 연결이 이루어집니다. 시스템 테스트가 종료되고 소프트웨어와의 연결이 이루어진 상태에서 LED가 지속적으로 점등됩니다.

3.23 보호 컬럼

보호 컬럼의 기능은 분리 컬럼을 보호하는 것이며 이로 인해 분리 컬럼의 수명이 현저하게 연장됩니다. Metrohm사에서 구입할 수 있는 보호 컬럼은 독립형 보호 컬럼으로 제공되거나 카트리지가 홀더와 함께 사용되는 보호컬럼 카트리지로 제공됩니다. 홀더에 보호컬럼 카트리지를 설치하는 방법은 보호 컬럼의 기술사양서에 설명되어 있습니다.



참고

어떤 보호 컬럼이 적합한지는, **Metrohm IC 컬럼 프로그램** (Metrohm 대리점에서 제공), 동봉된 분리컬럼의 기술 사양서, 홈페이지 <http://www.metrohm.com>에 공개된 분리컬럼 제품 정보를 참조하거나(제품 영역의 이온 크로마토그래피 참조) 또는 직접 대리점에 문의하시기 바랍니다.



주의

새로운 보호 컬럼은 용액으로 채워져 있고 양측이 마개 또는 캡으로 밀폐되어 있습니다. 보호 컬럼을 연결하기 전에, 사용된 용리액과 이 용액을 혼합할 수 있는지 확인하십시오(제조사 지침 준수).

3.24 분리 컬럼

지능형 분리 컬럼(iColumn)은 이온 크로마토그래피 분석의 핵심 요소입니다. 이 분리 컬럼은 컬럼과의 상호 작용을 통해 다양한 구성 성분을 분리합니다. Metrohm 분리 컬럼에는 컬럼의 기술 사양 및 이력(시운전, 운전 시간, 주입 횟수, ...)에 관한 정보가 저장된 칩이 내장되어 있습니다.



참고

어떤 분리 컬럼이 사용에 적합한지는, **Metrohm IC 컬럼 프로그램**, 홈페이지 <http://www.metrohm.com> 의 제품 영역 이온 크로마토그래피에 공개된 분리컬럼 제품 정보를 참조하거나 또는 직접 대리점에 문의하시기 바랍니다.



주의

신형 분리 컬럼은 용액으로 채워져 있고 양측이 마개로 밀폐되어 있습니다. 컬럼을 연결하기 전에, 사용된 용리액과 이 용액을 혼합할 수 있는지 확인하십시오(제조사 지침 준수).

현재 Metrohm사에서 구입할 수 있는 분리 컬럼 및 보호 컬럼은 Metrohm IC 컬럼 프로그램 또는 인터넷 홈페이지 <http://www.metrohm.com> 의 제품영역 이온 크로마토그래피에 소개되어 있습니다. 각 컬럼에는 테스트 크로마토그램과 기술 사양서가 함께 제공됩니다. 특수 IC 어플리케이션에 관한 세부 정보는 홈페이지 <http://www.metrohm.com> 의 어플리케이션 영역에 제공되는 해당 "Application Bulletins" 또는 "Application Notes"를 참조하거나 또는 해당 Metrohm 대리점에서 무료로 요청하실 수 있습니다.



참고

분리 컬럼은 장비의 **최초 시운전**(참조: 장 4.1, 페이지 71) 후에 설치해야 합니다. 그때까지는 보호 및 분리 컬럼대신 커플링 6.2744.040 을 사용하십시오.

4 시운전

장 시운전 편은 2 개의 단원으로 나누어져 있습니다:

최초 시운전

최초 시운전은 최초 설치 시 실시됩니다.

상태점검

상태점검은 설치 종료 시 및 시스템의 시작 후에 매번 수행됩니다.

4.1 최초 시운전

최초 시운전은 최초 설치 중에 실시됩니다. 보호 및 분리 컬럼의 설치 전에, 시스템 전체가 세정됩니다.



주의

최초 시운전 시 분리 컬럼 및 보호 컬럼은 설치하지 말아야 합니다. 컬럼대신 커플링 6.2744.040 이 연결되었는지를 확인하십시오.

최초 시운전 시 다음과 같은 단계를 실시하십시오:

1 소프트웨어 준비

- PC 프로그램 **MagIC Net** 을 시작하십시오.
- **MagIC Net** 에서 **평형화** 탭을 여십시오.
- 적합한 방법을 선택하십시오(또는 만들기 하십시오)

2 장비 준비

- 용리액 흡입호스가 용리액에 담겨지고 충분한 용리액이 용리액병에 존재하는지를 확인하십시오.
- 장비를 켜십시오.

3 고압 펌프 배기

- 퍼지 밸브를 통해 고압 펌프를 배기시키십시오(참조: 장 3.12.3, 페이지 41).

2 장비 준비

- 라벨에 명시된 흐름 방향에 따라 컬럼이 올바르게 장착되었는지를 확인하십시오(화살표가 흐름 방향을 가르켜야 함).
- 용리액 흡입호스가 용리액에 담겨지고 충분한 용리액이 용리액병에 존재하는지를 확인하십시오.

3 누수 점검

- **MagIC Net** 에서 평형화를 시작하십시오.
- 고압 펌프에서부터 검출기 블록에 이르는 구간에서 모든 모세관 및 그 커넥터에서 유출되는 액체가 있는지를 점검하십시오. 용리액이 유출되는 경우에는, 해당 부분의 조임나사를 더 강하게 조이거나 또는 커넥터를 풀고, 모세관 끝부분을 검사하고, 필요 시 모세관 커터를 이용해 모세관을 잘라내고 커넥터를 교체하십시오.

4 시스템 상태 점검

원하는 바탕선 안정성에 도달할 때까지, 용리액으로 시스템을 세척하십시오(일반적으로 30 분).

이제 본 장비는 시료 측정을 위해 준비된 상태입니다.

5.1.4 가동중단

장비의 가동을 장기간 중단하는 경우에는 후속 손상을 동반하는 용리액 염의 석출을 방지하기 위해, 메탄올/초순수()를 이용해 IC 시스템 전체를 (분리 컬럼 없이) 깨끗하게 세척해야 합니다.

세척 과정에서 보호 컬럼 및 분리 컬럼이 용리액 경로에서 분리됩니다. 연결 모세관은 커플링 6.2620.040 을 통해 서로 직접 연결됩니다. 전도도가 10 $\mu\text{S}/\text{cm}$ 미만으로 떨어질 때까지 메탄올/초순수(1:4)로 세척됩니다.

재가동하기 전에 그리고 보호 및 분리 컬럼을 연결하기 전에 용리액을 이용해 시스템을 적어도 15 분간 세정하십시오.

5.2 모세관 연결부

5.2.1 가동

주입 밸브 (참조: 장 3.16, 페이지 47), 분리 컬럼 (참조: 장 3.24, 페이지 69) 및 검출기 (참조: 장 3.21, 페이지 63) 사이의 모든 연결부는 가능한 짧아야 하며 불감 부피가 적어야 하고 반드시 밀봉된 상태여야 합니다. 검출기 뒤의 PEEK 모세관은 흐름이 자유로운 상태여야 합니다 (측정셀은 5 MPa = 50 bar 의 역압에서 검사됨). 고압 범위에서 고압 펌프(참조: 장 3.12, 페이지 39)와 검출기 사이에는 내경이 0.25 mm 인 PEEK 모세관만 사용하십시오.

5.3 도어



주의

도어는 PMMA(폴리에틸메타크릴레이트)로 이루어 집니다. 도어는 절대 연마재나 용매로 청소하지 말아야 합니다.



주의

절대 도어를 손잡이로 사용하지 마십시오.

5.5 고압 펌프

5.5.1 보호



주의

펌프 헤드는 출고 시 메탄올/초순수로 채워집니다. 사용된 용리액이 펌프 헤드에 남은 용매와 혼합될 수 있는지를 확인해야 합니다.

외부 입자로부터 고압 펌프를 보호하기 위해, 용리액을 **미세여과**하고 (필터 0.45 µm) 용리액을 흡입 필터 6.2821.090(참조: "용리액 흡입 튜빙 부착", 페이지 30)을 통해 흡입할 것을 권장합니다.

피스톤과 실 사이의 **염결정**은 마모 입자를 만들어 용리액으로 유입될 수 있습니다. 이는 밸브 오염, 압력증가 및 극단적인 경우 피스톤의 굽힘을 발생시킵니다. 따라서 **석출물** 발생이 나타나지 않도록 주의하십시오(참조: 장 5.4.2.3, 페이지 76).



주의

펌프 실을 보호하기 위해 펌프는 액체없이 운전하지 말아야 합니다. 따라서 용리액 공급관이 올바르게 연결되고 충분한 용리액이 용리액병에 존재하는지를, 펌프를 켜기 전에 매년 확인하십시오.

5.5.2 유지보수



주의

고압 펌프에서의 유지보수 작업은 **장비가 꺼진 상태에서**만 실시해야 합니다.

펌프 헤드 유지보수

대부분의 경우 불안정한 바탕선(맥동, 흐름 변동)의 원인은 오염된 밸브 (46-2),(46-3) 또는 고압 펌프에서 리크가 있는 고장난 피스톤 실입니다. 오염된 밸브의 청소 및/또는 피스톤, 피스톤 실 및 밸브와 같은 마모 부품의 교환 시 다음과 같이 진행하십시오:

이 유지보수 작업은 적어도 매년 일회 실시해야 합니다.

펌프 헤드 탈거

- 1 고압 펌프를 끄고 감압될 때까지 기다리십시오.

2 피스톤 분해하기



주의

피스톤 장치의 내부에는 갑자기 풀 경우 피스톤 장치에서 튕겨 나올 수 있는 압축된 스프링이 존재합니다.

따라서 피스톤 장치를 개방할 경우 스프링이 서서히 이완되도록 천천히 나사를 풀어야 합니다.

- 먼저 포크 렌치를 이용해 피스톤 장치의 나사를 약간 푼 후에 스프링이 서서히 이완되도록 조심스럽게 손으로 완전히 푸십시오.
- 지르콘 피스톤을 밖으로 당기고 종이 타올 위에 놓으십시오.
- 피스톤 장치에서 스프링 시트, 스프링 및 내측 플라스틱 슬리브를 제거하고 옆에 놓아 두십시오.
- 펌프 헤드에서 지지링을 분리하여 다른 부품 옆에 놓아 두십시오.




그림 41 피스톤 장치의 구성 요소

1 피스톤장치 나사	2 고정링
3 피스톤 샤프트 포함된 지르콘 피스톤 주문 번호: 6.2824.070.	4 스프링 시트
5 스프링 주문 번호: 6.2824.060.	6 내측 플라스틱 슬리브 금속 마모의 방지
7 피스톤 장치	8 지지링

3 피스톤의 구성 요소 청소하기

- 마모물 또는 침착물로 오염된 지르콘 피스톤을 순수한 연마 분말로 청소하고 입자가 제거될 때까지 초순수로 세정한 후에 건조시키십시오.
심하게 오염되거나 굵힌 지르콘 피스톤은 교체하십시오(예비 품: 지르콘 피스톤 6.2824.070).




그림 43 피스톤 실 제거하기

1 피스톤 실

2 피스톤 실용 공구
공구의 펀치.

2 공구에 새 피스톤 실 삽입하기

피스톤 실(42-2)용 공구의 슬리브 홈에 새 피스톤 실을 삽입하십시오. 이때 실 스프링을 눈으로 확인할 수 있어야 합니다.




그림 44 공구에 피스톤 실 삽입하기

1 피스톤 실용 공구 6.2617.010
새 피스톤 실을 삽입하기 위한 슬리브.

2 피스톤 실
주문 번호: 6.2741.020

3 펌프 헤드에 새 피스톤 실 삽입하기

피스톤 실이 삽입된 피스톤 실(42-2)용 공구의 슬리브를 펌프 헤드에 넣고 피스톤 실(42-1)용 공구의 넓은 쪽 끝부분을 이용해 실을 펌프 헤드 홈에 압입하십시오.




그림 46 밸브 제거하기

1 출구밸브 홀더

2 출구밸브

주문 번호: 6.2824.160

3 입구밸브

주문 번호: 6.2824.170

4 입구밸브 홀더

2 분해하지 않고 밸브 청소하기

오염되거나 또는 막힌 밸브는 우선 완전히 분해하지 **않은** 상태에서 다음과 같이 청소하십시오:

- 초순수, RBS 용액 또는 아세톤이 채워진 분사병을 이용해 용리액 흐름 방향 또는 역방향에서 밸브를 세척하십시오.
- 세척 효과는 초음파 세척조에 단기간 담글 경우 더욱 증대됩니다(최대 20 초).



참고

더 오래동안 초음파 세척조에 담겨둘 경우 밸브의 루비구(ruby ball)가 손상될 수 있습니다.

이런 청소 후에도 개선되지 않을 경우, 밸브를 분해하고 구성 요소를 청소하십시오.

3 밸브 분해하기

모든 밸브를 개별 부품으로 분해하십시오.



참고

밸브의 분해를 위해 밸브 카트리리지 6.2617.020 용 공구가 필요합니다.




그림 48 입구밸브와 출구밸브의 구성요소

1 입구밸브 6.2824.170	2 출구밸브 6.2824.160
3 입구밸브 밸브하우징	4 출구밸브 밸브하우징
5 실 링 (검정색)	6 슬리브
7 사파이어 슬리브 광택면이 루비구를 향해야 합니다.	8 루비구
9 루비구의 세라믹 홀더	10 실 더 큰 구멍이 외측을 향해야 합니다.

4 밸브의 구성 요소 청소하기

밸브 구성 요소를 초순수 및/또는 아세톤으로 세척하고 보풀이 없는 헝겊으로 건조시키십시오.

5 밸브 다시 조립하기

그림에 설명된 바와 같이 밸브 구성 요소들을 다시 조립하십시오 (그림 48, 페이지 85).

- 구멍이 더 큰 실을 아래의 공구 홈에 삽입하십시오.
- 다른 밸브 구성 요소를 올바른 순서로 배치하십시오 (참조: 그림 48, 페이지 85)

- 2** 연결 모세관((21-**1**), (21-**7**) 및 (21-**13**))을 다시 펌프 헤드에 조이십시오.

5.6 인라인 필터

5.6.1 유지보수

인라인 필터 6.2821.120 은 필터 하우징(49-**2**), 필터 나사(49-**4**) 및 필터(49-**3**)로 구성됩니다. 새로운 필터(49-**3**)는 주문번호 6.2821.130 으로 구입할 수 있습니다(10 개).

필터 6.2821.130(24-**3**)은 3 개월마다 교환해야 합니다(높은 역압에서는 더 자주 교환).




그림 49 필터 교환

1 조임나사 PEEK 슛타입 6.2744.070

2 필터 하우징

인라인 필터의 하우징. 부속품 6.2821.120 에 포함됨.

3 필터 6.2821.130
하나의 포장에 10 개 포함.

4 필터 나사

인라인 필터의 나사. 부속품 6.2821.120 에 포함됨.

5 연결 모세관

필터 교환

필터를 교환하기 전에 흐름을 정지시켜야 합니다.

1 인라인 필터 탈거

- 인라인 필터에서 조임나사(49-**1**)를 푸십시오.

2 필터 나사 풀기

- 필터 나사(49-**4**)를 필터 하우징(49-**2**)에서 푸십시오.

3 필터 삽입

- 기존의 필터(49-**3**)를 제거하십시오.
- 새 필터(49-**3**)를 수평으로 필터 하우징(49-**2**)에 삽입하십시오.

4 필터 나사 부착

- 필터 나사(49-4)를 다시 필터 하우징(49-2)에 조이십시오.

5 인라인 필터 다시 부착

- 조임나사(49-1)를 다시 인라인 필터에 조이십시오.

6 인라인 필터 세팅



주의

새로운 인라인 필터는 용매로 채워져 있습니다. 새로운 인라인 필터를 설치한 후에는 분리 컬럼 없이 IC 시스템을 세심하게 세척하십시오.

- 보호 컬럼(존재하는 경우) 및 분리 컬럼을 탈거하고 커플링 6.2744.040 으로 대체하십시오.
- 용리액으로 장비를 세정하십시오.

5.7 인라인 시료 전처리

분리 성능을 침해할 수 있는 외부 입자로부터 분리 컬럼(참조: 장 3.24, 페이지 69)을 보호하기 위해, 모든 시료에 대해 미세여과를 실시할 것을 권장합니다(필터 0.45 μm). 여과 시 한외 여과셀을 사용할 수 있습니다(참조 문서: 한외 여과를 위한 IC 장치).

다량의 기체 함유성 시료는 탈기시켜야 합니다. 탈기에는 시료 탈기 장치(참조: 장 3.15, 페이지 45)(존재하는 경우)가 사용됩니다.

매트릭스가 포함된 시료(예를 들어 혈액, 오일)은 투석을 통해 시료를 처리할 수 있습니다(참조 문서: 투석을 위한 IC 장치).

시료 농도가 너무 높은 경우, 사용 전에 희석시켜야 합니다(참조 문서: 시료 희석을 위한 IC 장치).

시료 전처리 방법**중화**(예를 들어 Na^+ 를 H^+ 로 교환) 및 **양이온 교환**
(예를 들어 중금속을 H^+ 로 교환)을 위하여 시료 전처리 모듈(SPM)이
사용됩니다.

5.8 시료 경로의 세척

측정 결과가 이전 시료로 인해 왜곡되는 것을 방지하기 위해, 새로운 시료를 측정하기 전에 시료 경로를 이 시료로 세척해야 합니다(**시료 잔류오염**).

자동 시료 주입 시 세척 시간은 **운반 시간**의 3-배여야 합니다. 운반 시간이란 시료 용기에서부터 시료 루프의 끝부분까지 시료가 흐르는데 필요한 시간입니다.

운반 시간의 측정

운반 시간은 시료 탈기 장치(사용하는 경우)에 의해 제거된 기체의 체적(즉 시료 내의 기체량), 연동펌프의 펌프 성능 및 총 모세관 체적에 따라 결정됩니다.

1 시료 경로 비우기

모든 액체가 공기를 통해 배출될 때까지, 몇 분 동안 시료 경로(펌프 호스, 호스 연결부, 탈기장치 내의 모세관, 시료 루프)로 공기를 펌핑하십시오.

2 시료 흡입 및 시간 측정

차후 사용에 필요한 시료를 흡입하고, 시료가 시료 용기에서부터 시료 루프의 끝부분에까지 흐르는데 필요한 시간을 스톱워치로 측정하십시오.

이 시간이 "운반 시간"에 해당합니다. 세척 시간은 적어도 운반 시간의 3 배여야 합니다.

세척 시간의 점검

적용된 세척 시간이 충분한 시간인지의 여부는, 시료 잔류오염을 통해 직접 확인할 수 있습니다. 이를 위해 다음과 같이 진행하십시오:

1 두 가지 시료 준비

- **시료 A:** 사용에 필요한 주된 시료.
- **시료 B:** 초순수.

2 "시료 A" 측정

"시료 A"를 세척 시간에 해당하는 기간동안 시료 경로로 흐르게 하고, 주입한 후 측정하십시오.

3 "시료 B" 측정

"시료 B"를 세척 시간에 해당하는 기간동안 시료 경로로 흐르게 하고, 주입한 후 측정하십시오.

4 시료 잔류오염 계산

시료 잔류오염의 정도는 시료 A 측정에 대한 시료 B 측정의 피크 면적비에 해당합니다. 이 비율이 적을수록 시료 잔류오염이 낮습니다. 세척 시간을 조정함으로써 이 비율을 조절할 수 있으며, 이렇게 함으로써 사용에 필요한 세척 시간을 측정할 수 있습니다.

5.9 시료 탈기장치

5.9.1 운전

시료 탈기장치를 사용하는 경우에는, 길어진 "운반 시간"(**참조: 운반 시간의 추정, 페이지 89**)으로 인해 더 오래 세척해야 합니다(다음 시료 사용). 잔류 오염 현상을 최소화하기 위해, 세척 시간은 적어도 "운반 시간"의 3 배여야 합니다. "운반 시간" 자체는 펌프 성능, 총 모세관 체적 및 제거된 기체의 체적에 따라 결정됩니다(즉 시료 내의 기체량).



참고

시료 탈기장치의 사용 시 세척 시간이 적어도 2 분정도 길어집니다.

5.10 주입 밸브

5.10.1 보호

주입 밸브의 오염을 방지하기 위해 인라인 필터 6.2821.120(참조: 장 3.13, 페이지 43)이 고압 펌프와 맥동 댐퍼 사이에 연결되어야 합니다.

5.11 Metrohm Suppressor Module (MSM)

5.11.1 보호

외부 입자 또는 박테리아 증식으로부터 MSM 을 보호하기 위하여 필터가 포함된 펌프 튜빙 연결부를 연동펌프(참조: 장3.19, 페이지 55)와 MSM 의 입구 모세관 사이에 부착해야 합니다(참조: 그림 33, 페이지 57).

5.11.2 가동



참고

서프레서 장치는 절대 용리액의 운반 방향과 동일한 흐름 방향에서 재생되지 않아야 합니다. 따라서 항상 그림 30, 페이지 53 에 개략적으로 설명된 스케치에 따라 입구 및 출구 모세관을 부착하십시오.

MSM 은 총 3 개의 서프레서 장치로 구성되는데, 이 장치는 주기적으로 서프레이션에 사용되고, 황산으로 재생되거나 또는 초순수로 세척됩니다. 비교 가능한 조건에서 각각의 새 크로마토그램을 기록하기 위해, 일반적으로 바로 재생된 서프레서가 사용됩니다.



주의

막힘 위험이 있으므로 MSM 은 절대 건조 상태에서 사용하지 말아야 합니다. MSM 이 건조된 상태인 경우 계속 사용하기 전에 적어도 5 분 동안 MSM 을 세척해야 합니다.



주의

용량이 감소되거나 역압이 높을 경우 MSM 을 재생하고(참조: 장 5.11.3.1, 페이지 91), 청소하거나(참조: 장 5.11.3.2, 페이지 93) 또는 교환해야 합니다(참조: 장 5.11.3.3, 페이지 95).

5.11.3 유지보수

5.11.3.1 MSM 의 재생

서프레서 장치가 특정한 중금속(예를 들어 철) 또는 유기 오염물에 장기간 노출된 경우, 이런 오염물은 일반적으로 사용되는 재생용액(50 mmol/L H₂SO₄)으로 완전히 제거할 수 없습니다. 이로써 서프레서 장치의 용량이 줄어들게 되는데, 이는 경미한 경우에 인산 검출 감도의 저하 및 심각한 경우에 바탕선의 뚜렷한 상승을 발생시킵니다. 이

리한 용량 문제가 하나 또는 복수의 위치에서 발생하는 경우, 서프레서 장치를 재생해야 합니다:

MSM 재생

다음과 같은 방법으로 MSM 을 재생하십시오:

1 IC 시스템에서 MSM 분리

- 분리 컬럼 및 검출기에서 MSM 을 분리하십시오.

2 MSM 재생



주의

PVC 재질의 펌프 튜빙은 유기 용매가 포함된 용액으로 세척할 때 사용하지 말아야 합니다. 이런 경우 다른 펌프 튜빙을 세척에 사용해야 합니다.



참고

재생 시 고압 펌프를 사용할 수 있습니다. 이를 위해 보호 컬럼 및 분리 컬럼을 제거하고 모세관을 직접 MSM 에 연결하십시오(역방향으로 재생).

- 3 개의 서프래서 장치를 각각 약 15 분 동안 다음 용액 중 하나로 세척하십시오:
 - 중금속이 포함된 오염물:
1 mol/L H_2SO_4 + 0.1 mol/L 옥살산
 - 유기 양이온성 착화제가 포함된 오염물:
0.1 mol/L H_2SO_4 / 0.1 mol/L 옥살산 / 아세톤 5%
 - 유기 물질이 포함된 심한 오염물:
0.2 mol/L H_2SO_4 / 아세톤 $\geq 20\%$

3 IC 시스템에 MSM 연결하기

- MSM 을 다시 IC 시스템에 연결하십시오. 용량 문제가 해결되지 않은 경우에는, MSM 회전자 A 를 교환해야 합니다(참조: 장5.11.3.3, 페이지 95).

5.11.3.2 MSM 의 청소

다음과 같은 경우에 MSM 의 청소가 필요할 수 있습니다:

- MSM 의 연결 모세관에서 증가된 역압.
- MSM 의 막힘을 제거할 수 없는 경우(더 이상 용액이 MSM 을 통과하여 흐르지 않음).
- MSM 의 막힘을 제거할 수 없는 경우(MSM 이 더 이상 스위칭되지 않음).




그림 50 MSM - 구성요소

1 캡 너트

3 MSM 회전자 A 6.2832.000

5 MSM 하우징의 슬롯

2 MSM 연결부 6.2832.010

4 MSM 하우징

MSM 청소

다음과 같은 방법으로 MSM 을 청소하십시오:

1 IC 시스템에서 MSM 분리

- 장비를 끄십시오.
- 분리 컬럼, 연동펌프 및 검출기에서 MSM 을 분리하십시오.

2 MSM 분해

- MSM 하우징(50-1)에서 캡 너트(50-4)를 푸십시오.
- MSM 연결부(50-2) 및 MSM 회전자 A(50-3)를 MSM 하우징(50-4)에서 당겨 분리하십시오. 일반적으로 연결부 및 MSM 회전자 A 는 서로 접착되어 있으며, 그렇지 않을 경우 뽕쪽한 물체를 MSM 하우징의 슬롯(50-5)에 꽂고 MSM 회전자 A(50-3)를 밖으로 미십시오.
- MSM 회전자 A(50-2)에서 MSM 연결부(50-3)를 분리하십시오.

5.11.3.3 MSM의 부품 교환

다음과 같은 경우에 MSM 부품의 교환이 필요할 수 있습니다:

- 서프레이션 용량의 손실을 방지할 수 없는 경우(감소된 인산 검출감도 및/또는 바탕선의 뚜렷한 증가).
- MSM의 막힘을 제거할 수 없는 경우(더 이상 용액이 서프레이서를 통과하여 흐르지 않음).

공급관 및 배출관이 포함된 MSM 연결부(50-3) 뿐 아니라 MSM 회전자 A(50-2)도 교환할 수 있습니다.

MSM의 부품 교환

MSM의 부품은 다음과 같은 방법으로 교환하십시오(참조: 그림 50, 페이지 93):

1 IC 시스템에서 MSM 분리

- 장비를 끄십시오.
- 분리 컬럼, 연동펌프 및 검출기에서 MSM을 분리하십시오.

2 MSM 분해

- MSM 하우징(50-1)에서 캡 너트(50-4)를 푸십시오.
- MSM 연결부(50-2) 및 MSM 회전자 A(50-3)를 MSM 하우징(50-4)에서 당겨 분리하십시오. 일반적으로 연결부 및 MSM 회전자 A는 서로 접촉되어 있으며, 그렇지 않을 경우 뽕쪽한 물체를 MSM 하우징의 슬롯(50-5)에 꽂고 MSM 회전자 A(50-3)를 밖으로 미십시오.
- MSM 회전자 A(50-2)에서 MSM 연결부(50-3)를 분리하십시오.

3 새로운 MSM 회전자 A 청소하기

- 새로운 MSM 회전자 A(50-3)의 실 면을 보풀이 없는 헝겊을 이용하여 에탄올로 청소하십시오.

4 새로운 MSM 회전자 A 삽입



주의

올바르게 삽입되지 않은 회전자(50-3)는 시운전 시 **파손될** 수 있습니다.



주의

펌프 호스 6.1826.xxx 는 PVC 또는 PP 로 이루어지며 따라서 아세톤이 포함된 용액으로 세척하는 경우에는 사용하지 말아야 합니다. 이런 경우에는 다른 펌프 호스를 사용하거나 또는 세척 시 다른 펌프를 사용하십시오.

5.12.2 유지보수

5.12.2.1 펌프 호스

연동펌프에 연결된 펌프 호스는 소비재이며 그 수명은 제한적입니다.

3 개의 스톱퍼가 포함된 LFL 펌프 호스는, 이 호스가 두 개의 스톱퍼 사이에 놓이도록 호스 카세트에서 조여집니다. 따라서 호스 카세트에 대한 두 가지 위치가 존재할 수 있습니다. 펌프 호스에서 뚜렷한 마모 현상이 나타나면, 이 호스를 두 번째로 각각 다른 위치에서 조일 수 있습니다.

펌프 호스는 주기적으로 교환해야 하는데, 연속 사용 시에는 대략 4 주마다 교환하십시오.

펌프 호스의 선택

펌프 호스는 재료, 직경 및 운반량에서 차이를 나타냅니다. 용도에 따라서 서로 다른 펌프 호스가 사용됩니다.

아래의 표에는 펌프 호스의 용도 및 특성에 대한 정보가 수록되어 있습니다:

표 2 펌프 호스

주문 번호	명칭	재료	내경	용도
6.1826.020	펌프 호스(청색/청색), 2 개의 스톱퍼	PVC (Tygon ST)	1.65 mm	온라인 IC 장비용 펌프 호스 및 전압전류법의 자동화.
6.1826.310	펌프 호스 LFL (오렌지색/녹색), 3 개의 스톱퍼	PVC (Tygon)	0.38 mm	트리요오드화물 방법을 이용한 브롬산염 측정용 펌프 호스.
6.1826.320	펌프 호스 LFL (오렌지색/황색), 3 개의 스톱퍼	PVC (Tygon)	0.48 mm	인라인 투석 및 인라인 한외여과 시 서프्रेस용 용액, 엑셉터 용액용.
6.1826.330	펌프 호스 LFL (오렌지색/백색), 3 개의 스톱퍼	PVC (Tygon)	0.64 mm	특별한 용도 없음

5.13 Metrohm CO₂ Suppressor (MCS)

5.13.1 CO₂ 흡착제 카트리지 교환

CO₂ 흡착제 카트리지(6.2837.000)(36-4)는 정기적으로 약 6 개월마다 교환해야 합니다. 교환해야 하는 이유는 막힘 또는 용량 손실을 방지하기 위한 것입니다.

막힘

습기는 CO₂ 흡착제 카트리지에서 막힘 현상을 발생시킬 수 있습니다. 막힘 경우 카트리지 재료의 색 변화를 통해 알 수 있습니다(오렌지색 부분이 무색으로 변함). 이런 경우 공기 유량이 감소되므로 진공압이 낮아집니다. CO₂ 흡착제 카트리지를 보호하기 위해 그 앞에 H₂O 흡착제 카트리지(36-7)가 설치됩니다. H₂O 흡착제 카트리지의 정기적 재생(참조: 장5.13.2, 페이지 99)은 CO₂ 흡착제 카트리지의 수명을 연장시킵니다.

용량 손실

CO₂ 흡착제 카트리지의 흡착 용량은 제한적입니다. 운전 기간 및 실험실 환경에 따라 흡착 용량이 점차 감소합니다. 이는 증가하는 바탕선을 통해 알 수 있습니다(이유: 더 많은 CO₂ 가 검출기로 전달됨).

5.13.2 H₂O 흡착제 카트리지 재생

H₂O 흡착제 카트리지의 용도는 습기로부터 CO₂ 흡착제 카트리지를 보호하는 것입니다. H₂O 흡착제 카트리지의 수명은 주변 공기의 수분 함량에 따라 결정됩니다. 습기는 H₂O 흡착제 카트리지의 용량을 감소시키는데, 이것은 색 변화를 통해 알 수 있습니다. 모든 충전재에서 색이 변하기 전에(오렌지색에서 무색으로, Sigma-Aldrich 항목 번호 94098), H₂O 흡착제 카트리지를 재생해야 합니다(테이터시트 참조). 재생 시 충전재를 교환합니다.

H₂O 흡착제 카트리지 재생

H₂O 흡착제 카트리지 재생 방법은 다음과 같습니다:

- 1 카트리지에서 재료를 제거하고 하룻밤 정도 140 °C 의 온도에서 건조시킨 후 다시 주입하십시오.
또는 기존 재료를 제거하고 새 재료를 주입하십시오.

- 2 포장한 재료를 솜으로 덮으십시오.

H₂O 흡착제 카트리지 재생 시 중단없이 계속 작업이 가능하도록 하기 위해 2 개의 H₂O 흡착제 카트리지가 공급됩니다.

5.14 전도도 검출기

5.14.1 유지보수



주의

전도도 검출기는 개방하지 말아야 합니다!



경고

검출기의 세정 시 압력이 **5 MPa** 을 초과하지 않아야 합니다. 이를 보장하기 위하여 MagIC Net 에서 고압 펌프의 최대 압력을 **5 MPa** 로 설정할 수 있습니다.

전도도 검출기가 막힌 경우에는, 우선 너무 강하게 압착된 모세관에 의해 막힘이 발생했는지를 확인해야 합니다. 이런 경우에는 검출기 입구 모세관(37-**3**) 또는 검출기 출구 모세관(38-**2**)을 몇 밀리미터정도 잘라내야 합니다.

잘라내기를 하였음에도 불구하고 막힘 상태가 지속되는 경우에는 일반 흐름 방향의 역방향으로 전도도 검출기를 세정하십시오. 이를 위해 고압 펌프를 검출기 출구 모세관(38-2)에 연결하고 세정하십시오. 압력은 5 MPa 을 초과하지 않아야 함.

5.15 분리 컬럼

5.15.1 분리 성능

구현 가능한 분석 품질은 사용된 분리 컬럼의 분리 성능에 따라 크게 좌우됩니다. 선택한 분리 컬럼의 분리 성능은 해당 분석에 충분한 것 이어야 합니다. 문제가 발생하는 경우에는 우선적으로 표준 크로마토그램의 기록을 통해 분리 컬럼의 품질을 점검해야 합니다.

Metrohm사에서 구입할 수 있는 분리 컬럼에 대한 상세 정보는 **Metrohm IC 컬럼 프로그램** 또는 인터넷 홈페이지 <http://www.metrohm.com>의 제품영역 이온 크로마토그래피에 소개되어 있습니다. 특수 IC 어플리케이션에 관한 정보는 인터넷 홈페이지 <http://www.metrohm.com>의 어플리케이션 영역에 제공되는 해당 "Application Bulletins" 또는 "Application Notes"를 참조하거나 또는 해당 Metrohm 대리점에서 무료로 요청하실 수 있습니다.

5.15.2 보호

분리 성능을 저해할 수 있는 외부 입자로부터 분리 컬럼을 보호하기 위해, 용리액 뿐 아니라 시료도 미세여과하고 (필터 0.45 µm) 용리액을 흡입 필터 6.2821.090 을 통해 흡입할 것을 권장합니다.

보호 컬럼(참조: 장 3.23, 페이지 67)의 기능은 분리 컬럼을 보호하는 것이며 이로 인해 분리 컬럼의 수명이 현저하게 연장됩니다. 어떤 보호 컬럼이 분리 컬럼에 적합한 지는, **Metrohm IC 컬럼 프로그램** (Metrohm 대리점에서 제공), 동봉된 분리컬럼의 기술 사양서, 홈페이지 <http://www.metrohm.com> 에 공개된 분리컬럼 제품 정보를 참조하거나(제품 영역의 이온 크로마토그래피 참조) 또는 직접 대리점에 문의하시기 바랍니다.

주입으로 인한 압력 변화로부터 컬럼 재료를 보호하기 위해 맥동 댐퍼(참조: 장 3.14, 페이지 44)를 설치해야 합니다.

5.15.3 보관

사용하지 않을 경우 분리 컬럼을 항상 밀폐하여 보관하고 컬럼 제조사의 규정에 따라 채운 상태로 보관하십시오.

5.15.4 재생



참고

재생은 마지막 수단에 해당하며 정기적으로 실시하기 위한 것이 아닙니다.

컬럼의 분리 특성이 저하된 경우, 컬럼 제조사의 규정에 따라 컬럼을 재생할 수 있습니다. Metrohm 에서 구입할 수 있는 분리 컬럼에서는 각 컬럼과 함께 제공되는 기술 사양서에 재생 규정이 명시되어 있습니다.

5.16 Metrohm 을 통한 품질 관리 및 검증

품질 관리

Metrohm 사에서는 장비 및 소프트웨어의 품질 관리 조치 시 다양한 포괄적인 지원을 제공합니다. 이와 관련된 정보는 귀하의 지역 Metrohm 대리점에서 제공하는 브로셔 **«메트롬을 통한 품질 관리»**를 참조하십시오.

검증

장비 및 소프트웨어의 검증 시 지원을 받기 위해, 귀하의 지역 Metrohm 대리점에 문의하시기 바랍니다. 여기에서는 **설치 인증**(IQ = Installation Qualification) 및 **가동 인증**(OQ = Operational Qualification) 시 도움이 되는 검증 문서도 받아 보실 수 있습니다. IQ 및 OQ 는

6 문제 처리

6.1 문제와 해결

문제	원인	조치
뚜렷한 감압	시스템 내의 리크.	연결부 점검 및 밀봉(참조: 장 3.6, 페이지 17).
뚜렷한 압력 증가	인라인 필터 6.2821.120 막힘.	필터 6.2821.130 을 교체하십시오.(참조: 장 5.6, 페이지 87)
	MSM - 막힘.	MSM 재생(참조: 장 5.11.3.1, 페이지 91). 참고: 필터 6.2821.180 이 포함된 펌프 튜빙 연결부를 사용해야 합니다(33-3).
	전도도 검출기 막힘.	- 모세관 끝부분을 수 mm 정도 잘라내십시오(참조: 장 5.14.1, 페이지 100). - 일반 흐름 방향의 역방향으로 검출기 세정(참조: 장 5.14.1, 페이지 100).
	보호 컬럼 - 막힘.	보호 컬럼을 교환하십시오(참조: 장 3.23, 페이지 67).
	분리 컬럼 - 막힘.	- 분리 컬럼을 재생하십시오(참조: 장 5.15.4, 페이지 101). - 분리 컬럼을 교체하십시오(참조: "분리 컬럼 연결 및 세척", 페이지 70). 참고: 시료는 항상 미세여과해야 합니다(참조: 장 5.7, 페이지 88).
	주입 밸브 - 밸브 막힘.	밸브를 청소하십시오(Metrohm 서비스 기술자를 통해).
바탕선의 이동	아직 열평형에 도달하지 않음.	컬럼 항온기(참조: 장 3.17, 페이지 49)가 켜진 상태에서 장비의 상태점검을 실시하십시오.
	시스템 내의 리크.	연결부 점검 및 밀봉(참조: 장 3.6, 페이지 17).
	용리액 - 용리액에서 유기 용매의 증발.	- 용리액병 어태치먼트를 점검합니다(참조: 그림 14, 페이지 31). - 용리액을 교반시킵니다.

문제	원인	조치
	연동펌프 - 필터(참조: 그림 33, 페이지 57) 막힘.	필터 교환(참조: "필터 교환", 페이지 98).
	MSM - 너무 높은 역압.	MSM 청소 (참조: 장 5.11.3.2, 페이지 93) 또는 부품 교환(참조: 장 5.11.3.3, 페이지 95).
	연동펌프 - 펌프 튜빙 고장.	펌프 튜빙 교환 (참조: 그림 32, 페이지 56).
각 피크가 예상보다 큼	시료 - 이전 측정에서 시료의 잔류오염.	시료를 바꿀 때 시스템을 더 오래동안 세척하십시오.
너무 높은 배경전도도	MSM - 연결 안됨.	MSM 을 연결하십시오(참조: 장 3.18, 페이지 52).
	MCS - 연결 안됨.	MCS 연결.
	잘못된 용리액.	용리액을 교환하십시오(참조: 장 5.4.2.3, 페이지 76).
	MSM - 재생용액 또는 세정용액 유량문제.	재생 및 세정용액의 유량을 점검하십시오 (참조: 장 3.18.2, 페이지 52).
분리 컬럼의 데이터를 읽을 수 없습니다.	컬럼 클립이 오염됨.	컬럼 클립의 접촉면을 청소하십시오(알코올 사용).
	컬럼 클립 고장.	1. MagIC Net 에 컬럼 구성을 저장하십시오. 2. Metrohm 서비스에 통보하십시오.
체류 시간의 불량한 재현성	용리액 - 용리액 경로에서의 리크.	용리액 경로를 점검하십시오.
	용리액 - 용리액 경로에서의 막힘.	용리액 경로를 점검하십시오.
	용리액 - 용리액 내의 기체 기포.	- 용리액 탈기장치의 연결부를 점검하십시오(참조: 장 3.10, 페이지 34). - 고압 펌프 배기[Link target not found in publication context!].
바탕선의 강한 상승	MSM - 감소된 용량.	MSM 재생(참조: 장 5.11.3.1, 페이지 91).
전도도 검출기가 소프트웨어에서 인식 안됨	연결 안됨.	- 케이블 연결 상태(38-1)를 점검하십시오. - 장비를 끄고 (15 초 후에) 다시 켜십시오.
정밀도 문제 - 측정값의 큰 산포	시료 - 시료 내 기체 기포.	시료 탈기장치 사용(참조: 장 3.15, 페이지 45).

7 기술 데이터

7.1 표준 조건

본 장에 명시된 기술 데이터는 다음과 같은 표준 조건을 기준으로 한 것입니다:

주변 온도	+25°C(±3°C)
장치 상태	> 40 분 가동(평형화됨)

7.2 장비

IC 시스템	■ 금속이 포함되지 않은 IC 시스템 ■ 모듈식 디자인의 콤팩트형 시스템 ■ 하나의 하우징에 최대 두 개의 크로마토그래피 시스템 탑재 가능
재료	CFC가 포함되지 않은 도장된 폴리우레탄 경질 폼, 화재 등급 V0
운전압 범위	■ 0...50 MPa (500 bar) 고압펌프 ■ 0...35 MPa (350 bar) 표준 PEEK 시스템
지능형 구성품	iPump, iDetector, iColumn, MagIC Net

7.3 리크 센서

타입	전자식, 보정이 필요치 않음
----	-----------------

7.4 주변 조건

가동	
주변 온도	+5...+45°C
습도	20...80 % 상대 습도
보관	
주변 온도	-20...+70°C
운반	
주변 온도	-40...+70°C

압력범위

펌프	0...50.0 MPa (0...500 bar)
펌프 헤드	0...35.0 MPa (0...350 bar) (표준 PEEK 펌프 헤드에 적용됨)
잔류 맥동	< 1 %

안전차단

기능	압력 한계값에 도달 시 자동 차단
최대 압력 한계값	■ 조절 범위: 0.1...50 MPa (1...500 bar) ■ 최대 압력 한계값을 초과하는 최초 피스톤 행정 시 펌프가 자동으로 차단됨
최소 압력 한계값	■ 조절 범위: 0...49 MPa (0...490 bar) ■ 0 MPa 에서는 차단 장치가 작동하지 않음 ■ 차단 장치는 시스템 시동 후 2 분 후에 비로소 활성화됨 ■ 3 개의 펌프 행정 후에 최소 압력 한계값에 미달하는 경우 펌프가 자동으로 차단됨

7.9 시료 탈기장치

재료	플루오르폴리머
내용매성	제한 없음(PFC 는 예외)
진공 구축 시간	< 60 s

7.10 주입 밸브

액추에이터의 스위칭 시간	전형적으로 100 ms
최대 운전압	35 MPa (350 bar)
재료	PEEK

7.14 Metrohm CO₂ Suppressor (MCS)

재료	플루오르폴리머
내용매성	제한 없음(PFC 는 예외)
진공	
작동 범위	마이크로 프로세서에 의한 제어/안정화
시작 후 구축 시간	< 30 s
모세관 체적	400 µL
권장유속범위	0.1...1.0 mL

7.15 전도도 측정 시스템

타입	- 마이크로 프로세서 제어식 Digital-Signal-Processing (DSP 기술) 6 개의 표준 크로마토그램을 구비한 지능형 검출기
측정 범위	0...15000 µS/cm, 측정범위 전환 불필요
노이즈	1 µS/cm 에서 0.1 nS 미만(<)
선형성 편차	1...16 µS/cm 의 전도도 값에서 1 % 미만(<) (연속 서프레션을 통한 분석에서 전형적인 값)
이동	시간당 0.2 nS/cm 미만(<)
측정 속도	필터링이 이루어지지 않는 최적의 결과에 대해 초당 10 회 측정
해상도	0.0047 nS/cm
바탕선	노이즈 < 0.2 nS/cm 연속 서프레션에서 전형적인 값
전도도 검출기	
셀 체적	0.8 µL
셀 상수	- 개별적 보정 데이터가 검출기에 저장됨 - 조절 범위: 13.0...21.0 /cm
전극	스테인레스 강철 재질의 환형 전극
용액과 접촉 하는 재료	화학적 비활성인 PCTFE
최대 운전압	5.0 MPa (50 bar)
셀 온도	20...50 °C, 5 °C 의 단계로 조절
온도 안정성	< 1 °C
온도 보상	0...5 %/K 조절가능, 표준 2.3 %/K
가열 시간	< 30 분 (40 °C)

7.19 전자기 적합성 (EMC)

전도 방출	▪ EN/IEC 61326-1:2006 ▪ EEN 55022 / CISPR 22: 2004 ▪ EN/IEC 61000-3-2: 2006 ▪ EN/IEC 61000-3-3: 2006
전도 내성	▪ EN/IEC 61326-1:2006 ▪ EN/IEC 61000-4-2: 2001 ▪ EN/IEC 61000-4-3: 2002 ▪ EN/IEC 61000-4-4: 2004 ▪ EN/IEC 61000-4-5: 2001 ▪ EN/IEC 61000-4-6: 2001 ▪ EN/IEC 61000-4-8: 2001 ▪ EN/IEC 61000-4-11: 2004 ▪ EN/IEC 61000-4-14: 2004 ▪ NAMUR: 2006

7.20 중량

1.850.2210	29.4 kg (부속품 비포함)
1.850.9010 (전도 도 검출기)	2.3 kg (부속품 포함)
운반용 카트(롤 러 및 손잡이)	1.8 kg

Manufacturer

Metrohm Ltd., CH-9101 Herisau/Switzerland

Metrohm Ltd. is holder of the SQS-certificate ISO 9001:2000 Quality management system for development, production and sales of instruments and accessories for ion analysis.

Herisau, 31 March, 2008



D. Strohm

Vice President, Head of R&D



Ch. Buchmann

Vice President, Head of Production

Responsible for Quality Assurance

8.2 Quality Management Principles

Metrohm Ltd. holds the ISO 9001:2000 Certificate, registration number 10872-02, issued by SQS (Swiss Association for Quality and Management Systems). Internal and external audits are carried out periodically to assure that the standards defined by Metrohm's QM Manual are maintained.

The steps involved in the design, manufacture and servicing of instruments are fully documented and the resulting reports are archived for ten years. The development of software for PCs and instruments is also duly documented and the documents and source codes are archived. Both remain the possession of Metrohm. A non-disclosure agreement may be asked to be provided by those requiring access to them.

The implementation of the ISO 9001:2000 quality management system is described in Metrohm's QM Manual, which comprises detailed instructions on the following fields of activity:

Instrument development

The organization of the instrument design, its planning and the intermediate controls are fully documented and traceable. Laboratory testing accompanies all phases of instrument development.

Software development

Software development occurs in terms of the software life cycle. Tests are performed to detect programming errors and to assess the program's functionality in a laboratory environment.

9 부속품



주의


변경 사항이 있을 수 있음.

9.1 공급 범위


2.850.2210 850 Professional IC-Anion - MCS - LP Gradient

수량	주문번호	설명
1	6.2122.0x0	냉각장치 커플링이 포함된 전원 케이블 IEC-60320-C13
		고객 정보에 따른 케이블 커넥터.
	스위스:	타입 SEV 12 6.2122.020
	독일, ...:	타입 CEE(7), VII 6.2122.040
	미국 등, ...:	타입 NEMA/ASA 6.2122.070
1	1.850.9010	IC 검출기 MF
2	6.1602.150	병 캡 / GL 45 - 3 x UNF 10/32
		1/16 인치 모세관 호스의 연결용. MSM 보조 용액 사용 시 및 인라인 투석 시
	재료:	플라스틱
3	6.1602.160	용리액병 캡 GL 45
		건조관 및 흡입호스용 커넥터가 포함된 용리액병용.
	구멍 연결부:	A-14/15




수량	주문번호	설명	
1	6.1803.040	PTFE 모세관 0.5 mm 내경 / 1 m	
		IC 에서 시료 처리용 모세관.	
		재료: PTFE	
		외부 지름 (인치): 1/16	
		내부 지름(mm): 0.5	
		길이 (m): 1	
1	6.1807.010	내경이 6-9 mm 인 호스용 Y 커넥터	
		폐기물 호스용 커넥터	
1	6.1815.010	나선 밴드 / 0.5 mm	
		다양한 케이블 또는 호스의 결합용.	
		길이 (m): 0.5	




수량	주문번호	설명	
1	6.2057.080	흡수기 카트리리지 홀더 Professional IC 장비에 조립하기 위한 흡수기 카트리리지 홀더	
1	6.2151.020	케이블 USB A - USB B / 1.8 m USB 연결 케이블 길이 (m): 1.8	
1	6.2322.010	PRIMUS 다중 음이온 표준용액: Promo	
1	6.2617.010	피스톤 실용 공구 모든 IC 펌프에서 피스톤 실의 탈부착용	
2	6.2621.000	조절식 렌치 최대 구경: 20 mm. IC 장비용 길이(mm): 150	

수량	주문번호	설명	
1	6.2626.000	앞 배출커넥터 장비 앞면에 부착되는 Professional IC 장비의 배출커넥터	
2	6.2739.000	렌치 연결부 조임용 길이(mm): 68	
1	6.2743.080	오버플로우용 플러그, 5 개 Professional IC 장비용	
1	6.2744.014	조임나사 2x UNF 10/32 연결부 포함. PEEK 모세관 연결용 재료: PEEK 길이(mm): 26	

수량	주문번호	설명	
2	6.2744.070	조임나사, 슛타입 짧은 모델. UNF 10/32 연결부 포함. 5 개. PEEK 모세관 연결용 재료: PEEK 길이(mm): 21	
2	6.2744.090	조임나사, 룡타입 긴 모델. UNF 10/32 연결부 포함. 2 개. PEEK 모세관 연결용. (MCS 및 시료 탈기장치) 재료: PEEK	
2	6.2744.180	필터 및 잠금장치가 포함된 펌프호스 연결부 내장형 필터가 포함된 모세관 및 펌프 호스의 연결용 재료: PEEK	
3	6.2744.210	흡입 필터용 호스 어댑터 Professional IC 장비용	
1	6.2758.020	LP Gradient 용 기울기 용리 혼합 코일	

수량	주문번호	설명	
1	6.2816.020	Luer 커넥터가 포함된 주사기 10 mL	
		IC 및 VA 와 같은 다양한 응용분야용	
		재료: PP	
		길이(mm): 102	
		용량(mL): 10	
1	6.2816.040	퍼지관	
		PTEE 호스 및 Luer 커넥터 포함. 주사기용. 용리액의 흡입용.	
3	6.2821.090	흡입필터 엘리먼트	
		기공 크기 20 µm. 세트당 5 개. 흡입호스 6.1834.000 및 공급관 6.1821.040 및 6.1821.050.	
		재료: PE	
		외부 지름(mm): 9.5	
		길이(mm): 35.5	
1	6.2821.130	인라인 필터를 위한 교체 필터	
		인라인 필터를 위한 교체필터판.	

수량	주문번호	설명	
1	6.2837.000	CO ₂ 흡수기 카트리리지 공기의 일차 세정을 위한 흡수기 카트리리지.	
2	6.2837.010	H ₂ O 흡수기 카트리리지 CO ₂ 서프레스처. 흡입된 공기의 습기 제거용 카트리리지.	
1	8.850.8053KR	850 Professional IC, 2.850.2210 - Anion - MCS - LP Gradient 매뉴얼, 독일어	

9.2 옵션 부속품

2.850.2210 850 Professional IC-Anion - MCS - LP Gradient

주문번호	설명
------	----

6.1014.000

Metrosep A Trap 1 Column

기울기를 통한 음이온 측정에 사용되는 트랩 컬럼

하우징 재질:

PEEK

캐리어 재질:

폴리스티롤/4 차 암모늄 그룹을 갖는 디비닐벤졸 혼성중합체

입자 크기 (μm):

570 μm

유기화제:

0 - 20 %

최대 압력:

250 MPa

pH 범위:

1 - 14

컬럼 크기 (mm):

100 x 4.0

재생:

컬럼, 30 mL 0.5 mol/L Na₂CO₃

6.1826.310


펌프 호스 LFL (오렌지색/녹색) 3 개의 스톱퍼

트리요오드화물 방법을 이용한 브롬산염 측정용 펌프 호스.

6.1826.330

펌프 호스 LFL (오렌지색/백색) , 3 개의 스톱퍼

연동펌프가 포함된 모든 IC 장비용.

주문번호	설명	
6.1826.340	펌프 호스 LFL (검정색/검정색), 3 개의 스톱퍼 인라인 투석 시 시료 용액용	
6.1826.360	펌프 호스 LFL (백색/백색), 3 개의 스톱퍼 시료 교환기용	
6.1826.380	펌프 호스 LFL (회색/회색), 3 개의 스톱퍼 인라인 희석용	
6.1826.390	펌프 호스 LFL (황색/황색), 3 개의 스톱퍼 인라인 여과 시 시료 용액용.	
6.1834.100	탈기장치와 혼합 밸브의 호스 연결부, 155 mm 용리액 탈기장치와 저압 혼합 밸브 사이의 연결 길이(mm): 155	
6.1834.110	탈기장치와 혼합 밸브의 호스 연결부, 175 mm	

주문번호	설명
용리액 탈기장치와 저압 혼합 밸브 사이의 연결 길이(mm):	175

6.2057.090 컬럼 홀더

Professional IC 장비에서 분리 컬럼의 고정용



6.2148.010 Remote Box MSB

원격 케이블을 이용해 제어할 수 있는 장비의 커넥터를 위한 추가적인 원격 인터페이스. 고정 케이블 포함.



6.2744.240 크로스 커넥터 UNF 10-32 PEEK

세 가지 용액의 교차 커넥터



6.6059.112 MagIC Net™ 1.1 Professional CD : 1 개의 라이선스

ProfIC 시스템 및 Compact IC 시스템 그리고 Sample Processor, 800 Dosino, 771 Compact Interface 같은 주변기기를 제어하는 PC 프로그램입니다. 이 소프트웨어는 제어, 데이터 수집, 자료의 감청과 모니터링 뿐만 아니라, IC 분석의 보고서를 작성해줍니다. 그래픽 유저 인터페이스 즉 GUI 지원하에, 반복된 분석, 확장된 데이터베이스 프로그램, 향상된 분석법, 수작업 제어를 지원하며, 매우 융통성있는 사용자 관리 기능, 효율적인 데이터베이스 조작, 확장된 데이터 산출 함수, 사용자 개인 설정, 보고서 사용자 정의등의 기능도 지원합니다. MagIC Net 은 FDA 21 CFR Part 11 뿐만 아닌 GLP 의 표준을 만족합니다. 지원 언어는 독일어, 영어, 프랑스어, 중국어, 한국어, 일본어 등이며 1 개의 라이선스가 제공됩니다.



주문번호	설명
6.6059.113	MagIC Net™ 1.1 Multi: 3 개의 라이선스
	ProfIC 시스템 및 Compact IC 시스템 그리고 Sample Processor, 800 Dosino, 771 Compact Interface 같은 주변기기를 제어하는 PC 프로그램입니다. 이 소프트웨어는 제어, 데이터 수집, 자료의 감정과 모니터링 뿐만 아니라, IC 분석의 보고서를 작성해줍니다. 그래픽 유저 인터페이스 즉 GUI 지원하에, 반복된 분석, 확장된 데이터베이스 프로그램, 향상된 분석법, 수작업 제어를 지원하며, 매우 융통성있는 사용자 관리 기능, 효율적인 데이터베이스 조작, 확장된 데이터 산출 함수, 사용자 개인 설정, 보고서 사용자 정의등의 기능도 지원합니다. MagIC Net 은 FDA 21 CFR Part 11 뿐만 아닌 GLP 의 표준을 만족합니다. 지원 언어는 독일어, 영어, 프랑스어, 중국어, 한국어, 일본어등입니다. 3 개의 라이선스를 포함한 클라이언트 서버 버전.



6.9988.503 850 용 검증 문서(영어 - 독일어) - CD

Quality Management with Metrohm



8.839.4403

색인

번호/심벌

6.2821.090 흡입 필터	76
6.2821.130 필터	87

C

CO ₂ 흡착제 카트리지	62
교환	99

E

EMC 113

G

GLP 101

H

H ₂ O 흡착제 카트리지	62
재생	99

1

IC 컬럼
"분리 컬럼"도 참조 69

M

MCS	
기술 데이터	111
모세관 연결	60
설치	60
용도	60
카트리지의 연결	61
MPak	
홀더	21
MSB	112
커넥터	10
MSM	
가동	91
기술 데이터	110
보호	91
부품 교환	95
설치	52
유지보수	91
재생	91
전환	91
청소	93
MSM 오염	
유기	91
중금속	91

P

PC 연결 66

U

USB	112
커넥터	10

W

Warranty	116
----------------	-----

7

가동	
MSM	91
연동펌프	96
가동중단	75
검증	101
검출기	
배치	22
인터페이스	112
전도도 검출기	63
케이블 커넥터	22
결정 형성	
고압 펌프	77
고압 펌프	
기술 데이터	108
밸브	85
보호	24, 77
유지보수	77
호스 연결	39
고압 펌프의 밸브	85
고압 펌프의 피스톤	77
고압펌프	
설치	39
공급 범위	117
관통구	
모세관	27
규격	113
기밀성	72, 73
기술 데이터	
MCS	111
MSM	110
검출기	112
고압 펌프	108
리크 센서	107
시료 탈기장치	109
연동펌프	110
용리액 탈기장치	108
인터페이스	112
전도도 측정 시스템	111
컬럼 향온기	110
표준 조건	107
기체	34, 45

L

나사	
연결	18
노이즈	111

二

도면	14
도어	75

2

롤러	19
루프	
"시료 루프"도 참조	49
리크	77
리크 센서	
기술 데이터	107
설치	24
연결 소켓	10
인터페이스	112
리크가 있는 피스톤 실	77

□

막힘	
전도도 검출기	100
맥동	77
맥동 땀띠	
설치	44
모세관	
설치	17
모세관 관통구	27

四

바탕선	
불안정	77
상태점검	73
배관	14
배기	
고압펌프	41
퍼지 밸브	39
배출 호스	
설치	25
밸브	
"주입 밸브"도 참조	47
보관	107
보증	116
보호	
MSM	91
인라인 필터	43
주입 밸브	90

보호 컬럼		손잡이	19	롤러	19
설치	67	습도	107	운반 고정 나사	24
세척	68	시료		운반 시간	89
보호등급	112	시료 루프	49	운반능력	108
부속품	117	운반 시간	89	운전	
공급 범위	117	잔류오염	89	시료 탈기장치	90
흡선	128	시료 경로		유기 오염물	
분리 컬럼		세척	89	MSM	91
보관	101	시료 루프	49	유량	108
보호	2, 44, 101	시료 전처리	88	유량 증가량	108
분리 성능	100	시료 탈기장치		유지보수	
설치	69	기술 데이터	109	MSM	91
세척	70	설치	45	고압 펌프	77
재생	101	운전	90	연동펌프	96
入		시운전	71	전도도 검출기	100
상태 점검	73	시험		주입 밸브	90
서비스	4, 74	안전 표준	112	펌프 헤드	77
서프레스		○		유지보수 계약	101
"MSM"도 참조	52	안전 지침	4	인라인 시료 전처리	88
가동	91	안전 표준	112	인라인 필터	43
유지보수	91	안전차단	109	인터페이스	112
석출물	77	압력 한계값	109	MSB	112
설계		압력범위	109	USB	112
안전 표준	112	압력증가	77	기타 연결부	112
설치	14	연결		리크 센서	112
MCS	60	전원	112	ㄹ	
MSM	52	연결부		잔류오염	89
고압펌프	39	설치	17	장비	
리크 센서	24	연동펌프		연결하기	66
맥동 댐퍼	44	가동	96	장비 개요	7
배출 호스	25	기술 데이터	110	후면	9
보호 컬럼	67	설치	56	재료	108
분리 컬럼	69	원리	55	재생	74
시료 탈기장치	45	유지보수	96	MSM	91
연결부	17	오염		저압 기율기 용리 시스템	
연동펌프	56	고압 펌프	77	설치	13
연동펌프 설치	56	고압 펌프의 밸브	77	전도 내성	113
용리액 탈기장치	34	오일	88	전도 방출	113
용리액병	30	온도	107	전도도 검출기	
저압 기율기 용리 시스템	13	흡선 부속품	128	모세관 연결	63
전도도 검출기	63	용리액		배치	22
주입 밸브	47, 109	교환	76	셀 상수	111
최초 설치	11	제조	76	셀 체적	111
컬럼 항온기	49	흡입	30	유지보수	100
세정		용리액 탈기장치		케이블 커넥터	22
전도도 검출기	100	기술 데이터	108	전도도 측정 시스템	
세척		설치	34	기술 데이터	111
보호 컬럼	68	용리액병		전압	112
분리 컬럼	70	가동	76	전원 연결	66, 67, 112
시료 경로	89	그림	33	전원 소켓	10
펌프 호스	97	설치	30	전원 케이블	66
세척 시간	89	용리액용 흡입 튜빙	30	전원장치	112
소비전력	112	운반	107	전자기 적합성	113

수명	96
평형화	73
표준 조건	107
품질 관리	101
피스톤 실	77
필터	
"인라인 필터"편도 참조 ...	43
필터 6.2821.090	
흡입 필터	76
필터 6.2821.130	87
ㅎ	
하우징	108
항온기	
"컬럼 항온기"도 참조	49
혈액	88
호스	
설치	17
호스펌프	
"연동펌프"도 참조	55
흐름 변동	77
흡입 필터 6.2821.090	76
흡착제 카트리지	
연결	61
회석	88
히터	
"컬럼 항온기"도 참조	49