

850 Professional IC



AnCat – non-suppressed – 2.850.3000

Mode d'emploi

8.850.8054FR / 2019-11-29



Metrohm AG

CH-9100 Herisau

Suisse

Téléphone : +41 71 353 85 85

Fax : +41 71 353 89 01

info@metrohm.com

www.metrohm.com

850 Professional IC

**AnCat – non-suppressed –
2.850.3000**

Mode d'emploi

Technical Communication
Metrohm AG
CH-9100 Herisau
techcom@metrohm.com

La présente documentation est protégée par les droits d'auteur. Tous droits réservés.

La présente documentation a été élaborée avec le plus grand soin. Cependant, des erreurs ne peuvent être totalement exclues. Veuillez communiquer vos remarques à ce sujet directement à l'adresse citée ci-dessus.

Table des matières

1	Introduction	1
1.1	Description de l'appareillage	1
1.2	Utilisation conforme	1
1.3	Informations concernant la documentation	2
1.3.1	Conventions de représentation	2
1.4	Consignes de sécurité	3
1.4.1	Généralités concernant la sécurité	3
1.4.2	Sécurité électrique	3
1.4.3	Connexions tubulaires et capillaires	4
1.4.4	Solvants et produits chimiques combustibles	5
1.4.5	Recyclage et élimination	5
2	Aperçu général de l'appareil	6
2.1	Face avant	6
2.2	Face arrière	8
3	Installation	10
3.1	A propos du présent chapitre	10
3.2	Première installation	10
3.3	Schéma d'installation	12
3.4	Mise en place de l'appareil	14
3.4.1	Emballage	14
3.4.2	Contrôle	14
3.4.3	Emplacement	14
3.5	Connexions capillaires dans le système CI	15
3.6	Face arrière de l'appareil	18
3.6.1	Roulettes et poignée	18
3.6.2	Placer et connecter le détecteur	20
3.6.3	Vis de sécurité de transport	20
3.6.4	Détecteur de fuites	21
3.6.5	Tuyaux d'écoulement	22
3.7	Passages pour capillaires et câbles	25
3.8	Éluant	27
3.8.1	Connecter le flacon d'éluant	27
3.9	Dégazeur d'éluant	32
3.10	Pompe haute pression	33
3.10.1	Connexions capillaires Pompe haute pression/Vanne de purge	33

3.10.2	Purger la pompe haute pression	36
3.11	Filtre inline	38
3.12	Atténuateur de pulsations	39
3.13	Dégazeur d'échantillon	40
3.14	Vanne d'injection	42
3.14.1	Connexion de la vanne d'injection	42
3.14.2	Fonctionnement de la vanne d'injection	43
3.14.3	Choix de la boucle d'échantillon	44
3.15	Thermostat de colonne	45
3.16	Détecteur de conductivité	47
3.17	Connexion de l'appareil à l'ordinateur	49
3.18	Connecter l'appareil au secteur	50
3.19	Précolonne	51
3.20	Colonne de séparation	52
4	Mise en service	55
4.1	Première mise en service	55
4.2	Conditionnement	56
5	Fonctionnement et maintenance	58
5.1	Remarques générales	58
5.1.1	Entretien	58
5.1.2	Maintenance par le service après-vente Metrohm	58
5.1.3	Fonctionnement	59
5.1.4	Mise à l'arrêt	59
5.2	Connexions capillaires	59
5.2.1	Fonctionnement	59
5.3	Porte	60
5.4	Éluant	60
5.4.1	Fabrication	60
5.4.2	Fonctionnement	61
5.5	Pompe haute pression	61
5.5.1	Protection	61
5.5.2	Maintenance	62
5.6	Filtre inline	72
5.6.1	Maintenance	72
5.7	Préparation des échantillons inline	74
5.8	Rinçage du trajet de l'échantillon	74
5.9	Dégazeur d'échantillon	76
5.9.1	Fonctionnement	76

5.10	Vanne d'injection	76
5.10.1	Protection	76
5.11	Détecteur de conductivité	76
5.11.1	Maintenance	76
5.12	Colonne de séparation	77
5.12.1	Performance de séparation	77
5.12.2	Protection	77
5.12.3	Conservation	78
5.12.4	Régénération	78
6	Traitement des problèmes	79
6.1	Défauts et élimination de ceux-ci	79
7	Caractéristiques techniques	83
7.1	Conditions de référence	83
7.2	Appareil	83
7.3	Détecteur de fuites	83
7.4	Conditions ambiantes	83
7.5	Boîtier	84
7.6	Dégazeur d'éluant	84
7.7	Pompe haute pression	84
7.8	Dégazeur d'échantillon	85
7.9	Vanne d'injection	86
7.10	Thermostat de colonne	86
7.11	Système de mesure de la conductivité	86
7.12	Alimentation secteur	87
7.13	Interfaces	88
7.14	Poids	88
8	Accessoires	89
	Index	90

Répertoire des figures

Figure 1	Face avant 850 Professional IC – AnCat – non-suppressed	6
Figure 2	Face arrière 850 Professional IC – AnCat – non-suppressed	8
Figure 3	Schéma d'installation	13
Figure 4	Connexion de capillaires avec vis de pression	15
Figure 5	Roulettes et poignée	18
Figure 6	Monter la poignée comme support de MPaks	20
Figure 7	Connexion du détecteur de fuites à la face arrière de l'appareil	22
Figure 8	Tuyaux d'écoulement	23
Figure 9	Passages pour capillaires au niveau des portes	25
Figure 10	Passages pour capillaires bac de fond/support de flacons	26
Figure 11	Installer l'adaptateur de siphon pour flacon d'éluant	28
Figure 12	Monter la crépine d'aspiration	28
Figure 13	Installer le poids pour tuyau et la crépine d'aspiration	29
Figure 14	Tuyau d'aspiration d'éluant complètement équipé	29
Figure 15	Flacon d'éluant - connecté	31
Figure 16	Dégazeur d'éluant	32
Figure 17	Connexion capillaires pompe haute pression/vanne de purge	34
Figure 18	Connecter l'entrée de la pompe haute pression	35
Figure 19	Purger la pompe haute pression	36
Figure 20	Connecter le filtre inline	38
Figure 21	Atténuateur de pulsations - connexion	40
Figure 22	Dégazeur d'échantillon	41
Figure 23	Vanne d'injection – connectée	42
Figure 24	Vanne d'injection – Positions	43
Figure 25	Thermostat de colonne	45
Figure 26	Face avant détecteur de conductivité	47
Figure 27	Face arrière détecteur de conductivité	48
Figure 28	Connexion Détecteur – Colonne de séparation	49
Figure 29	Tête de pompe – Enlever le piston	63
Figure 30	Composants de la cartouche de piston	64
Figure 31	Outil pour garniture de piston	65
Figure 32	Enlever la garniture de piston	66
Figure 33	Insérer la garniture de piston dans l'outil	66
Figure 34	Insérer la garniture de piston dans la tête de pompe	67
Figure 35	Enlever les vannes	68
Figure 36	Désassembler la vanne	69
Figure 37	Composants des vannes d'admission et d'échappement	70
Figure 38	Filtre inline - remplacer le filtre	72

1 Introduction

1.1 Description de l'appareillage

L'appareil **850 Professional IC – AnCat – non-suppressed** (2.850.3000) est une variante de la famille d'appareils Professional IC Metrohm. La famille d'appareils Professional IC se distingue par

- l'**intelligence** de ses composants, capables de surveiller toutes les fonctions, de les optimiser et de les documenter conformément aux exigences de la FDA.
- sa **compacité**.
- sa **flexibilité**. A chaque application est associée une variante adaptée de l'appareil. Ceux-ci peuvent au besoin être adaptés à une autre variante, être étendus ou modifiés.
- sa **transparence**. Tous les composants sont facilement accessibles et clairement disposés.
- sa **sécurité**. La chimie et l'électronique sont dissociées et un détecteur de fuites est intégré dans la partie humide.
- sa **compatibilité environnementale**.
- ses **émissions sonores réduites**.

Cet appareil fonctionne avec le logiciel **MagIC Net**. Il est connecté à un PC sur lequel est installé MagIC Net via un port USB. Le logiciel détecte automatiquement l'appareil et vérifie sa fonctionnalité. MagIC Net contrôle et surveille l'appareil, évalue les données de mesure et les gère dans une base de données. Le maniement du logiciel MagIC Net est décrit dans l'aide en ligne ou le cours de maniement concernant MagIC Net.

1.2 Utilisation conforme

L'appareil **850 Professional IC – AnCat – non-suppressed** est utilisé pour la détermination par chromatographie ionique de cations et d'anions sans suppression. Les deux canaux peuvent fonctionner en parallèle ou de façon totalement indépendante. Grâce aux deux pompes haute pression, l'appareil est adapté aux applications avec gradients haute pression.

Le présent appareil est adapté pour le traitement de produits chimiques et d'échantillons inflammables. C'est pourquoi l'utilisation du 850 Professional IC – AnCat – non-suppressed exige que l'utilisateur possède les connaissances de base et une certaine expérience concernant les substances toxiques et corrosives. De plus, il est nécessaire d'avoir des connaissances concernant l'application des mesures de lutte anti-incendie qui s'appliquent en laboratoire.



	Remarque Ce symbole indique des informations et conseils supplémentaires
---	---

1.4 Consignes de sécurité

1.4.1 Généralités concernant la sécurité



 **AVERTISSEMENT**

Utilisez cet appareil uniquement selon les indications contenues dans la présente documentation.

Cet appareil a quitté l'usine dans un état de sécurité technique absolument irréprochable. Afin de préserver cet état et de garantir un fonctionnement sans risques de l'appareil, il est impératif de respecter à la lettre les avis ci-dessous.

1.4.2 Sécurité électrique

La norme internationale CEI 61010 garantit la sécurité électrique lors de la manipulation de l'appareil.



 **AVERTISSEMENT**

Seul le personnel qualifié est autorisé à effectuer le travail d'entretien sur les composants électroniques.



 **AVERTISSEMENT**

Ne jamais ouvrir le boîtier de l'appareil. Cela pourrait provoquer des dommages sur l'appareil. Le contact avec des composants sous tension peut en outre représenter un risque de blessure considérable.

L'intérieur du boîtier ne contient aucune pièce pouvant être entretenue ou remplacée par l'utilisateur.

 **AVERTISSEMENT**

Ne jamais ouvrir le boîtier de l'appareil. Cela pourrait provoquer des dommages sur l'appareil. Le contact avec des composants sous tension peut en outre représenter un risque de blessure considérable.

L'intérieur du boîtier ne contient aucune pièce pouvant être entretenue ou remplacée par l'utilisateur.

Tension secteur



AVERTISSEMENT

Une tension secteur incorrecte peut endommager l'appareil.

Utiliser cet appareil uniquement avec une tension secteur spécifique (voir la face arrière de l'appareil).

Protection contre les charges électrostatiques



AVERTISSEMENT

Les sous-ensembles électroniques sont sensibles à la charge électrostatique et peuvent être détruits en cas de décharge.

Retirer impérativement le câble secteur de la prise d'alimentation secteur avant de connecter ou de déconnecter des connexions électriques sur la face arrière de l'appareil.

1.4.3 Connexions tubulaires et capillaires



ATTENTION

Les connexions tubulaires et capillaires non étanches représentent un risque pour la sécurité. Bien serrer à la main toutes les connexions. Évitez un serrage trop fort pour les connexions vissées. Des fuites apparaîtront si les extrémités des tuyaux sont endommagées. Il est possible d'utiliser des outils adaptés pour désassembler les connexions.

Contrôler régulièrement l'étanchéité de toutes les connexions. Si l'appareil est essentiellement utilisé sans surveillance, il est impératif d'effectuer des contrôles toutes les semaines.

1.4.4 Solvants et produits chimiques combustibles




AVERTISSEMENT

Lors des travaux avec des solvants et produits chimiques combustibles, les mesures de sécurité qui s'appliquent doivent être respectées.

- Installer l'appareil dans un endroit bien ventilé (p. ex. dans une pièce équipée d'une hotte aspirante).
- Garder toute source d'inflammation potentielle éloignée du poste de travail.
- Nettoyer immédiatement les liquides et les matières solides renversés.
- Se référer aux consignes de sécurité fournies par le fabricant du produit chimique.

1.4.5 Recyclage et élimination



Ce produit est soumis à la directive 2012/19/UE du parlement européen, relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE).

L'élimination correcte de votre ancien équipement permet d'éviter toute conséquence néfaste pour l'environnement et la santé.

Pour plus d'informations concernant une élimination en règle de votre ancien équipement, veuillez vous renseigner auprès des autorités locales, d'un centre de service responsable de la gestion des déchets ou de votre partenaire commercial.

2 Aperçu général de l'appareil

2.1 Face avant




Figure 1 Face avant 850 Professional IC – AnCat – non-suppressed

1 Zone de détecteur

Zone pour un détecteur de conductivité pour chaque des deux canaux.

2 Dégazeur d'éluant

Un dégazeur d'éluant pour chaque des deux canaux.

Voir chapitre 3.9, page 32

4 Vanne de purge

Une vanne de purge pour chaque des deux canaux. Voir chapitre 3.10.1, page 33

canaux. Voir chapitre 3.10.1, page 33

6 Atténuateur de pulsations

Un atténuateur de pulsation pour chaque des deux canaux.

Voir chapitre 3.12, page 39

8 Thermostat de colonne

Voir chapitre 3.15, page 45.

Voir chapitre 3.15, page 45.

8 Thermostat de colonne

Voir chapitre 3.15, page 45.

Voir chapitre 3.15, page 45.

Selon une convention, le canal avec la pompe haute pression supérieure et le détecteur de conductivité gauche est désigné comme le **canal à anions**, le canal avec la pompe haute pression inférieure et le détecteur de conductivité droit est désigné comme le **canal à cations**.

2.2 Face arrière




Figure 2 Face arrière 850 Professional IC – AnCat – non-suppressed

- 1 Vis moletées**
Pour fixer la face arrière (2-**22**) et le poignée (5-**2**).
 - 2 Connecteur à vide**
Pour connecter des autres zones de dégazage dans les modules d'extension (portant l'inscription *Vacuum*).
 - 3 Interrupteur d'alimentation**
Pour mettre l'appareil sous et hors tension.
I = ON
O = OFF
 - 4 Prise alimentation secteur**
Pour connecter le câble secteur.

6 Connecteurs MSB

2 connecteurs MSB (portant l'inscription *MSB 1* et *MSB 2*) pour connecter des appareils MSB.

MSB = Metrohm Serial Bus.

8 Prise de connexion du détecteur de fuites

Pour connecter la
fiche de connexion du détecteur de fuites
(7-**2**).

10 **Numéro de série**

12 Câble de connexion du détecteur de fuites

Pour connecter le détecteur de fuites.

14 Vis moletées

Pour fixer les roulettes.

16 Connecteur de module d'extension

Pour connecter un module d'extension (portant l'inscription *Extension Module*).

18 Prise de connexion d'ordinateur

Pour connecter l'appareil à l'ordinateur avec le câble USB 6.2151.020.

20 Vis de sécurité de transport

Pour sécuriser les pompes à vide lors du transport de l'appareil.

22 Panneau arrière

Démontable. Accès à la zone du détecteur.



Lors de la connexion d'un appareil au connecteur MSB (2-**6**), le 850 Professional IC **doit** être hors tension.

- ### 3 Installer le trajet de l'éluant

- Equiper le tuyau d'aspiration d'éluant et connecter-le avec le flacon à éluant (*voir Chapitre 3.8.1, page 27*).
- A la place des colonnes, connecter au bout de chacun des capillaires d'entrée de colonne préinstallés(3-2) respectivement(3-5) un accouplement 6.2744.040 à l'aide d'une vis de pression 6.2744.014.
- Connecter les capillaires d'entrée du détecteur(3-3) chacun(3-6) avec une vis de pression 6.2744.014 à l'accouplement 6.2744.040.

Le dégazeur d'échantillons ne doit pas nécessairement être connecté. Nous recommandons d'utiliser le dégazeur d'échantillons uniquement lorsque la matrice d'échantillon est nécessaire.

- connecter le capillaire d'aspiration d'échantillon 6.1803.040(3-**8**) connecté à l'entrée de l'échantillon de la vanne d'injection à l'aide d'une vis de pression longue 6.2744.090 à la sortie du dégazeur d'échantillons(*voir Chapitre 3.13, page 40*).
- connecter une pièce de distribution du capillaire d'aspiration d'échantillon 6.1803.040 à l'aide d'une vis de pression longue 6.2744.090 à l'entrée du dégazeur d'échantillons. Faire passer l'autre extrémité par un passage pour capillaires vers l'extérieur de l'appareil.
- Dans le canal cation, remplacer la boucle d'échantillon 6.1825.210 par la boucle d'échantillon 6.1825.220 (*voir « », page 43*).



5 Connecter l'instrument

- Connecter l'appareil au PC .
- Connecter l'appareil au secteur .

6 Première mise en service

(voir Chapitre 4.1, page 55).

- Mettre le PC sous tension et démarrer MagIC Net.
- Mettre sous tension et préparer l'appareil.
- Purger la pompe haute pression.
- Rincer l'appareil sans colonne(s).

7 Installer les colonnes

Effectuer les étapes suivantes une fois pour chaque canal:

- Retirer l'accouplement 6.2744.040 entre le capillaire entrée colonne et le capillaire entrée détecteur.
- Installer la précolonne (si utilisée) (voir « *Connecter et rincer la précolonne* », page 52).
- Installer la colonne de séparation (voir « *Connecter et rincer la colonne de séparation* », page 54).
- Connecter le capillaire entrée détecteur au MCS (voir « *Connecter le capillaire entrée détecteur à la colonne de séparation* », page 48).

8 Conditionner l'appareil

(voir Chapitre 4.2, page 56).

L'appareil est désormais prêt pour les mesures des échantillons.

3.3 Schéma d'installation

Le schéma 3, page 13 représente les connexions capillaires d'un système avec un canal cation et un canal anion.

Les deux canaux peuvent fonctionner en parallèle ou de façon totalement indépendante.

La disposition graphique des modules correspond à la face avant de l'appareil. Dans le schéma, les récipients de fluide (flacon à éluant, récipient d'échantillon, bidon à déchets, récipient de solution auxiliaire) et la précolonne (*voir Chapitre 3.19, page 51*) ne sont pas représentés.

Certains capillaires sont déjà connectés à la livraison de l'appareil. Les capillaires qui n'ont pas besoin d'être connectés lors de la première installation ne portent pas de numéro sur le schéma.



- 850 Professional IC – AnCat – non-suppressed



- | | |
|-----------|---|
| 7 | Capillaire d'aspiration échantillon
6.1803.040
Connecté à la vanne d'injection. L'autre extrémité peut être alternativement connecté au dégazeur d'échantillons ou guidé directement hors d'appareil. |
| 8 | Capillaire de connexion PTFE
Partie du capillaire PTFE 6.1803.040. Connecte le dégazeur d'échantillons au Sample Processor (seulement nécessaire, si le Sample Processor est utilisé). |
| 9 | Capillaire d'aspiration échantillon
6.1803.040
Connecté à la vanne d'injection. Peut être connecté alternativement au dégazeur d'échantillons. |
| 10 | Capillaire de connexion PTFE
Partie du capillaire PTFE 6.1803.040. Connecte le dégazeur d'échantillons au Sample Processor (seulement nécessaire, si le Sample Processor est utilisé). |
| 11 | Vis de pression PEEK courtes
6.2744.070
Pour connecter les capillaires à la précolonne ou à la colonne de séparation. |
| 12 | Colonnes de séparation |

Vous trouverez dans les chapitres qui suivent des descriptions détaillées de chaque étape de l'installation.

3.4 Mise en place de l'appareil

3.4.1 Emballage

L'appareil est livré dans un emballage spécial de haute protection, avec les accessoires emballés séparément. Conserver ces emballages car ils sont les seuls à permettre un transport sûr.

3.4.2 Contrôle

Contrôler dès réception à l'aide du bon de livraison l'intégralité et l'absence d'endommagement de la marchandise.

3.4.3 Emplacement

L'appareil a été développé pour fonctionner en intérieur et ne doit pas être utilisé dans un environnement à risques d'explosion.

Placer l'appareil à un endroit facilitant son maniement et exempt de vibrations, à l'abri de l'atmosphère corrosive et de la pollution issues des produits chimiques.

L'appareil doit être protégé des variations excessives de température et du rayonnement direct du soleil.

3.5 Connexions capillaires dans le système CI

Ce chapitre contient des informations générales sur les connexions capillaires dans les appareils et les systèmes CI.

Les connexions capillaires entre deux composants d'un système CI sont composées en règle générale d'un capillaire de connexion et de deux vis de pression, avec lesquelles le capillaire est connecté aux composants correspondants.

Vis de pression




Figure 4 Connexion de capillaires avec vis de pression

- | | |
|---|---|
| <p>1 Vis de pression PEEK (6.2744.014)
Utilisation à la vanne d'injection.</p> | <p>2 Capillaire de connexion</p> |
| <p>3 Vis de pression PEEK courte (6.2744.070)
Utilisation à la pompe haute pression, vanne de purge, filtre inline, atténuateur de pulsations ainsi qu'à la précolonne et colonne de séparation.</p> | <p>4 Vis de pression PEEK longue (6.2744.090)
Utilisation sur des composants spéciaux.
N'est pas utilisée en tous les appareils.</p> |

REMARQUE



Pour réduire au maximum le volume mort, les connexions capillaires doivent généralement être les plus courtes possibles.

REMARQUE



Pour améliorer la visibilité, les connexions capillaires et tubulaires peuvent être liées avec le ruban spiralé (6.1815.010).



Capillaires de connexion

Dans le système CI, des capillaires PEEK et PTFE sont utilisés.

Capillaires PEEK (poly-
étheréthercétone)

Les capillaires PEEK sont résistant à la température jusqu'à 100 °C, stable à la pression jusqu'à 400 bars, flexible, inerte chimiquement et présentent une surface extrêmement lisse. Ils peuvent être coupés facilement à la longueur souhaitée grâce à la pince coupante pour capillaires (6.2621.080).

Utilisation :

- Capillaires PEEK de diamètre intérieur de 0,25 mm (6.1831.010) pour l'ensemble de la zone haute pression.
- Capillaires PEEK avec diamètre intérieur de 0,75 mm (6.1831.030) pour la traitement des échantillons dans la gamme des ultratracés.



ATTENTION

Pour les connexions capillaires entre la vanne d'injection et le détecteur, les capillaires PEEK utilisés doivent avoir un diamètre intérieur de 0,25 mm. Ceux-ci sont déjà connectés à la livraison de l'appareil.

Capillaires PTFE (poly-
tétrafluoroéthylène)

Les capillaires PTFE sont transparents et permettent une visibilité des liquides à transporter. Ils sont inertes chimiquement, flexibles et résistants à la température jusqu'à 80 °C.

Utilisation :

Les capillaires PTFE (6.1803.0x0) sont utilisés en zone basse pression.

- Capillaires PTFE avec diamètre intérieur de 0,5 mm pour le traitement des échantillons.
- Capillaires PTFE avec diamètre intérieur de 0,97 mm pour le traitement des échantillons ainsi que les solutions de rinçage (ceux-ci ne font pas nécessairement partie du contenu de la livraison de l'appareil).

Connexions capillaires

Pour obtenir des résultats d'analyses optimaux, les connexions capillaires d'un système CI doivent être absolument étanches et ne présenter aucun volume mort. Les volumes morts apparaissent lorsque les deux extrémités de capillaires reliées entre elles ne coïncident pas exactement l'une avec l'autre, laissant ainsi s'infiltrer du fluide. Deux causes sont possibles à cela :

- la surface de coupe des extrémités des capillaires n'est pas exactement plane.
- les deux extrémités des capillaires ne sont pas exactement jointives.

Pour que les connexions capillaires ne présentent aucun volume mort, il est impératif que les extrémités des deux capillaires soient coupées selon

Établir des connexions capillaires exemptes de volume mort

- 1** Pousser la vis de pression sur le capillaire. S'assurer à ce moment que le capillaire dépasse de 1 à 2 mm au niveau de la pointe de la vis de pression.
- 2** Insérer le capillaire dans l'accouplement ou dans le connecteur jusqu'en butée.
- 3** Puis seulement alors serrer avec force la vis de pression sur le capillaire.

Le kit fourni de douilles de repérage de différentes couleurs pour capillaires PEEK (6.2251.000) sert à repérer facilement grâce à un code couleur les différents flux de fluides dans le système. Pour cela, chaque capillaire dans lequel circule un liquide défini (par ex. de l'éluant) est repéré par une douille de repérage d'une certaine couleur.

1 Enfiler la douille de repérage de la couleur souhaitée sur le capillaire et le placer jusqu'à une position bien visible.

Lorsque le capillaire chauffe, la douille de repérage se contracte et s'adapte à la forme du capillaire.

Procéder comme suit pour retirer les roulettes :

- ## Monter la poignée comme support de MPaks



1 Déplacer la poignée (6-2) vers le haut et resserrer les vis moletées (6-1).




Figure 6 Monter la poignée comme support de MPaks

1 Vis moletées

Pour fixer la poignée (6-2) et le panneau arrière de la zone du détecteur.

2 Poignée

Déployée. Comme support de MPaks (sacs d'éluant).

3.6.2 Placer et connecter le détecteur

L'appareil est fourni sans détecteur. Des informations sur le placement et la connexion du détecteur sont disponibles dans le mode d'emploi du détecteur.

3.6.3 Vis de sécurité de transport

Afin que l'entraînement de la pompe haute pression et de la pompe à vide ne soit pas endommagé durant le transport, les pompes sont sécurisées à l'aide de vis de sécurité de transport.

Vous devez retirer ces vis de sécurité de transport avant la première mise en service.

- 1** Retirer toutes les vis sécurité de transport avec une clé hexagonale 4 mm (6.2621.030) et les stocker.



AVERTISSEMENT

Pour éviter un endommagement des pompes, vous devez monter les vis de sécurité de transport pour chaque transport important de l'appareil.

3.6.4 Détecteur de fuites

Le détecteur de fuites dépiste le liquide sortant qui s'est accumulé dans le bac de fond de l'appareil.

Pour activer le détecteur de fuites, la fiche de connexion du détecteur doit être connectée (7-2), l'appareil sous tension et le détecteur de fuites positionné sur **actif** dans le logiciel.

Connecter le détecteur de fuites

- 1** Insérer la fiche de connexion du détecteur de fuites (7-2) dans la prise de connexion du détecteur de fuites (7-1) sur la face arrière de l'appareil (voir Figure 7, page 22).




Figure 7 Connexion du détecteur de fuites à la face arrière de l'appareil

- | | |
|--|---|
| <p>1 Prise de connexion du détecteur de fuites
Porte l'inscription « Leak Sensor ».</p> | <p>2 Fiche de connexion du détecteur de fuites</p> |
| <p>3 Câble de connexion du détecteur de fuites
Monté de façon fixe sur la face arrière de l'appareil.</p> | |

3.6.5 Tuyaux d'écoulement

Le liquide sortant dans le support de flacons ou dans la zone du détecteur s'écoule via les tuyaux d'écoulement dans le bac de fond et dans le bidon à déchets en passant devant le détecteur de fuites. Cela permet de s'assurer que les fuites éventuelles dans le système sont détectées par le détecteur de fuites.



- 850 Professional IC – AnCat – non-suppressed



7 Tuyau d'écoulement

Portion du tuyau en silicone 6.1816.020.
Guide le liquide sortant au bidon à déchets.

8 Connecteur de tuyau d'écoulement

Pour évacuer le liquide sortant du bac de fond par le tuyau d'écoulement connecté.

9 Connecteur de tuyau d'écoulement

Pour alimenter le liquide sortant au détecteur de fuites par le tuyau d'écoulement connecté.

Procéder comme suit pour installer les tuyaux d'écoulement :

Installer des tuyaux d'écoulement

- 1 Connecter le tuyau d'écoulement (8-2) au connecteur de tuyau d'écoulement (8-1) du support de flacons et le raccourcir à la longueur souhaitée.
- 2 Connecter le tuyau d'écoulement (8-4) au connecteur de tuyau d'écoulement (8-3) de la zone du détecteur et le raccourcir à la longueur souhaitée.
- 3 Connecter le tuyau d'écoulement (8-2) du support de flacons et le tuyau d'écoulement (8-4) de la zone du détecteur à l'aide du connecteur Y (8-5).
- 4 Connecter le tuyau d'écoulement (8-6) au connecteur Y (8-5), le raccourcir à la longueur souhaitée et connecter l'autre extrémité au connecteur de tuyau d'écoulement (8-9) du bac de fond.
- 5 Connecter le tuyau d'écoulement (8-7) au connecteur de tuyau d'écoulement (8-8) du bac de fond et mener l'autre extrémité à un bidon à déchets.

3.7 Passages pour capillaires et câbles

Plusieurs orifices ont été réalisés pour le passage des capillaires et des câbles. Ils sont situés au niveau de la porte (*voir Figure 9, page 25*), du panneau arrière ou sous le support de flacons ou au-dessus du bac de fond (*voir figure 10, page 26*).




Figure 9 Passages pour capillaires au niveau des portes

- | | |
|---|-----------------------------------|
| 1 Connecteurs Luer
Pour connecter une seringue 6.2816.020.
Pour l'injection manuelle d'échantillons. | 2 Passage pour capillaires |
| 3 Vis de pression PEEK courtes 6.2744.070 | 4 Porte |

Les connecteurs Luer (9-1) ne servent pas pour passer des capillaires. Ceux-ci sont fixés avec des vis de pression PEEK (9-3) de l'intérieur au connecteur Luer. De l'extérieur, le liquide peut être aspiré ou injecté avec une seringue.




Figure 10 Passages pour capillaires bac de fond/support de flacons

1	Panneau latéral (à droite) Panneau de droite.	2	Face arrière de l'appareil
3	Panneau latéral (à gauche) Panneau de gauche.	4	Face avant de l'appareil
5	Passage pour capillaires En haut. De l'avant vers la droite.	6	Passage pour capillaires En haut. De l'avant vers l'arrière.
7	Passage pour capillaires En haut. De l'avant vers l'arrière.	8	Passage pour capillaires En haut. De l'avant vers la gauche.
9	Passage pour capillaires En bas. De l'avant vers la droite.	10	Passage pour capillaires En bas. De l'avant vers l'arrière.
11	Passage pour capillaires En bas. De l'avant vers l'arrière.	12	Passage pour capillaires En bas. De l'avant vers la gauche.

3.8 Éluent

3.8.1 Connecter le flacon d'éluent

L'éluent est aspiré du flacon d'éluent via le tuyau d'aspiration d'éluent (11-1).

Le tuyau d'aspiration d'éluent est connecté au dégazeur d'éluent (voir Chapitre 3.9, page 32). Avant d'équiper l'autre extrémité, le tuyau doit être passé par un passage pour capillaires adapté (voir Chapitre 3.7, page 25) de l'appareil.

Pour installer le tuyau d'aspiration d'éluent, vous aurez besoin des pièces d'accessoire suivantes :

- Adaptateur de siphon pour flacon d'éluent GL 45 6.1602.160
- Adaptateur de tuyau pour crépine d'aspiration 6.2744.210
- Crépine d'aspiration 6.2821.090

Pour installer le tuyau d'aspiration d'éluent, procédez comme suit :

Équiper le tuyau d'aspiration d'éluent

- 1 Faire sortir de l'appareil l'extrémité libre du tuyau d'aspiration d'éluent (11-1) en passant par un passage pour capillaires adapté.
- 2 **Installer l'adaptateur de siphon pour flacon d'éluent (6.1602.160)**
 - Glisser l'embout de tuyau (11-2) et le joint torique (11-3) sur le tuyau d'aspiration d'éluent (11-1).
 - Glisser le tuyau d'aspiration d'éluent (11-1) dans le siphon (11-4) et visser.




Figure 11 Installer l'adaptateur de siphon pour flacon d'éluant

1	Tuyau d'aspiration d'éluant (6.1834.080)	2	Embout de tuyau Du jeu d'accessoires (6.1602.160).
3	Joint torique Du jeu d'accessoires (6.1602.160).	4	Adaptateur pour bouteille Du jeu d'accessoires (6.1602.160).

3 Monter la crépine d'aspiration

- Insérer le support de filtre (12-1) dans la crépine d'aspiration (12-2) et le visser.




Figure 12 Monter la crépine d'aspiration


1 Support de filtre Du jeu d'accessoires (6.2744.210).	2 Crépine d'aspiration (6.2821.090)
--	--

Diagram illustrating the assembly of the front end of the tool, showing the following components:

1. Drive shaft
2. Drive nut
3. Drive pulley
4. Drive pulley nut
5. Drive pulley housing

1	Tuyau d'aspiration d'éluent (6.1834.080)	2	Adaptateur de siphon pour flacon d'éluent (6.1602.160)
3	Poids pour tuyau Du jeu d'accessoires (6.2744.210).	4	Vis de serrage Du jeu d'accessoires (6.2744.210).
5	Crépine d'aspiration (6.2821.090) Avec support de filtre du jeu d'accessoires (6.2744.210).		

- Glisser le poids pour tuyau (13-3) sur le tuyau d'aspiration d'éluant (13-1).
- Glisser la vis de serrage (13-4) sur le tuyau d'aspiration d'éluant (13-1).
- Insérer le tuyau d'aspiration d'éluant (13-1) dans la crépine d'aspiration (13-5). L'extrémité du tuyau doit atteindre à peu près la moitié de la crépine d'aspiration.
- Visser la vis de serrage (13-4) avec le support du filtre (12-1).



850 Professional IC – AnCat – non-suppressed



5 Monter le tuyau d'aspiration d'éluant au flacon d'éluant

- Introduire le tuyau d'aspiration d'éluant dans le flacon d'éluant (15-**10**).
- Visser l'adaptateur pour flacon prêt à l'emploi sur le flacon d'éluant (15-**10**). La crépine d'aspiration (15-**6**) doit s'appuyer sur le fond du flacon d'éluant.
- Fermer le petit orifice au siphon qui est encore ouvert avec le bouchon fileté (15-**14**) du jeu d'accessoires.

6 Monter le tube d'adsorption



REMARQUE

Lorsque des éluants alcalins ou ayant un faible pouvoir tampon sont utilisés, le flacon d'éluant doit être équipé d'un tube d'adsorption rempli de matériau d'adsorption du CO₂ (15-4).

- Remplir tout d'abord d'un peu de coton (15-3), puis placer le matériau d'adsorption de CO₂ (15-4) dans le grand orifice du tube d'adsorption (15-2) et refermer celui-ci avec le couvercle en plastique.
- Fixer le tube d'adsorption (15-2) à l'aide de l'agrafe (15-12) sur l'adaptateur pour flacon (15-11).

850 Professional IC – AnCat – non-suppressed

3.9 Dégazeur d'éluant

Les bulles de gaz contenues dans l'éluant provoquent une ligne de base instable étant donné que les pompes haute pression peuvent certes transporter des liquides, mais pas des gaz. C'est pourquoi il faut dégazer l'éluant avant qu'il n'atteigne la pompe haute pression.

Le dégazeur d'éluant retire les bulles de gaz et les gaz dissous de l'éluant. L'éluant s'écoule pour cela dans une chambre à vide via un capillaire en fluoropolymère spécial.



REMARQUE

Le dégazeur d'éluant est déjà installé de manière fixe à la livraison de l'appareil. Le mode d'emploi d'installation suivant ne doit être mis en œuvre que si les connecteurs du dégazeur doivent être retirés pour des opérations de maintenance.

Connecter le dégazeur d'éluant




Figure 16 Dégazeur d'éluant

- | 1 | Entrée du dégazeur d'éluant | 2 | Sortie du dégazeur d'éluant |
|---|-----------------------------|---|-----------------------------|
|---|-----------------------------|---|-----------------------------|

Avec embout de tuyau.

6 Tuyau de connexion (6.1834.090)

Connexion du dégazeur d'éluant à la pompe haute pression (voir Chapitre 3.10, page 33). La vis de serrage (16-4) est montée de façon fixe.

Pour aspirer l'éluant. La vis de serrage (16-4) est montée de façon fixe.

Les vis de serrage (16-4) doivent être serrées doucement. Pour cela, utiliser la clé à fourche (6.2621.050).

- Introduire le tuyau d'aspiration d'éluant (16-5) dans l'entrée du dégazeur d'éluant (16-1).
- Serrer prudemment la vis de serrage (16-4).

- Introduire le tuyau de connexion (16-6) (l'extrémité avec la vis de serrage plus longue (16-4)) dans la sortie du dégazeur d'éluant (16-2).
- Serrer prudemment la vis de serrage (16-4).
- Connecter l'autre extrémité du tuyau de connexion (16-6) (avec la vis de serrage plus courte) à la pompe haute pression (17-9) (voir « Connecter l'entrée à la pompe haute pression », page 35).

La pompe haute pression intelligente et à faibles pulsations pompe l'éluant à travers le système. Elle est équipée d'une puce sur laquelle sont enregistrées ses spécifications techniques et son "historique" (heures de fonctionnement, données de maintenance, etc.).

La vanne de purge est utilisée pour la purge (voir Chapitre 3.10.2, page 36) de la pompe haute pression.

3.10.1 Connexions capillaires Pompe haute pression/Vanne de purge



Tous les connexions capillaires de la pompe haute pression et de la vanne de purge sont déjà installés à la livraison de l'appareil.




Figure 17 Connexion capillaires pompe haute pression/vanne de purge

1 Capillaire de connexion Le capillaire PEEK connecte le piston principal et le piston auxiliaire.	2 Vis de pression PEEK courte (6.2744.070)
3 Support vanne d'échappement	4 Tête de pompe (6.2824.110)
5 Vis de fixation Pour fixer la tête de pompe.	6 Support vanne d'admission
7 Capillaire d'entrée de la tête de pompe Capillaire PEEK à l'entrée dans la tête de pompe.	8 Vis de pression Pour connecter un capillaire PEEK à un accouplement (17-9).
9 Accouplement Pour connecter le trajet de l'éluant à l'entrée de la pompe haute pression. Peut être commandé avec la vis de pression (17-8) sous la référence (6.2744.230).	10 Capillaire d'aération Pour aspirer l'éluant lors de la purge de la pompe haute pression (voir Chapitre 3.10.2, page 36).
11 Vanne de purge Pour purger la pompe haute pression. Avec le bouton rotatif au centre et le capteur de pression.	12 Capillaire de connexion Pour connecter le filtre inline (voir Chapitre 3.11, page 38).
13 Capillaire de connexion Connecte la sortie de la tête de pompe à la vanne de purge.	



REMARQUE

Le tuyau d'aspiration d'éluant est déjà installé à la livraison de l'appareil. L'instruction d'installation suivante ne doit **pas** être effectuée pendant la première installation.

Connecter l'entrée à la pompe haute pression




Figure 18 Connecter l'entrée de la pompe haute pression

1 Vis de pression

Pour connecter l'accouplement (18-**2**) au capillaire d'entrée de la tête de pompe (17-**7**).

Peut être commandé avec l'accouplement sous la référence (6.2744.230).

2 Accouplement (6.2744.230)

Pour connecter le capillaire de connexion d'éluant (18-4) à l'entrée de la pompe haute pression.

3 Vis de serrage

4 Tuyau d'aspiration d'éluant

Tuyau d'aspiration d'éluant (6.1834.080) ou (6.1834.090).

5 Bague d'appui

1 Connecter l'accouplement

Fixer l'accouplement (18-2) à l'aide d'une vis de pression (18-1) au capillaire d'entrée de la tête de pompe (17-7).

2 Connecter le tuyau d'aspiration d'éluant



ATTENTION

Les vis de serrage doivent être serrées prudemment. Pour serrer, tenir l'accouplement (18-2) à l'aide de la clé (6.2739.000) et tenir la vis de serrage (18-3) à l'aide de la clé à fourche (6.2621.050).

- Introduire le tuyau d'aspiration d'éluant (18-4) dans l'accouplement (18-2).
- Serrer la vis de serrage (18-3).

3.10.2 Purger la pompe haute pression

La pompe haute pression ne fonctionne correctement que si la tête de pompe ne contient plus aucune bulle d'air. C'est pourquoi celle-ci doit être purgée de son air lors de la première mise en service et après chaque changement d'éluant.



ATTENTION

La pompe haute pression ne doit **pas** être purgée de son air avant la première mise en service .

Purger la pompe haute pression de la manière suivante (voir Figure 19, page 36) :

Purger la pompe haute pression

Pour effectuer une purge d'air de la pompe haute pression, l'appareil doit être connecté au PC et sous tension.




Figure 19 Purger la pompe haute pression

- | | |
|--|---|
| 1 Seringue 10 mL (6.2816.020)
Pour aspirer l'éluant. | 2 Connecteur Luer
Composant de la canule de purge (6.2816.040). |
| 3 Canule de purge (6.2816.040) | 4 Capillaire d'aération |

6 Vanne de purge

7 Bouton rotatif vanne de purge

- Glisser l'extrémité de la canule de purge (19-3) par-dessus l'extrémité du capillaire d'aération (19-4) sur la vanne de purge.

- Insérer la seringue (19-1) dans le connecteur Luer (19-2) de la canule de purge (voir Figure 19, page 36).

- Ouvrir le bouton rotatif (19-7) d'environ $\frac{1}{2}$ tour dans le sens contraire des aiguilles d'une montre.

- Démarrer MagIC Net™ (si pas encore le cas).
- S'assurer que le tuyau d'aspiration d'éluant est plongé suffisamment profond dans l'éluant.
- Faire fonctionner la pompe.

- Aspirer à l'aide de la seringue (19-1) jusqu'à ce que l'éluant ne comporte plus de bulle dans la seringue.

- Arrêter la pompe haute pression.
- Fermer le bouton rotatif (19-7).
- Retirer la seringue (19-1) du connecteur Luer (19-2).
- Retirer la canule de purge (19-3) du capillaire d'aération (19-4).

- 2

3.12 Atténuateur de pulsations



REMARQUE

L'atténuateur de pulsations est déjà installé à la livraison de l'appareil.



ATTENTION

L'atténuateur de pulsations ne nécessite aucune maintenance et ne doit pas être ouvert.

L'atténuateur de pulsations protège la colonne de séparation de tout dommage par des variations de la pression, qui peuvent résulter lors de la commutation de la vanne d'injection, et évite des pulsations perturbatrices en cas de mesures très sensibles. Pour garantir ces fonctionnalités, il doit être connecté entre la pompe haute pression (*voir Chapitre 3.10, page 33*) et la vanne d'injection (*voir Chapitre 3.14, page 42*).

L'atténuateur de pulsations peut fonctionner dans les deux directions.




Figure 21 Atténuateur de pulsations - connexion

1	Capillaire de connexion Connexion au filtre inline.	2	Vis de fixation
3	Vis de pression PEEK courtes (6.2744.070)	4	Support de l'atténuateur de pulsations
5	Atténuateur de pulsations (6.2620.150)	6	Capillaire de connexion Connexion à la vanne d'injection.

3.13 Dégazeur d'échantillon

Le dégazeur d'échantillon retire de l'échantillon les bulles de gaz et les gaz dissous. L'échantillon s'écoule pour cela dans une chambre à vide via un capillaire en fluoropolymère spécial.

Les bulles de gaz présentes dans l'échantillon provoquent une mauvaise reproductibilité étant donné que la quantité d'échantillon dans la boucle d'échantillon n'est pas toujours la même. C'est pourquoi les échantillons (qui contiennent du gaz) doivent être dégazés avant l'injection. Pour cela, l'échantillon est aspiré avant l'injection via une chambre de dégazage, ce qui permet d'éliminer automatiquement les bulles de gaz éventuelles.



REMARQUE

Le temps de rinçage est rallongé d'au moins deux minutes quand un dégazeur d'échantillon est utilisé.



Connecter le dégazeur d'échantillon

- 

Si le dégazeur d'échantillon n'est pas utilisé, l'entrée et la sortie **doivent** être fermées à l'aide des bouchons filetés (6.2744.220).

La boucle d'échantillon peut être échangée selon les besoins. Pour plus d'informations afin bien choisir la boucle d'échantillon adaptée, voir le chapitre 3.14.3, page 44.




1 Retirer la boucle d'échantillon existante

- ## 2 Monter la nouvelle boucle d'échantillon

- Fixer une extrémité de la boucle d'échantillon (23-**2**) avec une vis de pression PEEK 6.2744.010 (23-**7**) au connecteur 3.
- Fixer l'autre extrémité de la boucle d'échantillon (23-**2**) avec la deuxième vis de pression PEEK 6.2744.010 (23-**7**) au connecteur 6.

La vanne d'injection (voir *Figure 24, page 43*) peut occuper deux positions de vanne — **REMPLIR** et **INJECTER**. Par commuter entre les deux positions de la vanne, il est ajusté, si le trajet d'échantillon ou le trajet d'éluant est transporté par la boucle d'échantillon. Le graphique suivant représente les trajets d'écoulement des deux positions de vanne.



B Position INJECTER

3.15 Thermostat de colonne

Le thermostat de colonne tempère la colonne et le canal de l'éluant et garantit ainsi des conditions de mesure stables. Il offre de la place pour 2 colonnes de séparation.




Figure 25 Thermostat de colonne

1 Passages pour capillaires
Pour introduire et ressortir les capillaires.

2 Evidements pour capillaires
Pour tempérer l'éluant.
Capillaire de préchauffage déjà préinstallée.

3 Support de colonne
Pour fixer la colonne.
Avec détection de colonne.

Deux supports de colonne équipés de puce de détection se trouvent dans le thermostat de colonne (25-**3**). Les colonnes de séparation doivent être encliquetées avec leur puce dans le support de colonne.



REMARQUE

Le capillaire d'entrée de colonne est déjà inséré dans les évidements pour capillaires du thermostat de colonne à la livraison de l'appareil. Les instructions suivantes pour l'installation ne doivent **pas** être effectuées lors de la première installation.

Insertion des capillaires

- 1** Faire passer le capillaire d'entrée de colonne via un passage pour capillaires adapté(25-**1**) dans le thermostat de colonne.
- 2** Glisser le capillaire d'entrée de colonne par en-dessous dans l'évidement pour capillaires(25-**2**) le plus à l'extérieur des deux. Le faire passer aussi loin que nécessaire sous la plaque de support pour qu'il ressorte en haut.
- 3** Courber le capillaire d'entrée de colonne vers le bas avec précaution et le glisser du haut vers le bas par l'évidement pour capillaires intérieur jusqu'à ce qu'il ressorte de l'autre côté de la plaque de support.



REMARQUE

Les colonnes (précolonne et colonne de séparation) ne doivent être installées qu'après la première mise en service .

- **Avant la première mise en service:**
Fixer le coupleur 6.2744.040 avec une vis de pression 6.2744.010 au bout du capillaire d'entrée de colonne.
- **Après la première mise en service:**
Fixer la précolonne (le cas échéant) ou la colonne de séparation avec une vis de pression 6.2744.010 au bout du capillaire d'entrée de colonne.

3.16 Détecteur de conductivité

Le détecteur de conductivité mesure continuellement la conductivité du liquide le traversant et indique ces signaux sous forme numérique (DSP – Digital Signal Processing). Le détecteur de conductivité possède une stabilité de température exceptionnelle et garantit ainsi des conditions de mesure reproductibles.




Figure 26 Face avant détecteur de conductivité

- ### 3 Capillaire entrée détecteur
- Installé de façon fixe.




Figure 27 Face arrière détecteur de conductivité

- | | |
|---|---|
| <p>1 Câble de détecteur
Avec fiche montée.</p> | <p>2 Capillaire sortie détecteur
Installé de façon fixe.</p> |
| <p>3 Plaque signalétique
Avec numéro de série.</p> | |



REMARQUE

Pour empêcher tout élargissement inutile du pic après la séparation, la connexion entre le sortie de la colonne de séparation et l'entrée dans le détecteur doit être maintenue la plus courte possible.

Connecter le capillaire entrée détecteur à la colonne de séparation

1 Connecter l'entrée de détecteur

- Fixer le capillaire d'entrée du détecteur(28-1) à l'aide d'une vis de pression(28-2) 6.2744.070 directement à la sortie de la colonne(28-3).

4 Mise en service

Le chapitre *Mise en service* est divisé en 2 sections :

Première mise en service	La première mise en service est effectuée lors de la première installation .
Conditionnement	Le conditionnement doit être effectué une fois l'installation terminée ainsi qu'après chaque démarrage du système.

4.1 Première mise en service

La première mise en service est effectuée lors de la première installation. Avant d'installer la précolonne et la colonne de séparation, l'ensemble du système est rincé.



ATTENTION

Pour la première mise en service, la précolonne et la colonne de séparation ne doivent pas être installées.

S'assurer que l'accouplement (6.2744.040) est installé à la place des colonnes.

Pour procéder à la première mise en service, suivre les étapes suivantes :

1 Préparer le logiciel

- Démarrer le programme PC **MagIC Net™**.
- Ouvrir dans **MagIC Net™** l'onglet **Équilibrage**.
- Sélectionner une méthode adaptée (ou la créer).

2 Préparer l'appareil

- S'assurer que le tuyau d'aspiration d'éluant est plongé dans l'éluant et qu'il y a suffisamment d'éluant dans le flacon à éluant.
- Mettre l'appareil sous tension.

3 Purger la pompe haute pression

- Purger la(les) pompe(s) haute pression grâce à la vanne de purge (voir Chapitre 3.10.2, page 36).

- Contrôler le liquide sortant de tous les capillaires et leurs connexions à partir de la pompe haute pression jusqu'au bloc de détecteurs. Si de l'éluant sort, serrer davantage la vis de pression correspondante ou défaire la connexion, contrôler l'extrémité du capillaire, le raccourcir à l'aide d'une pince coupante pour capillaires si besoin, puis rétablir la connexion.

4 Conditionner le système

Rincer le système avec de l'éluant jusqu'à ce que la stabilité souhaitée de la ligne de base soit atteinte (normalement 30 minutes).

L'appareil est désormais prêt pour les mesures des échantillons.

5 Fonctionnement et maintenance

5.1 Remarques générales

5.1.1 Entretien



AVERTISSEMENT

Le boîtier de l'appareil doit être ouvert exclusivement par du personnel qualifié.

L'appareil nécessite un entretien adapté. Un encrassement excessif de l'appareil provoque selon les circonstances des dysfonctionnements et une durée de vie raccourcie de la mécanique robuste et de l'électronique.



ATTENTION

Bien que cela puisse en général être évité grâce des mesures en rapport avec la conception, en cas de pénétration de liquides agressifs à l'intérieur du boîtier, la fiche secteur doit être retirée immédiatement afin d'empêcher un endommagement important de l'électronique de l'appareil. En cas de dommage de cette sorte, contacter le service après-vente MetrohM.

Pour protéger des dommages dus aux liquides sortants, les tuyaux d'écoulement doivent être montés à la face arrière de l'appareil et le détecteur de fuites doit être enfiché et activé.

Les produits chimiques et solvants renversés doivent être éliminés immédiatement. Les connexions de connecteurs doivent particulièrement être protégées de toute contamination (surtout la fiche secteur).

5.1.2 Maintenance par le service après-vente Metrohm

La maintenance de l'appareil doit de préférence être effectuée par du personnel qualifié Metrohm dans le cadre d'un entretien annuel. Si des produits chimiques décapants et corrosifs sont fréquemment utilisés, il est recommandé de procéder à des travaux de maintenances à intervalles rapprochés. Le service après-vente Metrohm propose à tout moment des conseils spécialisés pour la maintenance et l'entretien de tous les appareils Metrohm.

5.1.3 Fonctionnement



ATTENTION

Afin d'éviter des influences de température perturbatrices, l'ensemble du système, y compris le flacon à éluant, doit être protégé du rayonnement direct du soleil.

5.1.4 Mise à l'arrêt

Si l'appareil n'est plus utilisé pendant une période prolongée, l'ensemble du système CI (sans la colonne de séparation) doit être rincé avec du méthanol/de l'eau ultrapure (1:4) dessalée afin d'éviter la recristallisation des sels d'éluant et les dommages associés.

Rincer le système CI avec du fluide dessalé

Pour le rinçage du système, procéder comme suit :

- 1 La précolonne et la colonne de séparation sont retirées du trajet de l'éluant. Les capillaires de connexion sont directement reliés entre eux à l'aide d'un accouplement (6.2744.040).
- 2 Rincer le système CI pendant 15 minutes au méthanol/eau ultrapure (1:4).

Pour la remise en service et avant de connecter la précolonne et la colonne de séparation, rincer le système pendant au moins 15 minutes avec l'éluant.

5.2 Connexions capillaires

5.2.1 Fonctionnement

Toutes les connexions entre la vanne d'injection, la colonne de séparation et le détecteur doivent être les plus courtes possible, avoir un faible volume mort et être tout à fait étanches. Le capillaire PEEK situé après le détecteur ne doit pas être entravé. Dans la zone haute pression, entre la pompe haute pression et le détecteur, utiliser exclusivement des capillaires PEEK ayant un diamètre intérieur de 0,25 mm.

5.3 Porte



ATTENTION

La porte est en PMMA (polyméthacrylate de méthyle). Elle ne doit en aucun cas être nettoyée à l'aide de produits abrasifs ni de solvants.



ATTENTION

Ne jamais utiliser la porte comme poignée.

5.4 Éluant

5.4.1 Fabrication

Les produits chimiques utilisés pour la fabrication des éluants doivent posséder un degré de pureté d'au moins « p.a. ». Pour la dilution, utiliser exclusivement de l'eau ultrapure (résistance > 18,2 MΩ*cm) (valable pour les réactifs utilisés dans la chromatographie ionique).

Les éluants frais doivent toujours être microfiltrés (filtre 0,45 µm).

La composition de l'éluant est déterminante pour l'analyse de chromatographie :

Concentration	Une augmentation de la concentration provoque en général une diminution des temps de rétention et une accélération de la séparation mais également un signal de fond plus élevé.
pH	Les modifications du pH provoquent des variations des équilibres de dissociation et ainsi des modifications des temps de rétention.
Solvants organiques	D'une manière générale, l'ajout de solvants organiques (par ex. du méthanol, de l'acétone, de l'acétonitrile) à un éluant aqueux accélère les ions lipophiles.

5.4.2 Fonctionnement

5.4.2.1 Flacon réservoir

Le flacon réservoir contenant l'éluant doit être connecté conformément au *chapitre 3.8.1, page 27*. Ceci est particulièrement important pour les éluants contenant des solvants volatiles (par ex. de l'acétone).

L'apparition de condensation dans le flacon d'éluant doit ensuite être évitée. La formation de gouttes peut modifier les rapports de concentration dans l'éluant.

En cas de mesures très sensibles, nous recommandons de mélanger l'éluant en permanence à l'aide d'un agitateur magnétique (par ex. 2.801.0010 avec 6.2070.000).

5.4.2.2 Crépine d'aspiration

Pour protéger le système CI des particules étrangères, nous recommandons d'aspirer l'éluant à travers une crépine d'aspiration (6.2821.090) (12-2). Cette crépine doit être remplacée lorsqu'elle devient jaune (au plus tard tous les 3 mois).

5.4.2.3 Changement d'éluant

Lors du remplacement de l'éluant, aucune précipitation ne doit se produire. Les solutions successives doivent donc toujours pouvoir être mélangées. Si le système doit être nettoyé organiquement, utiliser différents solvants avec une lipophilie croissante ou décroissante.

5.5 Pompe haute pression

5.5.1 Protection



ATTENTION

La tête de pompe est remplie départ usine de méthanol/d'eau ultra-pure. S'assurer que l'éluant utilisé peut être mélangé librement au solvant resté dans la tête de pompe.

Pour protéger la pompe haute pression des **particules étrangères**, nous recommandons de soumettre l'éluant à une **microfiltration** (filtre 0,45 µm) et d'aspirer celui-ci via une crépine d'aspiration (6.2821.090) (voir « Équiper le tuyau d'aspiration d'éluant », page 27).

Les cristaux de sel entre le piston et le joint engendrent des particules abrasives qui peuvent se mélanger à l'éluant. Celles-ci provoquent un encrassement des vannes, une augmentation de la pression et, dans les cas extrêmes, un endommagement du piston. Veiller donc absolument à

faire attention qu'**aucune précipitation** ne se forme (voir Chapitre 5.4.2.3, page 61).



ATTENTION

Pour ménager les joints de la pompe, celle-ci ne doit pas être utilisée à sec. Avant la mise sous tension de la pompe, s'assurer que l'alimentation en éluant est correctement connectée et qu'une quantité suffisante d'éluant est présente dans le flacon d'éluant.

5.5.2 Maintenance



ATTENTION

Des travaux de maintenance doivent seulement être effectués lorsque **l'appareil est hors tension.**

Maintenance de la tête de pompe

Une ligne de base instable (pulsation, variations de l'écoulement) est souvent imputée à des vannes encrassées (35-**2**), (35-**3**) ou des garnitures de piston non étanches sur la pompe haute pression. Pour le nettoyage des vannes encrassées, et/ou le remplacement de pièces d'usure telles que le piston, garniture de piston et les vannes, procédez de la manière suivante :

Les travaux de maintenance doivent être effectués au moins une fois par an.

Démonter la tête de pompe

- 1 Mettre la pompe haute pression hors tension et attendre une baisse de la pression.
- 2 Desserrer la vis de pression sur le support de la vanne d'admission (17-**6**) et dévisser le capillaire d'entrée de la tête de pompe (17-**7**), l'accouplement (17-**9**) et le tuyau d'aspiration d'éluant de la tête de pompe.

L'éluant sort alors. Maintenir le tuyau d'aspiration d'éluant en hauteur et laisser l'éluant s'écouler à nouveau dans le flacon à éluant.
- 3 Dévisser le capillaire de sortie de la tête de pompe (17-**13**) de la tête de pompe.

- 4** Enlever la tête de pompe du boîtier de la pompe en desserrant les 4 vis de fixation (17-5) à l'aide de la clé hexagonale (6.2621.030). Le piston principal se trouve à gauche (vu de l'avant), le piston auxiliaire à droite.

Nettoyer/remplacer piston en oxyde de zirconium

Nettoyer les deux pistons de la manière suivante :

1 Enlever la cartouche de piston de la tête de pompe

Desserrer la cartouche de piston avec une clé à fourche et la dévisser à la main de la tête de pompe.




Figure 29 Tête de pompe – Enlever le piston

1 Tête de pompe

2 Cartouche de piston

2 Désassembler le piston



ATTENTION

À l'intérieur de la cartouche de piston, il y a un ressort tendu, qui peut sortir de la cartouche de piston en cas de détente soudaine.

Lors de l'ouverture de la cartouche de piston, s'opposer à la pression du ressort et dévisser prudemment.



- Reserrer la vis de la cartouche de piston avec une clé à fourche et la visser prudemment à la main, cela en s'opposant à la pression du ressort tendu.
- Retirer le piston en oxyde de zirconium et le mettre sur un mouchoir en papier.
- Enlever la cuvette de ressort, ressort et douille intérieure en plastique de la cartouche de piston et les y mettre aussi.
- Enlever la bague d'appui de la tête de pompe et la mettre aux autres pièces.




Figure 30 Composants de la cartouche de piston

1	Vis cartouche de piston	2	Rondelle de sécurité
3	Piston en oxyde de zirconium avec tige de piston Numéro de commande: 6.2824.070	4	Cuvette de ressort
5	Ressort Numéro de commande : 6.2824.060	6	Douille intérieure en plastique Protège d'abrasion métallique.
7	Cartouche de piston	8	Bague d'appui

3 Nettoyer les composants du piston

- Nettoyer le piston en oxyde de zirconium encrassé par l'abrasion ou les dépôts avec de la poudre à récurer fine et rincer avec de l'eau ultrapure jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de particules, puis le sécher.
- Remplacer un piston en oxyde de zirconium fortement encrassé ou endommagé (pièce de rechange : piston en oxyde de zirconium 6.2824.070).
- Rincer les autres pièces du piston et les sécher avec un tissu sans peluches.

4 Remonter le piston

- Insérer la douille intérieure en plastique, le ressort et la cuvette de ressort dans la cartouche de piston.

- Introduire prudemment le piston en oxyde de zirconium dans la cartouche de piston jusqu'à ce que la pointe sorte par le petit orifice de la cartouche de piston.
- Placer la vis et visser à la main.

Remplacer la garniture de piston

Pour enlever la garniture de piston de la tête de pompe, l'outil spécial (6.2617.010) (voir Figure 31, page 65) est nécessaire. Il est composé de deux pièces : d'une pointe pour enlever l'ancienne garniture de piston et d'une douille pour insérer la nouvelle garniture de piston.




Figure 31 Outil pour garniture de piston

1 Pointe

Pointe pour retirer l'ancienne garniture de piston.

2 Douille

Douille pour insérer la nouvelle garniture de piston.



ATTENTION

Le vissage de l'outil pour la garniture de piston (6.2617.010) dans la garniture de piston détruit celle-ci définitivement!

1 Enlever la garniture de piston



ATTENTION

La surface du joint dans la tête de pompe (17-4) ne doit pas, autant que possible, être touchée avec l'outil !

Visser l'outil pour la garniture de piston (31-1) avec le côté étroit dans la garniture de piston de façon qu'elle puisse être retirée.

ture avec le côté large de l'outil pour la garniture de piston (31-1) dans le creux de la tête de pompe.




Figure 34 Insérer la garniture de piston dans la tête de pompe

4 Insérer de nouveau la cartouche de piston

Insérer de nouveau la cartouche de piston montée dans la tête de pompe et serrer premièrement à la main et après avec une clé à fourche pour env. 15°.

Nettoyer les vannes d'admission et d'échappement

1 Enlever les vannes

- Dévisser le capillaire de connexion pour le piston auxiliaire (17-1) du support de la vanne d'échappement.
- Dévisser les supports pour les vannes d'admission et d'échappement et retirer les vannes (35-3) et (35-2).

- Placer la vanne avec le joint vers le bas sur le creux dans le support.
- Pousser les composants de la vanne avec l'aiguille de l'outil du boîtier de la vanne.




Figure 36 Désassembler la vanne

1 Aiguille

Pour éjecter les composants de la vanne du boîtier de la vanne.

2 Vanne

3 Creux

Pour capter les composants de la vanne.

4 Support

Les composants de la vanne sont captés dans le creux du support.



REMARQUE

Les composants de la vanne sont très petits. Mettre les composants dans un bac pour ne pas les perdre.

- La vanne d'admission et d'échappement sont composées des mêmes composants qui seulement sont placés différemment (voir Figure 37, page 70).




Figure 37 Composants des vannes d'admission et d'échappement

1	Vanne d'admission (6.2824.170)	2	Vanne d'échappement (6.2824.160)
3	Boîtier de la vanne d'admission	4	Boîtier de la vanne d'échappement
5	Bague d'étanchéité (noire)	6	Douille
7	Douille en saphir La face brillante doit être contre la bille en rubis.	8	Bille en rubis
9	Support en céramique pour bille en rubis	10	Joint Le plus grand orifice doit être orienté vers l'extérieur.

4 Nettoyer les composants de la vanne

Rincer les composants de la vanne avec de l'eau ultrapure et/ou de l'acétone et les sécher avec un tissu sans peluches.

5 Recomposer la vanne

Recomposer les composants de la vanne conformément à la figure 37, page 70.

- Insérer le joint avec l'orifice plus grand vers le bas dans le creux de l'outil.
- Placer les autres composants de la vanne l'un sur l'autre en l'ordre (voir Figure 37, page 70) correct.
- Mettre le boîtier de la vanne au-dessus et le tenir.
- En basculant l'outil, les composants de la vanne glissent dans le boîtier de la vanne.
- Presser le joint bien à la main sur le boîtier de la vanne.

6 Vérifier le sens d'écoulement

Rincer la vanne vers la direction de la flèche sur le boîtier de la vanne et vérifier si le liquide s'échappe sur l'autre extrémité.

Si ce n'est pas le cas, la vanne doit être désassemblée de nouveau et rassemblée correctement (voir Figure 37, page 70).

7 Insérer de nouveau les vannes dans la tête de pompe



ATTENTION

Si une vanne d'admission est montée par mégarde à la place de la vanne d'échappement, une pression extrême pouvant détruire la garniture de piston est générée à l'intérieur du vérin de travail !

En insérant les vannes, faire attention que le liquide soit pompé par la tête de pompe de bas en haut.

- Insérer la vanne d'admission dans le support de la vanne d'admission de sorte que le joint soit visible.
- Visser le support de la vanne d'admission au fond de la tête de pompe et serrer avec un tournevis (35-4).
- Insérer la vanne d'échappement dans le support de la vanne d'échappement de sorte que le joint soit visible.
- Visser le support de la vanne d'échappement au bout de la tête de pompe et serrer avec un tournevis (35-1).

Le paquet contient 10 pièces.

Vis de filtre inline. Partie de l'accessoire
6.2821.120.

Avant de remplacer le filtre, l'écoulement doit être stoppé.

- Dévisser les vis de pression (38-1) du filtre inline.

- Dévisser la vis de filtre (38-4) à l'aide de deux clés à molette (6.2621.000) du boîtier du filtre (38-2).

- Enlever l'ancien filtre (38-3) avec une pincette.
- Placer le nouveau filtre (38-3) avec une pincette de façon plane dans le boîtier du filtre (38-2).

- Revisser la vis de filtre (38-4) dans le boîtier du filtre (38-2) et serrer à la main. Resserrer légèrement avec deux clés à molette (6.2621.000).

- Revisser les vis de pression (38-1) sur le filtre inline.

- Démonter la précolonne (le cas échéant) et la colonne de séparation, puis les remplacer par un accouplement (6.2744.040).
- Rincer l'appareil avec l'éluant.

5.7 Préparation des échantillons inline

Pour protéger la colonne de séparation (voir Chapitre 3.20, page 52) des particules extérieures qui pourraient altérer la performance de séparation, nous recommandons de soumettre tous les échantillons à une microfiltration (filtre 0,45 µm). La cellule d'ultrafiltration peut être utilisée pour la **filtration** (cf. mode d'emploi *Équipement CI pour l'ultrafiltration*).

Les échantillons fortement **chargés en gaz** doivent être dégazés. Pour le dégazage, utiliser la dégazeur d'échantillons (*voir Chapitre 3.13, page 40*).

Les échantillons **fortement chargés en matrice** (par ex. le sang, l'huile) doivent être préparés pour la mesure à l'aide de la dialyse (cf. mode d'emploi *Équipement CI pour la dialyse*).

Si la concentration de l'échantillon est trop élevée, il doit être **dilué** avant utilisation (voir la documentation de l'*Équipement CI pour la dilution des échantillons*).

Pour les méthodes de préparation des échantillons **Neutralisation** (remplacement par ex. du Na^+ par du H^+) et **Échange de cations** (remplacement par ex. de métaux lourds par du H^+), un module de préparation des échantillons (SPM) est utilisé.

Vous trouverez un aperçu de toutes les méthodes de préparation des échantillons Metrohm inline sur le site internet suivant : <http://misp.metrohm.com>

5.8 Rinçage du trajet de l'échantillon

Avant qu'un nouvel échantillon ne puisse être mesuré, le trajet de l'échantillon doit être rincé avec cet échantillon afin que le résultat de la mesure ne soit pas faussé par l'échantillon précédent (**Contamination croisée d'échantillon**).

En cas d'introduction automatique d'échantillon, le temps de rinçage doit être d'au moins trois fois le **temps de transfert**.

Le temps de transfert est le temps dont a besoin l'échantillon pour s'écouler du récipient d'échantillon à l'extrémité de la boucle d'échantillon. Le temps de transfert dépend de la performance de la pompe péristaltique ou du Dosino, du volume total du capillaire et du volume du gaz retiré de l'échantillon grâce au dégazeur d'échantillon.

Pour déterminer le temps de transfert, procéder comme suit :

1 Vider le trajet de l'échantillon

Pomper l'air durant quelques minutes à travers le trajet de l'échantillon (tuyau de pompe, connexions tubulaires, capillaire dans le dégazeur, boucle d'échantillon) jusqu'à ce que tous les liquides soient chassés par l'air.

2 Aspirer l'échantillon et mesurer le temps

Aspirer un échantillon typique pour la prochaine application et mesurer le temps que met l'échantillon pour aller du récipient d'échantillon à l'extrémité de la boucle d'échantillon à l'aide d'un chronomètre.

Le temps arrêté correspond au "temps de transfert". Le temps de rinçage doit être d'au moins trois fois le temps de transfert.

Vérifier le temps de rinçage

Une mesure directe de la contamination croisée d'échantillon peut également permettre de définir si le temps de rinçage appliqué est suffisant ou non. Pour cela, procédez comme suit :

1 Préparer deux échantillons

- **Échantillon A** : un échantillon typique pour l'application.
- **Échantillon B** : eau ultrapure.

2 Définir l'"échantillon A"

Laisser s'écouler l'"échantillon A" pour la durée du temps de rinçage via le trajet de l'échantillon, injecter et mesurer.

3 Définir l'"échantillon B"

Laisser s'écouler l'échantillon B" pour la durée du temps de rinçage via le trajet de l'échantillon, injecter et mesurer.

4 Calculer la contamination croisée d'échantillon

Le degré de la contamination croisée d'échantillon correspond au rapport des aires des pics de la mesure de l'échantillon B par rapport à la mesure de l'échantillon A. Plus ce rapport est faible, plus la contamination croisée d'échantillon est faible. Ce rapport, et donc le

temps de rinçage nécessaire pour l'application, peuvent être définis en faisant varier le temps de rinçage.

5.9 Dégazeur d'échantillon

5.9.1 Fonctionnement

Si le fonctionnement comprend un dégazage des échantillons, le rinçage (avec l'échantillon suivant) doit être prolongé en raison du "Temps de transfert" plus long (*cf. Détermination du temps de transfert, page 75*). Le temps de rinçage doit être au moins trois fois le "Temps de transfert" afin de minimiser les effets de la contamination croisée. Le "Temps de transfert" en soi dépend de la performance de la pompe, du volume total du capillaire et du volume du gaz retiré (donc de la quantité de gaz contenue dans l'échantillon).



REMARQUE

Le temps de rinçage est rallongé d'au moins deux minutes quand un dégazeur d'échantillon est utilisé.

5.10 Vanne d'injection

5.10.1 Protection

Pour éviter un encrassement de la vanne d'injection, un filtre inline 6.2821.120 (voir *Chapitre 3.11, page 38*) doit être monté entre la pompe haute pression et l'atténuateur de pulsations.

5.11 Détecteur de conductivité

5.11.1 Maintenance



ATTENTION

Le détecteur de conductivité ne doit pas être ouvert !



AVERTISSEMENT

Lors du rinçage du détecteur, la pression ne doit pas dépasser **5 MPa**. Pour cela, la pression maximale de la pompe haute pression dans le MagIC Net doit être réglée sur **5 MPa**.

Si le détecteur de conductivité est bouché, vérifier tout d'abord si l'engorgement résulte d'extrémités des capillaires trop comprimées. Dans ce cas, raccourcir le capillaire entrée détecteur (26-**3**) et le capillaire sortie détecteur (27-**2**) de quelques millimètres.

Si cela n'est pas suffisant, le détecteur de conductivité peut être rincé dans le sens d'écoulement inverse au sens normal. Pour cela, relier et rincer la pompe haute pression avec le capillaire de sortie du détecteur (27-**2**) - **la pression ne doit pas dépasser 5 MPa.**

5.12 Colonne de séparation

5.12.1 Performance de séparation

La qualité d'analyse qui peut être obtenue dépend essentiellement de la performance de séparation de la colonne de séparation utilisée. La performance de séparation de la colonne de séparation choisie doit être suffisante pour les problèmes d'analyse existants. Si des difficultés surviennent, contrôler dans ce cas tout d'abord la qualité de la colonne de séparation par l'enregistrement d'un chromatogramme standard.

Pour plus de détails concernant les colonnes de séparation fournies par Metrohm, se reporter à la feuille de renseignement délivrée avec la colonne de séparation, à la **Gamme de colonnes CI Metrohm** (disponible auprès de votre agence Metrohm) ou au site Internet <http://www.metrohm.com>, domaine Chromatographie ionique. Pour les informations concernant les applications CI spécifiques, se reporter aux documents "**Application Bulletins**" ou "**Application Notes**" correspondants disponibles sur Internet à la page <http://www.metrohm.com>, domaine des Applications, ou mis à disposition gratuitement dans les agences Metrohm compétentes.

5.12.2 Protection

Pour protéger la colonne de séparation des particules étrangères pouvant nuire à la performance de séparation, nous recommandons de soumettre aussi bien les éluants que les échantillons à une microfiltration (filtre 0,45 µm) et d'aspirer les éluants via la crépine d'aspiration (6.2821.090).

Nous recommandons de toujours utiliser une précolonne (*voir Chapitre 3.19, page 51*). Celle-ci ménage la colonne de séparation proprement dite et augmente nettement sa durée de vie. Pour connaître la précolonne adaptée à votre colonne de séparation, reportez-vous à la **Gamme de colonnes CI Metrohm** (disponible auprès de votre agence Metrohm), à la feuille de renseignement fournie avec votre colonne de séparation, aux informations produites de la colonne de séparation à l'adresse <http://www.metrohm.com> (domaine Chromatographie ionique) ou demandez directement conseil à votre agence Metrohm.

Pour protéger le matériau des colonnes des chocs de pression consécutifs à l'injection, l'atténuateur de pulsations doit être installé (*voir Chapitre 3.12, page 39*).

5.12.3 Conservation

En cas de non-utilisation, stocker les colonnes de séparation toujours obturées et remplies conformément aux indications du fabricant des colonnes.

5.12.4 Régénération



REMARQUE

La régénération est considérée comme la dernière étape et non pas comme une action régulière.

Si les propriétés de séparations de la colonne se sont dégradées, cette dernière peut être régénérée conformément aux instructions du fabricant des colonnes. Concernant les colonnes de séparation fournies par Metrohm, la directive de régénération se trouve sur la feuille de renseignement fournie avec chaque colonne.

6 Traitement des problèmes

6.1 Défauts et élimination de ceux-ci

Problème	Cause	Remède
Chute de pression prononcée.	<i>Fuite dans le système.</i>	Vérifier les connexions capillaires et les rendre étanches si nécessaire (voir Chapitre 3.5, page 15).
La ligne de base dérive.	<i>Équilibre thermique pas encore atteint.</i>	Conditionner l'appareil avec le thermostat de colonne activé (voir chapitre 3.15, page 45) (voir chapitre 4.2, page 56).
	<i>Fuite dans le système.</i>	Vérifier toutes les connexions capillaires et les rendre étanches si nécessaire (voir Chapitre 3.5, page 15).
	<i>Éluant – volatilisation du solvant organique dans l'éluant.</i>	▪ Contrôler l'adaptateur de siphon pour flacon d'éluant (voir Figure 13, page 29). ▪ Agiter l'éluant.
La ligne de base présente de fortes interférences.	<i>Pompe haute pression – vannes de pompe.</i>	Nettoyer les vannes de pompe (voir Chapitre 5.5.2, page 62).
	<i>Éluant – fuite dans le trajet de l'éluant.</i>	Contrôler le trajet de l'éluant.
	<i>Éluant – engorgement dans le trajet de l'éluant.</i>	Contrôler le trajet de l'éluant.
	<i>Pompe haute pression – garniture de piston défectueuse.</i>	Remplacer les garnitures de piston (voir Chapitre 5.5.2, page 62).
	<i>L'atténuateur de pulsations n'est pas connecté.</i>	Connecter l'atténuateur de pulsations (voir chapitre 3.12, page 39).
	<i>Atténuateur de pulsations non connecté ou défectueux.</i>	Connecter l'atténuateur de pulsations (voir Chapitre 3.12, page 39) ou le remplacer.
La pression augmente de façon significative dans le système.	<i>Filtre inline (6.2821.120) bouché.</i>	Remplacer le filtre (6.2821.130) (voir Chapitre 5.6, page 72).

Problème	Cause	Remède
	<i>Échantillon – bulles de gaz dans l'échantillon.</i>	Utiliser le dégazeur d'échantillons (voir Chapitre 3.13, page 40).
Certains pics sont supérieurs aux attentes.	<i>Échantillon – contamination croisée des échantillons de la mesure préalable.</i>	Rincer plus longtemps le système entre deux échantillons.
La conductivité de fond est trop élevée.	<i>Mauvais éluant.</i>	Changer d'éluant (voir Chapitre 5.4.2.3, page 61).
Les données concernant la colonne de séparation ne peuvent être lues.	<i>Puce de la colonne encrassée.</i>	Nettoyer les surfaces des contacts de la puce de la colonne avec de l'alcool.
	<i>Puce de la colonne défectueuse.</i>	1. Enregistrer la configuration de la colonne dans le MagIC Net™. 2. Informer le service après-vente Metrohm.
Les temps de rétention sont difficilement reproductibles.	<i>Éluant – fuite dans le trajet de l'éluant.</i>	Contrôler le trajet de l'éluant.
	<i>Éluant – engorgement dans le trajet de l'éluant.</i>	Contrôler le trajet de l'éluant.
	<i>Éluant - bulles de gaz dans l'éluant.</i>	▪ Vérifier les connecteurs du dégazeur d'éluant (voir Chapitre 3.9, page 32). ▪ Purger la pompe haute pression (voir Chapitre 3.10.2, page 36).
Elargissement extrême du pic dans le chromatogramme. Splitting (double pic)	<i>Connexions capillaires - volume mort au sein du système.</i>	Vérifier les connexions (voir Chapitre 3.5, page 15) (utiliser les capillaires PEEK d'un diamètre intérieur de 0,25 mm entre la vanne d'injection et le détecteur).
	<i>Précolonne – performance altérée.</i>	▪ Remplacer la précolonne (voir Chapitre 3.19, page 51).
	<i>Colonne de séparation – volume mort sur la tête de la colonne.</i>	▪ Installer la colonne de séparation dans le sens inverse à celui de l'écoulement et rincer dans un godet (si autorisé sur la feuille de renseignement). ▪ Remplacer la colonne de séparation (voir « Connecter et rincer la colonne de séparation », page 54).

<i>Reproductibilité de l'écoulement de l'éluant</i>	Déviations < 0,1 %
<i>Gamme de pression</i>	
<i>Pompe</i>	0...50,0 MPa (0...500 bar)
<i>Tête de pompe</i>	0...35,0 MPa (0...350 bar) (valable pour la tête de pompe standard PEEK)
<i>Pulsation résiduelle</i>	< 1 %
<i>Arrêt de sécurité</i>	
<i>Fonction</i>	Arrêt automatique lorsque la valeur limite de pression est atteinte
<i>Valeur limite maximale de pression</i>	■ Réglable de 0,1...50 MPa (1...500 bar) ■ La pompe est arrêtée automatiquement lors de la première course du piston au-dessus de la valeur limite maximale.
<i>Valeur limite maximale de pression</i>	■ Réglable de 0...49 MPa (0...490 bars) ■ Pour 0 MPa, le mécanisme d'arrêt automatique est désactivé ■ Le mécanisme d'arrêt est activé seulement 2 minutes après le démarrage du système ■ La pompe est arrêtée automatiquement après 3 courses de piston sous la valeur limite minimale de pression
<i>Capacité des gradients</i>	Isocratique ou gradient (démontable jusqu'à quaternaire)
<i>Profil</i>	marche d'escalier (step), linéaire, convexe, concave
<i>Résolution</i>	Modification de l'écoulement < 1 nL/min

7.8 Dégazeur d'échantillon

<i>Matériau</i>	Fluoropolymère
<i>Résistance aux solvants</i>	Aucune restriction (à l'exception des PFC)
<i>Temps de formation du vide</i>	< 60 s

7.9 Vanne d'injection

<i>Durée de commutation de l'actionneur</i>	typ. 100 ms
<i>Pression de fonctionnement max.</i>	35 MPa (350 bar)
<i>Matériau</i>	PEEK

7.10 Thermostat de colonne

Type	Technique de thermostat Peltier pour deux colonnes de séparation intelligentes
Gamme de température réglable	0...+ 80 °C, par paliers de 0.1 °C
Chaudfer	Température ambiante +50 °C
Refroidir	Température ambiante -20 °C
Reproductibilité de la température	± 0.2 °C
Stabilité	< 0.05 °C
Temps d'échauffement	< 30 minutes de 20 à 50 °C
Temps de refroidissement	< 40 minutes de 50 à 20 °C

7.11 Système de mesure de la conductivité

Type	■ Digital-Signal-Processing (technique DSP) commandé par microprocesseur ■ Détecteur intelligent avec 6 chromatogrammes modèles
Gamme de mesure	0...15000 $\mu\text{S}/\text{cm}$ sans changement de gamme
Bruit de fond	< 0.1 nS pour 1 $\mu\text{S}/\text{cm}$
Dérive	< 0.2 nS/cm par heure
Débit de mesure	10 mesures par seconde pour des résultats optimaux sans filtration
Résolution	0.0047 nS/cm
Ligne de base	Bruit de fond < 3 nS/cm typique sans suppression

Détecteur de conductivité

<i>Volume de cellule</i>	0.8 µL
<i>Constante de cellule</i>	■ Données individuelles de calibrage enregistrées dans le détecteur ■ gamme réglable : 13.0...21.0 /cm
<i>Electrodes</i>	Electrodes annulaires en acier inoxydable
<i>Matériaux au contact de l'éluant</i>	PCTFE inerte chimiquement
<i>Pression de fonctionnement maximale</i>	5.0 MPa (50 bar)
<i>Température de cellule</i>	20...50 °C par paliers de 5 °C
<i>Stabilité de la température</i>	< 0.001 °C
<i>Compensation de la température</i>	0...5 %/K réglable, par défaut 2.3 %/K
<i>Temps d'échauffement</i>	< 30 minutes (40 °C)

7.12 Alimentation secteur

<i>Tension secteur requise</i>	100 à 240 V ± 10 % (autosensing)
<i>Fréquence requise</i>	50 à 60 Hz ± 3 Hz (autosensing)
<i>Puissance absorbée</i>	■ 65 W pour une application d'analyse typique ■ 25 W en veille (détecteur de conductivité à 40 °C)
<i>Bloc d'alimentation</i>	■ surveillance électronique jusqu'à 300 W maximum ■ fusible interne 3,15 A

7.13 Interfaces

USB

Entrée	1 USB upstream, type B (pour connexion au PC)
Sortie	2 USB downstream, type A

MSB 2 MSB mini-DIN à 8 pôles (femelle) (pour Dosino, agitateur, lignes Remote, ...)



ATTENTION

Si un appareil est branché à un connecteur MSB, le 850 Professional IC **doit** être éteint.

Détecteur	2 DSUB à 15 pôles Highdensity (femelle)
Détection de colonne	3 (dont 2 dans le thermostat de colonne (voir Chapitre 3.15, page 45))
Détecteur de fuites	1 connecteur jack
Autres connexions	■ 1 DSUB à 15 pôles (femelle)

7.14 Poids

1.850.3000	31.0 kg (sans accessoires)
1.850.9010 (détecteur de conductivité)	2.3 kg (avec accessoires)
Chariot de transport (roulettes et poignée)	1.8 kg

8 Accessoires

Vous trouverez des informations à jour concernant le contenu de la livraison et les accessoires optionnels de votre produit sur Internet. Vous pouvez télécharger ces informations à l'aide de la référence comme suit :

Télécharger la liste d'accessoires

- 1 Saisir <https://www.metrohm.com/> dans le navigateur Internet.
- 2 Entrer la référence du produit (p. ex. **2.850.3000**) dans le champ de recherche.
Le résultat de la recherche s'affiche.
- 3 Cliquer sur le produit.
Des informations détaillées sur le produit s'affichent dans différents onglets.
- 4 Dans l'onglet **Accessoires**, cliquer sur **Téléchargez le pdf**.
Le fichier PDF contenant les données sur les accessoires est créé.



REMARQUE

Lorsque vous recevez votre nouveau produit, nous vous conseillons de télécharger la liste des accessoires depuis Internet, de l'imprimer et de la conserver conjointement avec le mode d'emploi.

Index

(6.2821.130) Filtre	73
6.2821.090 crépine d'aspiration	61

A

Alimentation	
Secteur	87
Alimentation secteur	50, 87
Prise alimentation secteur	8
Aperçu général de l'appareil	6
Face arrière	8
Face avant	6
Arrêt de sécurité	85
Atténuateur de pulsations	
Installation	39
Augmentation de la pression	61

B

Bloc d'alimentation	87
Boîtier	84
Boucle	
cf. également "boucle d'échan-	
tillon"	44
Boucle d'échantillon	44
Bruit de fond	86

C

Canal à anions	7
Canal à cations	7
Capillaires	
Installation	15
Caractéristiques techniques	
Conditions de référence	83
Dégazeur d'échantillon	85
Dégazeur d'éluant	84
Déecteur	88
Déecteur de fuites	83
Interfaces	88
Système de mesure de la con-	
ductivité	86
Thermostat de colonne	86
Charge électrostatique	4
Chauffage	
cf. également thermostat de	
colonne	45
Colonne	
Cf. également colonne de	
séparation	52

Colonne CI	
Cf. également colonne de séparation	52
Colonne de séparation	
Conservation	78
Installation	52
Performance de séparation .	77
Protection	39, 77
Régénération	78
Rincer	54
Conditionnement	57
Conditions ambiantes	83
Conditions de référence	83
Connecter	
À l'ordinateur	49
Secteur	50
Connexion PC	49
Connexions	
Installation	15
Consignes de sécurité	3
Contamination croisée	74
Crépine d'aspiration 6.2821.090	61
Cristallisation	
Pompe haute pression	61

D

Débit	84
Dégazage	
Éluent	32
Dégazeur	
Dégazeur d'échantillon	40
Dégazeur d'éluent	32
Dégazeur d'échantillon	
Caractéristiques techniques .	85
Fonctionnement	76
Installation	40
Dégazeur d'éluent	
Caractéristiques techniques .	84
Installation	32
Détecteur	
Connexion des câbles	20
Détecteur de conductivité ...	47
Interface	88
Placer	20
Détecteur de conductivité	
Connecteur de capillaire	47
Constante de cellule	87
Maintenance	76

Volume de cellule	87
Détecteur de fuites	
Caractéristiques techniques ..	83
Installation	21
Interface	88
Prise de connexion	9
Détection de colonne	88
Dilution	74
Dimensions	84

E

Echantillon	
Boucle d'échantillon	44
Échantillon	
Contamination croisée	74
Temps de transfert	75
Éluent	
Aspiration	27
Changement	61
Fabrication	60
Encrassement	
Pompe haute pression	61
Vannes de la pompe haute pression	62
Engorgement	
Détecteur de conductivité ...	77
Équilibrage	56
Étanchéité	56

F

Filtre	
cf. également "Filtre inline" .	38
Filtre (6.2821.130)	73
Filtre 6.2821.090	
Crépine d'aspiration	61
Filtre inline	38
Flacon d'éluant	
Figure	31
Fonctionnement	61
Installation	27
Fonctionnement	
Dégazeur d'échantillon	76
Fréquence	87
Fuite	62

G

Gainage	12
Gamme d'écoulement	84
Gamme de mesure	86
Gamme de pression	85

Garniture de piston	62
Garnitures de piston non étanches	62
Gaz	32, 40

H

Huile	74
Humidité de l'air	83

I

Incrément d'écoulement	84
Injecter	
Vanne d'injection	44
Installation	12
Atténuateur de pulsations ...	39
Colonne de séparation	52
Connexions	15
Dégazeur d'échantillon	40
Dégazeur d'éluant	32
Décteur de conductivité ...	47
Décteur de fuites	21
Flacon d'éluant	27
Pompe haute pression	33
Précolonne	51
Première installation	10
Thermostat de colonne	45
Tuyaux d'écoulement	22
Vanne d'injection	42, 86
Interface	
MSB	88
USB	88
Interfaces	88
Autres connexions	88
Décteur de fuites	88

L

Ligne de base	
Conditionnement	57
Instable	62

M

Maintenance	3
Décteur de conductivité ...	76
Pompe haute pression	61
Tête de pompe	62
Vanne d'injection	76
Matériau	84
Mise à l'arrêt	59
Mise en service	55
MPak	
Support	19, 20
MSB	88
Connecteurs	9

N

Nettoyer	
Vannes de la pompe haute pression	67

P

Passages	
Capillaires	25
Passages pour câbles	25
Passages pour capillaires	25
Piston de la pompe haute pression	62
Poignée	18
Pompe à vide	
Protection	21
Pompe haute pression	
Connexion tubulaire	33
Installation	33
Maintenance	61
Protection	21, 61
Spécifications techniques ...	84
Vannes	70
Porte	60
Précipitations	62
Précolonne	
Installation	51
Rincer	52
Première installation	10
Préparation des échantillons ...	74
Préparation des échantillons inline	74
Protection	
Filtre inline	38
Vanne d'injection	76
Puissance absorbée	87
Pulsation	62
Purge	
Pompe haute pression	36
Vanne de purge	33

R

Régénération	58
Remplir	
Vanne d'injection	44
Rinçage	
Décteur de conductivité ...	76
Trajet de l'échantillon	74
Rincer	
Colonne de séparation	54
Précolonne	52
Roulettes	18

S

Sang	74
Schéma	12

Service après-vente	58
Spécifications techniques	
Pompe haute pression	84
Stockage	83
Système de mesure de la conductivité	
Caractéristiques techniques .	86

T

Température	83
Temps de rinçage	75
Temps de transfert	75
Tension secteur	4, 87
Tête de pompe	
Maintenance	62
Thermostat	
cf. également thermostat de colonne	45
Thermostat de colonne	
Installation	45
Thermostat de colonne	86
Trajet de l'échantillon	
Rinçage	74
Transport	84
Roulettes	18
Tuyau d'aspiration d'éluant	27
Tuyaux	
Installation	15
Tuyaux d'écoulement	
Installation	22

U

USB	88
Connecteurs	9

V

Valeur limite de pression	85
Vanne	
Cf. également "vanne d'injection"	42
Vanne d'injection	
Injecter	44
Installation	42, 86
Maintenance	76
Protection	76
Remplir	44
Vanne de purge	33
Vannes de la pompe haute pression	70
Variations de l'écoulement	62
Vis	
Connexion	15
Vis de pression	
Connexion	15
Vis de sécurité de transport	20