

# 882 Compact IC plus



882 Compact IC plus – Anion

Manual  
8.882.8012PT





Metrohm AG  
CH-9100 Herisau  
Switzerland  
Phone +41 71 353 85 85  
Fax +41 71 353 89 01  
info@metrohm.com  
www.metrohm.com

# **882 Compact IC plus**

## **882 Compact IC plus – Anion**

2.882.0020

# **Manual**

Teachware  
Metrohm AG  
CH-9100 Herisau  
teachware@metrohm.com

Todos os direitos autorais desta documentação são protegidos. Reservados todos os direitos patrimoniais e autorais.

Esta documentação foi cuidadosamente elaborada. No entanto, ainda pode conter erros. Nesse caso, solicita-se o envio dos mesmos ao endereço acima indicado.

Existe documentação em outros idiomas em <http://products.metrohm.com> em **Literature/Technical documentation**.

# Índice

<b>1</b>	<b>Introdução</b>	<b>1</b>
1.1	Descrição do aparelho	1
1.2	Aplicação devida	2
1.3	Indicações sobre a documentação	3
1.3.1	Convenções de apresentação	3
1.4	Notas de segurança	4
1.4.1	Notas sobre a segurança	4
1.4.2	Segurança elétrica	4
1.4.3	Conexões de tubos e conexões capilares	5
1.4.4	Solventes e produtos químicos inflamáveis	5
1.4.5	Reciclagem e Eliminação	6
<b>2</b>	<b>Visão geral do equipamento</b>	<b>7</b>
2.1	Parte frontal	7
2.2	Parte traseira	8
<b>3</b>	<b>Instalação</b>	<b>10</b>
3.1	Sobre este capítulo	10
3.2	Primeira instalação	10
3.3	Diagrama de instalação	14
3.4	Instalar o equipamento	16
3.4.1	Embalagem	16
3.4.2	Controle	16
3.4.3	Local de instalação	17
3.5	Conexões capilares no sistema IC	17
3.6	Instalações na parte traseira do equipamento	20
3.6.1	Parafusos de fixação para transporte	20
3.6.2	Sensor de vazamento	20
3.6.3	Tubos para descarte	21
3.7	Passagens para capilares e cabos	23
3.8	Eluente	25
3.8.1	Conectar o recipiente de eluente	25
3.9	Bomba de alta pressão	30
3.9.1	Conexões de capilar: bomba de alta pressão / válvula de purga	30
3.9.2	Eliminar o ar da bomba de alta pressão	32
3.10	Filtro inline	34
3.11	Redutor de pulsação	35



<b>3.12</b>	<b>Válvula de injeção</b> .....	<b>36</b>
3.12.1	Conexão da válvula de injeção .....	36
3.12.2	Funcionamento da válvula de injeção .....	38
3.12.3	Seleção do loop de amostra .....	39
<b>3.13</b>	<b>Bomba peristáltica</b> .....	<b>39</b>
3.13.1	Princípio da bomba peristáltica .....	39
3.13.2	Instalar bomba peristáltica .....	41
<b>3.14</b>	<b>Metrohm Suppressor Module (MSM)</b> .....	<b>45</b>
3.14.1	Conectar supressor .....	45
<b>3.15</b>	<b>Conectar o equipamento</b> .....	<b>48</b>
3.15.1	Conectar o equipamento ao computador .....	48
3.15.2	Conectar o equipamento à rede de energia .....	49
<b>3.16</b>	<b>Pré-coluna</b> .....	<b>50</b>
<b>3.17</b>	<b>Coluna de separação</b> .....	<b>51</b>
<b>4</b>	<b>Colocação em funcionamento</b> .....	<b>54</b>
4.1	Primeira colocação em funcionamento .....	54
4.2	Condicionamento .....	55
<b>5</b>	<b>Funcionamento e manutenção</b> .....	<b>57</b>
<b>5.1</b>	<b>Notas gerais</b> .....	<b>57</b>
5.1.1	Manutenção .....	57
5.1.2	Manutenção efetuada pelo Serviço Metrohm .....	57
5.1.3	Funcionamento .....	58
5.1.4	Desativação .....	58
<b>5.2</b>	<b>Conexões capilares</b> .....	<b>58</b>
5.2.1	Funcionamento .....	58
<b>5.3</b>	<b>Porta</b> .....	<b>59</b>
<b>5.4</b>	<b>Eluente</b> .....	<b>59</b>
5.4.1	Preparação .....	59
5.4.2	Funcionamento .....	60
<b>5.5</b>	<b>Bomba de alta pressão</b> .....	<b>60</b>
5.5.1	Proteção .....	60
5.5.2	Manutenção .....	61
<b>5.6</b>	<b>Filtro inline</b> .....	<b>71</b>
5.6.1	Manutenção .....	71
<b>5.7</b>	<b>Válvula de injeção</b> .....	<b>73</b>
5.7.1	Proteção .....	73
<b>5.8</b>	<b>Preparo de amostras inline</b> .....	<b>73</b>
<b>5.9</b>	<b>Enxaguar o caminho de amostra</b> .....	<b>73</b>
<b>5.10</b>	<b>Bomba peristáltica</b> .....	<b>75</b>
5.10.1	Funcionamento .....	75

5.10.2	Manutenção .....	75
<b>5.11</b>	<b>Metrohm Suppressor Module (MSM) .....</b>	<b>77</b>
5.11.1	Proteção .....	77
5.11.2	Funcionamento do supressor .....	78
5.11.3	Manutenção .....	79
<b>5.12</b>	<b>Coluna de separação .....</b>	<b>84</b>
5.12.1	Eficiência de separação .....	84
5.12.2	Proteção .....	85
5.12.3	Armazenamento .....	85
5.12.4	Regeneração .....	85
<b>5.13</b>	<b>Gestão de qualidade e validação com a Metrohm .....</b>	<b>86</b>
<b>6</b>	<b>Identificando o problema .....</b>	<b>87</b>
6.1	Problemas e suas soluções .....	87
<b>7</b>	<b>Dados técnicos .....</b>	<b>91</b>
7.1	Condições de referência .....	91
7.2	Equipamento .....	91
7.3	Sensor de vazamento .....	91
7.4	Condições ambientais .....	91
7.5	Carcaça .....	92
7.6	Bomba de alta pressão .....	92
7.7	Válvula de injeção .....	93
7.8	Bomba peristáltica .....	93
7.9	Metrohm Suppressor Module (MSM) .....	94
7.10	Conexão para cabo de energia .....	94
7.11	Interfaces .....	94
7.12	Especificação de segurança .....	95
7.13	Compatibilidade eletromagnética (CEM) .....	95
7.14	Peso .....	95
<b>8</b>	<b>Conformidade e garantia .....</b>	<b>96</b>
8.1	Declaration of Conformity .....	96
8.2	Quality Management Principles .....	97
8.3	Garantia .....	98
<b>9</b>	<b>Acessórios .....</b>	<b>100</b>
9.1	Material entregue .....	100
9.2	Acessórios opcionais .....	109



# Índice

## Índice de figuras

Figura 1	Parte frontal 882 Compact IC plus – Anion .....	7
Figura 2	Parte traseira 882 Compact IC plus – Anion .....	8
Figura 3	Diagrama de instalação 882 Compact IC plus – Anion .....	15
Figura 4	Conectando os capilares com conectores de pressão .....	17
Figura 5	Encaixar sensor de vazamento .....	21
Figura 6	Tubos para descarte .....	22
Figura 7	Passagens para capilares e cabos .....	24
Figura 8	Instalar a tampa para recipientes de eluente .....	26
Figura 9	Montar o filtro de aspiração .....	26
Figura 10	Instalar o peso para tubo e o filtro de aspiração .....	27
Figura 11	Tubo de aspiração de eluente montado .....	27
Figura 12	Recipiente de eluente – conectado .....	29
Figura 13	Conexões capilares da bomba de alta pressão / válvula de purga .....	30
Figura 14	Bomba de alta pressão – Conectar a entrada .....	31
Figura 15	Eliminar o ar da bomba de alta pressão .....	33
Figura 16	Conectar o filtro inline .....	35
Figura 17	Redutor de pulsação – Conexão .....	36
Figura 18	Válvula de injeção – conectada .....	37
Figura 19	Válvula de injeção – Posições .....	38
Figura 20	Bomba peristáltica .....	40
Figura 21	Instalar o tubo de bomba .....	41
Figura 22	Instalar a conexão do tubo de bomba com filtro .....	42
Figura 23	Instalar a conexão do tubo de bomba sem filtro .....	43
Figura 24	Supressor – Capilares de conexão .....	46
Figura 25	Cabeça de bomba – remover pistão .....	62
Figura 26	Componentes do cilindro do pistão .....	63
Figura 27	Ferramenta para o selo de pistão .....	64
Figura 28	Remover o selo de pistão .....	65
Figura 29	Colocar o selo de pistão na ferramenta .....	65
Figura 30	Colocar o selo de pistão na cabeça de bomba .....	66
Figura 31	Remover válvulas .....	67
Figura 32	Desmontar válvula .....	68
Figura 33	Componentes da válvula de entrada e da válvula de saída .....	69
Figura 34	Filtro inline – trocar o filtro .....	71
Figura 35	Conexão para tubo de bomba – Trocar filtro .....	77
Figura 36	Componentes do supressor .....	79



# 1 Introdução

## 1.1 Descrição do aparelho

O equipamento **882 Compact IC plus – Anion** é uma variante da linha de produtos 882 Compact IC plus da empresa Metrohm. A linha de produtos 882 Compact IC plus destaca-se:

- pela **inteligência** dos seus componentes que monitoram e otimizam todas as funções, podendo documentar em compatibilidade com a FDA.
- por seu **design compacto**.
- por sua **transparência**. Todos os componentes são facilmente visualizados e acessados.
- por sua **segurança**. Os componentes químicos e o sistema eletrônico são separados e um sensor de vazamento está instalado na via úmida do equipamento.
- por sua **compatibilidade ambiental**.
- por sua **baixa emissão de ruídos**.

O equipamento é operado com o software **MagIC Net™**. Ele é conectado por USB a um PC no qual o MagIC Net™ está instalado. O software reconhece o equipamento automaticamente e verifica sua funcionalidade. MagIC Net™ controla e monitora o equipamento, avalia os dados medidos e administra-os em um banco de dados. As instruções de operação do MagIC Net™ estão descritas na ajuda online ou no tutorial do MagIC Net™.

O equipamento possui os seguintes componentes:

### **Bomba de alta pressão**

A bomba de alta pressão inteligente e com baixo nível de pulsação transporta o eluente pelo sistema. Ela está equipada com um chip onde estão gravadas suas especificações técnicas e sua "história de vida" (horas de funcionamento, dados de serviço, ...).

### **Filtro inline**

Os filtros inline protegem, com segurança, a coluna de separação contra eventuais contaminações do eluente. Mas os filtros inline também podem ser empregados para proteger outros componentes sensíveis contra contaminações oriundas das soluções empregadas. As plaquetas do filtro com 2 µm de dimensão dos poros podem ser trocadas de forma rápida e simples. Elas removem das soluções partículas tais como bactérias e algas.



### **Redutor de pulsação**

O redutor de pulsação protege a coluna de separação contra danos provocados por variações de pressão, que podem resultar, por exemplo, da ativação da válvula de injeção, e reduz as pulsações prejudiciais durante medições altamente sensíveis.

### **Válvula de injeção**

A válvula de injeção conecta o caminho de eluente ao caminho de amostra através de um giro da válvula preciso e rápido. Uma quantidade exata de solução de amostra medida é injetada e transferida com o eluente para a coluna de separação.

### **Bomba peristáltica**

A bomba peristáltica é utilizada para transportar amostras e soluções auxiliares. Ela pode girar em ambas as direções.

### **Metrohm Suppressor Module (MSM)**

O MSM é utilizado na supressão química para análise de ânions com detecção de condutividade ou detecção UV. Ele é estável à pressão, robusto e resistente a solventes.

### **Coluna de separação**

A coluna de separação inteligente é o coração da análise cromatográfica iônica. Ela separa os diferentes componentes de acordo com suas interações com a coluna. As colunas de separação Metrohm são equipadas com um chip onde estão gravadas suas especificações técnicas e sua história de vida (colocação em funcionamento, horas de funcionamento, injeções, ...).

## **1.2 Aplicação devida**







O **882 Compact IC plus – Anion** é aplicado na cromatografia iônica para a determinação de ânions ou substâncias polares com supressão química através do Metrohm Suppressor Modul (MSM) (*siehe Kapitel 3.14, Seite 45*). Se necessário, o equipamento também pode ser utilizado na determinação de ânions sem supressão química ou de cátions.

O presente equipamento é adequado para o processamento de produtos químicos e amostras inflamáveis. Por isso, a utilização do 882 Compact IC plus Anion requer, do usuário, conhecimentos profundos e experiência no manuseio de substâncias tóxicas e corrosivas. Além disso, são necessários conhecimentos na utilização das medidas de proteção contra incêndio, especificadas em laboratórios.

## 1.3 Indicações sobre a documentação

### 1.3.1 Convenções de apresentação

Na presente documentação, são aplicados os seguintes símbolos e formações:

(5-12)	<p><b>Referência cruzada em legenda de figura</b></p> <p>O primeiro número corresponde ao número da figura e o segundo ao componente do equipamento na figura.</p>
1	<p><b>Etapa de instrução</b></p> <p>Efetue estes passos em seqüência.</p>
	<p><b>Atenção</b></p> <p>Este sinal indica um risco geral de vida ou de ferimento.</p>
	<p><b>Atenção</b></p> <p>Este sinal adverte sobre o perigo com relação à eletricidade.</p>
	<p><b>Atenção</b></p> <p>Este sinal adverte sobre aquecimentos ou peças do equipamento que estejam aquecidas.</p>
	<p><b>Atenção</b></p> <p>Este sinal adverte sobre o perigo de caráter biológico.</p>
	<p><b>Cuidado</b></p> <p>Este sinal indica um possível dano em equipamentos ou em componentes dos equipamentos.</p>
	<p><b>Nota</b></p> <p>Este sinal indica informações adicionais e conselhos.</p>



## 1.4 Notas de segurança

### 1.4.1 Notas sobre a segurança



#### Alerta

---

Este equipamento deve funcionar somente segundo as indicações descritas nesta documentação.

Este equipamento saiu da fábrica em perfeito estado do ponto de vista da técnica de segurança. Para manter este estado e um funcionamento sem riscos, é preciso observar cuidadosamente as seguintes notas.

### 1.4.2 Segurança elétrica

A segurança elétrica ao manusear este equipamento está garantida no âmbito dos padrões internacionais IEC 61010.



#### Alerta

---

Somente o pessoal qualificado pela Metrohm tem autorização para efetuar trabalhos nos componentes eletrônicos.



#### Alerta

---

Nunca abra a carcaça do equipamento. É possível que ocorram danos ao equipamento. Além disso, existe um alto risco do usuário se ferir se entrar em contato com um componente energizado.

No interior da carcaça não existem peças que devam ser trocadas ou cuja manutenção possa ser feita pelo usuário.

### Tensão de rede



#### Alerta

---

O equipamento pode sofrer danos se uma tensão incorreta for utilizada.

Este equipamento deve funcionar somente com uma tensão de rede especificada para ele (ver na parte traseira do equipamento).

## Proteção contra cargas estáticas



### Alerta

Os componentes eletrônicos são sensíveis a cargas estáticas e podem ser danificados por descargas elétricas.

É obrigatório retirar o cabo de energia da tomada antes de estabelecer ou separar conexões elétricas na parte traseira do equipamento.

## 1.4.3 Conexões de tubos e conexões capilares



### Atenção

As conexões de tubos e capilares não estanques constituem um risco para a segurança. Apertar bem todas as conexões manualmente. Evitar exercer muita força sobre as conexões de tubos. Extremidades danificadas de tubos provocam a não estanqueidade. Podem ser utilizadas ferramentas adequadas para soltar os tubos.

Verificar regularmente a estanqueidade das conexões. Se o aparelho funcionar maioritariamente sem vigilância, são indispensáveis controles semanais.

## 1.4.4 Solventes e produtos químicos inflamáveis



### Alerta

Para a realização de trabalhos com solventes e produtos químicos inflamáveis, é preciso respeitar as respectivas medidas de segurança.

- Colocar o equipamento em um local bem ventilado (por exemplo junto ao exaustor do laboratório).
- Manter toda e qualquer fonte de ignição longe do local de trabalho.
- Limpar imediatamente líquidos e sólidos que tenham sido derramados.
- Seguir as notas de segurança do fabricante do produto químico.



### 1.4.5 Reciclagem e Eliminação



Este produto segue a diretiva europeia 2002/96/CE, WEEE – Diretiva relativa aos resíduos de equipamentos elétricos e eletrônicos.

A eliminação correta do seu equipamento usado ajuda a evitar danos ao meio-ambiente e à saúde.

Detalhes sobre a eliminação do seu equipamento usado podem ser obtidos junto às autoridades locais, a um serviço de eliminação de resíduos ou ao seu fornecedor.

## 2 Visão geral do equipamento

### 2.1 Parte frontal




Figura 1 Parte frontal 882 Compact IC plus – Anion

<b>1</b>	<b>Bomba de alta pressão</b>	<b>2</b>	<b>Válvula de purga</b>
<b>3</b>	<b>Filtro inline</b>	<b>4</b>	<b>Redutor de pulsação</b>
<b>5</b>	<b>Válvula de injeção</b>	<b>6</b>	<b>Compartimento da coluna</b>
<b>7</b>	<b>Suporte de coluna</b> Com reconhecimento de coluna.	<b>8</b>	<b>Compartimento do detector</b> Capacidade para detector de condutividade.
<b>9</b>	<b>Bomba peristáltica</b>	<b>10</b>	<b>MSM</b>

## 2.2 Parte traseira




Figura 2 Parte traseira 882 Compact IC plus – Anion

**1 Parafusos serrilhados**  
Para fixar o painel traseiro removível.

**2 Interruptor de energia**  
Para ligar e desligar o equipamento.

	I = conectado O = desconectado
<b>3 Tomada para alimentação de energia</b> Para a conexão do cabo de energia.	<b>4 Tomada de conexão do PC</b> Para conectar o equipamento ao computador com o cabo USB (6.2151.020).
<b>5 Conexões USB</b> 2 conexões USB com as inscrições <b>USB 1</b> e <b>USB 2</b> .	<b>6 Conexões MSB</b> 2 conexões MSB para a conexão de equipamentos MSB. Com as inscrições <b>MSB 1</b> e <b>MSB 2</b> . MSB = Metrohm Serial Bus
<b>7 Tomada de conexão de detector</b> Para a conexão de detectores Metrohm. Com a inscrição <b>Detector</b> .	<b>8 Número de série</b>
<b>9 Conexão do tubo para descarte</b> Para descartar o líquido coletado na bandeja base através do tubo para descarte conectado.	<b>10 Cabo de conexão do sensor de vazamento</b> Retirável. Para conectar o sensor de vazamento.
<b>11 Conexão do tubo para descarte</b> Para conduzir líquidos vazados ao sensor de vazamento através do tubo para descarte conectado.	<b>12 Tipo do equipamento</b>
<b>13 Tomada de conexão do sensor de vazamento</b> Para conectar o sensor de vazamento.	<b>14 Parafusos de fixação para transporte</b> Para a fixação da bomba de alta pressão para o transporte do equipamento.
<b>15 Tomada de conexão Service</b> Somente para serviço Metrohm.	<b>16 Tomada de conexão Auxiliary</b> Para conectar um 891 Professional Analog out (2.891.0010).
<b>17 Abertura de ar extraído</b> Para a retirada de ar da câmara de vácuo. Com a inscrição <b>Exhaust</b> .	<b>18 Parafusos de fixação para transporte</b> Não utilizado.
<b>19 Conexão do tubo para descarte</b> Para descartar líquidos vazados do compartimento do detector através de um tubo para descarte conectado.	<b>20 Painel traseiro</b> Removível. Acesso ao compartimento do detector.
<b>21 Conexão do tubo para descarte</b> Para descartar líquidos vazados do suporte de recipientes através de um tubo para descarte conectado.	



## 3 Instalação

### 3.1 Sobre este capítulo

O capítulo "Instalação" contém:

- esta síntese.
- instruções breves para a primeira instalação do 882 Compact IC plus – Anion. Em cada etapa, encontrará referências cruzadas para instruções de instalação mais detalhadas dos componentes individuais em caso de necessidade.
- um diagrama de instalação (*siehe Abbildung 3, Seite 15*) que representa um 882 Compact IC plus – Anion completamente instalado.
- vários capítulos (*capítulo 3.4, página 16 e seguintes*) com instruções detalhadas de instalação de todos os componentes, mesmos dos componentes já instalados no equipamento por ocasião do fornecimento.

### 3.2 Primeira instalação



#### Nota

Uma parte dos capilares já está conectada quando o equipamento é fornecido.

#### Instalar o 882 Compact IC plus – Anion

Instalar o equipamento do seguinte modo:

##### 1 Instalar o equipamento

(*siehe Kapitel 3.4, Seite 16*).

- Colocar o equipamento em um local do laboratório próprio para sua utilização, sem risco de abalos.  
O local do laboratório deve estar protegido de atmosferas corrosivas e de impurezas causadas por produtos químicos. Se possível ele não deve ser exposto a variações excessivas de temperatura e exposição direta aos raios solares.

##### 2 Instalações na parte traseira do equipamento

- Colocar e conectar o detector no equipamento (*consultar o Manual do detector*).

- Remover todos os parafusos de fixação para transporte e guardá-los (*siehe Kapitel 3.6.1, Seite 20*).
- Conectar o sensor de vazamento (*siehe Kapitel 3.6.2, Seite 20*).
- Montar os tubos para descarte (*siehe Kapitel 3.6.3, Seite 21*).

### 3 Conectar o caminho do eluente

- Conduzir o tubo de aspiração de eluente (6.1834.080) por uma passagem para capilares para fora do equipamento e conectá-lo ao recipiente de eluente (*siehe Kapitel 3.8, Seite 25*).
- Conectar o capilar de entrada da coluna (6.1831.150) e o capilar com a inscrição **in** do MSM com o auxílio de um acoplamento (6.2744.040) e dois conectores de pressão curtos (6.2744.070).
- Conectar o capilar inscrito com **out** do MSM e o capilar de entrada do detector com o auxílio de um acoplamento (6.2744.040) e dois conectores de pressão curtos (6.2744.070).

### 4 Conectar o caminho da amostra

- Conduzir o capilar de aspiração de amostra conectado à entrada da amostra da válvula de injeção por uma passagem para capilares para fora do equipamento e, se necessário, conectar ao amostrador automático (*consultar Manual do amostrador automático*).
- Conduzir o capilar de saída de amostra conectado à saída da amostra da válvula de injeção por uma passagem para capilares para fora do equipamento, conduzir para o recipiente de dejetos e fixá-lo neste.

### 5 Instalar a bomba peristáltica

(*siehe Kapitel 3.13.2, Seite 41*)



- Preparar o tubo de bomba para a solução de regeneração:
  - Em uma extremidade do tubo de bomba (6.1826.320), conectar um conector fêmea (6.2744.034).
  - Na outra extremidade do tubo de bomba, conectar uma conexão do tubo de bomba (6.2744.180).
  - Parafusar uma extremidade do capilar de aspiração (6.1803.020) para a solução de regeneração com um conector de pressão curto (6.2744.070) no conector fêmea do tubo de bomba.
  - Conduzir a outra extremidade do capilar de aspiração por uma passagem para capilares para fora do equipamento, introduzi-la por uma tampa para recipientes (6.1602.150) e parafusá-la no recipiente (6.1608.020) com a solução de regeneração. Cuidar para que a extremidade do capilar de aspiração toque o fundo do recipiente.
  - Inserir o tubo de bomba em um cassete para tubo.
- Preparar o tubo de bomba para a solução de enxágue:
  - Em uma extremidade do tubo de bomba (6.1826.320), conectar um conector fêmea (6.2744.034).
  - Na outra extremidade do tubo de bomba, conectar uma conexão do tubo de bomba (6.2744.180).
  - Parafusar uma extremidade do capilar de aspiração (6.1803.020) para a solução de enxágue com um conector de pressão curto (6.2744.070) no conector fêmea do tubo de bomba.
  - Conduzir a outra extremidade do capilar de aspiração por uma passagem para capilares para fora do equipamento, introduzi-la por uma tampa para recipientes (6.1602.150) e parafusá-la no recipiente (6.1608.020) com a solução de enxágue. Cuidar para que a extremidade do capilar de aspiração toque o fundo do recipiente.
  - Inserir o tubo de bomba no outro cassete para tubo.
- Colocar ambos os cassetes para tubos na bomba peristáltica.

## 6 Conectar o MSM

*(siehe Kapitel 3.14, Seite 45)*

- Parafusar o capilar com a inscrição **regenerant** do MSM com um conector de pressão curto (6.2744.070) na conexão do tubo de bomba para a solução de regeneração.
- Parafusar o capilar com a inscrição **rinsing solution** do MSM com um conector de pressão curto (6.2744.070) na conexão do tubo de bomba para a solução de enxágue.

- Conduzir os dois capilares com a inscrição **waste reg.** e **waste rins.** do MSM por uma passagem para capilares para fora do equipamento, conduzi-los para um recipiente para dejetos e fixá-los.

## 7 Conectar o equipamento

- Conectar o equipamento com o cabo USB (6.2151.020) a um PC, no qual o software MagIC Net™ esteja instalado (*siehe Kapitel 3.15.1, Seite 48*).
- Conectar o equipamento à rede de energia (*siehe Kapitel 3.15.2, Seite 49*).

## 8 Primeira colocação em funcionamento

(*siehe Kapitel 4.1, Seite 54*)

- Ligar o PC e iniciar o software MagIC Net™.
- Ligar o equipamento.
- Eliminar o ar da bomba de alta pressão (*siehe Kapitel 3.9.2, Seite 32*).
- Ajustar a pressão da bomba peristáltica (*siehe "Ajustar a taxa de fluxo", Seite 44*).
- Enxaguar o equipamento sem coluna durante 5 minutos com o eluente.

## 9 Instalar a pré-coluna e a coluna de separação

- Remover o acoplamento (6.2744.040) entre o capilar de entrada da coluna e o capilar com a inscrição **in** do MSM.
- *Opcional:* conectar a pré-coluna (*siehe Kapitel 3.16, Seite 50*).
  - Fixar a pré-coluna na extremidade do capilar de entrada da coluna (*consultar Ficha técnica da pré-coluna*).
  - Enxaguar a pré-coluna durante cerca de 5 minutos com o eluente.
- Conectar a coluna de separação (*siehe Kapitel 3.17, Seite 51*).
  - Fixar a entrada da coluna de separação com um conector de pressão curto (6.2744.070) na extremidade do capilar de entrada da coluna.  
OU  
Fixar a entrada da coluna de separação na pré-coluna (se aplicável) (*consultar Ficha técnica da coluna e da pré-coluna*).
  - Fixar o capilar com a inscrição **in** do MSM com um conector de pressão curto (6.2744.070) na saída da coluna de separação.
- Instalar a coluna de separação com o chip no suporte de coluna do equipamento.



## **10 Condicionar o equipamento**

*(siehe Kapitel 4.2, Seite 55)*

O equipamento está preparado para a medição de amostras.

### **3.3 Diagrama de instalação**

O seguinte diagrama de instalação mostra a representação esquemática da parte frontal do equipamento após a instalação completa. Com o fornecimento do equipamento, já estão instalados muitos capilares; estes capilares não estão numerados no diagrama. Os capilares numerados devem ser conectados durante a instalação.




Figura 3 Diagrama de instalação 882 Compact IC plus – Anion

**1** Tubo de aspiração de eluente  
(6.1834.080)  
Conectado à bomba de alta pressão.

**2** Capilar de entrada da coluna  
(6.1831.150)  
Conectado à válvula de injeção.



<b>3</b>	<b>Capilar de entrada de eluente MSM</b> Com a inscrição <b>in</b> .	<b>4</b>	<b>Capilar de saída de eluente MSM</b> Com a inscrição <b>out</b> .
<b>5</b>	<b>Capilar de entrada do detector</b>	<b>6</b>	<b>Capilar de saída do detector</b>
<b>7</b>	<b>Capilar de aspiração da solução de regeneração (6.1803.020)</b>	<b>8</b>	<b>Tubo de bomba (6.1826.320)</b> Com retentores laranja/amarelos para a solução de regeneração.
<b>9</b>	<b>Capilar de entrada de solução de regeneração MSM</b> Com a inscrição <b>regenerant</b> .	<b>10</b>	<b>Capilar de saída de solução de regeneração MSM</b> Com a inscrição <b>waste reg.</b>
<b>11</b>	<b>Capilar de aspiração de solução de enxágue (6.1803.020)</b>	<b>12</b>	<b>Tubo de bomba (6.1826.320)</b> Com retentores laranja/amarelos para a solução de enxágue.
<b>13</b>	<b>Capilar de entrada de solução de enxágue MSM</b> Com a inscrição <b>rinsing solution</b> .	<b>14</b>	<b>Capilar de saída de solução de enxágue MSM</b> Com a inscrição <b>waste rins.</b>
<b>15</b>	<b>Capilar de aspiração de amostra (6.1803.040)</b> Conectado à válvula de injeção.	<b>16</b>	<b>Capilar de saída de amostra (6.1803.040)</b> Conectado à válvula de injeção.
<b>17</b>	<b>Conector de pressão curto PEEK (6.2744.070)</b>	<b>18</b>	<b>Conector fêmea (6.2744.034)</b> Para conectar os capilares no lado de sucção da bomba peristáltica.
<b>19</b>	<b>Conexão para tubo de bomba (6.2744.180)</b> Com trava de segurança e filtro para conectar capilares no lado de saída da bomba peristáltica.	<b>20</b>	<b>Acoplamento (6.2744.040)</b>

## 3.4 Instalar o equipamento

### 3.4.1 Embalagem

O equipamento é entregue em uma embalagem especial protetora junto com os acessórios embalados separadamente. Guarde as embalagens, pois somente elas podem garantir um transporte seguro do equipamento.

### 3.4.2 Controle

Controle a entrega imediatamente após o recebimento com o auxílio da guia de entrega e verifique se está completa e sem danos.

### 3.4.3 Local de instalação

O equipamento foi desenvolvido para o funcionamento em interiores e não deve ser utilizado em áreas com risco de explosão.

Coloque o equipamento em um local do laboratório próprio para sua utilização, sem risco de abalos, protegido de atmosferas corrosivas e de impurezas causadas por produtos químicos.

O equipamento deve estar protegido contra variações excessivas de temperatura e exposição direta aos raios do sol.

## 3.5 Conexões capilares no sistema IC

Este capítulo contém informações gerais sobre as conexões capilares nos equipamentos e sistemas IC.

As conexões capilares entre dois componentes de um sistema IC compõem-se, normalmente, de um capilar de conexão e de dois conectores de pressão, com os quais o capilar é conectado aos respectivos componentes.

### Conectores de pressão




Figura 4 Conectando os capilares com conectores de pressão

**1 Conector de pressão em PEEK (6.2744.014)**  
Para ser utilizado na válvula de injeção.

**2 Capilar de conexão**

**3 Conector de pressão curto em PEEK (6.2744.070)**  
Aplicação em bomba de alta pressão, válvula de purga, filtro inline, redutor de pulsação, bem como na pré-coluna e na coluna de separação.

**4 Conector de pressão comprido em PEEK (6.2744.090)**  
Aplicação em peças especiais. Não é utilizado em todos os equipamentos.

**Nota**

Para manter o volume morto minimizado, as conexões capilares devem ser o mais curtas possível.

**Nota**

Para aumentar a clareza da disposição das conexões, as conexões de tubos e capilares podem ser agrupadas com a fita em espiral (6.1815.010).

**Capilares de conexão**

No sistema IC são utilizados capilares PEEK e capilares PTFE.

*Capilares PEEK (poliéter cetona)*

Capilares PEEK são resistentes a temperaturas de até 100 °C e a pressões de até 400 bar, são flexíveis, inertes quimicamente e apresentam uma superfície muito lisa. Eles podem ser cortados facilmente no comprimento desejado com o cortador de capilares (6.2621.080).

Aplicação:

- Capilares PEEK com um diâmetro interno de 0,25 mm (6.1831.010) para toda a faixa de alta pressão.
- Capilares PEEK com um diâmetro interno de 0,75 mm (6.1831.030) para o tratamento de amostras no nível de ultratraços.

**Atenção**

Para as conexões capilares entre a válvula de injeção e o detector, os capilares PEEK devem ter um diâmetro interno de 0,25 mm. Eles já estão conectados no momento da entrega do equipamento novo.

*Capilares PTFE (politetrafluoretileno)*

Capilares PTFE são transparentes e possibilitam um acompanhamento óptico dos líquidos a serem transportados. Eles são inertes quimicamente, flexíveis e resistentes a temperaturas de até 80 °C.

Aplicação:

Os capilares PTFE (6.1803.0x0) são empregados na faixa de baixa pressão.

- Capilares PTFE com um diâmetro interno de 0,5 mm para o tratamento de amostras.
- Capilares PTFE com um diâmetro interno de 0,97 mm para o tratamento de amostras e para soluções de enxágue (não fazem obrigatoriamente parte do material entregue do equipamento).

### Conexões capilares

Para se obter ótimos resultados de análise, as conexões capilares devem ser absolutamente herméticas e livres de volume morto em um sistema IC. O volume morto surge quando as duas extremidades dos capilares conectadas entre si não são exatamente correspondentes, permitindo assim a perda de líquido. Isso pode ter duas causas:

- As extremidades dos capilares não apresentam nenhuma superfície de corte plana exata.
- As duas extremidades dos capilares não tocam bem uma na outra.

Uma condição para conexões capilares livres de volume morto é que as extremidades de ambos os capilares tenham sido cortadas de modo plano exatamente igual. Por isso, recomendamos somente a utilização do cortador de capilares (6.2621.080) para cortar capilares PEEK.

#### Criar conexões capilares livres de volume morto

Para criar uma conexão capilar livre de volume morto, proceda do seguinte modo:

- 1** Mover o conector de pressão sobre o capilar. Prestar atenção para que o capilar sobressaia 1–2 mm na ponta do conector de pressão.
- 2** Inserir o capilar até o engate no acoplamento ou na conexão.
- 3** Só então fechar o conector de pressão com alguma pressão sobre o capilar.

#### Mancais de marcação para capilares PEEK

O set incluído com mancais de marcação de cores diferentes para capilares PEEK (6.2251.000) serve para identificar claramente os diferentes fluxos de líquidos no sistema com um código de cores. Assim, cada capilar que conduz um determinado líquido (por exemplo, eluente), é marcado com um mancal de marcação de uma determinada cor.

Proceder do seguinte modo para marcar um capilar:

- 1** Mover o mancal de marcação na cor desejada sobre o capilar e deslocá-lo para uma posição bem visível.

Quando o capilar aquece, o mancal de marcação se contrai e se ajusta à forma do capilar.



## 3.6 Instalações na parte traseira do equipamento

### 3.6.1 Parafusos de fixação para transporte

Para que o motor da bomba de alta pressão não seja danificado durante o transporte, a bomba está segura com parafusos de fixação para transporte. Os mesmos se encontram na parte traseira do equipamento e têm a inscrição **Transport security screws**.

Antes de colocar o equipamento pela primeira vez em funcionamento, é preciso remover estes parafusos de fixação para transporte.

#### Remover os parafusos de fixação para transporte

- 1 Remover todos os parafusos de fixação para transporte com a chave sextavada de 4 mm (6.2621.030) e guardá-los.



#### Alerta

Para evitar uma danificação da bomba, os parafusos de fixação para transporte devem ser montados sempre que o equipamento tiver de ser transportado para longas distâncias.

### 3.6.2 Sensor de vazamento

O sensor de vazamento detecta vazamentos de líquidos, que são coletados na bandeja base do equipamento.

Para que o sensor de vazamento funcione corretamente, é necessário ter preenchido as seguintes condições:

- O plug do sensor de vazamento (5-2) está inserido na tomada **Leak Sensor**.
- O equipamento está ligado.
- O sensor de vazamento está ligado no software no modo **ativo**.

#### Conectar o sensor de vazamento

Conectar o sensor de vazamento do seguinte modo:

- 1 Retirar o cabo de conexão do sensor de vazamento (5-3) da bandeja base.

- 2** Inserir o plug do sensor de vazamento (5-2) na tomada de conexão do sensor de vazamento (5-1) que se encontra na parte traseira do equipamento.




Figura 5 Encaixar sensor de vazamento

**1 Tomada de conexão do sensor de vazamento**

Com a inscrição **Leak Sensor**.

**3 Cabo de conexão do sensor de vazamento**

Retirável. Está enrolado na bandeja base.

**2 Plug do sensor de vazamento**

### 3.6.3 Tubos para descarte

Os líquidos vazados no suporte de recipientes ou no compartimento do detector fluem pelos tubos para descarte para a bandeja base, passando pelo sensor de vazamento, até alcançar o recipiente para dejetos. Desta maneira se garante que eventuais vazamentos no sistema sejam descobertos pelo sensor de vazamento.




Figura 6 Tubos para descarte

<p><b>1 Conexão do tubo para descarte</b> Para descartar líquidos vazados do suporte de recipientes.</p>	<p><b>2 Tubo para descarte</b> Parte do tubo de silicone (6.1816.020). Para descartar líquidos vazados do suporte de recipientes.</p>
<p><b>3 Conexão do tubo para descarte</b> Para descartar líquidos vazados do compartimento do detector.</p>	<p><b>4 Tubo para descarte</b> Parte do tubo de silicone (6.1816.020). Para descartar líquidos vazados do compartimento do detector.</p>
<p><b>5 Plug em Y (6.1807.010)</b> Para conectar os dois tubos para descarte (6-2) e (6-4).</p>	<p><b>6 Tubo para descarte</b> Parte do tubo de silicone (6.1816.020). Conduz líquidos vazados para o sensor de vazamento.</p>

**7****Tubo para descarte**

Parte do tubo de silicone (6.1816.020). Conduz líquidos vazados para um recipiente para dejetos.

**8****Conexão do tubo para descarte**

Para descartar líquidos vazados.

**9****Conexão do tubo para descarte**

Conduz ao sensor de vazamento.

**Instalar os tubos para descarte**

Proceda da seguinte forma para instalar os tubos para descarte:

- 1** Conectar o tubo para descarte (6-2) à conexão do tubo para descarte (6-1) e cortá-lo no comprimento desejado.
- 2** Conectar o tubo para descarte (6-4) à conexão do tubo para descarte (6-3) e cortá-lo no comprimento desejado.
- 3** Unir o tubo para descarte (6-2) e o tubo para descarte (6-4) com o plug em Y (6-5).
- 4** Conectar o tubo para descarte (6-6) ao plug em Y (6-5), cortá-lo no comprimento desejado e conectar a outra extremidade à conexão do tubo para descarte (6-9).
- 5** Conectar o tubo para descarte (6-7) à conexão do tubo para descarte (6-8) e conduzir a outra extremidade a um recipiente para dejetos.

**3.7 Passagens para capilares e cabos**

Para a passagem de capilares e cabos foram instaladas várias aberturas. Elas se encontram na porta, no painel traseiro e embaixo do suporte de recipientes ou acima da bandeja base (*siehe Abbildung 7, Seite 24*).




Figura 7 Passagens para capilares e cabos

**1 Passagem para capilares**

Para a passagem de capilares da parte frontal para a parte traseira do equipamento.

**3 Passagem para capilares**

Para a passagem de capilares da parte frontal para o lado esquerdo do equipamento.

**5 Passagem para capilares**

Na porta do equipamento. Para retirar os capilares do equipamento.

**7 Passagem para cabos**

Na parte traseira do equipamento. Para retirar o cabo de detector do compartimento do detector.

**2 Passagem para capilares**

Para a passagem de capilares da parte frontal para o lado direito do equipamento.

**4 Conexão Luer**

Para conectar uma seringa (6.2816.020). Para a injeção manual de amostras.

**6 Passagem para capilares**

Na parte traseira do equipamento. Para retirar os capilares do compartimento do detector.

As conexões Luer (7-4) não se destinam à passagem de capilares. Os capilares são fixados com conectores de pressão PEEK (6.2744.070) pelo interior à conexão Luer. Pelo lado de fora, é possível aspirar ou injetar o líquido com uma seringa.

## 3.8 Eluente

### 3.8.1 Conectar o recipiente de eluente

O eluente é aspirado do recipiente de eluente pelo tubo de aspiração de eluente (8-1).

O tubo de aspiração de eluente está conectado à bomba de alta pressão (*siehe Kapitel 3.9, Seite 30*). Antes de a outra extremidade poder ser montada, o tubo tem de ser introduzido por uma passagem para capilares adequada (*siehe Kapitel 3.7, Seite 23*) do equipamento.

Para a montagem do tubo de aspiração de eluente, são necessárias as peças dos seguintes acessórios:

- 6.1602.160 Tampa para recipientes de eluente GL 45
- 6.2744.210 Adaptador de tubo para filtro de aspiração
- 6.2821.090 Filtro de aspiração

Proceder do seguinte modo para a montagem do tubo de aspiração de eluente:

#### Montagem do tubo de aspiração de eluente

- 1** Conduzir para fora do equipamento a extremidade livre do tubo de aspiração de eluente (8-1) por meio de uma passagem para capilares adequada.
- 2 Instalar a tampa para recipientes de eluente (6.1602.160)**
  - Colocar o bocal do tubo (8-2) e o O-ring (8-3) no tubo de aspiração de eluente (8-1).
  - Mover o tubo de aspiração de eluente (8-1) pela tampa para recipientes (8-4) e parafusá-lo.




Figura 8 Instalar a tampa para recipientes de eluente

**1** Tubo de aspiração de eluente  
(6.1834.080)

**2** Bocal do tubo  
Do jogo de acessórios (6.1602.160).

**3** O-ring  
Do jogo de acessórios (6.1602.160).

**4** Tampa para recipientes  
Do jogo de acessórios (6.1602.160).

### 3 Montar o filtro de aspiração

- Colocar o suporte de filtro (9-1) no filtro de aspiração (9-2) e parafusá-lo.




Figura 9 Montar o filtro de aspiração

**1** Suporte de filtro  
Do jogo de acessórios (6.2744.210).

**2** Filtro de aspiração (6.2821.090)




Figura 10 Instalar o peso para tubo e o filtro de aspiração

**1 Tubo de aspiração de eluente (6.1834.080)**

**2 Tampa para recipientes de eluente (6.1602.160)**

**3 Peso para tubo**  
Do jogo de acessórios (6.2744.210).

**4 Parafuso de aperto**  
Do jogo de acessórios (6.2744.210).

**5 Filtro de aspiração (6.2821.090)**  
Com suporte de filtro do jogo de acessórios (6.2744.210).

- Colocar o peso para tubo (10-3) no tubo de aspiração de eluente (10-1).
- Colocar o parafuso de aperto (10-4) no tubo de aspiração de eluente (10-1).
- Inserir o tubo de aspiração de eluente (10-1) no filtro de aspiração (10-5). A extremidade do tubo deve chegar até aproximadamente o meio do filtro de aspiração.
- Apertar o parafuso de aperto (10-4) no suporte de filtro (9-1).




Figura 11 Tubo de aspiração de eluente montado



### 5 Montar o tubo de aspiração de eluente no recipiente de eluente

- Inserir o tubo de aspiração de eluente no recipiente de eluente (12-10).
- Parafusar a tampa para recipientes (10-2), com montagem concluída, no recipiente de eluente (12-10). O filtro de aspiração (12-6) deve estar apoiado no fundo do recipiente de eluente.
- Fechar hermeticamente a pequena abertura ainda aberta na tampa para recipientes com a tampa roscada (12-14) do jogo de acessórios.

### 6 Montar o tubo de adsorção



#### Nota

---

Se forem utilizados eluentes alcalinos e eluentes com reduzida capacidade tampão, o recipiente de eluente deve ser equipado com um tubo de adsorção, enchido com adsorvedor de CO<sub>2</sub> (12-4).

- Primeiro inserir um pedaço de algodão (12-3) e então o adsorvedor de CO<sub>2</sub> (12-4) na grande abertura do tubo de adsorção (12-2) e fechá-lo novamente com a tampa de plástico.
- Fixar o tubo de adsorção (12-2) com o auxílio do grampo (12-12) na tampa para recipientes (12-11).




Figura 12 Recipiente de eluente – conectado

<b>2</b>	<b>Tubo de aspiração de eluente (6.1834.080)</b> Para aspirar o eluente. Pré-instalado.	<b>2</b>	<b>Tubo de adsorção (6.1609.000)</b>
<b>3</b>	<b>Algodão</b>	<b>4</b>	<b>Material adsorvente de CO<sub>2</sub></b> Adsorve o CO <sub>2</sub> do ar (por exemplo, pílulas de cal sodada Merck com indicador, N° 6839.1000).
<b>5</b>	<b>Eluente</b>	<b>6</b>	<b>Filtro de aspiração (6.2821.090)</b>
<b>7</b>	<b>Suporte de filtro</b> Do jogo de acessórios (6.2744.210).	<b>8</b>	<b>Parafuso de aperto</b> Do jogo de acessórios (6.2744.210).
<b>9</b>	<b>Peso para tubo</b> Do jogo de acessórios (6.2744.210).	<b>10</b>	<b>Recipiente de eluente (6.1608.070)</b>
<b>11</b>	<b>Tampa para recipientes (6.1602.160)</b>	<b>12</b>	<b>Grampo (6.2023.020)</b>
<b>13</b>	<b>Bocal do tubo</b>	<b>14</b>	<b>Tampa roscada</b>



## 3.9 Bomba de alta pressão

A bomba de alta pressão inteligente e com baixo nível de pulsação transporta o eluente pelo sistema. Ela está equipada com um chip onde estão gravadas suas especificações técnicas e sua "história de vida" (horas de funcionamento, dados de serviço, ...).

A válvula de purga é utilizada para a eliminação de ar (*siehe Kapitel 3.9.2, Seite 32*) da bomba de alta pressão.

### 3.9.1 Conexões de capilar: bomba de alta pressão / válvula de purga



#### Nota

Todas as conexões capilares da bomba de alta pressão e da válvula de purga já estão instaladas no equipamento no momento da entrega.




Figura 13 Conexões capilares da bomba de alta pressão / válvula de purga

**1 Capilar de conexão**  
O capilar PEEK liga o pistão principal e o pistão auxiliar.

**3 Suporte da válvula de saída**

**2 Conector de pressão curto em PEEK (6.2744.070)**

**4 Cabeça da bomba (6.2824.110)**

**5 Parafusos de fixação**

Para fixar a cabeça da bomba.

**7 Capilar de entrada de cabeça de bomba**

Capilar PEEK na entrada para a cabeça de bomba.

**9 Acoplamento**

Para a conexão do caminho do eluente na entrada da bomba de alta pressão. Pode ser pedido junto com o conector de pressão (13-8) com o n.º 6.2744.230.

**11 Válvula de purga**

Para eliminar o ar da bomba de alta pressão. Equipada com um botão rotativo no centro e um sensor de pressão.

**13 Capilar de conexão**

Liga a saída da cabeça de bomba com a válvula de purga.

**6 Suporte da válvula de entrada****8 Conector de pressão**

Para conectar um capilar PEEK ao acoplamento (13-9).

**10 Capilar de eliminação de ar**

Para aspirar o eluente ao eliminar o ar da bomba de alta pressão (*siehe Kapitel 3.9.2, Seite 32*).

**12 Capilar de conexão**

Para conectar o filtro inline (*siehe Kapitel 3.10, Seite 34*).

**Nota**

O tubo de aspiração de eluente já está instalado no momento de entrega do equipamento novo. A instrução de instalação a seguir **não** precisa ser efetuada na primeira instalação.


**Conectar a entrada para a bomba de alta pressão**

Figura 14 Bomba de alta pressão – Conectar a entrada

**1 Conector de pressão**

Para conectar o acoplamento (14-2) ao capilar de entrada na cabeça de bomba (13-7).

Pode ser pedido junto com o acoplamento pelo número (6.2744.230).

**2 Acoplamento (6.2744.230)**

Para conectar o capilar de conexão de eluente (14-4) na entrada da bomba de alta pressão.

**3 Parafuso de aperto****4 Tubo de aspiração de eluente**

Tubo de aspiração de eluente (6.1834.080)  
ou (6.1834.090).

**5 Anel de apoio****1 Conectar o acoplamento**

Fixar o acoplamento (14-2) com um conector de pressão (14-1) ao capilar de entrada da cabeça de bomba (13-7).

**2 Conectar o tubo de aspiração de eluente****Atenção**

Os parafusos de aperto devem ser apertados cuidadosamente. Para apertar, prenda o acoplamento (14-2) com a chave (6.2739.000) e o parafuso de aperto (14-3) com a chave fixa (6.2621.050).

- Inserir o tubo de aspiração de eluente (14-4) no acoplamento (14-2).
- Apertar o parafuso de aperto (14-3).

**3.9.2 Eliminar o ar da bomba de alta pressão**

A bomba de alta pressão só funciona sem problemas se a cabeça de bomba já não tiver mais bolhas de ar. Por esse motivo, o ar deve ser eliminado da bomba durante a primeira colocação em funcionamento e após cada troca de eluente.

**Atenção**

O ar **não** deve ser eliminado da bomba de alta pressão antes da primeira colocação em funcionamento (*siehe Kapitel 4.1, Seite 54*).

Elimine o ar da bomba de alta pressão da seguinte forma (*siehe Abbildung 15, Seite 33*):

**Eliminar o ar da bomba de alta pressão**

Para eliminar o ar da bomba de alta pressão, o equipamento tem de estar conectado ao computador e ligado.




Figura 15 Eliminar o ar da bomba de alta pressão

**1 Seringa 10 mL (6.2816.020)**

Para aspirar o eluente.

**3 Agulha de purga (6.2816.040)**

**5 Conectores de pressão curtos PEEK (6.2744.070)**

**7 Botão rotativo da válvula de purga**

**2 Conexão Luer**

Componente da agulha de purga (6.2816.040).

**4 Capilar de eliminação de ar**

**6 Válvula de purga**

**1 Conectar a agulha de purga**

- Introduzir, dentro da extremidade da agulha de purga (15-3), a extremidade do capilar de eliminação de ar (15-4) junto à válvula de purga.

**2 Conectar a seringa**

- Inserir a seringa (15-1) na conexão Luer (15-2) da agulha de purga (siehe Abbildung 15, Seite 33).

**3 Abrir a válvula de purga**

- Girar o botão rotativo (15-7) cerca de ½ volta no sentido anti-horário.

**4 Ajustar a taxa de fluxo**

- Iniciar o MagIC Net™ (se ainda não tiver sido iniciado).
- Assegurar-se de que o tubo de aspiração de eluente entra com profundidade suficiente no eluente.



- Ligar a bomba de alta pressão.

### 5 Aspirar o eluente

- Aspirar com a seringa (15-1) até que o eluente seja trazido livre de bolhas pela seringa.

### 6 Encerrar a eliminação de ar

- Desligar a bomba de alta pressão.
- Fechar o botão rotativo (15-7).
- Remover a seringa (15-1) da conexão Luer (15-2).
- Retirar a agulha de purga (15-3) do capilar de eliminação de ar (15-4).

## 3.10 Filtro inline

Para a proteção contra partículas, está instalado um filtro inline (6.2821.120) entre a válvula de purga e o redutor de pulsação.

Os filtros inline protegem, com segurança, a coluna de separação contra eventuais contaminações do eluente. Os filtros inline também podem ser utilizados para proteger o supressor de contaminações na solução de enxágue ou de regeneração. As plaquetas do filtro com 2 µm de dimensão dos poros podem ser trocadas de forma rápida e simples. Elas removem das soluções partículas tais como bactérias e algas.



#### Nota

O filtro inline já está instalado no momento da entrega do equipamento novo. A instrução de instalação a seguir **não** precisa ser efetuada na primeira instalação.

#### Instalar o filtro inline



#### Atenção

Observe a direção de fluxo impressa na carcaça do filtro ao conectar o filtro inline.




Figura 16 Conectar o filtro inline

**1 Capilar de conexão**

Conecta a válvula de purga ao filtro inline.

**3 Filtro inline (6.2821.120)**

Proteção contra partículas.

**2 Conectores de pressão curtos PEEK (6.2744.070)**

**4 Capilar de conexão**

Conecta o filtro inline ao redutor de pulsação.

- 1** Parafusar o capilar de conexão proveniente da válvula de purga com um conector de pressão (6.2744.070) no lado da entrada do filtro inline.
- 2** Parafusar o capilar de conexão que conduz ao redutor de pulsação com um conector de pressão (6.2744.070) no lado da saída do filtro inline.

### 3.11 Redutor de pulsação



**Nota**

O redutor de pulsação já está instalado no novo equipamento fornecido.



**Atenção**

O redutor de pulsação não necessita de manutenção e não deve ser aberto.

O redutor de pulsação protege a coluna de separação contra danos provocados por variações de pressão, que podem resultar, por exemplo, da ativação da válvula de injeção, e reduz as pulsações prejudiciais durante medições altamente sensíveis. Para que esta funcionalidade possa ser assegurada, o amortecedor tem que estar conectado entre a bomba de alta pressão (*siehe Kapitel 3.9, Seite 30*) e a válvula de injeção (*siehe Kapitel 3.12, Seite 36*).

O redutor de pulsação pode funcionar em ambas as direções.




Figura 17 Redutor de pulsação – Conexão

<b>1</b>	<b>Capilar de conexão</b> Conexão com o filtro inline.	<b>2</b>	<b>Parafusos de fixação</b>
<b>3</b>	<b>Conectores de pressão curtos PEEK (6.2744.070)</b>	<b>4</b>	<b>Suporte para redutor de pulsação</b>
<b>5</b>	<b>Redutor de pulsação (6.2620.150)</b>	<b>6</b>	<b>Capilar de conexão</b> Conexão com a válvula de injeção.

## 3.12 Válvula de injeção

A válvula de injeção conecta o caminho de eluente ao caminho de amostra. Ao se girar a válvula de forma rápida e precisa, uma quantidade de solução de amostra definida de maneira exata pelo tamanho do loop de amostra é injetada e transferida com o eluente para a coluna de separação.

### 3.12.1 Conexão da válvula de injeção

A válvula de injeção possui seis conexões: duas para o caminho de amostra, (conexões 1 e 2), duas para o caminho do eluente (conexões 4 e 5) e duas para o loop de amostra (conexões 3 e 6).



#### Nota

Os capilares do caminho do eluente e do caminho de amostra, bem como o loop de amostra, já estão instalados no momento da entrega do equipamento novo.




Figura 18 Válvula de injeção – conectada

<b>1</b> <b>Válvula de injeção</b>	<b>2</b> <b>Loop de amostra</b> Conectado às conexões 3 e 6.
<b>3</b> <b>Capilar de conexão</b> Conectado à conexão 4. Transporta o eluente à válvula de injeção.	<b>4</b> <b>Capilar de conexão (capilar de entrada de coluna)</b> Conectado à conexão 5. Transporta o eluente à coluna de separação.
<b>5</b> <b>Capilar de conexão</b> Conectado à conexão 1. Transporta a amostra à válvula de injeção.	<b>6</b> <b>Capilar de conexão</b> Conectado à conexão 2. Transporta a amostra ao recipiente para dejetos.
<b>7</b> <b>Conector de pressão em PEEK (6.2744.010)</b>	

### Trocar loop de amostra

É possível trocar o loop de amostra de acordo com as necessidades operacionais. Para maiores informações sobre a seleção do loop de amostra apropriado, consultar o capítulo 3.12.3, página 39.



#### Nota

Para a conexão de capilares e do loop de amostra à válvula de injeção, empregar apenas conectores de pressão PEEK (6.2744.010).

#### 1 Remover o loop de amostra existente

- Soltar os conectores de pressão (6.2744.010) na conexão 3 e na conexão 6.
- Remover o loop de amostra.

#### 2 Montar o novo loop de amostra

- Fixar uma extremidade do loop de amostra (18-2) com um conector de pressão PEEK (6.2744.010) (18-7) à conexão 3.



- Fixar a outra extremidade do loop de amostra (18-2) com o segundo conector de pressão PEEK (6.2744.010) (18-7) à conexão 6.

### 3.12.2 Funcionamento da válvula de injeção

A válvula de injeção (*siehe Abbildung 19, Seite 38*) pode ser ajustada para duas posições de válvula — **PREENCHER** e **INJETAR**. Ao girar a válvula entre as duas posições, determina-se se o caminho de amostra ou o caminho do eluente passará pelo loop de amostra. O seguinte gráfico apresenta, de modo esquemático, os caminhos de fluxo de ambas as posições da válvula.




Figura 19 Válvula de injeção – Posições

A	Posição PREENCHER	B	Posição INJETAR
1	<b>Entrada de eluente</b> Capilar oriundo da bomba de alta pressão.	2	<b>Saída de eluente</b> Capilar que conduz à coluna.
3	<b>Entrada de amostra</b> Capilar de aspiração de amostra.	4	<b>Saída de amostra</b> Capilar que conduz ao recipiente de dejetos.
5	<b>Loop de amostra</b>		

#### Posição A

Na posição **PREENCHER**; a solução de amostra flui pelo loop de amostra até o recipiente de dejetos. Ao mesmo tempo, o eluente flui diretamente para a coluna de separação.

**Posição B**

Na posição **INJETAR**, o eluente flui pelo loop de amostra para a coluna de separação. Se no momento em que a válvula for girada houver solução de amostra no loop de amostra, ela será transferida juntamente com o eluente e conduzida assim até a coluna de separação. O fluxo no caminho de amostra é interrompido ou a amostra flui diretamente para o recipiente de dejetos.

**3.12.3 Seleção do loop de amostra**

A quantidade de solução de amostra injetada depende do volume do loop de amostra. O loop de amostra é selecionado de acordo com a aplicação. Normalmente são utilizados os seguintes loops de amostra:

Determinação de cátions	10 µL
Determinação de ânions com supressão	20 µL
Determinação de ânions sem supressão	100 µL

**3.13 Bomba peristáltica****3.13.1 Princípio da bomba peristáltica**

A bomba peristáltica é utilizada para transportar amostras e soluções auxiliares. Ela pode girar em ambas as direções.

A bomba peristáltica transporta líquidos com base no princípio de deslocamento. O tubo de bomba é fixado entre os cilindros (20-3) e o cassete para tubo (20-5). Durante o funcionamento, o motor da bomba peristáltica gira o miolo de cilindros (20-2) de forma que os cilindros impulsionam (20-3) o líquido que se encontra no tubo de bomba.




Figura 20 Bomba peristáltica

<b>1</b>	<b>Parafuso serrilhado nos pinos de fixação</b>	<b>2</b>	<b>Miolo de cilindros</b>
<b>3</b>	<b>Cilindros</b>	<b>4</b>	<b>Suporte para cassete</b>
<b>5</b>	<b>Cassetes para tubo 6.2755.000</b>	<b>6</b>	<b>Alavanca de pressão</b>
<b>7</b>	<b>Alavanca de engate</b>		

### 3.13.2 Instalar bomba peristáltica




Figura 21 Instalar o tubo de bomba

<b>1</b>	<b>Conectores de pressão curtos PEEK (6.2744.070)</b>	<b>2</b>	<b>Conector fêmea (6.2744.034)</b>
<b>3</b>	<b>Retentor</b> As cores dos retentores indicam o diâmetro interno do tubo de bomba.	<b>4</b>	<b>Cassete para tubo (6.2755.000)</b>
<b>5</b>	<b>Alavanca de pressão</b>	<b>6</b>	<b>Rosca de união</b>
<b>7</b>	<b>Adaptador</b>	<b>8</b>	<b>Conector fêmea</b> Com suporte de filtro (6.2744.180) ou sem suporte de filtro (6.2744.160).
<b>9</b>	<b>Tubo de bomba (6.1826.xx0)</b>	<b>10</b>	<b>Alavanca de engate</b>

Montar o tubo de bomba do seguinte modo:

#### 1 Retirar o cassete para tubo

Soltar o cassete para tubo pressionando a alavanca de engate do suporte do cassete e desengatá-lo dos pinos de fixação (20-1).

#### 2 Conectar o lado de aspiração

No lado da aspiração do tubo de bomba, conectar um conector fêmea 6.2744.034 (21-2).



### 3 Conectar o lado de pressão



#### Nota

Conforme a utilização da bomba peristáltica é possível conectar no lado de pressão:

- **Possibilidade A:** uma conexão do tubo de bomba **com filtro** 6.2744.180 (*siehe Abbildung 22, Seite 42*) ou
- **Possibilidade B:** uma conexão do tubo de bomba **sem filtro** 6.2744.160 (*siehe Abbildung 23, Seite 43*).

Para o bombeamento de soluções auxiliares para o MSM ou para o SPM **deve** ser utilizada uma conexão de tubo **com** filtro 6.2744.180.

**Possibilidade A:** conexão do tubo de bomba com filtro 6.2744.180:




Figura 22 Instalar a conexão do tubo de bomba com filtro

**1 Rosca de união**

**2 Adaptador**

**3 Conector fêmea com suporte para filtro**

- Inserir a rosca de união (22-**1**) no tubo de bomba.
- Escolher o adaptador adequado (22-**2**) e inseri-lo no tubo de bomba. O tipo de adaptador depende do tubo de bomba (*siehe Tabelle 1, Seite 43*).
- Inserir o conector fêmea com suporte de filtro (22-**3**) no tubo de bomba.
- Fixar a rosca de união (22-**1**) no conector fêmea (22-**3**).

ou

**Possibilidade B:** conexão do tubo de bomba sem filtro 6.2744.160:




Figura 23 Instalar a conexão do tubo de bomba sem filtro

**1 Rosca de união**

**2 Adaptador**

**3 Conector fêmea**

- Inserir a rosca de união (23-**1**) no tubo de bomba.
- Escolher o adaptador adequado (23-**2**) e inseri-lo no tubo de bomba. O tipo de adaptador depende do tubo de bomba (*siehe Tabelle 1, Seite 43*).
- Inserir o conector fêmea (23-**3**) no tubo de bomba.
- Fixar a rosca de união (23-**1**) no conector fêmea (23-**3**).

#### 4 Instalar o tubo de bomba

- Pressionar a alavanca de pressão para baixo até o fim.
- Inserir o tubo de bomba no cassete para tubo. Os retentores (21-**3**) devem ser encaixados no respectivo suporte para o cassete para tubo.

#### 5 Montar o cassete para tubo

- Montar o cassete para tubo no pino de fixação e pressioná-lo no suporte para cassete até que a alavanca de engate encaixe.





#### 6 Conectar capilares

- Parafusar os respectivos capilares com conectores de pressão PEEK (21-**1**) em ambos os conectores fêmea.

Tabela 1 Tubos de bomba e os respectivos adaptadores

Tubo de bomba	Adaptador
6.1826.020 (azul/azul)	
6.1826.310 (laranja/verde)	
6.1826.320 (laranja/amarelo)	
6.1826.330 (laranja/branco)	



Tubo de bomba	Adaptador
6.1826.340 (preto/preto)	
6.1826.360 (branco/branco)	
6.1826.380 (cinza/cinza)	
6.1826.390 (amarelo/amarelo)	

### Ajustar a taxa de fluxo

Para regular a taxa de fluxo, é necessário ajustar a pressão do cassete para tubo. Proceder do seguinte modo:

#### Ajustar a pressão

- 1
  - Soltar completamente a alavanca de pressão (21-5), ou seja, pressioná-la totalmente para baixo.
  - Ligar o motor da bomba peristáltica.
  - Levantar a alavanca de pressão passo a passo até que o líquido comece a fluir.
  - Quando o líquido estiver fluindo, levantar a alavanca de pressão mais 2 pontos de engate.

A pressão está ajustada corretamente.

Além da pressão correta, o fluxo depende também do diâmetro interno do tubo de bomba e das rotações por minuto do motor.



#### Nota


Os tubos são materiais de consumo. Entre outros fatores, a vida útil de um tubo depende da pressão.

## 3.14 Metrohm Suppressor Module (MSM)

O MSM é utilizado na supressão química para análise de ânions com detecção de condutividade ou detecção UV. Ele é constituído por 3 unidades de supressor que são utilizadas alternadamente para a supressão, regeneradas com 100 mmol/L de ácido sulfúrico e enxaguadas com água ultrapura.

### Reação de supressão no MSM

A utilização de um eluente de carbonato provoca a seguinte reação no MSM (entre outras):



### 3.14.1 Conectar supressor

Cada uma das três saídas e entradas das unidades de supressor numeradas com 1, 2 e 3 na peça de conexão possui 2 capilares PTFE montados de forma fixa.




Figura 24 Supressor – Capilares de conexão

<b>1</b>	<b>Rosca de união</b>	<b>2</b>	<b>Peça de conexão (6.2832.010)</b>
<b>3</b>	<b>Capilar de entrada de eluente</b> Com a inscrição <b>in</b> .	<b>4</b>	<b>Capilar de saída de eluente</b> Com a inscrição <b>out</b> .
<b>5</b>	<b>Capilar de entrada de solução de enxágue</b> Com a inscrição <b>rinsing solution</b> .	<b>6</b>	<b>Capilar de saída de solução de enxágue</b> Com a inscrição <b>waste rins..</b>
<b>7</b>	<b>Capilar de saída de solução de regeneração</b> Com a inscrição <b>waste reg..</b>	<b>8</b>	<b>Capilar de entrada de solução de regeneração</b> Com a inscrição <b>regenerant</b> .

A solução de enxágue e a solução de regeneração são transportadas com o auxílio de uma bomba peristáltica (*siehe Kapitel 3.13, Seite 39*).



### Atenção

Para proteger o supressor de material particulado ou da proliferação de bactérias, uma conexão de tubo de bomba com filtro (6.2744.180) (22-3) deve ser instalada entre a bomba peristáltica e os capilares de entrada do supressor.

Conectar os capilares PTFE montados na peça de conexão aos outros componentes do sistema IC da forma apresentada a seguir:

### Conectar os capilares do supressor

Para proteger o supressor de material particulado ou de proliferação de bactérias, é necessário ter cumprido as seguintes condições:

- Na saída dos tubos da bomba peristáltica, estão instaladas conexões para tubo de bomba com filtro (6.2744.180) .



### Atenção

Os capilares PTFE são muito frágeis, por isso parafusar suavemente os conectores de pressão.

As extremidades dos capilares esmagadas podem ser encurtadas com o cortador de capilares (6.2621.080).

## 1 Conectar o capilar de entrada de eluente

- Fixar a extremidade do capilar de entrada com a inscrição **in** com um conector de pressão PEEK curto (6.2744.070) à saída da coluna.

## 2 Conectar o capilar de saída de eluente



### Nota

Dependendo do equipamento, o supressor pode ser conectado diretamente ao detector ou (se existente e aplicável) ao MCS.

- Conectar o capilar de saída com a inscrição **out** ao **detector** (*consultar Manual do detector*).

**ou**



- Fixar o capilar de saída com a inscrição **out** a um conector de pressão PEEK longo (6.2744.090) na entrada **in** do **MCS**.

### 3 Conectar o capilar de entrada de solução de enxágue

- Fixar a extremidade do capilar de entrada com a inscrição **rinsing solution** a um conector de pressão PEEK curto (6.2744.070) na conexão para tubo de bomba que transporta a solução de enxágue.

### 4 Conectar o capilar de saída de solução de enxágue

- Conduzir a extremidade do capilar de saída com a inscrição **waste rins.** até um recipiente de dejetos de tamanho suficiente e fixá-la neste.

### 5 Conectar o capilar de entrada de solução de regeneração

- Fixar a extremidade do capilar de entrada com a inscrição **regerant** com um conector de pressão PEEK curto (6.2744.070) na conexão para tubo de bomba que transporta a solução de regeneração.

### 6 Conectar o capilar de saída de solução de regeneração

- Conduzir a extremidade do capilar de saída com a inscrição **waste reg.** até um recipiente de dejetos de tamanho suficiente e fixá-la neste.

## 3.15 Conectar o equipamento

### 3.15.1 Conectar o equipamento ao computador



#### Nota

O equipamento deve estar desligado quando for conectado a um computador.

#### 1 Conectar o cabo USB

Conectar a tomada de conexão para computador do equipamento por meio do cabo USB (6.2151.020) à conexão USB do computador.

### 3.15.2 Conectar o equipamento à rede de energia



#### Alerta

A fonte de alimentação não deve entrar em contato com água. Proteja-a do contato direto com líquidos.

#### Cabo de energia

O cabo de energia fornecido depende do local onde o equipamento será instalado:

- 6.2122.020 com plug SEV 12 (Suíça, ...)
- 6.2122.040 com plug CEE(7), VII (Alemanha, ...)
- 6.2122.070 com plug NEMA 5-15 (EUA, ...)

O cabo tem três fios e um plug ligado à terra. Se houver necessidade de montar um outro plug, deve-se conectar o condutor amarelo e verde (norma IEC) com a proteção por ligação à terra (classe de proteção I).

#### 1 Conectar o cabo de energia

- Conectar o cabo de energia à tomada para alimentação de energia .
- Conectar o cabo de energia à rede de energia.

#### 2 Ligar equipamento

Ligar o equipamento no interruptor de energia .

Após o equipamento ser ligado, o LED pisca de forma intermitente na parte frontal do equipamento enquanto um teste de sistema é efetuado e a conexão com o software é estabelecida. Quando o teste de sistema tiver sido concluído e a conexão com o software estabelecida, o LED para de piscar e permanece aceso.



## 3.16 Pré-coluna

A utilização de pré-colunas protege as colunas de separação e aumenta consideravelmente suas vidas úteis. As pré-colunas oferecidas pela Metrohm são pré-colunas de fato ou os chamados cartuchos de pré-coluna utilizados junto com um suporte de cartucho. A instalação de um cartucho de pré-coluna no respectivo suporte está descrita na ficha técnica da pré-coluna.



### Nota

---

As pré-colunas adequadas à sua coluna de separação podem ser vistas no **Programa de colunas IC Metrohm** (que pode ser pedido ao representante Metrohm), na ficha técnica fornecida com a sua coluna de separação ou na parte de informações sobre a coluna de separação em <http://www.metrohm.com> (na "Área de produtos" em "Cromatografia iônica"). Também é possível consultar diretamente o seu representante.



### Atenção

---

As novas pré-colunas já vêm com a solução e fechadas em ambas as extremidades com tampas e/ou fechos. Antes de utilizá-las, é preciso certificar-se que esta solução pode ser misturada com o eluente utilizado (observar as indicações do fabricante).



### Nota

---

A pré-coluna pode ser instalada somente após a **primeira colocação em funcionamento** (*siehe Kapitel 4.1, Seite 54*) do equipamento. Até então, empregar o acoplamento (6.2744.040) no lugar da pré-coluna e da coluna de separação.



### Nota

---

A Metrohm recomenda trabalhar sempre com pré-colunas. Elas protegem a coluna de separação e, se necessário, podem ser substituídas regularmente.

## Conectar e enxaguar a pré-coluna

### 1 Conectar a pré-coluna



#### Atenção

Ao utilizar a pré-coluna deve-se prestar atenção para que esta seja utilizada corretamente de acordo com a direção de fluxo esquemmatizada (se for indicada).

- Retirar os fechos de vedação ou as tampas da pré-coluna.
- Fixar a entrada da pré-coluna com um conector de pressão PEEK curto (6.2744.070) ao capilar de entrada de coluna .
- Se a pré-coluna, com um capilar de conexão fornecido juntamente, for conectada à coluna de separação: este capilar de conexão, com o conector de pressão PEEK que também é fornecido juntamente, deve ser fixado à saída da pré-coluna.

### 2 Enxaguar a pré-coluna

- Colocar um béquero por baixo da saída da pré-coluna.
- Regular a taxa de fluxo da bomba de alta pressão de acordo com as especificações da ficha técnica da coluna.
- Iniciar a bomba de alta pressão e enxaguar a coluna durante cerca de 5 minutos com o eluente.
- Desligar novamente a bomba de alta pressão.

## 3.17 Coluna de separação

A coluna de separação inteligente (iColumn) é o coração da análise cromatográfica iônica. Ela separa os diferentes componentes de acordo com suas interações com a coluna. As colunas de separação Metrohm são equipadas com um chip onde estão gravadas suas especificações técnicas e sua história de vida (colocação em funcionamento, horas de funcionamento, injeções, ...).



#### Nota

As colunas de separação adequadas à sua aplicação podem ser vistas no **Programa de colunas IC Metrohm** ou na parte de informações sobre a coluna de separação em <http://www.metrohm.com> na área de produtos em "Cromatografia iônica" ou consulte diretamente seu representante.



### Atenção

---

As novas colunas de separação já vêm com a solução e fechadas com tampas em ambas as extremidades. Antes de utilizar as colunas, é preciso certificar-se que esta solução pode ser misturada com o eluente utilizado (observar as indicações do fabricante).

As colunas de separação e as pré-colunas oferecidas pela Metrohm atualmente podem ser vistas no programa de colunas IC Metrohm ou na Internet em <http://www.metrohm.com> na área de produtos em "Cromatografia iônica". Cada coluna é entregue com um cromatograma de teste e uma ficha técnica. Informações detalhadas sobre aplicações IC especiais encontram-se nos respectivos "**Application Bulletins**" ou nas "**Application Notes**", disponíveis na Internet em <http://www.metrohm.com> na área "Aplicações" ou podem ser pedidas gratuitamente ao representante responsável.



### Nota

---

A coluna de separação pode ser instalada somente após a **primeira colocação em funcionamento** (*siehe Kapitel 4.1, Seite 54*) do equipamento. Até então, empregar o acoplamento (6.2744.040) no lugar da pré-coluna e da coluna de separação.

## Conectar e enxaguar a coluna de separação

### 1 Conectar a coluna de separação



### Atenção

---

Ao utilizar a coluna deve-se prestar atenção para que esta seja utilizada de acordo com a direção de fluxo esquematizada.

- Retirar as tampas da coluna de separação.

- Desparafusar a pré-coluna na entrada da coluna de separação.  
OU  
Conectar a entrada da coluna de separação com o conector de pressão PEEK fornecido (6.2744.070) ao capilar de saída da pré-coluna.  
OU  
Se não for utilizada nenhuma pré-coluna (não recomendado):  
fixar o capilar de entrada de coluna com um conector de pressão PEEK curto (6.2744.070) à entrada da coluna de separação.

## 2 Enxaguar a coluna de separação

- Colocar um béquero por baixo da saída da coluna de separação.
- Regular a taxa de fluxo da bomba de alta pressão de acordo com as especificações da ficha técnica da coluna.
- Iniciar a bomba de alta pressão e enxaguar a coluna de separação durante cerca de 10 minutos com o eluente.
- Desligar novamente a bomba de alta pressão.

## 3 Montar a coluna de separação

- Fixar o capilar de saída da coluna com um conector de pressão PEEK curto (6.2744.070) à extremidade superior da coluna de separação.
- Instalar a coluna de separação com o chip no suporte de coluna.



### Nota

As colunas iColumns são equipadas com um chip onde estão gravados seus dados de funcionamento. Para que o reconhecimento de coluna funcione, o chip deve ser instalado no seu suporte.



**3 Iniciar equilíbrio**

- No MagIC Net™, iniciar o equilíbrio.

**4 Eliminar o ar da bomba de alta pressão**

- Eliminar o ar da(s) bomba(s) de alta pressão pela válvula de purga (*siehe Kapitel 3.9.2, Seite 32*).

**5 Ajustar a pressão da bomba peristáltica****Nota**

Esta etapa de trabalho só deve ser efetuada se for empregada uma bomba peristáltica.

- Nas bombas peristálticas (se existirem e forem utilizadas), ajustar a pressão (*siehe "Ajustar a taxa de fluxo", Seite 44*).

**6 Enxaguar o equipamento sem as colunas**

- Enxaguar o equipamento (sem colunas) durante 5 minutos com o eluente.

O equipamento está preparado para a instalação das colunas (*siehe Kapitel 3.16, Seite 50*).

**4.2 Condicionamento**

Após a instalação e a inicialização do equipamento, o sistema deve ser condicionado com eluente até atingir uma linha base estável.

**Nota**

Após uma troca de eluente (*siehe Kapitel 5.4.2.3, Seite 60*), o tempo de condicionamento pode aumentar consideravelmente.



## 5 Funcionamento e manutenção

### 5.1 Notas gerais

#### 5.1.1 Manutenção



##### Alerta

A carcaça do equipamento não deve ser aberta por pessoal não-qualificado.

O equipamento necessita de manutenção adequada. Impurezas em excesso no equipamento levam, sob determinadas circunstâncias, a falhas de funcionamento e reduzem a vida útil da mecânica e da eletrônica robustas.



##### Atenção

Embora esta situação seja em muito evitada pelas medidas de construção do equipamento, o plug de alimentação de energia deve ser retirado imediatamente da tomada se produtos agressivos penetrarem no interior do equipamento, evitando assim grandes avarias à sua eletrônica. Em caso de tais avarias, o serviço Metrohm deve ser informado.

Para proteger contra danos causados pelo vazamento de líquidos, os tubos para descarte devem estar montados na parte traseira do equipamento e o sensor de vazamento deve estar instalado e ativado.

É preciso limpar imediatamente as partes onde haja vazamentos de produtos químicos e solventes. Especialmente os plugs (e sobretudo o plug de alimentação de energia) devem ser protegidos contra contaminações.

#### 5.1.2 Manutenção efetuada pelo Serviço Metrohm

A manutenção do equipamento ocorre no âmbito de um serviço anual efetuado pelo pessoal qualificado da empresa Metrohm. Se o equipamento trabalhar frequentemente com produtos corrosivos ou ácidos, recomendamos um intervalo menor entre as manutenções. O departamento de serviço da Metrohm oferece consultoria especializada sobre a manutenção e os serviços em todos os equipamentos Metrohm a qualquer momento.



### 5.1.3 Funcionamento



#### Atenção

Para evitar efeitos de temperatura que impeçam o bom funcionamento, todo o sistema, inclusive o recipiente de eluente, deve ser protegido contra a exposição direta aos raios do sol.

### 5.1.4 Desativação

Se o equipamento não for mais utilizado por um longo período, todo o sistema IC (sem a coluna de separação) deve ser enxaguado com metanol e água ultrapura (1:4) sem sal para evitar a cristalização de sais de eluentes com seus respectivos danos.

#### Enxaguar o sistema IC sem sal

Proceda da seguinte forma para o enxágue do sistema:

- 1 Remover pré-coluna e coluna de separação do caminho do eluente. Os capilares de conexão são ligados diretamente entre si por um acoplamento (6.2744.040).
- 2 Enxaguar o sistema IC durante 15 minutos com metanol/água ultrapura (1:4).

Enxágue o sistema por, pelo menos, 15 minutos com eluente para reiniciar o funcionamento e antes de conectar a coluna de separação e a pré-coluna.

## 5.2 Conexões capilares

### 5.2.1 Funcionamento

Todas as conexões entre a válvula de injeção, a coluna de separação e o detector devem ser o mais curtas possível, com baixo volume morto e totalmente vedadas. O capilar PEEK que esteja posicionado após o detector deve estar livre para passagem. Utilize apenas capilares PEEK com 0,25 mm de diâmetro interno na faixa de alta pressão entre a bomba de alta pressão e o detector.

## 5.3 Porta



### Atenção

A porta é feita de PMMA (polimetilmetacrilato). A porta não deve ser limpa de forma alguma com produtos abrasivos ou solventes.



### Atenção

Nunca utilize a porta como alça.

## 5.4 Eluente

### 5.4.1 Preparação

Os produtos químicos utilizados na preparação de eluentes devem ter um grau de pureza de, pelo menos, "p.a.". Para a diluição deve-se utilizar somente a água ultrapura (resistência > 18,2 MΩ\*cm) (isto é válido no geral para reagentes utilizados na cromatografia iônica).

Os novos eluentes preparados devem ser sempre microfiltrados (filtro 0,45 μm).

A composição do eluente tem influência decisiva sobre a análise cromatográfica:

<b>Concentração</b>	O aumento da concentração leva, geralmente, a tempos mais curtos de retenção e a uma separação mais rápida, mas também causa um alto sinal de fundo.
<b>pH</b>	As modificações de pH levam a deslocamentos do equilíbrio de dissociação e, portanto, a alterações dos tempos de retenção.
<b>Solventes orgânicos</b>	Ao adicionar um solvente orgânico (por exemplo, metanol, acetona, acetonitrila) a eluentes aquosos, geralmente os íons lipofílicos são acelerados.



## 5.4.2 Funcionamento

### 5.4.2.1 Recipiente de armazenamento

O recipiente de armazenamento com o eluente deve ser conectado de acordo com o *capítulo 3.8.1, página 25*. Isto é importante principalmente no caso de eluentes compostos por solventes voláteis (por exemplo, acetona).

Além disso, deve-se evitar a condensação no recipiente de eluente. A formação de gotas pode alterar a relação de concentração no eluente.

No caso de medições muito sensíveis, recomendamos que o eluente seja agitado continuamente com um agitador magnético (por exemplo, 2.801.0010 com 6.2070.000).

### 5.4.2.2 Filtro de aspiração

Para proteger o sistema IC contra material particulado, recomendamos a aspiração do eluente através de um filtro de aspiração (6.2821.090) (9-2). Este filtro de aspiração deve ser trocado ao apresentar colorações amareladas (ou no mais tardar a cada 3 meses).

### 5.4.2.3 Troca de eluente

Ao trocar o eluente, é preciso certificar-se que não há perigo de ocorrer vazamentos. Desta forma, os solventes que forem utilizados em sequência devem ser miscíveis. Se o sistema tiver de ser enxaguado com solventes orgânicos, é preciso utilizar vários solventes com aumento ou diminuição da lipofilia.

## 5.5 Bomba de alta pressão

### 5.5.1 Proteção



#### Atenção

A cabeça da bomba já vem da fábrica preenchida com metanol e água ultrapura. É preciso certificar-se que o eluente utilizado é miscível com o solvente que permaneceu na cabeça da bomba.

Para proteger a bomba de alta pressão contra **material particulado**, recomendamos submeter o eluente a uma **microfiltração** (filtro de 0,45 µm) e aspirar o eluente através de um filtro de aspiração (6.2821.090) (*siehe Kapitel 5.4.2.2, Seite 60*).

**Cristais de sal** entre o pistão e o selo causam partículas de atrito que podem alcançar o eluente. Estas sujam as válvulas, causam o aumento de pressão e, em casos extremos, os pistões são danificados com sinais de

atritos. Por isso, certifique-se que não ocorre **nenhum vazamento** (*siehe Kapitel 5.4.2.3, Seite 60*).



### Atenção

No sentido de proteger os selos da bomba, ela não deve funcionar a seco. Por isso, certifique-se sempre, antes de ligar a bomba, que a alimentação de eluente está conectada corretamente e que há eluente suficiente no recipiente.

## 5.5.2 Manutenção



### Atenção

Os trabalhos de manutenção na bomba de alta pressão devem ser efetuados somente com o **equipamento desligado**.

### **Efetuar trabalhos de manutenção na cabeça de bomba**

Uma linha base instável (pulsação, desvios de fluxo) atribui-se, em muitos casos, a válvulas sujas (31-2), (31-3) ou a selos de pistão defeituosos e que apresentam vazamentos na bomba de alta pressão. Para a limpeza de válvulas sujas e/ou a troca de peças desgastadas como pistão, selo de pistão e válvulas, proceda da seguinte forma:

Estes trabalhos de manutenção devem ser efetuados ao menos uma vez ao ano.

### **Desmontar a cabeça da bomba**

- 1 Desligar a bomba de alta pressão e aguardar a redução de pressão.
- 2 Soltar o conector de pressão no suporte da válvula de entrada (13-6) e desaparafusar o capilar de entrada da cabeça de bomba (13-7), o acoplamento (13-9) e o tubo de aspiração de eluente da cabeça de bomba.  
  
O eluente escoar. Segurar o tubo de aspiração de eluente no alto e deixar o eluente escorrer de volta para o recipiente de eluente.
- 3 Desaparafusar o capilar de saída da cabeça de bomba (13-13) da cabeça de bomba.



- 4** Remover a cabeça de bomba da carcaça soltando os 4 parafusos de fixação (13-5) com o auxílio da chave sextavada (6.2621.030). À esquerda (visto a partir da parte frontal) encontra-se o pistão principal e, à direita, o pistão auxiliar.

### Limpar/trocar pistão de óxido de zircônio

Limpar ambos os pistões, um depois do outro, do seguinte modo:

#### 1 Retirar o cilindro do pistão da cabeça de bomba

Soltar o cilindro do pistão com a chave fixa e desparafusá-lo, com a mão, da cabeça de bomba.




Figura 25 Cabeça de bomba – remover pistão

**1** Cabeça de bomba

**2** Cilindro do pistão

#### 2 Desmontar pistão



##### Atenção

No interior do cilindro do pistão, encontra-se uma mola tensionada, que pode saltar do cilindro do pistão se houver um alívio de tensão repentino.

Ao abrir o cilindro do pistão, manter a pressão da mola e desparafusar cuidadosamente.

- Soltar o parafuso do cilindro do pistão com uma chave fixa e desparafusar cuidadosamente o parafuso com a mão, mantendo a pressão da mola tensionada.
- Remover o pistão de óxido de zircônio e colocá-lo sobre uma toalha de papel.
- Remover o apoio da mola, a mola e o mancal interno de plástico do cilindro do pistão e colocá-los também sobre a toalha.
- Retirar o anel de apoio da cabeça de bomba e colocá-lo ao lado das restantes peças.




Figura 26 Componentes do cilindro do pistão

<b>1</b>	<b>Parafuso do cilindro do pistão</b>	<b>2</b>	<b>Disco de segurança</b>
<b>3</b>	<b>Pistão de óxido de zircônio com corpo do pistão</b> Número de pedido: 6.2824.070	<b>4</b>	<b>Apoio da mola</b>
<b>5</b>	<b>Mola</b> Número de pedido: 6.2824.060	<b>6</b>	<b>Mancal interno de plástico</b> Protege contra a abrasão metálica.
<b>7</b>	<b>Cilindro do pistão</b>	<b>8</b>	<b>Anel de apoio</b>

### 3 Limpar componentes do pistão

- Limpar os resíduos existentes nos pistões de óxido de zircônio sujos com um produto de limpeza abrasivo, enxaguar com água ultrapura sem deixar resíduos e secar.  
Substituir pistões de óxido de zircônio que estejam muito sujos ou arranhados (peça de reposição: pistão de óxido de zircônio 6.2824.070).
- Enxaguar as peças restantes do pistão e secar com um pano sem fiapos.

### 4 Remontar o pistão

- Colocar o mancal interno de plástico, a mola e o apoio da mola no cilindro do pistão.



- Inserir cuidadosamente o pistão de óxido de zircônio no cilindro do pistão até que a ponta saia pela pequena abertura do cilindro do pistão.
- Colocar o parafuso e aparafusar com força com a mão.

### Trocar selo de pistão

Para a remoção do selo de pistão da cabeça de bomba, é necessária a ferramenta especial (6.2617.010) (*siehe Abbildung 27, Seite 64*). Ela é constituída por 2 peças: uma ponta para remover o selo de pistão antigo e um mancal para colocar o novo selo de pistão.




Figura 27 Ferramenta para o selo de pistão

#### 1 Ponta

Ponta de remoção do selo de pistão antigo.

#### 2 Mancal

Mancal para colocação do novo selo de pistão.



#### Atenção

O aparafusamento da ferramenta para o selo de pistão (6.2617.010) no selo de pistão danifica-o permanentemente!

### 1 Remover o selo de pistão



#### Atenção

Se possível, não tocar na superfície de selagem da cabeça de bomba (13-4) com a ferramenta!

Parafusar a ferramenta para o selo de pistão (27-1) com a parte fina no selo de pistão somente até ao ponto em que seja possível retirá-lo.




Figura 28 Remover o selo de pistão

**1 Selo de pistão**

**2 Ferramenta para o selo de pistão**  
Ponta da ferramenta.

### 2 Colocar o novo selo de pistão na ferramenta

Colocar o novo selo de pistão, firmemente com a mão, na cavidade do mancal da ferramenta para o selo de pistão (27-2). Aqui, a mola do selo tem que estar visível pelo lado de fora.




Figura 29 Colocar o selo de pistão na ferramenta

**1 Ferramenta para o selo de pistão (6.2617.010)**  
Mancal para colocação do novo selo de pistão.

**2 Selo de pistão**  
Número de pedido: 6.2741.020

### 3 Colocar o novo selo de pistão na cabeça de bomba

Inserir o mancal da ferramenta para o selo de pistão (27-2) na cabeça de bomba com o selo de pistão colocado e introduzir o selo



com a extremidade larga da ferramenta para o selo de pistão (27-1), com pressão, na cavidade da cabeça de bomba.




Figura 30 Colocar o selo de pistão na cabeça de bomba

#### 4 Recolocar o cilindro do pistão

Parafusar novamente os cilindros do pistão montados na cabeça de bomba e apertá-los primeiro com a mão e depois ainda cerca de 15° com a chave fixa.

### Limpar a válvula de entrada e a válvula de saída

#### 1 Remover válvulas

- Desaparafusar o capilar de conexão para o pistão auxiliar (13-1) do suporte da válvula de saída.
- Desaparafusar os suportes das válvulas de entrada e de saída e remover as válvulas (31-3) e (31-2).




Figura 31 Remover válvulas

**1 Suporte da válvula de saída**

**2 Válvula de saída**

Número de pedido: 6.2824.160

**3 Válvula de entrada**

Número de pedido: 6.2824.170

**4 Suporte da válvula de entrada**

## 2 Limpar a válvula no estado montado

Limpar primeiramente as válvulas sujas ou obstruídas **sem** as desmontar completamente:

- Enxaguar a válvula com uma garrafa de pulverização cheia de água ultrapura, solução RBS ou acetona, na direção do fluxo de eluente e contra a direção do mesmo.
- O efeito do enxágue é ainda aumentado por meio de um tratamento breve (no máximo durante 20 s) em um banho de ultrassom.



### Nota

Banhos de ultrassom de maior duração podem danificar a pedra de rubi da válvula.

Somente se esta limpeza não ajudar, desmontar individualmente as válvulas e limpar os componentes.

## 3 Desmontar válvula

Desmontar cada válvula individualmente.

**Nota**

Para a desmontagem da válvula, é necessária a ferramenta para cartuchos de válvula (6.2617.020).

- Colocar a válvula com o selo voltado para baixo sobre a cavidade no suporte.
- Retirar os componentes da válvula da carcaça de válvula com a agulha da ferramenta.




Figura 32 Desmontar válvula

**1 Agulha**

Para retirar os componentes da válvula da carcaça de válvula.

**2 Válvula****3 Cavidade**

Para recolher os componentes da válvula.

**4 Suporte**

Os componentes da válvula são recolhidos na cavidade do suporte.

**Nota**

Os componentes da válvula são muito pequenos. Para que eles não se percam, colocá-los em uma bandeja.

- As válvulas de entrada e de saída são constituídas pelos mesmos componentes, estando os mesmos ordenados apenas de modo diferente (siehe Abbildung 33, Seite 69).




Figura 33 Componentes da válvula de entrada e da válvula de saída

<b>1</b>	<b>Válvula de entrada (6.2824.170)</b>	<b>2</b>	<b>Válvula de saída (6.2824.160)</b>
<b>3</b>	<b>Carcaça de válvula - Válvula de entrada</b>	<b>4</b>	<b>Carcaça de válvula - Válvula de saída</b>
<b>5</b>	<b>Anel de vedação (negro)</b>	<b>6</b>	<b>Mancal</b>
<b>7</b>	<b>Mancal de safira</b> O lado brilhante deve estar contra a pedra de rubi.	<b>8</b>	<b>Pedra de rubi</b>
<b>9</b>	<b>Suporte de cerâmica para a pedra de rubi</b>	<b>10</b>	<b>Selo</b> A abertura maior deve estar voltada para fora.

#### 4 Limpar componentes da válvula

Enxaguar os componentes da válvula com água ultrapura e/ou acetona e secá-los com um pano sem fiapos.



## 5 Remontar a válvula

Montar novamente os componentes da válvula *de acordo com a figura 33, página 69*.

- Colocar o selo com a abertura maior virada para baixo na cavidade da ferramenta.
- Colocar os restantes componentes da válvula, uns sobre os outros, na sequência correta (*siehe Abbildung 33, Seite 69*).
- Colocar a carcaça de válvula em cima dos componentes e segurar.
- Ao tombar a ferramenta, os componentes da válvula escorregam para dentro da carcaça de válvula.
- Pressionar bem o selo sobre a carcaça de válvula com a mão.

## 6 Verificar a direção de fluxo

Enxaguar a válvula na carcaça, no sentido da seta, e verificar se o líquido sai pela outra extremidade.

Se não for este o caso, a válvula terá que ser desmontada novamente e montada de novo corretamente (*siehe Abbildung 33, Seite 69*).

## 7 Recolocar as válvulas na cabeça de bomba



### Atenção

Se ao invés de instalar uma válvula de saída for erroneamente instalada uma válvula de entrada, forma-se uma alta pressão no interior do cilindro de trabalho, que é capaz de avariar o selo de pistão!

Na utilização das válvulas, tenha atenção para que o líquido seja bombeado de baixo para cima pela cabeça de bomba.

- Colocar a válvula de entrada no suporte, de forma que o selo seja visível.
- Parafusar o suporte da válvula de entrada embaixo na cabeça de bomba e apertar com força com uma chave de parafusos (31-4).
- Colocar a válvula de saída no suporte, de forma que o selo seja visível.
- Parafusar o suporte da válvula de saída em cima na cabeça de bomba e apertar com força com uma chave de parafusos (31-1).

## Montar a cabeça de bomba



### Nota

Para que a cabeça de bomba não seja posicionada ao contrário, ela tem na parte traseira várias profundidades de perfuração para os pinos de fixação, isto é, um pino de fixação é mais longo do que os outros. Por lógica, o pino mais longo deve ser inserido na perfuração com a maior profundidade. Se isto não ocorrer, a bomba não apresentará um funcionamento perfeito.

- 1** Montar a cabeça de bomba novamente na bomba com o auxílio dos quatro parafusos de fixação (13-5). Apertar os parafusos com o auxílio da chave sextavada (6.2621.030).
- 2** Parafusar novamente os capilares de conexão (13-1), (13-7) e (13-13) na cabeça de bomba.

## 5.6 Filtro inline

### 5.6.1 Manutenção

Os filtros inline (6.2821.120) são compostos pela carcaça do filtro (34-2), pelo parafuso do filtro (34-4) e pelo filtro (34-3). Novos filtros (34-3) podem ser adquiridos sob o número de pedido 6.2821.130 (10 unidades).

Os filtros (6.2821.130) (34-3) devem ser trocados a cada 3 meses (ou mais frequentemente em caso de contrapressão elevada).




Figura 34 Filtro inline – trocar o filtro

**1** Conectores de pressão curtos PEEK (6.2744.070)

**2** Carcaça de filtro  
Carcaça do filtro inline. Peça do acessório 6.2821.120.



**3 Filtro (6.2821.130)**  
Pacote contém 10 unidades.

**4 Parafuso do filtro**  
Parafuso do filtro inline. Peça do acessório 6.2821.120.

**5 Capilares de conexão**

### Trocar o filtro

Antes de trocar o filtro, o fluxo deve ser cessado.

#### 1 Desmontar o filtro inline

- Soltar os conectores de pressão (34-1) do filtro inline.

#### 2 Remover o parafuso do filtro

- Desparafusar o parafuso do filtro (34-4) com o auxílio de duas chaves inglesas (6.2621.000) da carcaça do filtro (34-2).

#### 3 Instalar o filtro

- Retirar o filtro antigo (34-3) com uma pinça.
- Colocar o novo filtro (34-3) na horizontal, com uma pinça, na carcaça do filtro (34-2).

#### 4 Montar o parafuso do filtro

- Parafusar novamente o parafuso do filtro (34-4) na carcaça do filtro (34-2) e apertar com a mão. Em seguida, apertar levemente com 2 chaves inglesas (6.2621.000).

#### 5 Remontar o filtro inline

- Parafusar os conectores de pressão (34-1) novamente no filtro inline.

#### 6 Enxaguar o filtro inline

- Desmontar pré-coluna (se houver) e coluna de separação e substituí-las por um acoplamento 6.2744.040.
- Enxaguar o equipamento com eluente.

## 5.7 Válvula de injeção

### 5.7.1 Proteção

Para evitar contaminações da válvula de injeção, deve-se instalar um filtro inline (6.2821.120) (*siehe Kapitel 3.10, Seite 34*) entre a bomba de alta pressão e o redutor de pulsação.

## 5.8 Preparo de amostras inline

Para proteger a coluna de separação (*siehe Kapitel 3.17, Seite 51*) de material particulado que pode influenciar na eficiência da separação, recomendamos submeter todas as amostras a uma microfiltração (filtro 0,45 µm). Para a **filtração** é possível utilizar a célula de ultrafiltração (consultar o Manual Equipamento IC para ultrafiltração).

Amostras que tenham a **Matriz carregada** (por exemplo, sangue e óleo) devem ser preparadas para a medição através da diálise (consultar o Manual Equipamento IC para diálise).

Se a concentração da amostra for muito alta, ela deve ser **diluída** antes da injeção (consultar o Manual Equipamento IC para a diluição de amostras).

Uma síntese de todos os métodos de preparo de amostras inline da Metrohm pode ser consultada na seguinte página Web: <http://misp.metrohm.com>

## 5.9 Enxaguar o caminho de amostra

Antes que uma nova amostra possa ser medida, o caminho de amostra deve ser enxaguado com a amostra a ser medida para que o resultado de medição não seja falsificado pela amostra anterior (**Contaminação cruzada de amostra**).

Na injeção de amostra automática, o tempo de enxágue deve ser pelo menos três vezes maior que o **tempo de transferência**.

O tempo de transferência é o tempo que a amostra necessita para passar do recipiente de amostra até o final do loop de amostra. Ele depende da capacidade da bomba peristáltica ou do Dosino e do volume total do capilar.



### Determinação do tempo de transferência

Determinar o tempo de transferência do seguinte modo:

#### 1 Esvaziar o caminho de amostra

Bombear ar durante alguns minutos pelo caminho de amostra (tubo de bomba, conexões do tubo, loop de amostra) até que todo o líquido tenha sido removido pelo ar.

#### 2 Aspirar a amostra e medir o tempo

Aspirar a amostra típica a ser utilizada posteriormente para a aplicação e utilizar um cronômetro para medir o tempo que a amostra necessita para fluir do recipiente de amostra até o final do loop de amostra.

O tempo medido corresponde ao "tempo de transferência". O tempo de enxágue deve ser pelo menos três vezes maior que o tempo de transferência.

### Verificar tempo de enxágue

A medição direta da contaminação cruzada de amostra também permite determinar se o tempo de enxágue aplicado é suficiente. Proceda da seguinte forma:

#### 1 Preparar duas amostras

- **Amostra A:** uma amostra típica para a aplicação.
- **Amostra B:** água ultrapura.

#### 2 Determinar a "amostra A"

Circular a "amostra A" pelo período do tempo de enxágue através do caminho de amostra, injetar e medir.

#### 3 Determinar a "amostra B"

Circular a "amostra B" pelo período do tempo de enxágue através do caminho de amostra, injetar e medir.

#### 4 Calcular a contaminação cruzada de amostra

O grau de contaminação cruzada de amostra corresponde à relação das áreas de pico da medição da amostra B com a medição da amostra A. Quanto menor for esta relação, menor será a contaminação cruzada de amostra. Ao variar o tempo de enxágue é possível alterar

esta relação e, desta forma, determinar o tempo de enxágue necessário para a aplicação.

## 5.10 Bomba peristáltica

### 5.10.1 Funcionamento

O fluxo da bomba peristáltica depende da velocidade do motor (é ajustado pelo software), da pressão e, sobretudo, do diâmetro interno do tubo. Existem diversos tipos de tubos para cada tipo de aplicação.



#### Atenção

A vida útil dos tubos depende também da pressão. Retire os cassetes de tubo soltando a alavanca de engate (21-10) no lado direito se a bomba peristáltica for desligada por um longo período. Desta forma, a pressão ajustada será conservada.



#### Atenção

Os tubos de bomba 6.1826.xxx são feitos de PVC ou de PP e, por isso, não podem ser utilizados para o enxágue com soluções que contenham solventes orgânicos. Neste caso, devem-se utilizar outros tubos ou outra bomba para o enxágue.

### 5.10.2 Manutenção

#### 5.10.2.1 Tubos de bomba

Os tubos utilizados na bomba peristáltica são materiais de consumo com vida útil limitada.

Os tubos de bomba LFL com 3 retentores são fixados no cassete para tubo de forma que ele seja engate entre dois retentores. Em consequência, produzem-se duas posições possíveis para o cassete para tubo. Se o tubo de bomba apresentar sinais claros de desgaste, é possível fixá-lo uma segunda vez na outra posição.

Troque regularmente os tubos de bomba, aqueles que forem utilizados freqüentemente devem ser trocados a cada 4 semanas .

#### Seleção do tubo de bomba

Os tubos de bomba variam de acordo com o material, o diâmetro e, assim sendo, com o fluxo. Existem diversos tipos de tubos para cada tipo de aplicação.



A seguinte tabela informa sobre as propriedades e a utilização dos tubos de bomba:

Tabela 2 Tubos de bomba

Número de pedido	Nome	Material	Diâmetro interno	Aplicação
6.1826.020	Tubo de bomba (azul/azul), 2 retentores	PVC (Tygon ST)	1.65 mm	Tubo de bomba para equipamentos IC online e automação na voltametria.
6.1826.310	Tubo de bomba LFL (laranja/verde), 3 retentores	PVC (Tygon)	0.38 mm	Tubo de bomba para determinação de bromato pelo método de triiodeto.
6.1826.320	Tubo de bomba LFL (laranja/amarelo), 3 retentores	PVC (Tygon)	0.48 mm	Para soluções supressoras e solução receptora na diálise inline e na ultra-filtração inline
6.1826.330	Tubo de bomba LFL (laranja/branco), 3 retentores	PVC (Tygon)	0.64 mm	Nenhuma aplicação especial.
6.1826.340	Tubo de bomba LFL (preto/preto), 3 retentores	PVC (Tygon)	0.76 mm	Para a solução de amostra na diálise inline
6.1826.360	Tubo de bomba LFL (branco/branco), 3 retentores	PVC (Tygon)	1.02 mm	Para transferência da amostra.
6.1826.380	Tubo de bomba LFL (cinza/cinza), 3 retentores	PVC (Tygon)	1.25 mm	Para a diluição de amostras inline.
6.1826.390	Tubo de bomba LFL (amarelo/amarelo), 3 retentores	PVC (Tygon)	1.37 mm	Para a solução de amostra na ultra-filtração inline.

### 5.10.2.2 Conexão para tubo de bomba com filtro

Os filtros 6.2821.130 (35-2) devem ser trocados a cada 3 meses (ou mais frequentemente em caso de contrapressão elevada).




Figura 35 Conexão para tubo de bomba – Trocar filtro

**1 Conector fêmea**

**2 Filtro 6.2821.130**  
Pacote contém 10 unidades.

**3 Parafuso do filtro**

### Trocar o filtro

#### 1 Remover o parafuso do filtro

- Desparafusar o parafuso do filtro (35-3) com o auxílio de duas chaves inglesas 6.2621.000 do conector fêmea (35-1).

#### 2 Trocar filtro

- Retirar o filtro antigo (35-2) com uma pinça.
- Colocar o novo filtro (35-2) **na horizontal**, com uma pinça, no conector fêmea (35-1).

#### 3 Montar o parafuso do filtro

- Parafusar novamente o parafuso do filtro (35-3) no conector fêmea (35-1) e apertar primeiro com a mão. Depois apertar ainda com as duas chaves inglesas 6.2621.000.

## 5.11 Metrohm Suppressor Module (MSM)

### 5.11.1 Proteção

Para proteger o supressor de material particulado ou da proliferação de bactérias, entre a bomba peristáltica (*siehe Abbildung 20, Seite 40*) e o capilar de entrada do supressor, deve ser instalada uma conexão de tubo de bomba com filtro (6.2744.180) (*siehe Abbildung 22, Seite 42*).



### 5.11.3 Manutenção

#### 5.11.3.1 Componentes do supressor




Figura 36 Componentes do supressor

<b>1</b>	<b>Rosca de união</b>	<b>2</b>	<b>Peça de conexão (6.2832.010)</b>
<b>3</b>	<b>Rotor</b>	<b>4</b>	<b>Carcaça</b>
<b>5</b>	<b>Ranhura na carcaça</b>		

#### 5.11.3.2 Regenerar supressor

Se as unidades de supressor forem sobrecarregadas por muito tempo com metais pesados (por exemplo, com ferro) ou contaminações orgânicas, estas já não poderão ser removidas por completo com a solução de regeneração padrão. Desta forma, a capacidade das unidades de supressor é diminuída e a consequência, em casos simples, é uma baixa sensibilidade ao fosfato e, em casos graves, uma elevação excessiva da linha base.

Se ocorrerem problemas de capacidade em uma ou várias posições, todas as unidades de supressor devem ser regeneradas com uma das seguintes soluções:

- **Contaminações que contenham metais pesados:**  
1 mol/L  $H_2SO_4$  + 0,1 mol/L de ácido oxálico
- **Contaminações com agentes complexantes orgânicos catiônicos:**  
0,1 mol/L  $H_2SO_4$  / 0,1 mol/L de ácido oxálico / acetona 5%
- **Contaminações pesadas com substâncias orgânicas:**  
0,2 mol/L  $H_2SO_4$  / acetona  $\geq$  20%



### Atenção

Os tubos de PVC da bomba não podem ser utilizados para soluções que contenham solventes orgânicos.

Para a regeneração, recomendamos a utilização da bomba de alta pressão.

## Regenerar o supressor

### 1 Desconectar o supressor do sistema IC

- Desconectar do sistema IC os capilares do supressor com as inscrições **regenerant** e **rinsing solution**.

### 2 Conectar o supressor à bomba de alta pressão

- Conectar o capilar de entrada para a solução de regeneração (com a inscrição **regenerant**) com o auxílio de um acoplamento (6.2744.040) à saída da bomba de alta pressão.

### 3 Regenerar o supressor

- Regenerar a primeira unidade de supressor durante cerca de 15 minutos.
- No software, comutar com o comando **Step** para a segunda unidade de supressor e regenerá-la durante cerca de 15 minutos.
- No software, comutar com o comando **Step** para a terceira unidade de supressor e regenerá-la durante cerca de 15 minutos.

### 4 Enxaguar o supressor

Após a conclusão da regeneração, cada uma das três unidades de supressor deve ser enxaguada com água ultrapura desgaseificada durante 15 minutos.

- Retirar o capilar de entrada para a solução de regeneração (com a inscrição **regenerant**) da saída da bomba de alta pressão.
- Conectar o capilar de entrada para a solução de enxágue (com a inscrição **rinsing solution**) com o auxílio de um acoplamento (6.2744.040) à saída da bomba de alta pressão.
- Enxaguar a primeira unidade de supressor durante cerca de 15 minutos com água ultrapura desgaseificada.
- No software, comutar com o comando **Step** para a segunda unidade de supressor e enxaguá-la durante cerca de 15 minutos.

- No software, comutar com o comando **Step** para a terceira unidade de supressor e enxaguá-la durante cerca de 15 minutos.

## 5 Conectar o supressor ao sistema IC

- Conectar novamente os capilares do supressor com as inscrições **regenerant** e **rinsing solution** ao sistema IC.

### 5.11.3.3 Limpar o supressor

Limpar o supressor pode ser necessário nos seguintes casos:

- Excessiva contrapressão nos tubos de conexão do supressor.
- Obstrução irreparável do supressor (não é possível transportar as soluções pelo supressor).
- Bloqueio irreparável do supressor (não é possível girar o supressor).

#### Limpar o supressor

Limpar o supressor da seguinte forma:

#### 1 Desconectar o supressor do sistema IC

- Desligar o equipamento.
- Desconectar do sistema IC todos os capilares do supressor.

#### 2 Desmontar o supressor

- Desparafusar a rosca de união (36-1) da carcaça (36-4).
- Remover a peça de conexão (36-2) e o rotor (36-3) da carcaça. Normalmente, a peça de conexão e o rotor estão colados um ao outro. Se este não for o caso, proceda da seguinte forma: pegue um objeto pontiagudo, coloque-o na ranhura da carcaça (36-5) e remova o rotor.
- Soltar a peça de conexão do rotor.

#### 3 Limpar os tubos de condução e os tubos de saída

- Efetuar as etapas nesta sequência: conectar cada um dos 6 tubos capilares PTFE fixados à peça de conexão (36-2) com a bomba de alta pressão (*siehe Kapitel 3.9, Seite 30*) e bombear a água ultra-pura por estes tubos.
- Verificar se existe algum vazamento de solução na peça de conexão. Se um dos tubos de condução ou de saída permanecer obstruído, a peça de conexão deverá ser substituída (número de pedido 6.2835.010) (*siehe "Trocar as peças do supressor", Seite 83*).



#### 4 Limpar o rotor

- Limpar a superfície de vedação do rotor (36-3) com álcool etílico e uma toalha sem fiapos.

#### 5 Instalar o rotor



##### Atenção

Rotores instalados incorretamente podem ser **danificados** durante o funcionamento.

- Instalar o rotor (36-3) na carcaça (36-4) de tal forma que as conexões do tubo, na parte traseira do rotor, entrem nas respectivas ranhuras no interior da carcaça e um dos três orifícios do rotor possa ser visto por baixo pela ranhura da carcaça (36-5).
- Se o rotor estiver corretamente instalado, sua superfície de vedação se encontra 4 mm para dentro da carcaça. Se não for este o caso, o rotor deverá ser colocado na posição correta pela parte de baixo com a ajuda de um objeto pontiagudo.

#### 6 Limpar a peça de conexão

- Limpar a superfície de vedação da peça de conexão (36-2) com álcool etílico e uma toalha sem fiapos.

#### 7 Instalar a peça de conexão

- Instalar a peça de conexão (36-2) na carcaça de tal forma que a conexão 1 se encontre no lado de cima e os três pinos da peça de conexão entrem nas respectivas ranhuras na carcaça.
- Voltar a colocar a rosca de união (36-1) e parafusar com a mão (não utilizar ferramenta).

#### 8 Condicionar e conectar o supressor

- Reconectar o supressor ao sistema IC.
- Antes de girar o supressor pela primeira vez, cada uma das três unidades de supressor deve ser enxaguada por 5 minutos com uma solução.

### 5.11.3.4 Trocar as peças do supressor

A troca de peças do supressor pode ser necessária nos seguintes casos:

- Perda irreversível da capacidade de supressão (sensibilidade reduzida ao fosfato e/ou elevação excessiva da linha base).
- Obstrução irreparável do supressor (não é possível transportar as soluções pelo supressor).

É possível trocar o rotor e a peça de conexão.

#### Trocar as peças do supressor

Trocar as peças do supressor da seguinte forma:

##### 1 Desconectar o supressor do sistema IC

- Desligar o equipamento.
- Desconectar do sistema IC todos os capilares do supressor.

##### 2 Desmontar o supressor

- Desparafusar a rosca de união (36-1) da carcaça (36-4).
- Remover a peça de conexão (36-2) e o rotor (36-3) da carcaça. Normalmente, a peça de conexão e o rotor estão colados um ao outro. Se este não for o caso, proceda da seguinte forma: pegue um objeto pontiagudo, coloque-o na ranhura da carcaça (36-5) e remova o rotor.
- Soltar a peça de conexão do rotor.

##### 3 Limpar o novo rotor

- Limpar a superfície de vedação do novo rotor (36-3) com álcool etílico e uma toalha sem fiapos.

##### 4 Instalar o novo rotor



#### Atenção

Rotores instalados incorretamente podem ser **danificados** durante o funcionamento.

- Instalar o novo rotor (36-3) na carcaça (36-4) de tal forma que as conexões do tubo, na parte traseira do rotor, entrem nas respectivas ranhuras no interior da carcaça e um dos três orifícios do rotor possa ser visto por baixo pela ranhura da carcaça (36-5).



- Se o rotor estiver corretamente instalado, sua superfície de vedação se encontra 4 mm para dentro da carcaça. Se não for este o caso, o rotor deverá ser colocado na posição correta pela parte de baixo com a ajuda de um objeto pontiagudo.

#### 5 Limpar a nova peça de conexão

- Limpar a superfície de vedação da nova peça de conexão (36-2) com álcool etílico e uma toalha sem fiapos.

#### 6 Instalar a nova peça de conexão

- Instalar a peça de conexão (36-2) na carcaça (36-4) de tal forma que a conexão 1 se encontre no lado de cima e os três pinos da peça de conexão entrem nas respectivas ranhuras na carcaça.
- Voltar a colocar a rosca de união (36-1) e parafusar com a mão.

#### 7 Condicionar e conectar o supressor

- Conectar novamente todos os capilares do supressor ao sistema IC.
- Antes de girar o supressor pela primeira vez, as três unidades de supressor devem ser enxaguadas por 5 minutos com uma solução.

## 5.12 Coluna de separação

### 5.12.1 Eficiência de separação

A qualidade de análise a ser obtida depende em grande parte da eficiência de separação da coluna instalada. A eficiência de separação da coluna selecionada deve ser suficiente para os problemas de análise apresentados. Se houver dificuldades, o usuário deve controlar a qualidade da coluna de separação analisando a gravação de um cromatograma padrão.

Informações detalhadas sobre as colunas de separação fornecidas pela Metrohm encontram-se na ficha técnica da sua coluna de separação, no **Programa de colunas IC Metrohm** (é possível pedir este programa ao representante da Metrohm) ou na Internet em <http://www.metrohm.com> na área de produtos de cromatografia iônica. Informações sobre aplicações IC especiais encontram-se nos respectivos "**Application Bulletins**" ou nas "**Application Notes**", que estão à disposição na Internet em <http://www.metrohm.com> na área "Aplicações" ou podem ser pedidas gratuitamente junto ao representante responsável.

### 5.12.2 Proteção

Para proteger a coluna de separação contra material particulado que pode reduzir a eficiência da separação, recomendamos submeter os eluentes e as amostras a uma microfiltração (filtro 0,45 µm) e aspirar o eluente através do filtro de aspiração (6.2821.090).

Recomendamos sempre a utilização de uma pré-coluna (*siehe Kapitel 3.16, Seite 50*). Ela protege a coluna de separação e aumenta consideravelmente a sua vida útil. As pré-colunas adequadas à sua coluna de separação podem ser vistas no **Programa de colunas IC Metrohm** (que pode ser pedido ao representante Metrohm), na ficha técnica fornecida da sua coluna de separação, na parte de informações sobre a coluna de separação em <http://www.metrohm.com> (área de produtos "Cromatografia iônica") ou consulte diretamente seu representante.

Para proteger o material da coluna de impactos de pressão causados pela injeção, deve-se instalar o redutor de pulsação (*siehe Kapitel 3.11, Seite 35*).

### 5.12.3 Armazenamento

Se as colunas de separação não estiverem sendo utilizadas, elas devem ser guardadas sempre fechadas e preenchidas de acordo com as indicações do fabricante.

### 5.12.4 Regeneração



#### Nota

A regeneração está colocada como última etapa e não deve ser efetuada regularmente.

Se as propriedades de separação da coluna não apresentarem bons resultados, esta pode ser regenerada de acordo com as normas do fabricante. Nas colunas de separação oferecidas pela Metrohm, a norma de regeneração está na ficha técnica entregue com cada coluna.



## 6 Identificando o problema

### 6.1 Problemas e suas soluções

<b>Problema</b>	<b>Causa</b>	<b>Cuidados</b>
<b>Aumento de pressão marcante</b>	<i>O filtro inline (6.2821.120) está obstruído.</i>	Substituir o filtro inline (6.2821.130) ( <i>siehe Kapitel 5.6, Seite 71</i> ).
	<i>Supressor – Está obstruído.</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Regenerar o supressor (<i>siehe Kapitel 5.11.3.2, Seite 79</i>).</li> </ul> <p>Observação: deve-se utilizar uma conexão de tubo de bomba com filtro 6.2821.180.</p>
	<i>Pré-coluna – está obstruída.</i>	Trocar a pré-coluna ( <i>siehe Kapitel 3.16, Seite 50</i> ).
	<i>Coluna de separação – está obstruída.</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Regenerar a coluna de separação (<i>siehe Kapitel 5.12.4, Seite 85</i>).</li> <li>Substituir a coluna de separação (<i>siehe "Conectar e enxaguar a coluna de separação", Seite 52</i>).</li> </ul> <p>Nota: as amostras devem ser microfiltradas sempre (<i>siehe Kapitel 5.8, Seite 73</i>).</p>
	<i>Válvula de injeção – A válvula está obstruída.</i>	Limpar a válvula (serviço deve ser realizado pelo técnico de serviços Metrohm).
<b>Queda de pressão evidente</b>	<i>O sistema apresenta vazamento.</i>	Verificar as conexões capilares e, se necessário, vedá-las ( <i>siehe Kapitel 3.5, Seite 17</i> ).
<b>As áreas de pico são menores do que o esperado</b>	<i>Amostra – Vazamento no caminho de amostra.</i>	Verificar o caminho de amostra.
	<i>Amostra – Obstrução no caminho de amostra.</i>	Verificar o caminho de amostra.
	<i>Amostra – O loop de amostra não foi preenchido (completamente).</i>	Prolongar o tempo de transferência de amostra.
<b>Bomba peristáltica – Potência de fluxo insuficiente ou inexistente</b>	<i>Bomba peristáltica – Pressão muito baixa.</i>	Ajustar corretamente a pressão ( <i>siehe "Ajustar a taxa de fluxo", Seite 44</i> ).
	<i>Bomba peristáltica – Filtro obstruído.</i>	Trocar o filtro ( <i>siehe "Trocar o filtro", Seite 77</i> ).



<b>Problema</b>	<b>Causa</b>	<b>Cuidados</b>
	<i>Bomba peristáltica – Tubo de bomba defeituoso.</i>	Trocar tubo de bomba ( <i>siehe Kapitel 5.10.2.1, Seite 75</i> ).
<b>Linha base muito ondulada</b>	<i>Bomba de alta pressão – Válvulas de bomba sujas.</i>	Limpar as válvulas de bomba ( <i>siehe Kapitel 5.5.2, Seite 61</i> ).
	<i>Eluente – Vazamento no caminho do eluente.</i>	Verificar o caminho do eluente.
	<i>Eluente – Obstrução no caminho do eluente.</i>	Verificar o caminho do eluente.
	<i>Bomba de alta pressão – Selos de pistão estão defeituosos.</i>	Trocar selos da bomba ( <i>siehe Kapitel 5.5.2, Seite 61</i> ).
	<i>O redutor de pulsação não está conectado.</i>	Conectar o redutor de pulsação ( <i>siehe Kapitel 3.11, Seite 35</i> ).
	<i>O redutor de pulsação não está conectado ou está com defeito.</i>	Conectar redutor de pulsação ( <i>siehe Kapitel 3.11, Seite 35</i> ) ou substituí-lo.
<b>Variação na linha base</b>	<i>O sistema apresenta vazamento.</i>	Verificar todas as conexões capilares e, se necessário, vedá-las ( <i>siehe Kapitel 3.5, Seite 17</i> ).
	<i>Eluente – Evaporação do solvente orgânico no eluente.</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Verificar a tampa para recipientes de eluente (<i>siehe Abbildung 10, Seite 27</i>).</li> <li>▪ Agitar eluente.</li> </ul>
<b>Alguns picos são maiores do que o esperado</b>	<i>Amostra – Contaminação cruzada das amostras da medição anterior.</i>	Enxaguar o sistema por um tempo mais longo entre duas amostras.
<b>Condutividade de fundo muito alta</b>	<i>Supressor – Não está conectado.</i>	Conectar supressor ( <i>siehe Kapitel 3.14.1, Seite 45</i> ).
	<i>Eluente incorreto.</i>	Trocar eluente ( <i>ver capítulo 5.4.2.3, página 60</i> ).
	<i>Supressor – Apresenta problemas de fluxo das soluções de regeneração ou de enxágue.</i>	Verificar o fluxo das soluções de enxágue e de regeneração.
<b>Má reprodutibilidade dos tempos de retenção</b>	<i>Eluente – Vazamento no caminho do eluente.</i>	Verificar o caminho do eluente.

<b>Problema</b>	<b>Causa</b>	<b>Cuidados</b>
	<i>Eluente – Obstrução no caminho do eluente.</i>	Verificar o caminho do eluente.
	<i>Eluente - Bolhas de gás no eluente.</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Eliminar o ar da bomba de alta pressão (<i>siehe Kapitel 3.9.2, Seite 32</i>).</li> </ul>
<b>Não é possível ler os dados da coluna de separação.</b>	<i>O chip da coluna está sujo.</i>	Limpar as superfícies de contato do chip da coluna com álcool.
	<i>O chip da coluna está defeituoso.</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Gravar a configuração da coluna no MagIC Net™.</li> <li>2. Informar o serviço Metrohm.</li> </ol>
<b>Supressor – Não tem (ou tem insuficiente) fluxo de solução de regeneração ou de enxágue.</b>	<i>O sistema apresenta vazamento.</i>	Verificar as conexões.
	<i>Bomba peristáltica – Pressão muito baixa.</i>	Ajustar corretamente a pressão ( <i>siehe "Ajustar a pressão", Seite 44</i> ).
	<i>Bomba peristáltica – Filtro obstruído.</i>	Trocar filtro ( <i>siehe "Trocar o filtro", Seite 77</i> ).
	<i>Supressor – Contrapressão muito alta.</i>	Limpar o supressor ( <i>siehe Kapitel 5.11.3.3, Seite 81</i> ) ou trocar as peças ( <i>siehe Kapitel 5.11.3.4, Seite 83</i> ).
	<i>Bomba peristáltica – Tubo de bomba defeituoso.</i>	Trocar tubo de bomba.
<b>Alargamento extremo de picos no cromatograma. Divisão (picos dobrados).</b>	<i>Conexões capilares – volume morto no sistema.</i>	Verificar as conexões capilares ( <i>siehe Kapitel 3.5, Seite 17</i> ) (entre a válvula de injeção e o detector, utilizar capilares PEEK com diâmetro interno de 0,25 mm).
	<i>Pré-coluna – A capacidade está baixa.</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Substituir a pré-coluna (<i>siehe Kapitel 3.16, Seite 50</i>).</li> </ul>
	<i>Coluna de separação – Volume morto no topo da coluna.</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Instalar a coluna de separação na direção de fluxo contrária e enxaguar em um béquer (se tal for permitido segundo a ficha técnica).</li> <li>▪ Substituir a coluna de separação (<i>siehe "Conectar e enxaguar a coluna de separação", Seite 52</i>).</li> </ul>



<b>Problema</b>	<b>Causa</b>	<b>Cuidados</b>
<b>Alteração inespereada dos tempos de retenção nos cromatogramas</b>	<i>Coluna de separação – A eficiência de separação está baixa.</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Regenerar a coluna de separação (<i>siehe Kapitel 5.12.4, Seite 85</i>).</li> <li>▪ Substituir a coluna de separação (<i>siehe "Conectar e enxaguar a coluna de separação", Seite 52</i>).</li> </ul>
	<i>Bomba de alta pressão – defeituosa.</i>	Solicitar serviço Metrohm.
<b>Elevação excessiva da linha base.</b>	<i>Supressor – Capacidade reduzida.</i>	Regenerar o supressor ( <i>siehe Kapitel 5.11.3.2, Seite 79</i> ).
<b>Os cromatogramas apresentam uma resolução de baixa qualidade</b>	<i>Coluna de separação – A eficiência de separação está baixa.</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Regenerar a coluna de separação (<i>siehe Kapitel 5.12.4, Seite 85</i>).</li> <li>▪ Substituir a coluna de separação (<i>siehe "Conectar e enxaguar a coluna de separação", Seite 52</i>).</li> </ul>
<b>Problemas de precisão - Grande dispersão dos valores de medição</b>	<i>Válvula de injeção – Loop de amostra.</i>	Verificar a instalação do loop de amostra ( <i>siehe Kapitel 3.12.1, Seite 36</i> ).
	<i>Amostra – Volume de enxágue é muito pequeno.</i>	Prolongar o tempo de enxágue ( <i>siehe Kapitel 5.9, Seite 73</i> ).
	<i>Válvula de injeção – Está defeituosa.</i>	Solicitar serviço Metrohm.

## 7 Dados técnicos

### 7.1 Condições de referência

Os dados técnicos indicados neste capítulo referem-se às seguintes condições de referência:

<i>Temperatura ambiente</i>	+25 °C (±3 °C)
<i>Status do equipamento</i>	> 40 minutos em funcionamento (equilibrado)

### 7.2 Equipamento

<i>Sistema IC</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Sistema IC livre de metais</li> <li>▪ Sistema compacto com design modular</li> </ul>
<i>Material</i>	Espuma rígida de poliuretano pintada e sem CFC - Classe de incêndio V0
<i>Faixa de pressões de funcionamento</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ de 0 até 50 MPa (500 bar) - Bomba de alta pressão</li> <li>▪ de 0 até 35 MPa (350 bar) Sistema padrão PEEK</li> </ul>
<i>Componentes inteligentes</i>	iPump, iDetector, iColumn, Dosino inteligente, MagIC Net™

### 7.3 Sensor de vazamento

<i>Tipo</i>	eletrônico e sem necessidade de calibração
-------------	--

### 7.4 Condições ambientais

<i>Funcionamento</i>	
<i>Temperatura ambiente</i>	de +5 até +45 °C
<i>Umidade do ar</i>	de 20% a 80 % de umidade relativa do ar
<i>Armazenamento</i>	
<i>Temperatura ambiente</i>	de -20 até +70 °C

*Transporte*

*Temperatura ambiente* de -40 até +70 °C

## 7.5 Carcaça

*Dimensões*

*Largura* 302 mm

*Altura* 562 mm

*Profundidade* 368 mm

*Material para bandeja base, carcaça e suporte de recipientes*

Espuma rígida de poliuretano pintada (PUR) com proteção contra chamas para a classe de incêndio UL94V0, isenta de CFC

*Elementos de operação*

*Indicadores* LED para indicar a conexão à rede de energia

*Interruptor ON / OFF* na parte traseira do equipamento

## 7.6 Bomba de alta pressão

*Tipo*

- Bomba de duplo pistão serial
- Reconhecimento inteligente de cabeça de bomba
- Quimicamente inerte
- Cabeças de bomba livre de metais
- Materiais em contato com o eluente: PEEK, ZrO<sub>2</sub> (zircônio), PTFE/PE
- Fluxo e pressão auto-otimizados

*Taxa de fluxo*

*Faixa de fluxo configurável* de 0,001 até 20,0 mL/min

*Incremento de fluxo* 1 µL/min

*Reprodutibilidade do fluxo de eluente* Diferença < 0,1 %

*Faixa de pressão*

*Bomba* de 0 até 50,0 MPa (de 0 até 500 bar)

*Cabeça de bomba* de 0 até 35,0 MPa (de 0 até 350 bar) (válido para a cabeça de bomba padrão PEEK)

*Pulsação res-  
tante* < 1 %

#### *Desligamento de segurança*

*Função* Desligamento automático ao atingir os valores limite de pressão

*Valor limite máximo de pressão*

- Configurável de 0,1 até 50 MPa (de 1 até 500 bar)
- A bomba é desligada automaticamente assim que o primeiro curso do pistão estiver acima do valor limite máximo

*Valor limite mínimo de pressão*

- Configurável de 0 até 49 MPa (de 0 até 490 bar)
- A 0 MPa o mecanismo de desligamento está inativo
- O mecanismo de desligamento é ativado somente 2 minutos após a inicialização do sistema
- A bomba é desligada automaticamente assim que 3 cursos do pistão estiverem abaixo do valor limite mínimo de pressão

## **7.7 Válvula de injeção**

*Tempo de res-  
posta do atuador* cerca de 100 ms

*Pressão de funcio-  
namento máxima* 35 MPa (350 bar)

*Material* PEEK

## **7.8 Bomba peristáltica**

*Tipo* Bomba peristáltica de duplo canal

*Sentido de rota-  
ção* Rotação em sentido horário e anti-horário

*Rotações por  
minuto* de 0 até 42 Rpm em 7 níveis de 6 Rpm cada.

*Propriedades de  
transporte* 0.3 mL/min a 18 Rpm; com tubo de bomba padrão 6.1826.320

*Material de tubos  
de bomba* Recomendado: Tygon Long Flex Life



## 7.9 Metrohm Suppressor Module (MSM)

*Resistência a sol-ventes* 100% sem limitação

*Tempo de res-posta* cerca de 100 ms

## 7.10 Conexão para cabo de energia

*Voltagem exigida* 100...240 V  $\pm$  10% (autoajustável)

*Frequência exigida* 50...60 Hz  $\pm$  3 (autoajustável)

*Consumo de potência*

- 65 W no caso de uma aplicação de análise típica
- 25 W em espera (detector de condutividade em 40 °C)

*Fonte de alimentação*

- até 300 W no máximo e monitorado eletronicamente.
- Fusível interno 3,15 A

## 7.11 Interfaces

### USB

*Entrada* 1 USB para upstream do tipo B (para a conexão com o computador)

*Saída* 2 USB de downstream do tipo A

*MSB* 2 MSB Mini-DIN de 8 pinos (fêmea) (para Dosino, agitadores e linhas remotas, ...)



### Atenção

Ao conectar um equipamento à conexão MSB, o 882 Compact IC plus **deve** estar desligado.

*Detector* 1 DSUB de 15 pinos de alta densidade (Highdensity) (fêmea)

*Reconhecimento de coluna* para uma coluna inteligente

*Sensor de vazamento* 1 plug P2

### Outras conexões

*Auxiliary* 1 DSUB de 15 pinos (fêmea)

*Service* 1 DSUB de 15 pinos (fêmea)

## 7.12 Especificação de segurança

<i>Construção / Controle</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ EN/IEC 61010-1</li> <li>▪ UL 61010-1</li> <li>▪ CSA-C22.2 Nº 61010-1</li> <li>▪ Classe de proteção I</li> </ul>
------------------------------	--

## 7.13 Compatibilidade eletromagnética (CEM)

<i>Emissão de interferências</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ EN/IEC 61326-1</li> <li>▪ EN/IEC 61000-6-3</li> <li>▪ EN 55022 / CISPR 22</li> <li>▪ EN/IEC 61000-3-2</li> <li>▪ EN/IEC 61000-3-3</li> </ul>
----------------------------------	---

<i>Resistência a interferências</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ EN/IEC 61326-1</li> <li>▪ EN/IEC 61000-6-2</li> <li>▪ EN/IEC 61000-4-2</li> <li>▪ EN/IEC 61000-4-3</li> <li>▪ EN/IEC 61000-4-4</li> <li>▪ EN/IEC 61000-4-5</li> <li>▪ EN/IEC 61000-4-6</li> <li>▪ EN/IEC 61000-4-8</li> <li>▪ EN/IEC 61000-4-11</li> <li>▪ EN/IEC 61000-4-14</li> <li>▪ NAMUR</li> </ul>
-------------------------------------	---

## 7.14 Peso

<i>Peso</i>	18,9 kg (sem acessórios)
-------------	--------------------------



## 8 Conformidade e garantia

### 8.1 Declaration of Conformity

This is to certify the conformity to the standard specifications for electrical appliances and accessories, as well as to the standard specifications for security and to system validation issued by the manufacturing company.

*Name of commodity*

---

#### **882 Compact IC plus**

The 882 Compact IC plus is an intelligent ion chromatograph in a compact design for the determination of anions, cations or polar substances.

---

This instrument has been built and has undergone final type testing according to the standards:

*Electromagnetic compatibility*

Emission: EN/IEC 61326-1: 2006, EN/IEC 61000-6-3: 2004, EN 55022 / CISPR 22: 2006, EN/IEC 61000-3-2: 2006, EN/IEC 61000-3-3: 2005

Immunity: EN/IEC 61326-1: 2006, EN/IEC 61000-6-2: 2005, EN/IEC 61000-4-2: 2001, EN/IEC 61000-4-3: 2002, EN/IEC 61000-4-4: 2004, EN/IEC 61000-4-5: 2001, EN/IEC 61000-4-6: 2001, EN/IEC 61000-4-8: 2001, EN/IEC 61000-4-11: 2004, EN/IEC 61000-4-14: 2004, NAMUR: 2004

*Safety specifications*

EN/IEC 61010-1: 2001, UL 61010-1: 2004, CSA-C22.2 No. 61010-1: 2004, protection class I



This instrument meets the requirements of the CE mark as contained in the EU directives 2006/95/EC (LVD), 2004/108/EC (EMC). It fulfils the following specifications:

EN 61326-1	Electrical equipment for measurement, control and laboratory use – EMC requirements
EN 61010-1	Safety requirements for electrical equipment for measurement, control and laboratory use



Manufacturer

This instrument meets the requirements of the ETL Listed Mark for the North American market. It conforms to the electrical safety standards UL 61010-1 and CSA-C22.2 No. 61010-1. This product is listed in Intertek's Directory of Listed Products.

Metrohm Ltd., CH-9101 Herisau/Switzerland

Metrohm Ltd. is holder of the SQS-certificate ISO 9001:2000 Quality management system for development, production and sales of instruments and accessories for ion analysis.

Herisau, 27 October, 2008

D. Strohm

Vice President, Head of R&D

Ch. Buchmann

Vice President, Head of Production

Responsible for Quality Assurance

## 8.2 Quality Management Principles

Metrohm Ltd. holds the ISO 9001:2000 Certificate, registration number 10872-02, issued by SQS (Swiss Association for Quality and Management Systems). Internal and external audits are carried out periodically to assure that the standards defined by Metrohm's QM Manual are maintained.

The steps involved in the design, manufacture and servicing of instruments are fully documented and the resulting reports are archived for ten years. The development of software for PCs and instruments is also duly documented and the documents and source codes are archived. Both remain the possession of Metrohm. A non-disclosure agreement may be asked to be provided by those requiring access to them.

The implementation of the ISO 9001:2000 quality management system is described in Metrohm's QM Manual, which comprises detailed instructions on the following fields of activity:

### **Instrument development**

The organization of the instrument design, its planning and the intermediate controls are fully documented and traceable. Laboratory testing accompanies all phases of instrument development.



### **Software development**

Software development occurs in terms of the software life cycle. Tests are performed to detect programming errors and to assess the program's functionality in a laboratory environment.

### **Components**

All components used in the Metrohm instruments have to satisfy the quality standards that are defined and implemented for our products. Suppliers of components are audited by Metrohm as the need arises.

### **Manufacture**

The measures put into practice in the production of our instruments guarantee a constant quality standard. Production planning and manufacturing procedures, maintenance of production means and testing of components, intermediate and finished products are prescribed.

### **Customer support and service**

Customer support involves all phases of instrument acquisition and use by the customer, i.e. consulting to define the adequate equipment for the analytical problem at hand, delivery of the equipment, user manuals, training, after-sales service and processing of customer complaints. The Metrohm service organization is equipped to support customers in implementing standards such as GLP, GMP, ISO 900X, in performing Operational Qualification and Performance Verification of the system components or in carrying out the System Validation for the quantitative determination of a substance in a given matrix.

## **8.3 Garantia**

A Metrohm garante que seus fornecimentos e serviços não apresentam nenhum erro de material, de construção ou de preparação. O prazo de garantia é de 36 meses contados a partir do dia do fornecimento (no caso do equipamento funcionar ininterruptamente, este prazo é de 18 meses). A condição para tal é de que os serviços sejam executados por uma organização de serviços autorizada pela Metrohm.

A quebra de vidro em eletrodos ou outros fragmentos de vidro não estão inclusos na garantia. Para a garantia de exatidão, os dados técnicos apresentados neste manual são determinantes. Para produtos de outros fabricantes encontrados em grande parte de nosso equipamento, são válidas as determinações de garantia do fabricante do respectivo produto. O direito aos compromissos de garantia tem validade somente se o comprador tiver efetuado seus pagamentos dentro dos prazos estipulados.

A Metrohm compromete-se, até o vencimento da garantia, a substituir ou aprimorar, gratuitamente e da melhor forma encontrada pela Metrohm,

equipamentos que apresentem defeitos. Os custos de transporte ficam a cargo do comprador.

Estão expressamente fora da garantia irregularidades não provocadas pela Metrohm como armazenamento ou uso irregular, etc.



## 9 Acessórios









### Nota

Reservados todos os direitos a alterações.


### 9.1 Material entregue





#### 2.882.0020 882 Compact IC plus – Anion

Nº	Número de pedido	Description	
1	1.882.0020	882 Compact IC plus – Anion	
1	6.2122.0x0	<b>Cabo de energia com acoplamento de plug IEC-60320-C13</b>	
		Plug do cabo de acordo com a necessidade do cliente.	
		Suíça:	Tipo SEV 12 6.2122.020
		Alemanha, ...:	Tipo CEE(7), VII 6.2122.040
		EUA, ...:	Tipo NEMA/ASA 6.2122.070
2	6.1602.150	<b>Tampa para recipientes / GL 45 - 3 x UNF 10/32</b>	
		Para conectar tubos capilares de 1/16 de polegada na aplicação de soluções auxiliares MSM e diálise inline.	
		Material:	Material sintético
1	6.1602.160	<b>Tampa para recipientes de eluente GL 45</b>	
		Para recipientes de eluente com conexões para o tubo de adsorção e o tubo de aspiração.	
		Medida da abertura:	A-14/15

N°	Número de pedido	Description	
2	6.1608.020	Recipiente de vidro / 1000 mL / GL 45	
		Recipiente para soluções auxiliares.	
		Largura (mm):	96
		Altura (mm):	223
		Volume (mL):	1000
			
1	6.1608.070	Recipiente de eluente / 2 L / GL 45	
		Material:	Vidro transparente
		Altura (mm):	262
		Volume (mL):	2000
			
1	6.1609.000	Tubo de adsorção / grande e arqueado	
		Para ser enchido com material adsorvente.	
		Material:	Vidro
		Altura (mm):	129
		Diâmetro interno (mm):	32
		Medida da abertura:	B-14/15
			
1	6.1803.020	Capilar PTFE 0,97 mm DI / 5 m	
		Para todos os equipamentos IC.	
		Material:	PTFE
		Diâmetro externo (mm):	1,57
		Diâmetro interno (mm):	0,97
		Comprimento (m):	5
			



N°	Número de pedido	Description
1	6.1803.040	<p data-bbox="523 275 890 309"><b>Capilar PTFE 0,5 mm DI / 1 m</b></p> <p data-bbox="523 320 801 353">Capilar para o tratamento de amostra no IC.</p> <p data-bbox="523 365 743 398">Material: PTFE</p> <p data-bbox="523 409 743 443">Diâmetro externo (polegada): 1/16</p> <p data-bbox="523 454 743 488">Diâmetro interno (mm): 0,5</p> <p data-bbox="523 499 743 533">Comprimento (m): 1</p> 
1	6.1807.010	<p data-bbox="523 716 919 750"><b>Plug em Y para tubo DI 6-9 mm</b></p> <p data-bbox="523 761 753 795">Peça de conexão para tubos de dejetos.</p> 
1	6.1815.010	<p data-bbox="523 1097 801 1131"><b>Fita em espiral / 0,5 m</b></p> <p data-bbox="523 1142 711 1176">Para unir diferentes cabos ou tubos.</p> <p data-bbox="523 1187 727 1220">Comprimento (m): 0,5</p> 

N°	Número de pedido	Description	
2	6.1816.020	<p><b>Tubo de silicone 6 mm DI / 1 m</b></p> <p>Para tubos para descarte.</p> <p>Material: Borracha siliconada</p> <p>Diâmetro externo (mm): 9</p> <p>Diâmetro interno (mm): 6</p> <p>Comprimento (m): 1</p>	
2	6.1826.320	<p><b>Tubo de bomba LFL (laranja/amarela), 3 retentores</b></p> <p>Para soluções supressoras e solução receptora na diálise inline e na ultrafiltração inline.</p>	
1	6.2023.020	<p><b>Grampo NS 14/15</b></p> <p>Grampo para NS 14/15.</p> <p>Material: POM</p>	
1	6.2151.020	<p><b>Cabo USB A - USB B / 1,8 m</b></p> <p>Cabo de conexão USB.</p> <p>Comprimento (m): 1,8</p>	

N°	Número de pedido	Description	
1	6.2251.000	<b>Mancais de marcação para capilares</b> Peças coloridas de tubos retráteis para a marcação de capilares. Três unidades de cinco cores diferentes.	
1	6.2322.010	<b>Solução padrão multi-ânions PRIMUS: Promo</b>	
1	6.2617.010	<b>Ferramenta para o selo de pistão</b> Para a remoção e montagem do selo de pistão em todas as cabeças de bomba padrão.	
2	6.2621.000	<b>Chave inglesa</b> Abertura máxima: 20 mm. Para equipamentos IC. Comprimento (mm): 150	
1	6.2621.030	<b>Chave sextavada 4 mm</b> Comprimento (mm): 73	




N°	Número de pedido	Description	
1	6.2621.050	<p><b>Chave fixa de 1/4 de polegada</b></p> <p>Para parafusos de 1/4 de polegada. Para equipamentos IC.</p> <p>Comprimento (mm): 73</p>	
1	6.2621.080	<p><b>Cortador de capilares</b></p> <p>Para capilares de material sintético. Para equipamentos IC.</p> <p>Comprimento (mm): 118</p>	
1	6.2621.100	<p><b>Chave sextavada 3 mm</b></p> <p>Chave sextavada 3 mm. Para trocadores de amostras IC.</p> <p>Comprimento (mm): 73</p>	





N°	Número de pedido	Description	
1	6.2626.000	<p><b>Bocais de drenagem frontal</b></p> <p>Bocais de drenagem para equipamentos Professional IC para a montagem na parte frontal do equipamento.</p>	
2	6.2739.000	<p><b>Chave</b></p> <p>Para fixar conexões.</p> <p>Comprimento (mm): 68</p>	
1	6.2743.080	<p><b>Tampa de fundo para vazamentos, 5 peças</b></p> <p>Para equipamentos Professional IC.</p>	
1	6.2744.014	<p><b>Conector de pressão 2x</b></p> <p>Com conexão UNF 10/32. Para a conexão de capilares PEEK.</p> <p>Material: PEEK</p> <p>Comprimento (mm): 26</p>	

N°	Número de pedido	Description	
2	6.2744.020	<b>Acoplamento Luer/UNF</b> Para equipamentos IC. Material: PEEK Comprimento (mm): 19	
1	6.2744.034	<b>Acoplamento conector fêmea/UNF 10/32 2x</b> Conexão entre o conector de pressão e o tubo de bomba. 2 peças. Para equipamentos IC com bomba peristáltica.	
2	6.2744.040	<b>Acoplamento 2 x UNF 10/32</b> Para a conexão de capilares de 1/16 de polegada. Para equipamentos IC. Material: PEEK Comprimento (mm): 24	
2	6.2744.070	<b>Conector de pressão curto</b> Modelo curto. Com conexão UNF 10/32. 5 peças. Para a conexão de capilares PEEK. Material: PEEK Comprimento (mm): 21	





N°	Número de pedido	Description
2	6.2744.180	<p data-bbox="523 277 1050 338"><b>Conexão para o tubo de bomba com trava de segurança e filtro</b></p> <p data-bbox="316 356 1031 416">Para a conexão do tubo de bomba e do capilar com o filtro instalado.</p> <p data-bbox="347 427 746 456">Material: PEEK</p> 
1	6.2744.210	<p data-bbox="523 770 1058 799"><b>Adaptador de tubo para filtro de aspiração</b></p> <p data-bbox="316 817 699 846">Para equipamentos Professional IC.</p> 
1	6.2816.020	<p data-bbox="523 978 938 1008"><b>Seringa 10 mL com conexão Luer</b></p> <p data-bbox="316 1025 898 1055">Para diferentes aplicações em equipamentos IC e VA.</p> <p data-bbox="347 1066 719 1095">Material: PP</p> <p data-bbox="347 1106 735 1135">Comprimento (mm): 102</p> <p data-bbox="347 1146 719 1176">Volume (mL): 10</p> 
1	6.2816.040	<p data-bbox="523 1420 730 1449"><b>Agulha de purga</b></p> <p data-bbox="316 1467 1054 1527">Com tubo PTFE e conexão Luer. Para seringas. Utilizada para a aspiração de eluentes.</p> 

N°	Número de pedido	Description	
1	<b>6.2821.090</b>	<b>Filtro de aspiração</b> Dimensão dos poros 20 µm. Set de 5 peças. Para tubo de aspiração 6.1834.000 e tubos de filtro 6.1821.040 e 6.1821.050. Material: PE Diâmetro externo (mm): 9,5 Comprimento (mm): 35,5	
1	<b>6.2821.130</b>	<b>Filtro de reposição para filtros inline</b> Filtro de reposição para filtros inline.	

## 9.2 Acessórios opcionais

### 2.882.0020 882 Compact IC plus – Anion

Número de pedido	Description	
<b>2.850.9010</b>	<b>850 Professional IC Detector – iDetector</b> Detector de condutividade de alta potência inteligente e de design compacto para os equipamentos IC inteligentes. Excelente constância de temperatura, o processamento completo de sinais dentro do bloco detector protegido e DSP – Digital Signal Processing – da última geração garantem a mais alta precisão de medição. Graças à área dinâmica de trabalho não são necessárias mudanças de área (nem mesmo automáticas).	
<b>6.2617.040</b>	<b>Ferramenta para selo de pistão Macro</b> Para a remoção e montagem do selo de pistão em todas as cabeças de bomba Macro.	



Número de pedido	Description
------------------	-------------

**6.2741.040 Selo de pistão PE/PTFE Macro**

Para todas as cabeças de bomba Macro.



**6.2824.130 Cabeça de bomba PEEK Macro**

Cabeça de bomba Macro para equipamentos IC inteligentes, faixa de fluxo 0,1...20 mL/min., pressão máxima 12,5 MPa.

Material: PEEK (livre de metais)



**6.5333.000 Kit IQ/OQ para IC**

O kit IQ/OQ para IC contém todas as peças e soluções padrão necessárias para IQ/OQ na cromatografia iônica.



**6.6059.221 MagIC Net™ 2.2 Compact CD: 1 licença**

Programa profissional de PC para o controle de um equipamento inteligente Compact IC e de um Autosampler ou de um 771 Compact Interface. O software permite o controle, a gravação, a análise e o monitoramento de dados, assim como a geração de relatórios de análises cromatográficas iônicas. Ele possui uma interface de usuário para operações de rotina, vários programas de banco de dados, desenvolvimento de métodos, configuração e painel de controle manual. Além disso, ele permite uma administração de usuário muito flexível, operações de banco de dados de excelente desempenho, várias funções de exportação de dados, gerador de relatórios configurável individualmente, controle e monitoramento de todos os componentes do sistema e dos resultados da cromatografia. O MagIC Net™ Compact cumpre completamente com a norma 21 CFR parte 11 da FDA e também BPL. Idiomas de sistema: alemão, inglês, francês, espanhol, chinês, coreano, japonês e outros. 1 Licença.



**6.6059.222 MagIC Net™ 2.2 Professional CD: 1 licença**

Programa profissional de PC para o controle dos sistemas inteligentes Profissional IC, equipamentos Compact IC e seus periféricos, tais como vários Autosampler, 800 Dosino, 771 Compact Interface, etc. O software permite o controle, a gravação, a análise e o monitoramento de dados, assim como a geração de relatórios de análises cromatográficas iônicas. Ele possui uma interface de usu-



Número de pedido	Description
	<p>ário para operações de rotina, vários programas de banco de dados, desenvolvimento de métodos, configuração e painel de controle manual. Além disso, ele permite uma administração de usuário muito flexível, operações de banco de dados de excelente desempenho, várias funções de exportação de dados, gerador de relatórios configurável individualmente, controle e monitoramento de todos os componentes do sistema e dos resultados da cromatografia. O MagIC Net™ Profissional cumpre completamente com a norma 21 CFR parte 11 da FDA e também BPL. Idiomas de sistema: alemão, inglês, francês, espanhol, chinês, coreano, japonês e outros. 1 Licença.</p>
<b>6.6059.223</b>	<p><b>MagIC Net™ 2.2 Multi CD: 3 licenças</b></p> <p>Programa profissional de PC para o controle dos sistemas inteligentes Profissional IC, equipamentos Compact IC e seus periféricos, tais como vários Autosampler, 800 Dosino, 771 Compact Interface, etc. O software permite o controle, a gravação, a análise e o monitoramento de dados, assim como a geração de relatórios de análises cromatográficas iônicas. Ele possui uma interface de usuário para operações de rotina, vários programas de banco de dados, desenvolvimento de métodos, configuração e painel de controle manual. Além disso, ele permite uma administração de usuário muito flexível, operações de banco de dados de excelente desempenho, várias funções de exportação de dados, gerador de relatórios configurável individualmente, controle e monitoramento de todos os componentes do sistema e dos resultados da cromatografia. O MagIC Net™ Multi cumpre completamente com a norma 21 CFR parte 11 da FDA e também BPL. Idiomas de sistema: alemão, inglês, francês, espanhol, chinês, coreano, japonês e outros. Versão Client-Server com 3 licenças.</p>
<b>6.9988.823</b>	<p><b>Documentação de validação para o equipamento 882 (inglês / alemão) – CD</b></p>





# Índice

## Números / Símbolos

6.2821.090 Filtro de aspiração . 60  
(6.2821.130) Filtro ..... 72

## A

Acessórios ..... 100  
  Material entregue ..... 100  
  opcionais ..... 109  
Amostra  
  Contaminação cruzada ..... 73  
  Loop de amostra ..... 39  
  Tempo de transferência ..... 74  
Armazenamento ..... 91  
Aumento de pressão ..... 60

## B

Bomba de alta pressão  
  Conexão de tubo ..... 30  
  Dados técnicos ..... 92  
  Instalação ..... 30  
  Manutenção ..... 60  
  Proteção ..... 20, 60  
  Válvulas ..... 69  
Bomba de tubo  
  Ver também "Bomba peristáltica" ..... 39  
Bomba peristáltica  
  Dados técnicos ..... 93  
  Funcionamento ..... 75  
  Instalação ..... 41  
  Manutenção ..... 75  
  Princípio ..... 39

## C

Cabeça de bomba  
  Manutenção ..... 61  
Cabo de energia ..... 49  
Caminho de amostra  
  Enxaguar ..... 73  
Capilares  
  Instalação ..... 17  
Carcaça ..... 92  
Carga eletrostática ..... 5  
Carga estática ..... 5  
CEM ..... 95  
Classe de proteção ..... 95  
Colocação em funcionamento . . 54  
Coluna  
  Ver também "Coluna de separação" ..... 51

Coluna de separação  
  Armazenamento ..... 85  
  Eficiência de separação ..... 84  
  Enxaguar ..... 53  
  Instalação ..... 51  
  Proteção ..... 2, 35, 85  
  Regeneração ..... 85

Coluna IC  
  Ver também "Coluna de separação" ..... 51

Compatibilidade eletromagnética ..... 95

Condicionar ..... 56

Condições ambientais ..... 91

Condições de referência ..... 91

Conectores de pressão  
  Conexão ..... 17

Conexão  
  Energia ..... 94

Conexão ao computador ..... 48

Conexão para cabo de energia 49, 94

Conexões  
  Instalação ..... 17

Construção  
  Especificação de segurança 95

Consumo de potência ..... 94

Contaminação  
  Bomba de alta pressão ..... 60

Contaminação cruzada ..... 73

Contaminação do supressor  
  Metais pesados ..... 79  
  Orgânico ..... 79

Contaminações  
  Válvulas da bomba de alta pressão ..... 61

Contaminações orgânicas  
  Supressor ..... 79

Contrato de manutenção ..... 86

Controle  
  Especificação de segurança 95

Controle  
  Especificação de segurança 95

Controle  
  Especificação de segurança 95

Controle  
  Especificação de segurança 95

Controle  
  Especificação de segurança 95

Controle  
  Especificação de segurança 95

Controle  
  Especificação de segurança 95

Controle  
  Especificação de segurança 95

Controle  
  Especificação de segurança 95

Controle  
  Especificação de segurança 95

Controle  
  Especificação de segurança 95

Interfaces ..... 94  
  MSM ..... 94  
  Sensor de vazamento ..... 91  
Desativação ..... 58  
Desligamento de segurança ..... 93  
Desvios de fluxo ..... 61  
Detector  
  Interface ..... 94  
Diluição ..... 73  
Dimensões ..... 92

## E

Eliminar o ar  
  Bomba de alta pressão ..... 32  
  Válvula de purga ..... 30

Eluente  
  Aspirar ..... 25  
  Preparação ..... 59  
  Trocar ..... 60

Emissão de interferências ..... 95

Enxaguar  
  Caminho de amostra ..... 73  
  Coluna de separação ..... 53  
  Pré-coluna ..... 51  
  Tubos de bomba ..... 75

Equilíbrio ..... 55, 56

Equipamento  
  Conectar ..... 48  
  Especificação de segurança ..... 95  
  Estanqueidade ..... 55, 56

Equipamento  
  Conectar ..... 48  
  Especificação de segurança ..... 95  
  Estanqueidade ..... 55, 56

Equipamento  
  Conectar ..... 48  
  Especificação de segurança ..... 95  
  Estanqueidade ..... 55, 56

Equipamento  
  Conectar ..... 48  
  Especificação de segurança ..... 95  
  Estanqueidade ..... 55, 56

Equipamento  
  Conectar ..... 48  
  Especificação de segurança ..... 95  
  Estanqueidade ..... 55, 56

Equipamento  
  Conectar ..... 48  
  Especificação de segurança ..... 95  
  Estanqueidade ..... 55, 56

Equipamento  
  Conectar ..... 48  
  Especificação de segurança ..... 95  
  Estanqueidade ..... 55, 56

Equipamento  
  Conectar ..... 48  
  Especificação de segurança ..... 95  
  Estanqueidade ..... 55, 56

Equipamento  
  Conectar ..... 48  
  Especificação de segurança ..... 95  
  Estanqueidade ..... 55, 56

Equipamento  
  Conectar ..... 48  
  Especificação de segurança ..... 95  
  Estanqueidade ..... 55, 56

Equipamento  
  Conectar ..... 48  
  Especificação de segurança ..... 95  
  Estanqueidade ..... 55, 56

Equipamento  
  Conectar ..... 48  
  Especificação de segurança ..... 95  
  Estanqueidade ..... 55, 56

Equipamento  
  Conectar ..... 48  
  Especificação de segurança ..... 95  
  Estanqueidade ..... 55, 56

Equipamento  
  Conectar ..... 48  
  Especificação de segurança ..... 95  
  Estanqueidade ..... 55, 56

Equipamento  
  Conectar ..... 48  
  Especificação de segurança ..... 95  
  Estanqueidade ..... 55, 56

Equipamento  
  Conectar ..... 48  
  Especificação de segurança ..... 95  
  Estanqueidade ..... 55, 56

Equipamento  
  Conectar ..... 48  
  Especificação de segurança ..... 95  
  Estanqueidade ..... 55, 56

Equipamento  
  Conectar ..... 48  
  Especificação de segurança ..... 95  
  Estanqueidade ..... 55, 56

**G**

Garantia .....	98
Gestão de qualidade .....	86
GLP .....	86

**I**

Incremento de fluxo .....	92
Injetar	
Válvula de injeção .....	39
Instalação	
Bomba de alta pressão .....	30
Bomba peristáltica .....	41
Coluna de separação .....	51
Conexões .....	17
Pré-coluna .....	50
Recipiente de eluente .....	25
Redutor de pulsação .....	35
Sensor de vazamento .....	20
Tubos de bomba .....	41
Tubos para descarte .....	21
Válvula de injeção .....	36, 93
Instalar	
MSM .....	45
Supressor .....	45
Interface	
MSB .....	94
USB .....	94
Interfaces .....	94
Outras conexões .....	94
Sensor de vazamento .....	94

**L**

Ligar .....	49
Limpar	
Supressor .....	81
Válvulas da bomba de alta pressão .....	66
Linha base	
Condicionar .....	56
Instável .....	61
Loop	
ver também "Loop de amostra" .....	39
Loop de amostra .....	39

**M**

Manutenção	
Bomba de alta pressão .....	60
Bomba peristáltica .....	75
Cabeça de bomba .....	61
Válvula de injeção .....	73
Material .....	92
Material entregue .....	100

**Metals pesados**

Contaminação do supressor .....	79
MSB .....	94
MSM	
consultar também "Supressor" .....	45
Dados técnicos .....	94

**N**

Normas .....	95
Notas de segurança .....	4

**O**

Óleo .....	73
------------	----

**P**

Parafusos	
Conexão .....	17
Parafusos de fixação para trans- porte .....	20
Passagens	
Capilares .....	23
Passagens para cabos .....	23
Passagens para capilares .....	23
Pistão da bomba de alta pressão .....	61
Porta .....	59
Pré-coluna	
Enxaguar .....	51
Instalação .....	50
Preencher	
Válvula de injeção .....	38
Preparo de amostras .....	73
Preparo de amostras inline .....	73
Proteção	
Filtro inline .....	34
Supressor .....	77
Válvula de injeção .....	73
Pulsação .....	61

**R**

Recipiente de eluente	
Figura .....	29
Funcionamento .....	60
Instalação .....	25
Reconhecimento de coluna .....	94
Redutor de pulsação	
Instalação .....	35
Regeneração .....	57
Regenerar	
Supressor .....	79
Resistência a interferências .....	95

**S**

Sangue .....	73
Selo de pistão .....	61
Selos de pistão que vazam .....	61
Sensor de vazamento	
Dados técnicos .....	91
Instalação .....	20
Interface .....	94
Serviço .....	4, 57
Supressor	
Comutação .....	78
Funcionamento .....	78
Instalar .....	45
Limpar .....	81
Proteção .....	77
Regenerar .....	79
Trocar peças .....	83

**T**

Taxa de fluxo .....	92
Temperatura .....	91
Tempo de enxágue .....	74
Tempo de transferência .....	74
Tensão de rede .....	4
Transporte .....	92
Tubo de aspiração de eluente ...	25
Tubos	
Instalação .....	17
Tubos da bomba	
Vida útil .....	75
Tubos de bomba	
Instalar .....	41
Síntese .....	76
Tubos para descarte	
Instalação .....	21

**U**

Umidade do ar .....	91
USB .....	94

**V**

Validação .....	86
Valor limite de pressão .....	93
Válvula	
ver também "Válvula de inje- ção" .....	36
Válvula de injeção .....	2
Injetar .....	39
Instalação .....	36, 93
Manutenção .....	73
Preencher .....	38
Proteção .....	73
Válvula de purga .....	30
Válvulas da bomba de alta pressão .....	69

## Índice



Vazamento ..... 61  
Visão geral do equipamento ..... 7

Parte frontal ..... 7  
Parte traseira ..... 8

Voltagem ..... 94