

NIRS XDS RapidLiquid Analyzer



Manual

8.921.8005PT / 2020-04-30



Metrohm AG

CH-9100 Herisau

Suíça

Telefone +41 71 353 85 85

Fax +41 71 353 89 01

info@metrohm.com

www.metrohm.com

NIRS XDS RapidLiquid Analyzer

Manual

Technical Communication
Metrohm AG
CH-9100 Herisau
techcom@metrohm.com

Todos os direitos autorais desta documentação são protegidos. Todos os direitos reservados.

Esta documentação foi cuidadosamente elaborada. No entanto, ainda pode conter erros. Nesse caso, solicita-se o envio de comunicação sobre eventuais erros ao endereço acima indicado.

Índice

| | | |
|----------|---|-----------|
| 1 | Introdução | 1 |
| 1.1 | Descrição do aparelho | 1 |
| 1.2 | Aplicação devida | 2 |
| 1.3 | Indicações sobre a documentação | 2 |
| 1.3.1 | Convenções de apresentação | 2 |
| 1.4 | Notas de segurança | 3 |
| 1.4.1 | Generalidades relativas à segurança | 3 |
| 1.4.2 | Segurança elétrica | 3 |
| 1.4.3 | Solventes inflamáveis e produtos químicos inflamáveis | 4 |
| 1.4.4 | Reciclagem e Eliminação | 4 |
| 2 | Visão geral do equipamento | 5 |
| 2.1 | Monocromador | 6 |
| 2.1.1 | Conexões/parte traseira | 6 |
| 2.1.2 | Indicação de status | 6 |
| 2.1.3 | Conexão do dispositivo | 7 |
| 2.2 | Módulo de medição | 8 |
| 2.2.1 | RapidLiquid Analyzer | 8 |
| 3 | Instalação | 9 |
| 3.1 | Desembalar e controlar o equipamento | 9 |
| 3.1.1 | Embalagem | 9 |
| 3.1.2 | Controle | 9 |
| 3.1.3 | Área de aplicação | 9 |
| 3.2 | Instalar o equipamento | 9 |
| 3.2.1 | Elevar e transportar o equipamento | 9 |
| 3.2.2 | Condições climáticas | 10 |
| 3.2.3 | Condições básicas | 10 |
| 3.2.4 | Vibrações e/ou impactos | 10 |
| 3.3 | Conectar monocromador a módulo de medição | 11 |
| 3.4 | Conectar o cabo de energia | 12 |
| 3.5 | Conectar o cabo de rede | 13 |
| 3.6 | Ligar equipamento | 13 |
| 3.7 | Primeira colocação em funcionamento | 14 |
| 3.8 | Instalar acessórios | 14 |
| 4 | Operação | 15 |

Índice de figuras

| | | |
|----------|--|----|
| Figura 1 | Parte frontal do dispositivo de medição | 5 |
| Figura 2 | Parte traseira do monocromador | 6 |
| Figura 3 | Indicação de status | 6 |
| Figura 4 | Conexão do dispositivo | 7 |
| Figura 5 | Inserção da amostra | 8 |
| Figura 6 | Interruptor ON/OFF | 13 |
| Figura 7 | Células de quartzo abertas | 34 |
| Figura 8 | Células de quartzo com parafuso de fecho | 35 |

1 Introdução

Este manual oferece uma visão geral sobre a instalação e a manutenção do NIRS XDS RapidLiquid Analyzer. O NIRS XDS RapidLiquid Analyzer é operado com o software de controle. Estão disponíveis mais informações sobre a operação do equipamento no tutorial e no manual do software de controle.



NOTA

As descrições da aplicação na forma de "**Application Notes**" e "**Application Bulletins**" podem ser solicitadas ao representante Metrohm ou fazendo o download pela internet, em <http://www.metrohm.com>.

1.1 Descrição do aparelho

O NIRS XDS RapidLiquid Analyzer é um espectrofotômetro na área visível e na linha de comprimentos de onda de infravermelho próximo.

O dispositivo de refletometria e de medição da transletância completo é NIRS XDS RapidLiquid Analyzer constituído por dois módulos, monocromador e módulo de medição.

O monocromador opera em um comprimento de onda entre 400 e 2.500 nm.

O módulo de medição do NIRS XDS RapidLiquid Analyzer está equipado com acessórios específicos para amostras específicas, podendo ser substituído por outros módulos de medição durante o funcionamento (troca a quente).

O NIRS XDS RapidLiquid Analyzer foi desenvolvido para o controle de qualidade de processos de fabricação e pode ser aplicado para os seguintes fins:

- Controle de entrada de matérias-primas rápido e sem interrupções
- Monitoramento do processo de fabricação
- Controle de saída do produto final

Com o NIRS XDS RapidLiquid Analyzer é possível medir os seguintes tipos de amostra:

- Líquidos viscosos/géis
- Líquidos translúcidos

O NIRS XDS RapidLiquid Analyzer é operado através de um computador externo com o software de controle.

1.2 Aplicação devida

O NIRS XDS RapidLiquid Analyzer foi desenvolvido para utilização em instalações de produção. Pode ser instalado para o controle de entrada de materiais ou para o monitoramento do processo de produção.

Este equipamento é adequado para a medição de produtos químicos e amostras inflamáveis. A utilização do NIRS XDS RapidLiquid Analyzer requer, por parte do usuário, conhecimentos profundos e experiência no manuseio de substâncias tóxicas e corrosivas. Além disso, são necessários conhecimentos sobre a utilização das medidas de proteção contra incêndio especificadas para laboratórios.

1.3 Indicações sobre a documentação



CUIDADO

Leia esta documentação com atenção antes de colocar o aparelho em funcionamento. Esta contém informações e avisos que devem ser seguidos pelo usuário para garantir um funcionamento seguro do aparelho.

1.3.1 Convenções de apresentação

Na presente documentação, podem surgir os seguintes símbolos e formatações:

(5-12)

Referência cruzada em legenda de figura

O primeiro número corresponde ao número da figura e o segundo ao componente do aparelho na figura.

1

Etapa de instrução

Efetue estes passos em sequência.

Método

Texto de diálogo, Parâmetros no software

Arquivo ► No vo

Menu e/ou ponto do menu

[Próximo]

Botão ou **Tecla**



ALERTA

Este sinal indica um risco geral de vida ou de ferimento.

**ALERTA**

Este sinal adverte sobre o perigo elétrico.

**ALERTA**

Este sinal adverte sobre o aquecimento ou peças do equipamento que estejam aquecidas.

**ALERTA**

Este sinal adverte sobre o perigo biológico.

**CUIDADO**

Este sinal indica um possível dano em equipamentos ou em componentes dos equipamentos.

**NOTA**

Este sinal marca informações adicionais e conselhos.

1.4 Notas de segurança

1.4.1 Generalidades relativas à segurança

**ALERTA**

Este aparelho deve funcionar somente segundo as indicações descritas nesta documentação.

Este aparelho saiu da fábrica em perfeito estado do ponto de vista da técnica de segurança. Para manter este estado e um funcionamento sem riscos, é preciso observar cuidadosamente as seguintes notas.

1.4.2 Segurança elétrica

A segurança elétrica ao manusear este equipamento está garantida no âmbito da norma internacional IEC 61010.

**ALERTA**

Somente o pessoal qualificado pela Metrohm tem autorização para efetuar trabalhos nos componentes eletrônicos.

**ALERTA**

Nunca abra a carcaça do aparelho. É possível que ocorram danos no aparelho. Além disso, existe um alto risco do usuário se ferir se entrar em contato com um componente energizado.

No interior da carcaça não existem peças que devam ser trocadas ou cuja manutenção possa ser feita pelo usuário.

Tensão de rede**ALERTA**


O aparelho pode sofrer danos se uma tensão de rede incorreta for utilizada.

Este aparelho deve funcionar somente com uma tensão de rede especificada para o mesmo (ver na parte traseira do aparelho).

1.4.3 Solventes inflamáveis e produtos químicos inflamáveis**ALERTA**

Ao trabalhar com solventes inflamáveis e produtos químicos, devem ser observadas as medidas de segurança apropriadas.

- Coloque o aparelho em um local bem ventilado (p. ex., capela de exaustão).
- Mantenha afastadas do local de trabalho todas as fontes de ignição.
- Remova imediatamente líquidos ou sólidos derramados.
- Siga as notas de segurança do fabricante de produtos químicos.

1.4.4 Reciclagem e Eliminação

Este produto segue a Diretriz Europeia 2012/19/UE, WEEE – Diretriz relativa aos resíduos de equipamentos elétricos e eletrônicos.

A eliminação correta do seu equipamento usado ajuda a evitar danos ao meio-ambiente e à saúde.

Detalhes sobre a eliminação do seu equipamento usado podem ser obtidos junto às autoridades locais, a um serviço de eliminação de resíduos ou ao seu fornecedor.

2 Visão geral do equipamento




Figura 1 Parte frontal do dispositivo de medição

1 Exibição da temperatura

A entrada do valor de temperatura é realizada através do software de controle.

3 Monocromador

2 Indicação de status

4 Módulo de medição

5 Inserção da amostra

2.1 Monocromador

2.1.1 Conexões/parte traseira




Figura 2 Parte traseira do monocromador

| | | | |
|---|------------------------------------|---|----------------------|
| 1 | Interruptor ON/OFF | 2 | Suporte para fusível |
| 3 | Tomada para alimentação de energia | 4 | Cobertura |
| 5 | Ventilador | 6 | Conexão de rede |

2.1.2 Indicação de status




Figura 3 Indicação de status

| | | | |
|---|---|---|------------------|
| 1 | Equipamento ligado | 2 | Medição em curso |
| 3 | Rede conetada | 4 | Lâmpada ligada |
| 5 | Monocromador conetado a módulo de medição | | |

2.1.3 Conexão do dispositivo

A conexão dos dois módulos é feita através de interfaces mecânicas, óticas e elétricas, que conectam o monocromador e o módulo de medição ao dispositivo de medição.




Figura 4 Conexão do dispositivo

1 Alavanca de bloqueio

2 Interface ótica

3 Interface mecânica

4 Interface elétrica



2.2 Módulo de medição

2.2.1 RapidLiquid Analyzer




Figura 5 Inserção da amostra

| | | | |
|----------|--------------------------------|----------|--------------------------|
| 1 | Cobertura | 2 | Selo |
| 3 | Dispositivo de elevação | 4 | Janela de medição |



3 Instalação

3.1 Desembalar e controlar o equipamento

3.1.1 Embalagem

O equipamento é fornecido em conjunto com o acessório, embalado individualmente, em uma embalagem especial. Conserve estas embalagens, uma vez que apenas estas garantem um transporte seguro do equipamento.

3.1.2 Controle

Controle imediatamente após o recebimento todo o material quanto a integridade e eventuais danos.

3.1.3 Área de aplicação

O NIRS XDS RapidLiquid Analyzer foi desenvolvido para o funcionamento offline em laboratório ou em modo de monitoramento dos processos de produção.

3.2 Instalar o equipamento

Como a maioria dos instrumentos de precisão, o NIRS XDS RapidLiquid Analyzer é sensível às condições ambientais, que podem influenciar negativamente o desempenho e a vida útil. Devem ser observadas as seguintes diretrizes ao instalar e colocar o equipamento em funcionamento:

3.2.1 Elevar e transportar o equipamento



ALERTA

Equipamento modular pesado

Um manuseio inadequado durante a elevação ou o transporte pode provocar danos ou ferimentos.

- Os módulos do equipamento devem ser separados antes do transporte e da elevação (*ver capítulo 3.3, página 11*).
- O equipamento pesado apenas deve ser elevado e transportado com cuidado e usando meios auxiliares adequados.
- Transportar o equipamento pesado em carro.
- Apoiar cuidadosamente o equipamento, de maneira a não danificar os elementos ópticos e mecânicos.

**NOTA****Dimensões e pesos**

As dimensões e os pesos constam nos dados técnicos (*ver capítulo 7.7, página 40*).

3.2.2 Condições climáticas

As condições ambientais são determinantes para o funcionamento correto e a precisão dos valores de medição. As condições são detalhadas nos dados técnicos (*ver capítulo 7.3, página 38*).

Uma umidade do ar elevada e oscilações climáticas devido a condições de espaço instáveis prejudicam a estabilidade do equipamento em termos de calibração e de acurácia da medição.

**NOTA****Problemas na calibração/medição**

Se, durante a calibração e as sequências de teste, os valores não forem atingidos os valores, é necessário verificar as condições ambientais.

Devem ser evitadas correntes de ar (ar-condicionado, janela aberta, etc.) e radiação solar direta no equipamento.

Instalar o equipamento com espaço livre (deixar pelo menos 75 mm na lateral/atrás) para que não haja acumulação de calor.

3.2.3 Condições básicas

A poeira e a sujeira afetam a refrigeração do equipamento e devem ser evitadas, se possível.

Os trabalhos de manutenção para o filtro de ventiladores estão descritos como se segue (*ver capítulo 5.2.2, página 18*).

3.2.4 Vibrações e/ou impactos

As vibrações e os impactos interferem nos sensíveis elementos ópticos e mecânicos e podem afetar a calibração e a acurácia da medição.

Não colocar o equipamento NIRS XDS RapidLiquid Analyzer no mesmo espaço de trabalho de outros equipamentos (moinhos, misturadores, agitadores, etc.), que possam produzir vibrações e impactos.

Colocar o equipamento em bases de trabalho estáveis, que não transmitam quaisquer oscilações mecânicas (por exemplo, clicar em teclas de computador).

3.3 Conectar monocromador a módulo de medição



CUIDADO

Danos mecânicos

Os elementos de conexão podem ser danificados em caso de manuseio descuidado ou incorreto.

- Coloque o equipamento numa base de trabalho plana.
- Alinhe corretamente todos os componentes do equipamento antes de os unir.
- Não aplique força excessiva.

Conectar monocromador a módulo de medição


1 Posicionar monocromador

- Posicionar o monocromador na mesa de laboratório na posição indicada.



2 Alinhar o módulo de medição e unir

- Alinhar o módulo de medição à frente do monocromador e, em seguida, unir.



3 Bloquear o monocromador e o módulo de medição

- Pressionar a alavanca de bloqueio para baixo para unir os dois componentes do equipamento.



3.4 Conectar o cabo de energia

O equipamento NIRS XDS RapidLiquid Analyzer está equipado com uma fonte de alimentação fixa, podendo ser ligada diretamente à rede de energia através do cabo de energia.

A fonte de alimentação suporta automaticamente tensões de alimentação entre 100 a 240 VAC com 50 / 60 Hz. A potência máxima é de 750 Watt.



3.5 Conectar o cabo de rede

O NIRS XDS RapidLiquid Analyzer pode ser conectado diretamente a um computador ou através da rede local (LAN) para o controle. Para a conexão direta a uma placa de rede de um computador, utilize o cabo de dados **cruzado** fornecido.

Para a conexão através da rede local é necessário um cabo local.

As configurações de rede variam muito de empresa para empresa e por isso não é possível fornecer informações exatas neste manual. Recomendamos que a conexão do equipamento à rede da empresa seja realizada pelo seu responsável pelas redes.



NOTA

Conexão de computador direta

Para a conexão direta do dispositivo de medição a um computador não é permitida a conexão simultânea de uma segunda placa de rede a uma rede local.

Esta situação gera a problemas de comunicação e falhas.

- Em caso de funcionamento em rede, ligar o dispositivo de medição também através da rede.

3.6 Ligar equipamento

O aparelho é ligado através do interruptor existente na parte traseira.



Figura 6 Interruptor ON/OFF



3.7 Primeira colocação em funcionamento

A primeira colocação em funcionamento do aparelho é sempre realizada em conjunto com o software de controle.

Estão disponíveis informações detalhadas sobre a sua execução no tutorial do software de controle.

3.8 Instalar acessórios

A Metrohm dispõe de uma vasta gama de acessórios para o aparelho NIRS XDS RapidLiquid Analyzer.

A descrição detalhada para aplicação do acessório consta no anexo (*ver capítulo 6, página 31*).

4 Operação

O aparelho NIRS XDS RapidLiquid Analyzer não dispõe, além do interruptor principal para ligar e desligar, de outros elementos de comando.

O aparelho completo é ajustado e operado para efeitos de configuração, calibração e medição através do software de controle.

5 Funcionamento e manutenção

5.1 Notas gerais

5.1.1 Conservação

O NIRS XDS RapidLiquid Analyzer necessita de conservação adequada. Impurezas em excesso no aparelho, sob determinadas circunstâncias, são a causa de falhas de funcionamento e reduzem a vida útil da mecânica e da eletrônica já por si robustas.

Os produtos químicos e solventes derramados devem ser imediatamente removidos. Principalmente as conexões de plugues devem ser preservadas de contaminações.



CUIDADO

Embora isto seja impedido, em larga medida, por medidas construtivas, em caso de infiltração de agentes agressivos, a assistência técnica da Metrohm deve ser imediatamente informada.

5.1.2 Manutenção efetuada pelo Serviço Metrohm

A manutenção do aparelho NIRS XDS RapidLiquid Analyzer ocorre, de preferência, no âmbito de um serviço anual efetuado pelo pessoal qualificado da empresa Metrohm. Se o aparelho trabalhar frequentemente com produtos químicos corrosivos ou ácidos, o intervalo entre as manutenções pode ser menor.

A assistência técnica da Metrohm disponibiliza, a qualquer momento, consultoria especializada sobre a manutenção e conservação de todos os equipamentos Metrohm.

5.2 Manutenção

A manutenção de instrumento do NIRS XDS RapidLiquid Analyzer se baseia em princípios de manuseio simples.

A carcaça ótica do monocromador está selada para evitar contaminação dos componentes críticos e limitar a manutenção ao mínimo.



NOTA

Não faça qualquer tentativa de abrir a carcaça ótica do monocromador.

Não existem componentes no interior do aparelho que necessitem de manutenção por parte do usuário.

Os danos que sejam consequência da abertura do aparelho não estão cobertos pela garantia.

5.2.1 Visão geral



NOTA

Protocolo de manutenção

O software de controle dispõe de um protocolo de manutenção no banco de dados de diagnóstico que permite rastrear as atividades de manutenção. Este protocolo permite registrar toda a informação relativa a testes, trabalhos de manutenção e comentários.



NOTA

Zona circundante do aparelho

Verificar periodicamente se não existem outros aparelhos colocados próximos, aparelhos esses que possam transmitir vibrações ou produzir outras emissões passíveis de transmissão NIRS XDS RapidLiquid Analyzer. Estas emissões podem gerar falhas espectrais, que prejudicam a calibração e a acurácia da medição.

5.2.2 Substituir o filtro do ventilador


O filtro do ventilador deveria ser verificado pelo menos uma vez por mês. Se o equipamento for operado em um ambiente com poeiras ou sujo, a verificação precisa ser realizada semanalmente ou, se necessário, duas vezes por semana.

Substituir o filtro do ventilador

O ventilador encontra-se na parte traseira do equipamento. A cobertura do filtro está fixa com quatro abas de plástico ao filtro do ventilador.


1 Desligar o equipamento da rede de energia

- Colocar o interruptor ON/OFF na posição **O**.
- Desconectar o cabo de energia.
- Retirar o cabo de rede (opcional).



2 Remover a cobertura do filtro

- Pegar a cobertura do filtro com as duas mãos e soltar suavemente começando pelo topo para a retirar.



3 Limpar e colocar o filtro

- Retirar o filtro da cobertura e verificar.
- Se o filtro não estiver danificado, pode ser limpo e novamente montado.
- Se o filtro estiver danificado, é necessário substituí-lo por um filtro de reposição novo do mesmo tipo.




- Inserir o filtro novo ou limpo, de maneira simétrica, na cobertura do filtro.
Garantir que o material filtrante está corretamente posicionado e não fica dobrado nem amarrotado. Os rebordos devem ficar bem selados.



4 Montar a cobertura do filtro


- Colocar a cobertura do filtro na estrutura, começando por cima, e pressionar até que todos os suportes encaixem.



5 Conectar o aparelho

- Conectar o cabo de rede.
- Conectar o cabo de energia.
- Ligar o equipamento.





5.2.3 Trocar a lâmpada

Trocar a lâmpada

Substituir a lâmpada caso esteja danificada ou sua potência seja muito fraca. Os sintomas de um fraco desempenho da lâmpada são:

- As medições são afetadas por ruído.
- A precisão de repetição dos comprimentos de onda diminui.
- O Performance Test não é mais executado com sucesso.



ALERTA

Choque elétrico

Ao abrir um equipamento conectado à rede de energia, existe perigo de morte devido a choque elétrico.

- Retire o cabo de energia antes dos respectivos trabalhos de manutenção.



ALERTA

Superfície quente

Após o funcionamento, a lâmpada está sempre muito quente e pode provocar queimaduras.

- Deixe a lâmpada resfriar durante aprox. 10 a 15 minutos.
- Remova a lâmpada com o cuidado necessário.


**NOTA****Peça de reposição**

Pode obter uma nova lâmpada de reposição em seu distribuidor Metrohm com o número de artigo 6.7430.000.

- Recomendamos manter sempre lâmpadas de reposição em estoque.
- Apenas podem ser montadas no aparelho lâmpadas originais.

1 Desligar o equipamento da rede de energia

- Colocar o interruptor ON/OFF na posição **O**.
- Desconectar o cabo de energia.
- Retirar o cabo de rede (opcional).
- Aguardar 10 a 15 minutos até que a lâmpada tenha resfriado.

**2 Retirar a cobertura da lâmpada**

- Soltar totalmente os seis parafusos serrilhados.
- Se os parafusos estiverem apertados demais, pode ser utilizada uma chave de fendas.
- Retirar cuidadosamente a placa traseira e colocar de lado.



NOTA

Apenas a lâmpada montada é sujeita a trabalhos de manutenção.
Os restantes módulos não necessitam de manutenção e não podem ser abertos ou removidos.

Esta página de orientação ilustra a área da cobertura posterior.
A caixa da lâmpada encontra-se no canto inferior esquerdo.



3 Desligar o cabo da lâmpada

A caixa da lâmpada contém, no canto superior direito, os terminais de cabo da lâmpada.

A lâmpada propriamente dita é presa num tensor rápido. Na lâmpada está aposta uma seta preta que deve estar alinhada com a ranhura fresada, em cima, na zona de montagem.



Desapertar os terminais dos cabos com uma chave de fendas e retirá-los em seguida.

Não retirar os parafusos de conexão.



4 Retirar o suporte de lâmpadas

- Pressionar o suporte de lâmpadas para dentro e, em seguida, rodar no sentido horário (para a direita) até soltar totalmente.
- Retirar o suporte da lâmpada com a lâmpada da respectiva caixa.



5 Substituir a lâmpada



CUIDADO

Danificação da lâmpada

A lâmpada pode ser danificada por impressões digitais e deposições gordurosas.

Não toque no vidro da lâmpada nem no interior do refletor.

- Retirar a lâmpada do suporte e substituir por uma lâmpada nova.



NOTA

Eliminação

Respeitar as normas e diretrizes nacionais específicas relativas à manutenção da lâmpada antiga.



6 Inserir o suporte da lâmpada

- Colocar a lâmpada na reentrância e alinhar com a seta preta em relação à ranhura (em cima).
- Posicionar o suporte da lâmpada por cima da lâmpada e posicionar as cavilhas de bloqueio.
- Comprimir ligeiramente o suporte da lâmpada e rodar no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio (para a esquerda) e bloquear.



A imagem seguinte mostra a lâmpada no alinhamento correto, com a seta preta na ranhura superior.



7 Conectar o cabo da lâmpada

- Colocar os dois terminais nos terminais dos cabos e apertar firmemente com uma chave de fendas.



NOTA

Polaridade

Não é necessário prestar atenção à polaridade.




8 Aplicar a cobertura da lâmpada

- Posicionar a cobertura com os parafusos através dos orifícios roscados.
- Apertar os parafusos manualmente.



9 Conectar o aparelho

- Conectar o cabo de rede.
- Conectar o cabo de energia.
- Ligar o equipamento.



10 Conectar o aparelho ao software de controle

- Iniciar o software de controle e estabelecer a conexão ao aparelho.
- Conectar o aparelho ao software de controle de acordo com uma sequência específica (ver tutorial).
- O símbolo da lâmpada da indicação do estado do monocromador acende.
- O aparelho aquece, exibindo uma mensagem no software de controle até que esteja estabilizado para utilização subsequente.

**NOTA****Tempo de estabilização**

O aparelho dispõe de um monitoramento para estabilização que pode ser desligado no software de controle. Com o monitoramento desativado, o aparelho necessita de aprox. 20 a 30 minutos para uma estabilização correta.

11 Calibrar o equipamento


O equipamento precisa ser calibrado novamente após cada troca de lâmpada.

- Calibrar o aparelho de acordo com uma sequência específica (ver tutorial do software de controle).

Se a calibração e os respectivos testes forem realizados com êxito, o aparelho volta a ficar operacional.

5.2.4 Trocar o fusível**Trocar o fusível****1 Desligar o equipamento da rede de energia**

- Colocar o interruptor ON/OFF na posição **O**.
- Desconectar o cabo de energia.
- Retirar o cabo de rede (opcional).


**2 Retirar o suporte para fusível**

- Retirar o suporte dos fusíveis com uma chave de fendas.




3 Substituir o fusível

- Retirar os fusíveis antigos do suporte e substituir por fusíveis novos (ver capítulo 7.2, página 38).
- Inserir o suporte com os fusíveis novos até encaixarem na reentrância.



4 Conectar o aparelho

- Conectar o cabo de rede.
- Conectar o cabo de energia.
- Ligar o equipamento.



6 Anexo



CUIDADO

Preparo de amostras

O material de amostra derramado pode penetrar no aparelho e originar danos.

- Preparar as amostras fora do aparelho.
- Utilizar um recipiente de amostra adequado.
- Após o enchimento com a amostra, o exterior do recipiente de amostra deve estar limpo.



NOTA

Limpeza do recipiente de amostra

Apenas os recipientes de amostra limpos e impecáveis garantem uma medição correta.

Utilizar somente recipientes de amostra limpos e substituí-los em caso de dúvida.



NOTA

Validação da limpeza

As aplicações farmacêuticas exigem uma validação do processo de limpeza, por forma a satisfazer os requisitos de limpeza de manuseio das amostras.



NOTA

Software de controle

O manuseio do software de controle com as configurações necessárias e as sequências de comando estão descritos no **tutorial**.

6.1 Acessório para inserção da amostra

O recipiente de amostra automático no aparelho foi desenvolvido para ser utilizado com diferentes recipientes de amostras líquidas.



CUIDADO

Quebra de vidro

Em caso de quebra de vidro existe o perigo de queimaduras e/ou de ferimentos por corte.

- Utilizar um dispositivo de elevação (ver "*Dispositivo de elevação do recipiente de amostra*", página 35).
- Manusear com cuidado os recipientes de amostra.

Alinhamento da inserção da amostra




NOTA

Conforme as necessidades

A calibração e a execução dos testes é executada na primeira instalação e em caso de necessidade (módulo de medição novo, substituição da lâmpada, desempenho negativo, entre outros).

1 Colocar o padrão de calibração

- Colocar o padrão de calibração necessário.




2 Calibração/Executar teste

- A sequência com as indicações necessárias está descrita no tutorial do software de controle.

3 Aparafusar o distanciador/suporte de frascos

- Caso necessário, aparafusar um distanciador ou suporte de frascos adequado ao tamanho da célula ou dos frascos (ver "*Distanciador para células de quartzo*", página 35).



4 Colocar o recipiente de amostra

- Colocar o recipiente de amostra.

A seguir estão listados recipientes de amostra convencionais:

- Células
(ver capítulo 6.1.1, página 34)
- Frascos
(ver capítulo 6.1.2, página 36)





Figura 8 Células de quartzo com parafuso de fecho

Distanciador para células de quartzo


O NIRS XDS RapidLiquid Analyzer dispõe de uma série de distanciadores para utilização de diferentes células de quartzo de diferentes percursos ópticos. O percurso óptico está gravado no distanciador.

O distanciador está equipado com um parafuso, que permite a fixação na inserção da amostra.



Dispositivo de elevação do recipiente de amostra

O aparelho NIRS XDS RapidLiquid Analyzer dispõe de um dispositivo de elevação para remoção do recipiente de amostra.




6.1.2 Frasco

Os frascos estão disponíveis nos seguintes tamanhos com suportes respectivos:

- Frasco com diâmetro de 4 mm
- Frasco com diâmetro de 8 mm, incluindo a tampa

Para a utilização, o suporte respectivo é aparafusado na inserção da amostra para recepção dos frascos. A remoção dos frascos é feito através do dispositivo de elevação.



6.2 Padrão de calibração



NOTA

Ativar o padrão de calibração

O padrão de calibração necessário para a calibração do dispositivo de medição consta no tutorial do software de controle nos respectivos módulos de medição.



7 Dados técnicos

7.1 Interface LAN

RJ-45 Tomada de conexão Ethernet para transmissão de dados para PC com software de controle através de conexão direta ou de rede.

7.2 Conexão para alimentação de energia

Intervalo de tensão nominal de 100 até 120 V e de 220 até 240 V ($\pm 10\%$, detecção automática)

Frequência 50 e 60 Hz (detecção automática)

Consumo de potência 750 VA_{máx.}

Proteção por fusível Diâmetro 5 mm, comprimento 20 mm
5,0 ATH (lenta)
2 unidades por aparelho

7.3 Condições ambientais

Intervalo nominal de funcionamento de 5 até 35 °C
com umidade do ar de, no máximo, 60%, sem condensação

Armazenamento de -20 até 70 °C
com umidade do ar de, no máximo, 93%, sem condensação

7.4 Funcionamento

Modo de medição Transmissão

Faixa de comprimento de onda de 400 até 2500 nm

Detectores Silício (de 400 até 1100 nm),
Sulfureto de chumbo (de 1100 até 2500 nm)

Largura de banda óptica 8,75 nm ($\pm 0,10$ nm)

Intervalo de dados espectral 0,5 nm

| | |
|---|---------------------------|
| <i>Quantidade de pontos de dados por espectro</i> | 4200 |
| <i>Taxa de varredura</i> | 2 varrimentos/segundo |
| <i>Acurácia do comprimento de onda</i> | < 0,05 nm (NIST SRM 2035) |
| <i>Precisão do comprimento de onda</i> | |
| <i>Baseado em um equipamento</i> | < 0,005 nm |
| <i>Baseado em um grupo de equipamentos</i> | < 0,020 nm |
| <i>Ruído fotométrico</i> | |
| <i>de 400 até 700 nm</i> | < 50 μ AU |
| <i>de 700 até 2200 nm</i> | N/d |
| <i>de 700 até 2500 nm</i> | < 20 μ AU |
| <i>de 850 até 1100 nm</i> | N/d |
| <i>de 1100 até 1600 nm</i> | N/d |

7.5 Condições de referência

| | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| <i>Temperatura ambiente</i> | +25 °C (\pm 3 °C) |
| <i>Umidade relativa do ar</i> | \leq 60 % |
| <i>Status do equipamento</i> | > 30 minutos em funcionamento |
| <i>Validade dos dados</i> | após compensação |



7.6 Dimensões

Monocromador

Medidas

Largura 380 mm

Altura 348 mm

Profundidade 335 mm

Peso 21,0 kg

NIRS XDS RapidLiquid Analyzer Módulo

Medidas

Largura 380 mm

Altura 349 mm

Profundidade 264 mm

Peso 15,7 kg

7.7 Carcaça

Monocromador

Material Chapa de aço

Nível de proteção
IP 52

NIRS XDS RapidLiquid Analyzer Módulo

Material Chapa de aço

Nível de proteção
IP 52

8 Acessórios

Você pode encontrar informações atuais sobre o material entregue e sobre os acessórios opcionais do seu produto na internet. Você pode baixar essas informações com a ajuda do número de artigo da seguinte maneira:

Descarregar lista de acessórios

- 1 Inserir <https://www.metrohm.com/> no browser da internet.
- 2 Indicar o número de artigo no campo de pesquisa (por ex. **Variable Produktnummer**).
O resultado da pesquisa é exibido.
- 3 Clicar no produto.
São exibidas informações detalhadas sobre o produto nas diversas guias.
- 4 Na guia **Peças**, clicar em **Download do PDF**.
O arquivo PDF com os dados dos acessórios é criado.



NOTA

Quando receber o seu novo produto, recomendamos que baixe a lista de acessórios da internet, imprima e guarde junto ao manual para servir de referência.

Precisão do comprimento de onda

Variância do comprimento de onda medido em medições múltiplas com um único instrumento ou grupo de instrumentos.

Ruído fotométrico

Flutuações estatísticas da extinção medida.



Índice

A

| | |
|------------------------------|----|
| Acessórios | |
| Instalar | 14 |
| Alimentação de energia | 12 |
| Fonte de alimentação | 12 |

C

| | |
|-------------------------------|----|
| Colocação em funcionamento .. | 14 |
|-------------------------------|----|

E

| | |
|-------------|----|
| Equipamento | |
| Ligar | 13 |

F

| | |
|----------------------------|----|
| Fonte de alimentação | 12 |
|----------------------------|----|

N

| | |
|--------------------------|---|
| Notas de segurança | 3 |
|--------------------------|---|

R

| | |
|-------------------------|----|
| Recipiente de amostra | |
| Célula de quartzo | 34 |
| Frasco | 36 |

S

| | |
|-----------------------|----|
| Serviço | 3 |
| Serviço Metrohm | 16 |

T

| | |
|----------------------|---|
| Tensão de rede | 4 |
|----------------------|---|

