

# OMNIS Titrator



2.1001.0X20

Manuel d'utilisation

8.1001.8002FR / 2022-01-12





Metrohm AG  
Ionenstrasse  
CH-9100 Herisau  
Suisse  
+41 71 353 85 85  
info@metrohm.com  
www.metrohm.com

# OMNIS Titrator

2.1001.0X20

Manuel d'utilisation

8.1001.8002FR /  
2022-01-12

La présente documentation est protégée par les droits d'auteur. Tous droits réservés.

La présente documentation a été élaborée avec le plus grand soin. Cependant, des erreurs ne peuvent être totalement exclues. Veuillez communiquer vos remarques à ce sujet directement à l'adresse citée ci-dessus.

### **Exclusion de la responsabilité**

Les défauts résultant de circonstances dont Metrohm n'est pas responsable, p. ex. stockage inapproprié, utilisation non conforme etc., sont expressément exclus de la garantie. Les modifications non autorisées du produit (par exemple, transformations ou ajouts) excluent toute responsabilité du fabricant pour les dommages qui en résultent et leurs conséquences. La documentation du produit Metrohm fournit des instructions et remarques à respecter strictement. Dans le cas contraire, la responsabilité de Metrohm est exclue.

# Table des matières

<b>1</b>	<b>Aperçu</b>	<b>1</b>
1.1	OMNIS Titrator – Description du produit .....	1
1.2	OMNIS Titrator – Modèles du produit .....	1
1.3	Conventions de représentation .....	2
1.4	Informations complémentaires .....	3
1.5	Accessoires .....	3
<b>2</b>	<b>Sécurité</b>	<b>4</b>
2.1	Utilisation conforme .....	4
2.2	Responsabilité de l'exploitant .....	4
2.3	Exigences concernant le personnel d'exploitation .....	5
2.4	Consignes de sécurité .....	5
2.4.1	Dangers liés au potentiel électrique .....	5
2.4.2	Risques associés aux substances biologiques et chimiques dangereuses .....	6
2.4.3	Risques associés aux substances facilement inflammables .....	6
2.4.4	Risques associés à l'écoulement de liquides .....	7
2.4.5	Risques lors du transport du produit .....	7
2.5	Présentation des avertissements .....	8
2.6	Signification des symboles d'avertissement .....	9
<b>3</b>	<b>Description fonctionnelle</b>	<b>10</b>
3.1	Système de titrage monoposte – Aperçu .....	10
3.2	Système de titrage monoposte pour titrages volumétri- ques Karl Fischer – Aperçu .....	12
3.3	OMNIS Titrator – Aperçu .....	13
3.3.1	Agitateur magnétique – Aperçu .....	15
3.3.2	Agitateur magnétique avec accessoires – Aperçu .....	16
3.3.3	Unité de dosage – Aperçu .....	17
3.3.4	Système bouteille réactif – Aperçu .....	21
3.3.5	Measuring Module Analog – Aperçu .....	24
3.3.6	Measuring Module Digital – Aperçu .....	25
3.3.7	Measuring Module Conductivity – Aperçu .....	26
3.3.8	Cellule de titrage KF volumétrique – Aperçu .....	27
3.4	OMNIS Titrator – Fonction .....	28
3.4.1	Agitateur magnétique – Description fonctionnelle .....	28
3.4.2	Unité de dosage – Fonction .....	28
3.4.3	Système bouteille réactif – Fonction .....	29
3.4.4	Measuring Module Analog – Description fonctionnelle .....	30

3.4.5	Measuring Module Digital – Description de la fonction .....	31
3.4.6	Cellule de titrage volumétrique Karl-Fischer – Fonction .....	31
3.5	<b>Appareil principal OMNIS – Éléments d'affichage et de commande .....</b>	<b>31</b>
3.6	<b>Système - Signaux .....</b>	<b>32</b>
3.7	<b>OMNIS Titrator – Interfaces .....</b>	<b>33</b>
3.8	<b>Measuring Module Analog – Interfaces .....</b>	<b>34</b>
3.9	<b>Measuring Module Digital – Interfaces .....</b>	<b>35</b>
4	<b>Livraison et emballage .....</b>	<b>36</b>
4.1	<b>Livraison .....</b>	<b>36</b>
4.2	<b>Emballage .....</b>	<b>36</b>
5	<b>Après l'installation .....</b>	<b>37</b>
5.1	<b>Installation par Metrohm .....</b>	<b>37</b>
5.2	<b>Lieu d'installation .....</b>	<b>37</b>
5.3	<b>Montage de l'emplacement de rangement pour électrodes .....</b>	<b>37</b>
5.4	<b>Mise en place de l'unité de cylindre OMNIS .....</b>	<b>39</b>
5.5	<b>Agitateur magnétique – Montage des accessoires .....</b>	<b>41</b>
5.6	<b>Produits OMNIS KF – Remplacement du matériau d'adsorption .....</b>	<b>45</b>
5.7	<b>Monter l'électrode .....</b>	<b>47</b>
5.8	<b>Montage du module de mesure .....</b>	<b>50</b>
5.9	<b>Monter la cellule de titrage KF volumétrique .....</b>	<b>53</b>
5.10	<b>Système de titrage OMNIS – Montage du système bouteille réactif .....</b>	<b>63</b>
5.11	<b>Connecter le capteur .....</b>	<b>64</b>
5.12	<b>Brancher le câble secteur .....</b>	<b>65</b>
6	<b>Mise en service .....</b>	<b>67</b>
6.1	<b>Mise en service par Metrohm .....</b>	<b>67</b>
7	<b>Fonctionnement et contrôle .....</b>	<b>68</b>
7.1	<b>Maniement .....</b>	<b>68</b>
7.1.1	Mise sous et hors tension .....	68
7.2	<b>Unité de cylindre OMNIS – Maniement .....</b>	<b>69</b>
7.2.1	Mise en place de l'unité de cylindre OMNIS .....	70
7.2.2	Déposer l'unité de cylindre OMNIS .....	72

7.3	<b>Agitateur magnétique – Maniement</b>	75
7.3.1	Mettre l'agitateur magnétique sous et hors tension	75
7.3.2	Régler l'agitateur magnétique	76
<b>8</b>	<b>Maintenance</b>	<b>77</b>
8.1	Maintenance	77
8.2	Nettoyer la surface du produit	77
8.3	Entreposage de l'unité de cylindre OMNIS	78
8.4	Nettoyage de l'unité de cylindre OMNIS	79
8.5	Nettoyage de l'OMNIS Liquid Adapter	81
<b>9</b>	<b>Traitement des problèmes</b>	<b>84</b>
9.1	Forçage de l'arrêt	84
<b>10</b>	<b>Élimination</b>	<b>85</b>
<b>11</b>	<b>Spécifications techniques</b>	<b>86</b>
11.1	Conditions ambiantes	86
11.2	OMNIS Titrator – Alimentation en énergie	86
11.3	Agitateur magnétique – Source de courant	86
11.4	Module de mesure – Source de courant	87
11.5	OMNIS Titrator – Caractéristiques	87
11.6	Agitateur magnétique – Caractéristiques	87
11.7	Module de mesure – Caractéristiques	88
11.8	Boîtier	88
11.9	Agitateur magnétique – Boîtier	88
11.10	Module de mesure – Boîtier	89
11.11	OMNIS Titrator – Spécifications des connecteurs	89
11.12	Measuring Module Analog – Spécifications des connecteurs	90
11.13	Measuring Module Digital – Spécifications du connecteur	91
11.14	Measuring Module Conductivity – Spécifications du connecteur	91
11.15	Spécifications relatives à l'affichage	92
11.16	Measuring Module Analog – Spécifications de l'affichage	92
11.17	Measuring Module Digital – Spécifications de l'affichage	92



# 1 Aperçu

## 1.1 OMNIS Titrator – Description du produit

L'OMNIS Titrator est l'appareil central d'un système de titrage OMNIS. Il assure l'alimentation en courant de tous les modules du système de titrage et la communication entre le système de titrage et le logiciel OMNIS. La palette de fonctionnalités de l'OMNIS Titrator est définie par la licence fonctionnelle sélectionnée.

## 1.2 OMNIS Titrator – Modèles du produit


Le produit est disponible dans les modèles ci-après :

Tableau 1 Modèles du produit

Référence article	Désignation	Agitateur magnétique	Licence fonctionnelle
2.1001.0010	OMNIS Titrator	sans	personnalisé
2.1001.0020	OMNIS Titrator	avec	personnalisé
2.1001.0110	OMNIS Basic Titrator	sans	Basic
2.1001.0120	OMNIS Basic Titrator	avec	Basic
2.1001.0210	OMNIS Advanced Titrator	sans	Advanced
2.1001.0220	OMNIS Advanced Titrator	avec	Advanced
2.1001.0310	OMNIS Professional Titrator	sans	Professional
2.1001.0320	OMNIS Professional Titrator	avec	Professional

Des informations sur les licences fonctionnelles sont disponibles sur le [site web de Metrohm](#) ou auprès du représentant Metrohm local.

Sur la plaque signalétique figurent la référence article et le numéro de série pour l'identification du produit :



<b>1</b>	<b>(01) = référence article conforme au standard GS1</b>	<b>2</b>	<b>(21) = numéro de série</b>
<b>3</b>	<b>(240) = référence article Metrohm</b>	<b>4</b>	<b>Certification</b>
<b>5</b>	<b>Certification</b>	<b>6</b>	<b>Caractéristiques techniques</b>

### 1.3 Conventions de représentation

Les formatages suivants peuvent être utilisés dans la présente documentation :

(5-12)	Renvoi aux légendes des figures  Le premier chiffre correspond au numéro de la figure. Le deuxième fait référence à l'élément du produit sur la figure.
1	Étape d'instruction  Les numéros identifient l'ordre des étapes d'instruction.
Méthode	Noms de paramètres, lignes de menu, onglets et dialogues
Fichier ► Nouveau	Chemin de menu
[Suivant]	Bouton ou touche


## 1.4 Informations complémentaires

La Metrohm Knowledge Base <https://guide.metrohm.com> met la version la plus récente de ce document à votre disposition. D'autres instructions, feuilles de renseignement, notes de publication, etc. sont disponibles selon le produit. La recherche plein texte et les filtres assurent un accès direct à l'information souhaitée ou au document PDF associé.

## 1.5 Accessoires

Vous pouvez consulter des informations actuelles relatives au contenu de la livraison et aux accessoires optionnels sur le site internet Metrohm. Télécharger ces informations comme suit :

### Télécharger la liste d'accessoires

- 1 Afficher le site <https://www.metrohm.com>.
  - 2 Saisir la référence article du produit (par ex. **2.1001.0010**) dans le champ de recherche.  
Le résultat de la recherche s'affiche.
  - 3 Cliquer sur le produit.  
Des informations détaillées sur le produit s'affichent dans différents onglets.
  - 4 Cliquer sur le lien de téléchargement du fichier PDF sous l'onglet **Accessoires**.  
Le fichier PDF contenant les données des accessoires est chargé.
-  Metrohm recommande de télécharger la liste d'accessoires depuis Internet et de la conserver comme référence.

## 2 Sécurité

## 2.1 Utilisation conforme

Les produits Metrohm sont utilisés à des fins d'analyse et de manipulation de produits chimiques.

L'utilisation exige donc de l'utilisateur des connaissances fondamentales et de l'expérience dans la manipulation des produits chimiques. De plus, il est nécessaire d'avoir des connaissances dans l'application des mesures de protection contre les incendies prescrites en laboratoire.

Le respect de la présente documentation technique et des instructions d'entretien constitue un élément important de la notion d'utilisation conforme.

Toute utilisation s'écartant ou divergeant de l'utilisation conforme est considérée comme non conforme.

Les informations relatives aux valeurs de fonctionnement et aux valeurs limites des différents produits sont indiquées, le cas échéant, dans la section « Caractéristiques techniques ».

Le dépassement et/ou le non-respect pendant le fonctionnement des valeurs limites indiquées constituent un danger pour les personnes et les composants. Le fabricant décline toute responsabilité pour les dommages résultant du non-respect de ces valeurs limites.

La déclaration de conformité de l'UE perd sa validité dès lors que des modifications sont opérées sur les produits et/ou les composants.

## 2.2 Responsabilité de l'exploitant

L'exploitant doit veiller au respect des règles fondamentales en matière de sécurité du travail et de prévention des accidents dans les laboratoires de chimie. L'exploitant a les responsabilités suivantes :

- Former le personnel à la manipulation sûre du produit.
- Former le personnel à l'utilisation du produit conformément à la documentation utilisateur (par ex. installation, utilisation, nettoyage, correction des défauts).
- Former le personnel aux règles de base de la sécurité au travail et de la prévention des accidents.
- Fournir un équipement de protection individuelle (par ex. lunettes de protection, gants).
- Fournir les outils et équipements appropriés pour effectuer le travail en toute sécurité.

Le produit ne peut être utilisé que s'il est en parfait état. Pour garantir un fonctionnement sûr du produit, les mesures suivantes sont nécessaires :

- Vérifier l'état du produit avant de l'utiliser.
- Remédier immédiatement aux carences et dysfonctionnements.
- Entretien et nettoyer le produit régulièrement.

## **2.3 Exigences concernant le personnel d'exploitation**

Seul un personnel qualifié peut utiliser le produit. Le personnel qualifié est constitué de personnes répondant aux exigences ci-dessous.

- Connaissance et respect des règles fondamentales en matière de sécurité au travail et de prévention des accidents pour les laboratoires chimiques.
- Connaissances de la manipulation de produits chimiques dangereux. Personnel capable de détecter et d'éviter les risques potentiels.
- Personnel formé à l'application des mesures de protection contre l'incendie pour les laboratoires.
- Les informations relatives à la sécurité ont été communiquées au personnel qui les a assimilées. Le personnel a la capacité d'utiliser le produit en toute sécurité.
- La documentation de l'utilisateur a été lue et assimilée. Le personnel fait fonctionner le produit conformément aux instructions de la documentation utilisateur.

## **2.4 Consignes de sécurité**

### **2.4.1 Dangers liés au potentiel électrique**

Le contact avec une tension électrique peut provoquer des blessures graves voire la mort. Pour écarter les risques liés au potentiel électrique, respecter les points ci-dessous.

- N'utiliser le produit que lorsqu'il est en parfait état. Le boîtier doit également être intact.
- N'utiliser le produit que si les capots sont en place. Si les capots sont endommagés ou manquants, déconnecter le produit de la source de courant et contacter le technicien service Metrohm local.
- Protégez les composants sous tension (par ex. le bloc d'alimentation, le câble secteur, les prises de connexion) de l'humidité.
- Toujours faire effectuer les travaux de maintenance et les réparations sur les composants électriques par un technicien service Metrohm local.

- Déconnecter immédiatement le produit de la source de courant si l'un au moins des cas suivants se produit :
  - Le boîtier est endommagé ou ouvert.
  - Des parties sous tension sont endommagées.
  - De l'humidité pénètre.

### 2.4.2 Risques associés aux substances biologiques et chimiques dangereuses

Le contact avec des substances biologiques dangereuses peut causer des intoxications dues à des toxines ou bien des infections dues à des micro-organismes. Le contact avec des substances chimiques agressives peut causer des intoxications ou des brûlures corrosives. Afin d'éviter les risques associés aux substances biologiques et chimiques dangereuses, tenir compte des points suivants :

- Identifier le produit conformément aux prescriptions s'il est utilisé pour des substances présentant un risque chimique potentiel et généralement soumises à l'ordonnance allemande sur les substances dangereuses.
- Porter un équipement de protection individuelle (par ex. lunettes de protection, gants).
- Utiliser les substances dangereuses volatiles sous une hotte aspirante.
- Éliminer les substances dangereuses conformément aux prescriptions.
- Nettoyer et désinfecter les surfaces contaminées.
- N'utiliser que des produits de nettoyage qui ne déclenchent pas de réactions secondaires indésirables au contact des matériaux à nettoyer.
- Éliminer les matériaux contaminés par des substances chimiques (par ex. produits de nettoyage) conformément aux prescriptions.
- En cas d'un retour à la société Metrohm AG ou à un représentant Metrohm local, procéder comme suit :
  - Décontaminer le produit ou le composant du produit.
  - Enlever l'identification de substances dangereuses.
  - Rédiger une déclaration de décontamination et la joindre au produit.

### 2.4.3 Risques associés aux substances facilement inflammables

L'utilisation de substances ou gaz facilement inflammables peut provoquer des incendies ou des explosions. Afin d'éviter les risques associés aux substances facilement inflammables, tenir compte des points suivants :

- Éviter les sources d'ignition.
- Utiliser une mise à la terre.
- Utiliser une hotte aspirante.

#### **2.4.4 Risques associés à l'écoulement de liquides**

Un écoulement de liquides peut causer des blessures et endommager le produit. Afin d'éviter les risques associés à l'écoulement de liquides, tenir compte des points suivants :

- Vérifier régulièrement que le produit et les accessoires ne fuient pas et que leurs raccords ne sont pas desserrés.
- Remplacer sans tarder les composants et les raccords non étanches.
- Serrer les raccords desserrés.
- Ne pas desserrer les connexions tubulaires sous pression.
- Ne pas déconnecter les tuyaux sous pression.
- Sortir les extrémités des tuyaux des récipients avec précaution.
- Laisser s'écouler les liquides avec précaution hors des tuyaux vers des récipients appropriés.
- Introduire complètement les pointes de burette dans les récipients.
- Enlever les liquides qui se sont écoulés et les éliminer conformément aux prescriptions.
- En cas de suspicion d'infiltration de liquide dans l'appareil, le déconnecter de sa source de courant. Faire ensuite vérifier l'appareil par un technicien service Metrohm local.

#### **2.4.5 Risques lors du transport du produit**

Des substances chimiques ou biologiques peuvent être renversées pendant le transport du produit. Des parties du produit peuvent tomber et être endommagées. Des substances chimiques ou biologiques et des pièces en verre cassées peuvent entraîner un risque de blessure. Afin de garantir un transport sécurisé, tenir compte des points suivants :

- Retirer les pièces non fixées (par ex. racks d'échantillons, récipients d'échantillons, flacons) avant le transport.
- Retirer les liquides.
- Soulever le produit avec les deux mains par la plaque de base et le transporter.
- Soulever et transporter les produits lourds en conformité stricte avec les instructions.

## 2.5 Présentation des avertissements

Il existe 4 niveaux de risque liés aux avertissements. Les mots-clés suivants sont utilisés dans les avertissements pour classer les niveaux de risque :

- **DANGER** identifie une situation dangereuse qui entraîne selon toute probabilité une blessure grave ou la mort si elle n'est pas évitée.
- **AVERTISSEMENT** identifie une situation dangereuse qui peut entraîner une blessure grave ou la mort si elle n'est pas évitée.
- **ATTENTION** identifie une situation dangereuse qui peut entraîner une blessure bénigne voire de gravité moyenne si elle n'est pas évitée.
- **AVIS** identifie une situation dangereuse qui peut entraîner un dommage matériel si elle n'est pas évitée.

Les avertissements sont représentés de façon différente (couleur et symbole d'avertissement) en fonction du niveau de risque :

 **DANGER**

### Type et source du danger

Conséquences en cas de non-observation de l'avis : une blessure irréversible pouvant entraîner la mort est très probable.

- Mesures permettant d'éviter les dangers

 **AVERTISSEMENT**

### Type ou source du danger

Conséquences en cas de non-observation de l'avis : une blessure grave pouvant entraîner la mort est possible.

- Mesures permettant d'éviter les dangers

 **ATTENTION**

### Type ou source du danger












Conséquences en cas de non-observation de l'avis : une blessure de gravité bénigne à moyenne est possible.

- Mesures permettant d'éviter les dangers

## 2.6 Signification des symboles d'avertissement

Cette documentation utilise les symboles d'avertissement suivants :

Tableau 2 Symbole d'avertissement conforme à la norme ISO 7010

Symbole d'avertissement	Signification
	Symbole d'avertissement général
	Avertissement concernant la tension électrique
	Avertissement concernant les blessures aux mains
	Avertissement concernant les objets pointus
	Avertissement concernant les surfaces brûlantes
	Avertissement concernant le risque biologique
	Avertissement concernant les substances toxiques
	Avertissement concernant les substances inflammables
	Avertissement concernant les substances caustiques
	Avertissement concernant le rayonnement optique
	Avertissement concernant les faisceaux laser

En fonction de la destination du produit, les étiquettes d'avertissement correspondantes doivent être apposées sur le produit.

### 3 Description fonctionnelle

### 3.1 Système de titrage monoposte – Aperçu




Figure 1 Système de titrage monoposte – Face avant

<b>1</b>	<b>Tuyau FEP</b>	<b>2</b>	<b>Unité de cylindre</b>
<b>3</b>	<b>Module de mesure</b>	<b>4</b>	<b>Câble d'électrode</b>
<b>5</b>	<b>Électrode</b>	<b>6</b>	<b>Pointe anti-diffusion</b>
<b>7</b>	<b>Tige de potence</b>	<b>8</b>	<b>Support d'électrode</b>
<b>9</b>	<b>Bague d'arrêt</b>	<b>10</b>	<b>Barreau d'agitation</b>
<b>11</b>	<b>Bécher d'échantillon</b>		




Figure 2 Système de titrage monoposte – Face arrière

<b>1</b>	<b>OMNIS Liquid Adapter</b>	<b>2</b>	<b>Adaptateur pour bouteille multi-usage</b>
<b>3</b>	<b>Bouteille pour produits chimiques</b>	<b>4</b>	<b>Support de bouteille</b>



---

**7 OMNIS Solvent Module**


---



---

**8 Bouteille pour produits chimiques (Sol-vent)**  
avec Siphon Breaker

---



---

**9 Bouteille pour produits chimiques (Waste)**  
avec protection contre les débordements

---

### 3.3 OMNIS Titrator – Aperçu




Figure 4 OMNIS Titrator – Face avant

---

**1 Couvercle**


---



---

**2 Emplacement pour les modules de mesure**


---



---

**3 Moteur de burette**


---



---

**4 Agitateur magnétique**


---



---

**5 Plateforme**  
Pour bouteilles pour produits chimiques

---




Figure 5 OMNIS Titrator – Face arrière

**1 Support de bouteille**

**2 Protection de câble**

Sur le côté droit. Pour câble Liquid-Adapter

**3 Connecteur MSI**

MSI = Metrohm Solution Identification. Prise de connexion pour câble Liquid-Adapter

**4 Protection de câble**

En bas à droite

**5 Interfaces**

**6 Protection de câble**

En bas à gauche

**7 Protection de câble**

Sur le côté gauche. Pour câble d'agitateur à hélice ou câble d'électrode

### 3.3.1 Agitateur magnétique – Aperçu




Figure 6 Agitateur magnétique – Aperçu

**1** Embout support de potence

**2** Surface d'agitation

**3** Barre de commande

**4** Voyant d'état  
LED. Multicolore

### 3.3.2 Agitateur magnétique avec accessoires – Aperçu





Figure 7 Agitateur magnétique avec accessoires – Aperçu

<b>1</b>	<b>Tige de potence</b>	<b>2</b>	<b>Support d'électrode</b>
<b>3</b>	<b>Baquet d'arrêt</b>	<b>4</b>	<b>Barre de commande</b>

 La tige de potence est mise à la terre. L'OMNIS Titrator et l'OMNIS Titration Module sont dotés d'un orifice dans la tige de potence servant de contact à la terre pour une fiche banane (4 mm).

### 3.3.3 Unité de dosage – Aperçu




Figure 8 Unité de dosage – Aperçu

#### 1 Unité de cylindre

Disponible avec différents volumes

#### 2 Moteur de burette

Non inclus dans le contenu de la livraison



### 3.3.3.1 Unité de cylindre OMNIS – Aperçu




Figure 10 Unité de cylindre – Aperçu

**1** Distributeur muni de 4 ports

**3** Boîtier de cylindre

**5** Cylindre

**7** Tenon de piston

**9** Bride de fixation

**2** Partie supérieure de cylindre

**4** Tube de centrage

**6** Puce électronique de données

**8** Piston de dosage

**10** Touche de déverrouillage




Figure 11 Unité de cylindre – Vue de dessus

Le tableau suivant indique l'utilisation par défaut des 4 ports. L'utilisation des ports peut être modifiée dans le logiciel OMNIS.

Port	Utilisation	Connexion ou fermeture avec
1	Doser	Pointe de dosage
2	Remplissage du cylindre	Bouteille pour produits chimiques
3	Non utilisé	Bouchon
4	Non utilisé	Bouchon

### 3.3.4 Système bouteille réactif – Aperçu




Figure 12 Système bouteille réactif

**1** OMNIS Liquid Adapter

**2** Adaptateur pour bouteille multi-usage

**3** Bouteille pour produits chimiques

### 3.3.4.1 OMNIS Liquid Adapter – Aperçu




Figure 13 OMNIS Liquid Adapter – Composants

<b>1</b>	<b>Câble</b>	<b>2</b>	<b>Affichage de l'état</b>
<b>3</b>	<b>Lecteur RFID</b>	<b>4</b>	<b>Tuyau d'aspiration</b> Composant de 6.01600.xxx
<b>5</b>	<b>Adaptateur de tuyau</b> Composant de 6.01600.xxx		

### 3.3.4.2 Adaptateur pour bouteille multi-usage – Aperçu




Figure 14 Adaptateur pour bouteille multi-usage, complet (6.01601.000)

<b>1</b>	<b>Couvercle à clipser</b>	<b>2</b>	<b>Tuyau d'aspiration</b> Tuyau d'aspiration (6.1819.020)
<b>3</b>	<b>Étiquette RFID</b> Puce RFID pour le transfert de données sans contact.	<b>4</b>	<b>Bague d'étanchéité PTFE</b> Bague d'étanchéité PTFE (6.02701.010)
<b>5</b>	<b>Insert de cartouche d'absorption</b> (2 pièces)	<b>6</b>	<b>Boîtier de cartouche d'absorption</b>
<b>7</b>	<b>Couvercle de cartouche d'absorption</b>	<b>5 à 7</b>	<b>Cartouche d'absorption, complète</b> Cartouche d'absorption, ensemble complet (6.02701.000)

### 3.3.5 Measuring Module Analog – Aperçu




Figure 15 Measuring Module Analog – Aperçu

**1 INPUT 1**

Prise de connexion pour capteurs potentiométriques (codage vert), capteurs de température (codage rouge) et capteurs polarisables (codage bleu)

**3 REF**

### Prise de connexion pour électrodes de référence

## 2 INPUT 2

Prise de connexion pour capteurs potentiométriques (codage vert) et capteurs de température (codage rouge)

#### 4 Vis de fixation

Vis de fixation à gauche et à droite. Elles servent à fixer le module de mesure dans le boîtier et à la mise à la terre du système électronique.

### 3.3.6 Measuring Module Digital – Aperçu




Figure 16 Measuring Module Digital – Aperçu

#### 1 Vis de fixation

Vis de fixation à gauche et à droite. Elles servent à fixer le module de mesure dans le boîtier et à la mise à la terre du système électronique.

#### 2 Prise de connexion

Pour dTrodes

### 3.3.7 Measuring Module Conductivity – Aperçu




Figure 17 Measuring Module Conductivity – Aperçu

- 1 Vis de fixation**
  - 2 Entrée de mesure**  
Pour la cellule de mesure de conductivité  
(voir *Measuring Module Conductivity – Spécifications du connecteur*, page 91)
  - 3 Voyant d'état**  
LED (vert-rouge)

Il est possible de connecter différentes cellules de mesure de conductivité avec capteur de température intégré à l'entrée de mesure du Measuring Module Conductivity, voir [Moteur de recherche d'électrodes](#). Des cellules de mesure de conductivité à fiche banane peuvent être raccordées par le biais du boîtier adaptateur (6.2103.160).

### 3.3.8 Cellule de titrage KF volumétrique – Aperçu




Figure 18 Cellule de titrage KF volumétrique montée – Aperçu

<b>1</b>	<b>Tige de potence</b>	<b>2</b>	<b>Levier de blocage</b>
<b>3</b>	<b>Couvercle de récipient de titrage</b>	<b>4</b>	<b>Bague d'arrêt</b>
<b>5</b>	<b>Récipient de titrage</b>	<b>6</b>	<b>Barre de commande d'agitateur magnétique</b>



Le moteur de burette est fixé dans le boîtier de l'appareil. Le moteur de burette est commandé via le logiciel OMNIS et assure le dosage de précision de la solution.

Une fois l'unité de cylindre placée sur le moteur de burette, le moteur de burette assure les fonctions ci-après :

- **Montée et descente du piston de burette :**  
Si le piston de burette est abaissé, la solution est aspirée. Le cylindre se remplit.  
Si le piston de burette est remonté, la solution est dosée. Le cylindre se vide.
- **Rotation du cylindre :**  
Parmi les 4 ports, la rotation du cylindre commande celui à travers lequel la solution s'écoule.  
Au centre de la base de cylindre se trouve le disque de robinet muni d'un orifice.  
En bas de la partie supérieure de cylindre se trouve le disque de distribution avec 4 orifices correspondant aux 4 ports du distributeur.  
Le moteur de burette fait tourner le cylindre de 90° de sorte que l'orifice du disque de robinet s'aligne sur un orifice du disque de distribution. Il en résulte ainsi un passage pour la solution vers le port correspondant du distributeur.

#### 3.4.2.1 Unité de cylindre OMNIS – Fonction

L'unité de cylindre est un jeu d'accessoires de l'unité de dosage dans les appareils OMNIS dotés d'une fonction de dosage. L'unité de cylindre fournit le volume de liquide requis pour l'analyse et peut être équipée pour différents volumes. Un distributeur muni de 4 ports permet de remplir et de vider le cylindre.

Les unités de cylindre de 2 mL à 20 mL servent aussi bien pour le dosage que pour le titrage. L'unité de cylindre de 50 mL convient particulièrement au dosage (transfert de liquides).

#### voir aussi

*Unité de cylindre OMNIS – Aperçu (Chapitre 3.3.3.1, page 19)*

#### 3.4.3 Système bouteille réactif – Fonction

Le système bouteille réactif livre les produits chimiques nécessaires à l'analyse. Le système bouteille réactif dans un système OMNIS est composé des éléments ci-après :

- Bouteille pour produits chimiques

- Adaptateur pour bouteille OMNIS  
L'adaptateur pour bouteille OMNIS est adapté à une bouteille pour produits chimiques avec un filetage GL-45 . Nous proposons les adaptateurs appropriés pour les bouteilles pour produits chimiques avec un filetage différent.  
L'adaptateur pour bouteille multi-usage vert comporte une étiquette RFID inscriptible. Il est possible d'inscrire des informations relatives à la solution sur l'étiquette RFID.  
L'adaptateur pour bouteille à usage unique rouge comporte une étiquette RFID inscriptible. L'étiquette RFID comporte des informations du fabricant sur la composition et la concentration de la solution.
- OMNIS Liquid Adapter  
L'OMNIS Liquid Adapter est muni d'un lecteur d'étiquette RFID qui transmet les données entre l'étiquette RFID de l'adaptateur pour bouteille et le logiciel OMNIS.

### 3.4.3.1 OMNIS Liquid Adapter – Fonctions

## Le principe de base

Il n'existe aucune liaison fixe entre l'OMNIS Liquid Adapter et la bouteille pour produits chimiques que vous devez desserrer pour remplacer la bouteille. Vous pouvez permuter l'OMNIS Liquid Adapter sans problème d'une bouteille à l'autre.

## Transfert de liquide

Le transfert de liquide est assuré par le tuyau d'aspiration intégré dans l'OMNIS Liquid Adapter. Lorsque vous connectez l'OMNIS Liquid Adapter sur la bouteille, le tuyau d'aspiration exerce une pression sur le tuyau d'aspiration dans la bouteille pour produits chimiques. Il se crée une liaison étanche.

## Transfert de données sans contact

Les informations relatives au contenu de la bouteille pour produits chimiques sont mémorisées sur une étiquette RFID collée sur l'adaptateur pour bouteille. L'OMNIS Liquid Adapter est équipé d'un lecteur d'étiquette RFID pour la lecture de ces données.

Le câble de données fixé sur l'OMNIS Liquid Adapter transmet les informations à l'appareil d'analyse et au logiciel.

### 3.4.4 Measuring Module Analog – Description fonctionnelle

Le Measuring Module Analog est doté du système électronique nécessaire à l'utilisation de capteurs analogiques. Les prises de connexion permettent de raccorder des électrodes analogiques et des électrodes analogiques de référence.

### 3.4.5 Measuring Module Digital – Description de la fonction

Le Measuring Module Digital sert d'interface aux électrodes numériques sur un OMNIS Titrator ou un OMNIS Titration Module.

Il est possible d'insérer des électrodes numériques, appelées dTrodes, dans sa prise de connexion.

### 3.4.6 Cellule de titrage volumétrique Karl-Fischer – Fonction

La cellule de titrage volumétrique Karl-Fischer (cellule de titrage KF) est un récipient fermé conçu pour la détermination de la teneur en eau selon Karl-Fischer. Il est fixé sur la tige de potence de l'agitateur magnétique.

La cellule de titrage KF comporte :

- Un récipient de titrage (différents modèles possibles)
- Un couvercle de récipient de titrage (différents modèles possibles, avec ou sans broyeur (Polytron PT 1300 D))

Des joints et un tube d'adsorption contenant un tamis moléculaire sont utilisés pour empêcher l'humidité de pénétrer dans la cellule de titrage KF.

## 3.5 Appareil principal OMNIS – Éléments d'affichage et de commande




Figure 19 Appareil principal OMNIS – Éléments d'affichage et de commande

**1** Interrupteur marche/arrêt

**2** Voyant d'état  
Multicolore



### 3.7 OMNIS Titrator – Interfaces




Figure 20 OMNIS Titrator – Interfaces et connecteurs

#### 1 Connecteur MSI

MSI = Metrohm Solution Identification. Prise de connexion pour câble Liquid-Adapter

#### 2 Connecteurs MDL

MDL = Metrohm Device Link. Prise de connexion pour le câble de connexion entre les produits OMNIS

#### 3 Connecteur HID

HID = Human Interactive Device. Prise de connexion pour les unités de contrôle externes

#### 4 Connecteur LAN

LAN = Local Area Network. Prise de connexion pour un câble de connexion au réseau local

#### 5 Prise d'alimentation secteur

Prise de connexion pour l'alimentation en énergie

### 3.8 Measuring Module Analog – Interfaces

Le Measuring Module Analog a 3 entrées de mesure pour électrodes analogiques.




Figure 21 Measuring Module Analog – Entrées de mesure

<b>1</b>	<b>INPUT 1</b>	<b>2</b>	<b>INPUT 2</b>
<b>3</b>	<b>REF</b>		

### Entrées de mesure INPUT 1 et INPUT 2

Les entrées de mesure **INPUT 1** et **INPUT 2** sont entourées de segments de cercle de différentes couleurs. Les couleurs indiquent que seuls certains types de câbles d'électrodes peuvent être branchés dans les prises de connexion correspondantes :

Tableau 4 Signification des couleurs

Rouge	Le connecteur est compatible avec les capteurs de température.
Bleu	Le connecteur est compatible avec les capteurs polarisés.
Vert	Le connecteur est compatible avec les capteurs potentiométriques.

### Entrée de mesure REF

L'entrée de mesure **REF** est destinée aux électrodes de référence.

### 3.9 Measuring Module Digital – Interfaces

Le Measuring Module Digital comporte une prise de connexion pour une électrode numérique.




Figure 22 Measuring Module Digital – Interfaces et connecteurs

#### 1 Prise de connexion pour une électrode numérique

##### Prise de connexion

Le repère noir de la prise de connexion indique que seul le câble d'une électrode numérique peut être inséré ici.

## 4.1 Livraison

- Vérifier son intégralité à l'aide du bon de livraison.
- Vérifier que le produit n'est pas endommagé.
- Si la livraison est incomplète ou endommagée, veuillez contacter votre représentant Metrohm local.

Le produit et les accessoires sont livrés dans un emballage protecteur spécial. Conserver impérativement cet emballage afin de garantir un transport sécurisé du produit. Si une vis de sécurité de transport est présente, la conserver et la réutiliser également.

## 5 Après l'installation

### 5.1 Installation par Metrohm

En règle générale, l'installation du système est prise en charge par le technicien service Metrohm local.

### 5.2 Lieu d'installation

Le produit est exclusivement adapté à un fonctionnement en intérieur et ne doit pas être utilisé dans une atmosphère explosible.

Les exigences suivantes concernant le lieu d'installation s'appliquent :

- La pièce est bien ventilée, protégée du rayonnement solaire direct et des variations de température excessives.
- La surface de pose est stable et ne vibre pas. La surface de pose doit être adaptée aux dimensions et au poids des composants (voir les caractéristiques techniques).
- Tous les câbles et connecteurs sont accessibles pendant le fonctionnement. Les câbles sont posés de sorte à garantir la sécurité (aucun risque de trébuchement).
- Le poste de travail est conçu de façon ergonomique et assure un fonctionnement sans dérangement du produit.

### 5.3 Montage de l'emplacement de rangement pour électrodes

Cet emplacement permet de ranger des électrodes ou récipients de conservation d'électrodes. Il est possible de le monter des deux côtés de l'appareil.

**Accessoires nécessaires :**



## 5.4 Mise en place de l'unité de cylindre OMNIS

### Paramétrage par défaut pour les ports 1 et 2


Par défaut sur la puce électronique de données de l'unité de cylindre, le port 1 est défini comme port de dosage et le port 2 comme port de remplissage. Les instructions ci-après décrivent la définition par défaut.

Si les ports utilisés sont différents des ports par défaut, il faut adapter la configuration des ports dans le logiciel OMNIS dans **Propriétés ► Données spécifiques**.

### Préparation de la mise en place

- 1 Dans le logiciel OMNIS, ouvrir le **Contrôle manuel** de l'unité de dosage, voir l'*assistant du logiciel*.
- 2 Démarrer la fonction **Position d'échange**.

### Connecter l'unité de cylindre

 Les présentes instructions décrivent l'installation par défaut telle qu'elle est définie dans le logiciel OMNIS.

#### Condition préalable :

- Moteur de burette : l'accouplement du robinet et la tige de poussée sont en position d'échange (le port 2 est paramétré).
- Unité de cylindre : le tenon de piston affleure au niveau de la face inférieure du boîtier de cylindre. Le tube de centrage est dans la position correcte.


#### Accessoires nécessaires :

- Clé (6.2739.000)
- 2 tuyaux FEP (6.1805.100)
- Pointe de burette (6.1543.200)

### 1 Orientation de l'unité de cylindre

Tourner l'unité de cylindre jusqu'à ce que la ligne avec l'inscription **UNLOCK** coïncide avec le repère situé sur le moteur de burette.



**4 Monter les tuyaux**

Visser un tuyau FEP (6.1805.100) dans le port 1.

Ce tuyau FEP sert de tuyau de dosage. Visser l'autre extrémité sur la pointe de burette (6.1543.200).

**5 Visser l'autre tuyau FEP (6.1805.100) dans le port 2.**

Ce tuyau FEP sert de tuyau de remplissage. Fixer l'autre extrémité à l'OMNIS Liquid Adapter.

**6 Serrer les tuyaux avec la clé (6.2739.000).****voir aussi**


*Unité de cylindre OMNIS – Aperçu (Chapitre 3.3.3.1, page 19)*

## 5.5 Agitateur magnétique – Montage des accessoires

### Montage du support d'électrode


#### Accessoires

- Tige de potence 30 cm (6.2016.050)
- Bague d'arrêt 10 mm (6.2013.010)
- Support d'électrode (6.02005.000)




## Montage de la tige de potence

Visser la tige de potence à l'embout support de potence .



## Montage de la bague d'arrêt


Glisser la bague d'arrêt par-dessus la tige de  
potence avec l'encoche vers le haut.



### Montage du support d'électrode

1. Appuyer sur le levier de blocage vert sur le support d'électrode.
2. Glisser le support d'électrode par-dessus la tige de potence.
3. Relâcher le levier de blocage vert à la hauteur souhaitée pour fixer.

Le support d'électrode est fixé.




**i** La bague d'arrêt sert de butée inférieure au support d'électrode. La bague d'arrêt permet d'éviter que le support d'électrode s'abaisse trop bas avec l'électrode montée.

1. Glisser la bague d'arrêt au-dessous du support d'électrode.
2. Tourner la bague d'arrêt jusqu'à ce que la clavette située sur le support d'électrode s'engage dans l'encoche.
3. Fixer la bague d'arrêt avec la vis moletée à la hauteur souhaitée.

## Préparation de l'agitateur magnétique pour le fonctionnement

## Positionner le b cher et le barreau d'agitation



1. Placer un barreau d'agitation PTFE de 16 mm (6.1903.020) ou de 25 mm (6.1903.030) dans le bécher d'échantillon.
2. Poser le bécher d'échantillon sur la surface d'agitation de l'agitateur magnétique.

## 5.6 Produits OMNIS KF – Remplacement du matériau d'adsorption




Figure 23 Cartouche d'adsorption de l'OMNIS Solvent Module et tube d'adsorption pour la cellule de titrage KF

**1** Couvercle


**2** Boîtier

### Remplacement du matériau d'adsorption de la cartouche d'adsorption ou du tube d'adsorption

#### 1. Ôter le couvercle

**Cartouche d'adsorption** : décrocher le couvercle, joint incl., du boîtier et l'ôter.

**Tube d'adsorption** : soulever le couvercle du boîtier et l'ôter.





**i** Nous recommandons de remplacer le matériau d'adsorption env. toutes les six semaines lorsque l'humidité de l'air est modérée. Une augmentation de la dérive est signe que l'étanchéité de la cellule de titrage KF doit être contrôlée et que le tamis moléculaire doit éventuellement être remplacé.

**Conseils et astuces :**

Notez la date de remplacement du tamis moléculaire sur le boîtier de l'adsorbeur. Ainsi vous saurez toujours quand le dernier remplissage ou le dernier remplacement a eu lieu.

## 5.7 Monter l'électrode

### ATTENTION

#### Pièces en verre endommagées et éclats de verre

Les pièces en verre endommagées et les éclats de verre peuvent provoquer des coupures.

- Manipuler les pièces en verre (par ex. électrodes, flacons) avec soin et précaution.
- Utiliser uniquement des pièces en verre intactes.
- Éliminer immédiatement les pièces en verre endommagées.

1



Insérer l'électrode par le haut dans l'orifice avant du support d'électrode.




2



Glisser la partie supérieure verte de l'électrode jusqu'à la butée vers le bas. La partie verte de l'électrode est à fleur avec le bord inférieur du support d'électrode.


3



Dévisser le capuchon protecteur de l'électrode et l'enlever.




4



Brancher la fiche du câble d'électrode. Vérifier l'orientation (A).

5




Visser le câble d'électrode.

## 5.8 Montage du module de mesure


Le module de mesure est livré avec les vis de fixation montées. Le module de mesure est fixé à l'appareil à l'aide de ces vis de fixation afin d'en garantir le fonctionnement correct.

## 1 Ouverture du couvercle



- Rabattre le couvercle.


## 2 Retrait des pièces latérales



Exécuter les étapes suivantes des **deux côtés** de l'appareil.


- Desserrer les 2 vis à l'aide de la clé hexagonale et les retirer par le haut.
- Glisser le recouvrement latéral vers le haut jusqu'à ce qu'il soit possible de l'ôter latéralement.
- Ôter le couvercle latéral par le côté.

### 3 Retrait des vis de fixation




- Dévisser et ôter les 2 vis de fixation du module de mesure à l'aide de la clé hexagonale mâle.

### 4 Insertion du module de mesure




- Insérer le module de mesure dans une cavité libre. Les cavités sont numérotées 1 (arrière) et 2 (avant).

## 5 Vissage du module de mesure



- Enfoncer les vis de fixation. Visser le module de mesure des **deux côtés** au boîtier à l'aide de la clé hexagonale.

## 6 Montage des pièces latérales



Exécuter les étapes suivantes des **deux côtés** de l'appareil.

- Positionner le recouvrement latéral par le côté en position surélevée.
- Introduire le recouvrement latéral dans le rail de guidage et le glisser vers le bas.
- Placer les 2 vis et les serrer à fond par le haut à l'aide de la clé hexagonale.

## 5.9 Monter la cellule de titrage KF volumétrique




Figure 24 Cellule de titrage KF volumétrique

**1 Couvercle de récipient de titrage (6.01405.010)**

Couvercle de récipient de titrage (6.01405.040) pour un broyeur

**2 Récipient de titrage**

20 à 90 mL (6.01406.220) ou  
50 à 150 mL (6.01406.250)

**3 Barreau d'agitation**

16 mm (6.1903.020) ou  
25 mm (6.1903.030)

### Visser la cellule de titrage KF volumétrique

- 1** Sélectionner le récipient de titrage (24-2) de la taille souhaitée et placer un barreau d'agitation (24-3) adapté.
- 2** Visser le récipient de titrage avec le couvercle (24-1) correspondant.  
Lors du positionnement préalable au vissage, veiller à ce que le repère de couleur situé sur le récipient de titrage soit aligné avec l'ergot de son couvercle. Cela permet de lire la graduation de la cellule de titrage KF volumétrique par l'avant.





Figure 25 Cellule de titrage KF volumétrique destinée à être utilisée avec et sans broyeur

<b>1</b>	<b>Embout fileté M10 (6.02709.010)</b>	<b>2</b>	<b>Embout fileté M12 (6.02709.030)</b>
<b>3</b>	<b>Bouchon à septum (ou cuillère à pâte)</b>	<b>4</b>	<b>Barreau d'agitation</b> 16 mm (6.1903.020) ou 25 mm (6.1903.030)
<b>5</b>	<b>Douille de guidage (6.02709.050)</b> pour Polytron PT 1300 D		

 Pour utiliser la cellule de titrage Karl Fischer avec un broyeur, [voir page 61](#).

### Préparer la cellule de titrage KF volumétrique

- 1** Insérer les 3 embouts filetés (25-1) dans les orifices M10 du couvercle de récipient de titrage.
- 2** Insérer les 2 embouts filetés (25-2) dans les orifices M12 du couvercle de récipient de titrage.




Figure 26 Équipement de la cellule de titrage KF volumétrique

<b>1</b>	<b>Pointe de dosage (6.1543.110)</b> avec tuyau M8 (6.1805.200)	<b>2</b>	<b>Pointe de burette (6.01543.120)</b> avec tuyau M6 (6.1805.100)
<b>3</b>	<b>Pointe d'aspiration (6.01543.000)</b> avec tuyau M8 (6.1805.200)	<b>4</b>	<b>Tube d'adsorption (6.01406.010)</b>
<b>5</b>	<b>Bouchon à septum</b> avec septum (6.02709.020), bouchon de fermeture (6.02709.010) ou cuillère à pâte (6.02711.000)	<b>6</b>	<b>Électrode de platine double (6.0338.100)</b> avec câble (6.02104.040)

### Équiper la cellule de titrage KF volumétrique

#### Condition préalable :

- Le tube d'adsorption avec couvercle (26-4) est rempli avec un nouveau tamis moléculaire (voir "Produits OMNIS KF – Remplacement du matériau d'adsorption", Chapitre 5.6, page 45).

- 1 Insérer puis serrer la pointe de dosage (26-1) dans l'embout fileté M10 gauche (25-1).

La pointe de dosage doit se trouver juste au-dessus du barreau d'agitation mais ne doit cependant pas gêner la rotation ce dernier.

- 2 Insérer puis serrer le tuyau M8 dans le connecteur M8 de la pointe de dosage (26-1).

- 3 Insérer puis serrer la pointe de burette (26-2) de l'unité de cylindre dans l'embout fileté M10 moyen (25-1).

La vanne antidiffusion de la pointe de burette doit se trouver juste au-dessus du barreau d'agitation mais ne doit cependant pas gêner la rotation de ce dernier.

- 4** Insérer puis serrer le tuyau M6 dans le connecteur M6 de la pointe de burette (26-2).

- 5** Insérer puis serrer la pointe d'aspiration (26-3) dans l'embout fileté M10 droit (25-1).

Quand du solvant est aspiré, l'extrémité de la pointe d'aspiration doit toucher le fond du récipient mais ne doit cependant pas gêner le barreau d'agitation.

Il est possible de retirer la pointe d'aspiration du solvant si nécessaire.

- 6** Insérer puis serrer le tuyau M8 dans le connecteur M8 de la pointe d'aspiration (26-3).

- 7** Introduire l'électrode de platine double (26-6) dans l'embout fileté M12 gauche (25-2) puis serrer l'embout fileté de façon à ce qu'il soit étanche.

- 8** Visser le câble d'électrode avec codage bleu sur l'électrode (26-6).

- 9** Introduire le tube d'adsorption (26-4) dans l'embout fileté M12 droit (25-2) puis serrer l'embout fileté de façon à ce qu'il soit étanche.

- 10** Introduire le bouchon à septum (avec septum intégré) dans le premier orifice (25-3) du couvercle de récipient de titrage.

Opter pour un autre insert au choix :

- Bouchon de fermeture
- Cuillère à pâte




Figure 27 Montage de la cellule de titrage KF volumétrique

- |   |  |
|---|--|
| <b>1 Tige de potence</b>  | <b>2 Levier de blocage</b><br>sur le couvercle de récipient de titrage |
| <b>3 Couvercle de récipient de titrage</b><br>(6.01405.010)                               | <b>4 Bague d'arrêt</b>   |
| <b>5 Récipient de titrage</b><br>20 à 90 mL (6.01406.220) ou<br>50 à 150 mL (6.01406.250) | <b>6 Agitateur magnétique</b>  |

### Fixer la cellule de titrage KF volumétrique

#### Condition préalable :

- La tige de potence est montée avec la bague d'arrêt sur le produit OMNIS (voir "*Agitateur magnétique – Montage des accessoires*", Chapitre 5.5, page 41).

- Appuyer sur le levier de blocage vert (27-2) situé sur le couvercle de récipient de titrage (27-3).



- 2** Glisser la cellule de titrage KF, composée de (27-3) et de (27-5), par-dessus la tige de potence (27-1).

- 3** Glisser la cellule de titrage KF jusqu'à env. 1 mm par-dessus l'agitateur magnétique (27-6) et la placer au centre de ce dernier.

Relâcher le levier de blocage vert permettant de fixer la position.

- 4** Glisser la bague d'arrêt (27-4) sous le couvercle de récipient de titrage. Tourner la bague d'arrêt de manière à engager la clavette située sur le couvercle de récipient de titrage dans la rainure de la bague.

La bague d'arrêt sert de butée inférieure au couvercle de récipient de titrage. Elle garantit ainsi que la cellule de titrage KF est toujours positionnée à la même hauteur et exactement au centre de l'agitateur magnétique.

- 5** Fixer la bague d'arrêt avec la vis moletée dans la position souhaitée.

La position de la cellule de titrage KF est désormais fixée avec la baque d'arrêt.






Figure 28 Connexion de la cellule de titrage KF à un produit OMNIS et à l'OMNIS Solvent Module

- |   |  |
|---|--|
| <p><b>1</b> Tuyau FEP M6 (6.1805.100) entre le port de remplissage de l'unité de cylindre et le flacon de titrant</p>   | <p><b>2</b> Tuyau PTFE M8 entre la pointe d'aspiration et la bouteille de déchets (Waste)<br/>Pointe d'aspiration (6.01543.000) avec tuyau PTFE M8 (6.1805.200) vers la bouteille de déchets (Waste)</p>                                       |
| <p><b>3</b> Tuyau PTFE M8 entre la pointe de dosage et la bouteille à réactifs (Solvent)<br/>Pointe de dosage (6.1543.110) avec tuyau PTFE M8 (6.1805.200) vers la bouteille à réactifs (Solvent)</p> | <p><b>4</b> Tuyau FEP M6 entre la pointe de burette et le port de dosage 1 situé sur l'unité de cylindre<br/>pour l'ajout du titrant par la pointe de burette (6.1543.200) avec un tuyau FEP M6 (6.1805.100) dans la cellule de titrage KF</p> |
| <p><b>5</b> Câble d'électrode vers le module de mesure</p>  | <p><b>6</b> Tuyaux PVC (6.01804.210) entre les flacons et l'OMNIS Solvent Module</p>   |

### Connecter la cellule de titrage KF volumétrique

Condition préalable :



- La cartouche d'adsorption est remplie de tamis moléculaire, fermée hermétiquement et montée sur l'OMNIS Solvent Module .
- Le Siphon Breaker et l'adaptateur pour bouteille sont entièrement équipés et connectés à l'OMNIS Solvent Module (*voir "Système de titrage OMNIS – Montage du système bouteille réactif", Chapitre 5.10, page 63*).

### 1 Connecter la cellule de titrage KF volumétrique au titrant

Insérer le tuyau FEP M6 de la pointe de burette (28-4) dans le connecteur correspondant de l'unité de cylindre et le visser à fond (*voir "Mise en place de l'unité de cylindre OMNIS", Chapitre 5.4, page 39*).

## 2 Connecter la cellule de titrage KF volumétrique aux flacons

Connecter le tuyau PTFE M8 de la pointe de dosage (28-3) au connecteur M8 correspondant du Siphon Breaker de la bouteille à réactifs (Solvent) et le serrer.

**3** Connecter le tuyau PTFE M8 de la pointe d'aspiration (28-2) à l'olive du bouchon rodé RN 14/M8 sur l'adaptateur pour bouteille GL 45 de la bouteille de déchets (Waste) et le serrer.




Figure 29 Montage de la cellule de titrage KF volumétrique avec broyeur

- |   |   |
|---|---|
| <b>1 Support pour broyeur (6.0208.010)</b><br>pour broyeur Polytron PT 1300 D | <b>2 Entretoise (35 mm)</b>   |
| <b>3 Polytron PT 1300 D (2.1360.100)</b><br>avec agrégat de dispersion        | <b>4 Entretoise (65 mm)</b>   |
| <b>5 Levier de blocage</b><br>sur le couvercle de récipient de titrage        | <b>6 Couvercle de récipient de titrage (6.01405.040)</b><br>pour une utilisation avec broyeur |
| <b>7 Tige de potence</b><br>avec bague d'arrêt montée                         | <b>8 Récipient de titrage</b><br>20 à 90 mL (6.01406.220) ou<br>50 à 150 mL (6.01406.250)     |
| <b>9 Agrégat de dispersion</b><br>125 mm (6.1912.000) ou 157 mm (6.1912.010)  | <b>10 Agitateur magnétique</b>  |

### Monter le broyeur (en option)

Condition préalable :

- La cellule de titrage volumétrique Karl Fischer avec couvercle de récipient de titrage destiné au broyeur est préparée (*voir page 54*) et équilibrée (*voir page 55*).  
La douille de guidage (*25-5*) est présente, mais pas encore vissée à fond.
- La cellule de titrage volumétrique Karl Fischer est fixée sur le produit OMNIS (*voir page 57*).

**1**  S'assurer qu'aucun barreau d'agitation n'est présent.

Glisser l'entretoise de 65 cm (29-4) avec la rainure vers le bas par-dessus la tige de potence.

Veiller à ce que la clavette du couvercle de récipient de titrage s'engage dans la rainure de l'entretoise.

**2** Au cas où il serait nécessaire d'utiliser l'agrégat de dispersion 157 mm (29-9), glisser l'entretoise 35 cm (29-2) par-dessus la tige de potence.

**3** Glisser le support du broyeur (29-1) par-dessus la tige de potence.

**4** Glisser le broyeur (29-3) et l'agrégat de dispersion monté (29-9) dans le support et l'insérer simultanément dans la douille de guidage (25-5) du broyeur situé dans le couvercle de récipient de titrage (29-6).

En cas de coincement lors de l'insertion de l'agrégat de dispersion dans la douille de guidage, desserrer à nouveau la douille de guidage.

**5** Serrer la douille de guidage (25-5) pour broyeur pour la rendre étanche.

**6** Connecter la partie manuelle du broyeur (29-3) à l'appareil de contrôle du broyeur.

**7** Connecter le broyeur (29-3) au PC au moyen d'un câble RS-232.

### Conseil :

Metrohm recommande d'utiliser les agrégats de dispersion comme suit :

- **Agrégat de dispersion 125 mm**
  - Applications avec des échantillons visqueux
  - Échantillons dont le diamètre est inférieur à celui de l'agrégat
  - Poudre et sels difficiles à dissoudre

- **Agrégat de dispersion 157 mm**
  - Applications avec des échantillons solides
  - Échantillons dont le diamètre est supérieur à celui de l'agrégat

## 5.10 Système de titrage OMNIS – Montage du système bouteille réactif

Le système bouteille réactif dans un système OMNIS est composé des éléments ci-après :

- Bouteille pour produits chimiques
- Adaptateur pour bouteille OMNIS
- OMNIS Liquid Adapter

Certains fabricants de produits chimiques proposent des bouteilles pour produits chimiques avec un adaptateur pour bouteille à usage unique OMNIS. Un adaptateur pour bouteille multi-usage OMNIS est disponible pour les autres bouteilles pour produits chimiques usuels dans le commerce. Si la bouteille pour produits chimiques n'est pas munie d'un adaptateur pour bouteille OMNIS rouge, remplacer le couvercle d'origine de la bouteille pour produits chimiques par un adaptateur pour bouteille multi-usage.


### Montage du système bouteille réactif


- 1 Assembler l'OMNIS Liquid Adapter.
- 2 Monter et raccorder l'OMNIS Liquid Adapter.
- 3 Si la bouteille pour produits chimiques n'est pas fermée par un adaptateur pour bouteille à usage unique OMNIS rouge,
  - préparer l'adaptateur pour bouteille multi-usage OMNIS.
  - Ôter le couvercle d'origine de la bouteille pour produits chimiques.
  - Visser l'adaptateur pour bouteille multi-usage OMNIS sur la bouteille.
- 4
  - Connecter l'OMNIS Liquid Adapter à la bouteille pour produits chimiques.
  - Poser la bouteille pour produits chimiques sur la plateforme.

## 5.11 Connecter le capteur


## 1 Enficher le câble d'électrode

- Ouvrir le couvercle de l'appareil.
- Aligner le point rouge situé sur la fiche sur l'encoche de la prise de connexion.
- Insérer la fiche du câble d'électrode afin de l'enclencher de manière perceptible.



 Si la fiche est difficile à insérer, exercer une légère pression en la tournant vers la droite ou vers la gauche jusqu'à ce qu'elle s'enclenche dans la prise.

## 2 Sortir le câble



- Sortir le câble sous la tige.
- Refermer le couvercle.

## 5.12 Brancher le câble secteur



### AVERTISSEMENT


#### Tension électrique

Le contact avec une tension électrique peut provoquer des blessures graves voire la mort.

- N'utiliser le produit que lorsqu'il est en parfait état. Le boîtier doit également être intact.
- N'utiliser le produit que si les capots sont en place.
- Protéger les composants sous tension (par ex. le bloc d'alimentation, le câble secteur, les prises de connexion) de l'humidité.
- Toujours faire effectuer les travaux de maintenance et les réparations sur les composants électriques par un technicien service Metrohm local.

#### Accessoires nécessaires :

- Câble secteur :
  - Longueur : max. 2 m
  - Nombre de conducteurs : 3, avec terre de protection
  - Section de conducteur : 3x min. 1,0 mm<sup>2</sup> / 18 AWG
- Connecteur de l'appareil :
  - CEI 60320, type C13, 10 A
- Fiche secteur :
  - 6.2122.XX0 (conformément à la demande du client), min. 10 A



- Enficher le câble secteur dans la prise d'alimentation secteur du produit. N'utiliser que des câbles secteurs homologués.



- Raccorder le câble secteur à la source de courant.
- Pour mettre le produit hors tension, séparer le câble secteur de la source de courant.



## **6 Mise en service**

### **6.1 Mise en service par Metrohm**

En règle générale, la mise en service du système est prise en charge par le technicien service Metrohm local.

## 7 Fonctionnement et contrôle

## 7.1 Maniement

Le produit peut être commandé par le logiciel OMNIS. Pour en savoir plus sur le logiciel OMNIS, voir [OMNIS Help](#).


### 7.1.1 Mise sous et hors tension



## ATTENTION

## Perte de données

La coupure d'alimentation d'appareils OMNIS (par ex. par une prise multiple) peut entraîner une perte de données irréversible. Il n'est alors plus possible d'utiliser l'appareil.


- Appuyer sur l'interrupteur marche/arrêt  pendant 1 seconde pour mettre l'appareil à l'arrêt en toute sécurité.
- Attendre que le voyant d'état s'éteigne avant de couper l'alimentation.

## 1 Mise sous tension de l'appareil principal OMNIS

Appuyer sur l'interrupteur marche/arrêt  pendant 1 seconde.

- Le voyant d'état s'allume en jaune.
- Le voyant d'état s'allume en vert dès que l'appareil principal OMNIS est opérationnel.

## 2 Mise hors tension de l'appareil principal OMNIS


Appuyer sur l'interrupteur marche/arrêt  pendant 1 seconde jusqu'à ce qu'un signal sonore simple retentisse.

- Le voyant d'état s'éteint et l'appareil principal OMNIS est hors tension.

**voir aussi**

*Appareil principal OMNIS – Éléments d'affichage et de commande (Chapitre 3.5, page 31)*

## 7.2 Unité de cylindre OMNIS – Maniement

 Le maniement du produit est possible à l'aide du logiciel OMNIS.  
Pour de plus amples informations, voir l'[assistant du logiciel](#).

### Avis sur la manipulation



## ATTENTION

### Usure du piston

Les solutions de matières solides (par ex. sels et hydroxydes) provoquent une plus forte usure du piston de burette ce qui peut entraîner une perte d'étanchéité.

- Après chaque titrage/dosage, remplir le cylindre de solution et aller à la position d'échange.

Si le débit d'échantillons ne peut pas être assuré en continu, remplir le cylindre de solution et l'amener à la position d'échange en particulier lors de l'utilisation de :

- solutions concentrées ayant tendance à cristalliser
- solutions d'EDTA, solvants de haute pureté et eau ultrapure
- solvants organiques
- réactifs alcalins (par ex. KOH ou alcool isopropylique), corrosifs ou fortement concentrés

L'unité de cylindre ne rejoint pas automatiquement la position d'échange. Pour aller automatiquement en position d'échange après chaque titrage/dosage, insérer dans la méthode les fonctions **FILL** et **VALVE POS**, voir l'[assistant du logiciel](#).

Pour conserver (stocker) l'unité de cylindre pendant une période prolongée (voir "[Entreposage de l'unité de cylindre OMNIS](#)", Chapitre 8.3, page 78).

### Utilisation du tuyau de dosage avec vanne anti-diffusion

Pour l'utilisation avec vanne anti-diffusion, respecter un débit de dosage max. de 150 mL/min.


Le débit de dosage peut être enregistré sur la puce de mémoire de l'unité de cylindre : dans le logiciel OMNIS, entrer le débit de dosage dans **Propriétés ► Données spécifiques**.

### Utilisation du tuyau de dosage sans vanne anti-diffusion

En cas d'utilisation sans vanne anti-diffusion, ne pas plonger le tuyau de dosage dans la solution d'échantillon.

Étant donné que les extrémités des tuyaux sont ouvertes, il existe un risque de rétrodiffusion de la solution d'échantillon du récipient dans le tuyau.



 L'unité de cylindre et ses composants ne sont pas autoclavables. La parfaite stérilité d'une solution dite stérile ne peut pas être garantie.

### 7.2.1 Mise en place de l'unité de cylindre OMNIS

## Paramétrage par défaut pour les ports 1 et 2


Par défaut sur la puce électronique de données de l'unité de cylindre, le port 1 est défini comme port de dosage et le port 2 comme port de remplissage. Les instructions ci-après décrivent la définition par défaut.

Si les ports utilisés sont différents des ports par défaut, il faut adapter la configuration des ports dans le logiciel OMNIS dans **Propriétés ► Données spécifiques**.

## Préparation de la mise en place

- 1 Dans le logiciel OMNIS, ouvrir le **Contrôle manuel** de l'unité de dosage, voir l'*assistant du logiciel*.
- 2 Démarrer la fonction **Position d'échange**.

## Connecter l'unité de cylindre

 Les présentes instructions décrivent l'installation par défaut telle qu'elle est définie dans le logiciel OMNIS.

**Condition préalable :**

- Moteur de burette : l'accouplement du robinet et la tige de poussée sont en position d'échange (le port 2 est paramétré).
- Unité de cylindre : le tenon de piston affleure au niveau de la face inférieure du boîtier de cylindre. Le tube de centrage est dans la position correcte.


### Accessoires nécessaires :

- Clé (6.2739.000)
- 2 tuyaux FEP (6.1805.100)
- Pointe de burette (6.1543.200)

## 1 Orientation de l'unité de cylindre


Tourner l'unité de cylindre jusqu'à ce que la ligne avec l'inscription **UNLOCK** coïncide avec le repère situé sur le moteur de burette.

2



Connecter l'unité de cylindre en position droite d'en haut sur les deux tenons de verrouillage.

### 3 Verrouillage de l'unité de cylindre



Tourner l'unité de cylindre vers la gauche jusqu'à la butée.  
La ligne avec l'inscription **LOCK** sert de repère d'orientation.



## Dépose de l'unité de cylindre

### Condition préalable :

- Moteur de burette : l'accouplement du robinet et la tige de poussée sont en position d'échange (le port 2 est paramétré).
- Unité de cylindre : le tenon de piston affleure au niveau de la face inférieure du boîtier de cylindre. Le tube de centrage est dans la position correcte.

### 1 Déconnecter les tuyaux



Dévisser les tuyaux de dosage et de remplissage.

### 2 Déverrouillage de l'unité de cylindre





## 7.3 Agitateur magnétique – Maniement




Figure 30 Agitateur magnétique – Barre de commande

<b>1 Voyant d'état</b> Multicolore	<b>2 On/Off</b> (voir "Mettre l'agitateur magnétique sous et hors tension", Chapitre 7.3.1, page 75)
<b>3 Réduire la vitesse d'agitation</b> (voir "Régler l'agitateur magnétique", Chapitre 7.3.2, page 76)	<b>4 Augmenter la vitesse d'agitation</b> (voir "Régler l'agitateur magnétique", Chapitre 7.3.2, page 76)


### Autres fonctions offertes par le logiciel

Les fonctions suivantes ne peuvent être exécutées qu'avec le logiciel OMNIS (voir [OMNIS Help](#)) :

- **Désactiver les touches**  
L'utilisation de l'agitateur magnétique n'est plus possible que via le logiciel.
- **Changer les touches de l'agitateur à hélice**  
Les touches de l'agitateur magnétique commandent l'agitateur à hélice.
- **Régler la direction d'agitation**

### 7.3.1 Mettre l'agitateur magnétique sous et hors tension


#### 1 Mettre l'agitateur magnétique sous tension

Appuyer sur la touche .


L'agitateur magnétique tourne à la vitesse d'agitation utilisée en dernier lieu.



## 2 Mettre l'agitateur magnétique hors tension

Appuyer à nouveau sur la touche .

L'agitateur magnétique s'arrête.

 Si l'agitateur magnétique tourne à une vitesse d'agitation élevée, réduire cette dernière avant de le mettre hors tension.

Il est également possible de mettre l'agitateur magnétique sous et hors tension dans la fenêtre *Contrôle manuel* du logiciel OMNIS.


### 7.3.2 Régler l'agitateur magnétique

15 niveaux de réglage de la vitesse d'agitation sont disponibles.

**Condition préalable :**


L'agitateur magnétique est sous tension.

## 1 Augmenter progressivement la vitesse d'agitation

Appuyer sur la touche .

Chaque pression de touche permet d'augmenter la vitesse d'agitation d'un niveau. La vitesse d'agitation actuelle s'affiche dans la fenêtre **Contrôle manuel** du logiciel OMNIS.

## 2 Diminuer la vitesse d'agitation

Appuyer sur la touche .

Chaque pression de touche permet de diminuer la vitesse d'agitation d'un niveau. La vitesse d'agitation actuelle s'affiche dans la fenêtre **Contrôle manuel** du logiciel OMNIS.

Il est également possible de régler la vitesse d'agitation dans la fenêtre *Contrôle manuel* du logiciel OMNIS.

 La direction d'agitation est réglée exclusivement dans la fenêtre **Contrôle manuel** du logiciel OMNIS.

## 8 Maintenance

### 8.1 Maintenance

Assurer la maintenance régulière du produit afin d'éviter les dysfonctionnements et de garantir une longue durée de vie.

- Metrohm recommande de faire appel à un personnel qualifié de la société Metrohm AG pour effectuer la maintenance des produits dans le cadre d'un entretien annuel. En cas de travail fréquent avec des produits chimiques caustiques et corrosifs, des intervalles de maintenance plus courts sont nécessaires.
- N'exécuter que les travaux de maintenance décrits dans les présentes instructions. Veuillez contacter votre technicien service Metrohm local pour effectuer d'autres travaux de maintenance et réparations. Il vous donnera à tout moment des conseils spécialisés liés à la maintenance et l'entretien de tous les produits Metrohm.
- N'utiliser que des pièces de rechange conformes aux exigences techniques du fabricant. Les pièces de rechange d'origine y répondent en toutes circonstances.

### 8.2 Nettoyer la surface du produit

Nettoyer régulièrement le produit afin d'éviter les dysfonctionnements et de garantir une longue durée de vie.

- Éliminer immédiatement les produits chimiques renversés.
- Protéger les connexions du connecteur de la contamination.



#### **AVERTISSEMENT**

##### **Substances chimiques dangereuses**

Le contact avec des substances chimiques agressives peut causer des intoxications ou des brûlures corrosives.

- Porter un équipement de protection individuelle (par ex. lunettes de protection, gants).
- Utiliser les substances dangereuses volatiles sous une hotte aspirante.
- Nettoyer les surfaces encrassées.
- N'utiliser que des produits de nettoyage qui ne déclenchent pas de réactions secondaires indésirables au contact des matériaux à nettoyer.
- Éliminer les matériaux contaminés par des substances chimiques (par ex. produits de nettoyage) conformément aux prescriptions.



## AVERTISSEMENT

## Tension électrique

Le contact avec une tension électrique peut provoquer des blessures graves voire la mort.

- N'utiliser le produit que lorsqu'il est en parfait état. Le boîtier doit également être intact.
- N'utiliser le produit que si les capots sont en place.
- Protéger les composants sous tension (par ex. le bloc d'alimentation, le câble secteur, les prises de connexion) de l'humidité.
- Toujours faire effectuer les travaux de maintenance et les réparations sur les composants électriques par un technicien service Metrohm local.

**Condition préalable :**

- Le produit est hors tension et la source de courant est débranchée.

### Accessoires nécessaires :

- Chiffon de nettoyage (doux et non pelucheux)
- Eau ou éthanol

- 1 Nettoyer la surface avec un chiffon humide. Éliminer les encrassements les plus grossiers à l'éthanol.
- 2 Essuyer la surface avec un chiffon sec.
- 3 Nettoyer les connecteurs avec un chiffon sec.

### 8.3 Entreposage de l'unité de cylindre OMNIS



Si l'unité de cylindre n'est pas utilisée pendant un grand laps de temps, nettoyer le cylindre à l'eau déionisée et l'en remplir pour prévenir le collage du disque de robinet et du disque de distribution, en particulier en cas d'utilisation de :

- solutions concentrées ayant tendance à cristalliser
- solutions d'EDTA, solvants de haute pureté et eau ultrapure
- solvants organiques
- réactifs alcalins (par ex. KOH dans l'isopropanol), corrosifs ou fortement concentrés



En cas d'utilisation de réactifs sensibles à l'eau, rincer le cylindre au solvant puis l'entreposer vide.

- 1 Mettre le tuyau de remplissage dans un flacon avec un liquide nettoyant.

- 2 Dans le logiciel OMNIS, ouvrir le **Contrôle manuel** de l'unité de dosage, voir l'*assistant du logiciel*.
- 3 Exécuter la fonction **Préparer** 2 à 3 fois avec le liquide nettoyant.
- 4 Si l'unité de cylindre doit être entreposée vide,
  - retirer le tuyau de remplissage du flacon avec le liquide nettoyant et
  - démarrer la fonction **Vider**.
- 5 Démarrer la fonction **Position d'échange**.
- 6 Entreposer l'unité de cylindre à température ambiante et à l'abri du rayonnement solaire direct.



#### **Rinçage automatique de l'unité de cylindre**

Afin que l'unité de cylindre soit rincée automatiquement, télécharger la méthode correspondante sous forme de modèle ou la créer soi-même .

## **8.4 Nettoyage de l'unité de cylindre OMNIS**



### **AVERTISSEMENT**

#### **Substances chimiques dangereuses**

Le contact avec des substances chimiques agressives peut causer des intoxications ou des brûlures corrosives.

- Porter un équipement de protection individuelle (par ex. lunettes de protection, gants).
- Utiliser les substances dangereuses volatiles sous une hotte aspirante.
- Nettoyer les surfaces encrassées.
- N'utiliser que des produits de nettoyage qui ne déclenchent pas de réactions secondaires indésirables au contact des matériaux à nettoyer.
- Éliminer les matériaux contaminés par des substances chimiques (par ex. produits de nettoyage) conformément aux prescriptions.




L'unité de cylindre exige un entretien approprié. Un encrassement excessif de l'unité de cylindre peut provoquer des dysfonctionnements et réduire sa durée de vie.

**Condition préalable :**




## 5



- Si les contacts électriques ne sont que légèrement encrassés, humidifier un chiffon avec de l'eau et nettoyer les contacts électriques.
- Si les contacts électriques sont fortement encrassés, imbiber de produit vaisselle ou d'éthanol le chiffon humidifié et nettoyer les contacts électriques.

## 8.5

## Nettoyage du tuyau d'aspiration



1. Rincer abondamment le tuyau d'aspiration à l'eau courante.  
Sécher à l'aide d'un chiffon humide non pelucheux.
2. Vérifier si la lèvre d'étanchéité **(1)** et la surface d'étanchéité **(2)** sont propres et intactes.

S'il n'est plus possible de nettoyer la lèvre d'étanchéité ou la surface d'étanchéité du tuyau d'aspiration, monter un nouveau tuyau d'aspiration.

## Nettoyage de l'OMNIS Liquid Adapter



 **ATTENTION**

### Endommagement de l'appareil dû à la pénétration de liquide


Dégâts matériels sur l'appareil ou dysfonctionnements en raison de la pénétration de liquide (p. ex. pendant le nettoyage).

L'appareil n'est pas étanche aux projections d'eau. Pendant le nettoyage, il y a risque de pénétration de liquide à l'intérieur de l'appareil et d'endommagement de celui-ci (p. ex. sur le système électrique).

- Ne pas nettoyer l'appareil à l'eau courante.
- Ne pas utiliser de pissette pour nettoyer l'appareil.
- Essuyer l'appareil uniquement avec un chiffon humide et minutieusement.



Essuyer soigneusement l'OMNIS Liquid Adapter de l'extérieur avec un chiffon humide.



1. Pour que la partie encastrée soit mieux accessible, poser l'OMNIS Liquid Adapter sur le bord d'une table. Appuyer l'OMNIS Liquid Adapter vers le bas et maintenez-le ainsi.  
La partie encastrée se soulève.
2. Nettoyer minutieusement la surface et la cavité prévue pour le tuyau d'aspiration à l'aide d'un chiffon humide.
3. Si l'intérieur de la cavité est encrassé, le nettoyer avec un coton tige humidifié.
4. Relâcher le boîtier de l'OMNIS Liquid Adapter.


### Encrassement par des substances organiques

En cas d'encrassement de l'OMNIS Liquid Adapter par des substances organiques, nettoyez-le avec de l'éthanol, du méthanol et/ou de l'isopropanol.

- i** Ne pas utiliser de solvants à l'acétone pour le nettoyage de l'OMNIS Liquid Adapter. L'acétone attaque l'inscription de l'OMNIS Liquid Adapter.



## 10 Élimination



Éliminer les produits chimiques et le produit de façon réglementaire afin d'atténuer les effets négatifs sur l'environnement et la santé. Les autorités locales, les services d'élimination des déchets ou encore les revendeurs fournissent des informations plus détaillées concernant l'élimination. Pour éliminer les appareils électriques usagés dans les règles de l'art au sein de l'Union européenne, observer la directive UE relative aux DEEE (DEEE = déchets d'équipements électriques et électroniques).

### 11.1 Conditions ambiantes

à une  
humidité relative de l'air  
de 80 % max., sans  
condensation

## 11.2 OMNIS Titrator – Alimentation en énergie

ne peut être remplacé  
par l'utilisateur

### 11.3 Agitateur magnétique – Source de courant

<b>Tension nominale</b>	24 V CC	interne
-------------------------	---------	---------

## 11.4 Module de mesure – Source de courant

Puissance absorbée	max. 0,6 W	-
Transmission d'énergie	-	couplage inductif

## 11.5 OMNIS Titrator – Caractéristiques

### Dimensions

*Largeur* 142 mm

*Hauteur* 358 mm

*Profondeur*

Sans agitateur magnétique 284 mm

Avec agitateur magnétique 400 mm

### Poids

*Type*

Sans agitateur magnétique 4,4 kg

Avec agitateur magnétique 5,1 kg

## 11.6 Agitateur magnétique – Caractéristiques

### Dimensions

*Largeur* 142 mm

*Hauteur* 70 mm

*Profondeur* 116 mm

**Poids** 700 g

## 11.7 Module de mesure – Caractéristiques

## Dimensions

<i>Largeur</i>	105 mm
<i>Hauteur</i>	31 mm
<i>Profondeur</i>	72 mm

**Poids** env. 420 g

## 11.8 Boîtier

## Matériaux

Couvercle	PET	Polytéréphtalate
Panneau arrière	AW-5754 H12 / H22	Aluminium, laqué
Fond	1,4301	Acier inoxydable
Enveloppe	PBT	Polytéréphtalate de butylène
Films avant	PET	Polytéréphtalate d'éthylène, mat

**Indice de protection IP** IP 40

## 11.9 Agitateur magnétique – Boîtier

## Matériaux

Couvercle	PBT	Polytéréphtalate de butylène
Fond		Acier chromé
Enveloppe	PBT	Polytéréphtalate de butylène
Films avant	PET	Polytéréphtalate de butylène, mat

Degré de protection IP IP 40

## 11.10 Module de mesure – Boîtier

### Matériaux

<i>Couvercle</i>	AW-5754 H12 / H22	Aluminium, laqué
<i>Panneau arrière</i>	PBT	Polytéréphtalate de butylène
<i>Enveloppe</i>	GD-ZnAl4Cu1	Zinc coulé sous pression, nickelé

**Indice de protection IP** IP 40

## 11.11 OMNIS Titrator – Spécifications des connecteurs

### Source de courant

<i>Prise</i>		via l'alimentation secteur
		CEI 60320, type C14, 10 A
Câble secteur		
Longueur	2 m max.	
Nombre de conducteurs	3	avec terre de protection
Section de conducteur	min. 0,75 mm <sup>2</sup> / 18 AWG	
Fiche		
Côté appareil		CEI 60320, type C13, 10 A
Côté bâtiment		spécifique à chaque pays

**MDL** Metrohm Device Link 4 connecteurs

**HID** Human Interactive Device

**MSI** Metrohm Solution Identification

**LAN** Local Area Network

Type	Ethernet CAT 6	
Prise	RJ-45	blindé
Type de câble	(min. FFTP)	blindé
Longueur du câble	10 m max.	compris dans les accessoires Metrohm (lien)
<b>Module de mesure</b>		2 emplacements
Puissance de sortie	0,6 W max.	par module de mesure
Transmission d'énergie		couplage inductif
Transfert de données		optique
<b>Contacts</b>	4	Surfaces de contact pour l'unité de cylindre

## 11.12 Measuring Module Analog – Spécifications des connecteurs

## Entrées de mesure

INPUT 1

Prise		Connecteur rond 7 pôles , taille 0, 45°
Potentiométrique	pH, EIS, Redox	Entrée de mesure pour les électrodes potentiométriques
Température	Temp.	Entrée de mesure pour les capteurs de température de type Pt1000 ou NTC pour la compensation automatique de la température
Polariseur	Pol.	Entrée de mesure pour électrodes polarisables

INPUT 2

Prise	Connecteur rond 7 pôles , taille 0, 45°
-------	--

Potentiométrie	pH, EIS, Redox	Entrée de mesure pour les électrodes potentiométriques
Température	Temp.	Entrée de mesure pour les capteurs de température de type Pt1000 ou NTC pour la compensation automatique de la température
REF		Potentiel de référence
Type	2 mm	
(INPUT 1 - INPUT 2)	pH, EIS, Redox	Mesure différentielle potentiométrique, en référence à REF

### 11.13 Measuring Module Digital – Spécifications du connecteur

Prise de connexion destinée à une électrode numérique

Type	Connecteur rond 6 pôles, taille 0, 60°
------	--

### 11.14 Measuring Module Conductivity – Spécifications du connecteur

Prise de conductivité

Prise	Connecteur rond 7 pôles, taille 0, 0°	
Conductivité	Cond.	Entrée de mesure de la cellule de mesure de conductivité
Température	Temp.	Entrée de mesure du capteur de température du type Pt1000 permettant la compensation automatique de la température

## 11.15 Spécifications relatives à l'affichage

<b>Voyant d'état</b>	LED	multicolore
----------------------	-----	-------------

## 11.16 Measuring Module Analog – Spécifications de l'affichage

<b>Voyant d'état</b>	LED	vert-rouge
----------------------	-----	------------

## 11.17 Measuring Module Digital – Spécifications de l'affichage

Voyant d'état	LED	vert
---------------	-----	------

## 11.18 Measuring Module Conductivity – Spécifications de l'écran d'affichage

<b>Voyant d'état</b>	LED	vert-rouge
----------------------	-----	------------

## 11.19 Measuring Module Analog – Spécifications de mesure

## Potentiométrie

<i>Gamme de mesure</i>	−2 400 à +2 400 mV	
<i>Résolution</i>	1,56 µV	
<i>Exactitude de la mesure</i>	±0,5 mV	dans la gamme de mesure −2 000 à +2 000 mV
<i>Résistance d'entrée</i>	$\geq 1 \cdot 10^{12} \Omega$	
<i>Courant de décalage</i>	$\leq \pm 1 \cdot 10^{-12} \text{ A}$	

## Température

<i>Pt1000</i>	
Gamme de mesure	−150 à +250 °C
Résolution	env. 0,002 °C



Exactitude de la mesure	$\pm 0,4$ °C	dans la gamme de mesure de –20,0 à +150,0 °C
-------------------------	--------------	---

**Polariseur***I<sub>pol</sub> CC*

Courant de polarisation	–200,0 à +200,0 $\mu$ A	réglable par pas de 0,5 $\mu$ A
Gamme de mesure	–2 400 à +2 400 mV	
Résolution de mesure	0,1 mV	

**Mesure différentielle potentiométrique**

<i>Gamme de mesure</i>	–2 400 à +2 400 mV	
<i>Résolution de mesure</i>	1,56 $\mu$ V	
<i>Exactitude de la mesure</i>	$\pm 1,0$ mV	dans la gamme de mesure –2 000 à +2 000 mV

**Conditions de référence**

<i>Humidité relative de l'air</i>	$\leq 60$ %	
<i>Température ambiante</i>	+25 °C ( $\pm 3$ °C)	
<i>État de l'appareil</i>		en fonctionnement depuis min. 30 minutes

**Exactitude de la mesure**

s'applique à toutes les gammes de mesure en l'absence d'erreur du capteur, dans les conditions de référence, intervalle de mesure 100 ms

## 11.20 Measuring Module Conductivity – Spécifications de mesure

## Conductivité

<i>Gamme de mesure</i>	0,1 $\mu$ S à 1 000 mS	
<i>Résolution</i>	4	Positions significatives
<i>Exactitude de la mesure</i> <sup>1)</sup>	$\pm 0,5$ % $\pm 1$ chiffre	dans la gamme de mesure de 0,1 $\mu$ S à 16 $\mu$ S
	$\pm 0,5$ % $\pm 1$ chiffre	dans la gamme de mesure de 16 $\mu$ S à 1 000 $\mu$ S
	$\pm 1$ % $\pm 1$ chiffre	dans la gamme de mesure de 1 000 $\mu$ S à 1 000 mS

## Température

<i>Pt1000</i>		
Gamme de mesure	-150 à +250 °C	
Résolution	0,002 °C	
Exactitude de la mesure <sup>1)</sup>	±0,2 °C	dans la gamme de mesure de -20,0 à +150,0 °C

### Conditions de référence

Humidité relative de l'air	≤ 60 %	
Température ambiante	+25 °C (±3 °C)	
État de l'appareil		en fonctionnement depuis min. 30 minutes

<sup>1)</sup>±1 chiffre, s'applique à toutes les gammes de mesure, sans erreur du capteur, dans les conditions de référence, intervalle de mesure 100 ms

## 11.21 OMNIS Titrator – Spécifications LQH

### Moteur de burette

<i>Résolution de dosage</i>	100 000	pas par volume du cylindre
<i>Exactitude de dosage</i>	0,01 %	typique, du volume dosé en référence au volume du cylindre

## 11.22 Agitateur magnétique – Spécifications

<b>Variante de produit OMNIS</b>		avec agitateur magnétique monté
<b>Gamme de réglage de la vitesse de rotation</b>	+1 à +15	Direction de rotation dans le sens antihoraire (vue de dessus)
	–1 à –15	Direction de rotation dans le sens horaire (vue de dessus)
<b>Changement de la vitesse de rotation par niveau</b>	120 tr/min	
<b>Vitesse de rotation maximale</b>	1 800 tr/min	
<b>Longueurs de barreau d'agitation</b>	8, 12, 16, 25, 30 mm	