



Application Note AN-V-221

Cadmium and lead in drinking water

Simultaneous determination by voltammetry using a Bi drop electrode

To reduce the toxic effects of cadmium on the kidneys, the skeleton, and the respiratory system, as well as to limit the neurotoxic effects of lead, the provisional guideline values in the World Health Organization's «Guidelines for Drinking-water Quality» are set to a maximum concentration of 3 µg/L for cadmium and 10 µg/L for lead in drinking water.

The completely mercury-free Bi drop electrode takes the next step towards converting voltammetric analysis into a non-toxic approach for heavy metal detection. Using this environmentally friendly sensor

for anodic stripping voltammetry (ASV) allows the simultaneous determination of cadmium and lead in drinking water. With a 60 s deposition time, a limit of detection (LOD) of 0.1 µg/L for Cd and 0.5 µg/L for Pb can be reached. This outstanding sensitivity is more than sufficient to monitor the provisional WHO guideline values.

This method is best suited for automated systems or process analyzers, allowing the fully automatic determination of cadmium and lead in large sample series.

SAMPLE

Drinking water, mineral water

EXPERIMENTAL

The water sample and the supporting electrolyte are pipetted into the measuring vessel. The simultaneous determination of cadmium and lead is carried out with a 884 Professional VA using the parameters specified in **Table 1**. The concentration of both

elements is determined by two additions of a cadmium and lead standard addition solution.

The Bi drop electrode is electrochemically activated prior to the first determination of cadmium and lead.



Figure 1. 884 Professional VA fully automated for VA

Table 1. Parameters

Parameter	Setting
Mode	DP – Differential Pulse
Deposition potential	-1.1 V
Deposition time	60 s
Start potential	-1 V
End potential	-0.35 V
Peak potential Cd	-0.7 V
Peak potential Pb	-0.5 V

ELECTRODES

- Working electrode: Bi drop
- Reference electrode: Ag/AgCl/KCl (3 mol/L)
- Auxiliary electrode: Glassy carbon rod

RESULTS

The method is suitable for the determination of cadmium and lead in water samples in concentrations up to 15 µg/L. The limit of detection of the method is

0.1 µg/L for approximately cadmium and 0.5 µg/L for lead.




Figure 2. Determination of cadmium and lead in tap water spiked with $\beta(\text{Cd}) = 2 \mu\text{g/L}$ and $\beta(\text{Pb}) = 2 \mu\text{g/L}$

Table 2. Results

Sample	Cd ($\mu\text{g/L}$)	Pb ($\mu\text{g/L}$)
Tap water spiked with $\beta(\text{Cd}) = 2 \mu\text{g/L}$ and $\beta(\text{Pb}) = 2 \mu\text{g/L}$	2.0	2.3

REFERENCES

Application Bulletin 438: Determination of cadmium and lead in water samples by anodic stripping voltammetry with a Bi drop electrode

CONTACT

Metrohm Deutschland
In den Birken 3
70794 Filderstadt

info@metrohm.de

CONFIGURATION



884 Professional VA manual für Multi-Mode-Elektrode (MME)

884 Professional VA manual für Multi-Mode-Elektrode (MME) ist das Einstiegsgerät in die High-End-Spurenanalytik mit Voltammetrie und Polarographie mit der Multi-Mode-Elektrode pro, der scTRACE Gold oder der Bismut-Tropfenelektrode. Die bewährte Metrohm-Elektrodenteknik in Kombination mit einem leistungsfähigen Potentiostaten/Galvanostaten und der extrem flexiblen viva-Software eröffnet neue Perspektiven für die Bestimmung von Schwermetallen. Der Potentiostat mit zertifiziertem Kalibrator justiert sich vor jeder Messung automatisch neu und garantiert höchstmögliche Präzision.

Mit dem Gerät können auch Bestimmungen mit rotierenden Scheibenelektroden durchgeführt werden, zum Beispiel Bestimmungen von organischen Additiven in galvanischen Bädern mit «Cyclic Voltammetric Stripping» (CVS), «Cyclic Pulse Voltammetric Stripping» (CPVS) und Chronopotentiometrie (CP). Der austauschbare Messkopf ermöglicht den schnellen Wechsel zwischen den verschiedenen Applikationen mit unterschiedlichen Elektroden.

Zur Steuerung, Datenerfassung und -auswertung wird die Software **viva** benötigt.

Das 884 Professional VA manual für MME wird mit umfangreichem Zubehör und Messkopf für die Multi-Mode-Elektrode pro geliefert. Elektrodensatz und **viva**-Lizenz sind separat zu bestellen.



VA-Elektrodenausrüstung mit
Bismuttropfenelektrode für Professional-VA-Geräte
Kompletter Elektrodensatz für voltammetrische
Bestimmungen von Schwermetallen. Enthält
Bismuttropfenelektrode, Referenzelektrode, Glassy-
Carbon-Hilfselektrode, Messgefäß, Rührer,
Elektrolytlösung und weiteres Zubehör.