



## Application Note AN-C-185

# Le potassium dans des comprimés effervescents de bicarbonate de potassium et de chlorure de potassium pour suspension orale selon l'USP

## Method validation according to the U.S. Pharmacopoeia

Potassium bicarbonate and potassium chloride effervescent tablets for oral solution are used to prevent hypokalemia (low levels of potassium in blood) [1]. Pharmaceutical manufacturers and laboratories must use approved quality monitoring techniques for drugs and formulations as stipulated by U.S. Pharmacopoeia (USP) monographs.

As an alternative to flame photometry, ion chromatography with non-suppressed conductivity detection has been approved by the USP as a validated method to quantify potassium content in


potassium bicarbonate and potassium chloride effervescent tablets for oral solution [2].

The Metrosep C 6 - 150/4.0 column (L76) provides the required separation of potassium and magnesium. All acceptance criteria from the USP monograph «Potassium Bicarbonate and Potassium Chloride Effervescent Tablets for Oral Solution» are fulfilled [2]. The present IC method has been validated according to USP General Chapter <621> Chromatography, system suitability [3].

## SAMPLE AND SAMPLE PREPARATION

Sample solutions are prepared from commercially available potassium bicarbonate and potassium chloride effervescent tablets for oral solution.

Standard analyses are performed with a solution of USP Potassium Chloride RS. No additional sample preparation is required.



**Figure 1.** Instrumental setup including a 930 Compact IC Flex Oven and an 858 Professional Sample Processor.

## EXPERIMENTAL

The sample stock solution is prepared through the addition of 25 g finely powdered potassium bicarbonate and potassium chloride effervescent tablets for oral solution to a 1000 mL volumetric flask. The powder is dissolved in 200 mL ultrapure water. After effervescence ceases, the volumetric flask is filled up to the mark. This stock solution contains nominally 4809.48 mg/L potassium. A 1.533 mL aliquot of this stock solution is transferred to a 500 mL volumetric flask and is filled up to the mark with ultrapure water. This final sample solution nominally contains 15.0 µg/mL potassium.

A working standard solution of 15 µg/mL potassium chloride is prepared from the respective USP reference standards.

All solutions (i.e., samples and standards) are injected directly into the ion chromatograph (**Figure 1**) using an 858 Professional Sample Processor. Potassium is separated from all other cations using the [Metrosep C 6 - 150/4.0](#) column ([L76](#)).

The calibration is performed by using a 6-point linear calibration curve in the concentration range of 3.75–22.5 µg/mL potassium. The sample is then analyzed in duplicate.

**Table 1.** Requirements for the IC method as per USP Monograph «Potassium Bicarbonate and Potassium Chloride Effervescent Tablets for Oral Solution» [2].

Column with L76 packing	Metrosep C 6 - 150/4.0
Eluent	4 mmol/L nitric acid
Flow rate	0.9 mL/min
Temperature	30 °C
Injection volume	20 µL
Detection	Direct conductivity


## RESULTS

The IC assay for potassium content was validated according to USP Monograph «Potassium Bicarbonate and Potassium Chloride Effervescent Tablets for Oral Solution» [2]. The accuracy of the potassium determination was calculated as 105% (Table 2 and Figure 2).

All acceptance criteria were fulfilled, e.g., the correlation coefficient for potassium was 0.9999, the resolution of adjacent peaks, and the relative standard deviation of the standard solutions was <0.15% (n = 6) (Table 2).

**Table 2.** Required acceptance criteria according to USP Monograph Potassium Bicarbonate and Potassium Chloride Effervescent Tablets for Oral Solution [2] (Abbreviations: K+, potassium; Mg<sup>2+</sup>, magnesium).

Parameter	Actual	USP requirement	Status
% RSD	0.15	NMT 1.0	Pass
Tailing factor	1.37	NMT 2.0	Pass
Recovery	104.8%	90–110%	Pass
Resolution K <sup>+</sup> /Mg <sup>2+</sup>	4.17	NLT 2.0	Pass



**Figure 2.** Chromatogram of the sample solution (105% recovery of the nominal concentration for potassium). Sodium and calcium were not quantified. The resolution was 11, for both pairs sodium/potassium and potassium/calcium.

## CONCLUSION

The presented IC method for the determination of potassium content in potassium bicarbonate and potassium chloride effervescent tablets for oral solution using the Metrosep C 6 column (packing material L76) for separation is officially included into the USP [2]. Robustness and reliability of the method

was demonstrated following the guidelines of the USP General Chapter <621> [3]. The presented setup is suitable to quantify potassium according to the USP requirements. Additional USP methods are summarized in the flyer «[Bring your USP methods up to date!](#)» [4].

## REFERENCES

1. Kardalas, E.; Paschou, S. A.; Anagnostis, P.; et al. Hypokalemia: A Clinical Update. *Endocr Connect* **2018**, 7 (4), R135–R146. <https://doi.org/10.1530/EC-18-0109>.
2. *Potassium Bicarbonate and Potassium Chloride Effervescent Tablets for Oral Solution*; Monograph; U.S. Pharmacopeia/National Formulary: Rockville, MD. [https://doi.org/10.31003/USPNF\\_M67253\\_02\\_01](https://doi.org/10.31003/USPNF_M67253_02_01).
3. <621> *Chromatography, General Chapter*, U.S. Pharmacopeia/National Formulary: Rockville, MD. <https://www.uspnf.com/notices-gc-621-nitr-20220826>.
4. Metrohm AG. Bring Your USP Methods up to Date!, 2023. [8.000.5436EN](https://www.metrohm.com/8.000.5436EN)

## CONTACT

Metrohm France  
13, avenue du Québec - CS  
90038  
91978 VILLEBON  
COURTABOEUF CEDEX

info@metrohm.fr

## CONFIGURATION



### Metrosep C 6 - 150/4.0

Le matériau haute capacité de la C 6 fait de la colonne de séparation Metrosep C 6 - 150/4,0 la solution optimale pour la séparation des cations standard à des concentrations très différentes avec des temps de rétention raisonnables. Les eaux potables présentant de faibles teneurs en ammonium peuvent être déterminées à l'aide de cette colonne.



### Metrosep C 6 Guard/4,0

La Metrosep C 6 Guard/4,0 est basée sur le matériau de la colonne C 6 et protège des particules et des contaminations. Elle permet d'augmenter sensiblement la durée de vie des colonnes de séparation analytiques. La Metrosep C 6 Guard/4,0 fonctionne d'après le système « On Column Guard System » et se monte directement sur la colonne de séparation correspondante en n'ajoutant pratiquement aucun volume mort.



### 930 Compact IC Flex Deg

Le 930 Compact IC Flex Deg est un appareil CI compact intelligent **sans suppression** doté d'un **dégazeur** intégré. L'appareil peut être utilisé avec n'importe quelles méthodes de séparation et de détection.

Domaines d'application typiques :

- Déterminations d'anions ou de cations sans suppression avec détection de conductivité
- Applications simples avec UV/VIS ou détection ampérométrique



### 858 Professional Sample Processor

Le 858 Professional Sample Processor traite des échantillons de 500 µL à 500 mL. Le transfert des échantillons s'opère soit au moyen de la pompe péristaltique au 850 Professional IC System soit par un 800 Dosino.