

Application Note AN-S-397

# Dosage de la Cl pour le chlorure de sodium dans les comprimés de chlorure de sodium pour solution

Method validations according to the U.S. Pharmacopoeia

Sodium chloride tablets are used to treat low sodium levels or to replenish electrolytes as prevention against heat cramps [1]. The quality of these tablets must adhere to strict requirements such as those addressed by the U.S. Pharmacopoeia (USP) to ensure their safety and compliance with the permitted levels of ingredients. For sodium chloride tablets, <USP29> specifies that the NaCl content must fall within 95–105% of the labeled amount.

The USP has embarked on a global initiative to modernize many of their existing monographs. As an

alternative to titration, ion chromatography (IC) with suppressed conductivity detection has been approved by the USP as a validated method to quantify chloride content in NaCl tablets for solution or oral use [2]. The Metrosep A Supp 17 - 150/4.0 column guarantees reliable separation of chloride and the potential impurity nitrite, while the Metrohm suppressor module (MSM) ensures low background noise. The presented IC method was validated following the USP General Chapter <1225>, Validation of Compendial Procedures [3].

## SAMPLES AND SAMPLE PREPARATION

Sodium chloride tablets for oral use or solution (100 tablets, distributed by Consolidated Midland Corporation, Brewster, New York 10509 USA) with a labeled amount of 1 g NaCl were used for the qualification procedure. A sample stock solution of nominally 5 mg/mL NaCl was prepared as follows. Not less than 30 tablets were ground into a powder. Approximately 5 g of the powder was transferred into a 1000 mL volumetric flask and dissolved in approximately 50% of the final volume of ultrapure water (UPW) and then filled to the mark with UPW.

Out of the stock solution, the sample solutions with a nominal concentration of 100 µg/mL NaCl were prepared by dilution with UPW. Here, 10 mL of sample stock solution was transferred to a 500 mL volumetric flask, diluted to volume, and mixed well. A single point calibration with 100 µg/mL of USP Sodium Chloride RS in UPW was used.

## EXPERIMENTAL

The samples were injected directly into the IC (Figure 1) without any further sample preparation and analyzed according to the parameters stipulated in the USP monograph (Table 1). Chloride was separated from all other components (Figure 2) using a binary



**Figure 1** Instrumental setup including a 940 Professional IC Vario with a binary high-pressure gradient and conductivity detection after chemical suppression (L), and an 889 IC Sample Center – cool (R). Cooling can prolong sample stability.

potassium hydroxide gradient (Table 2) on a Metrosep A Supp 17 - 150/4.0 column with packing material L91 – a certified alternative column for this method (Table 1). The conductivity signal was detected after chemical suppression.

**Table 1.** Requirements for IC method as per USP monograph «Sodium Chloride Tablets for Solution» [2].

Column with L91 packing	Metrosep A Supp 17 - 150/4.0
Flow rate	1.2 mL/min
Column temperature	35 °C
Injection volume	10 µL
Detection	Conductivity with suppression


**Table 2.** Eluent gradient profile as per USP monograph «Sodium Chloride Tablets for Solution». Solution A: 100 mmol/L KOH, and solution B: UPW [2].

Time (min)	Solution A (%)	Solution B (%)
0	5	95
12	70	30
15	5	95
24	5	95


## RESULTS

The IC assay for sodium chloride content in sodium chloride tablets was validated according to USP General Chapter <1225>, Validation of Compendial Procedures [3]. Sodium chloride tablets, USP («normal salt tablets for solution or oral use 1 gram»), were analyzed for their chloride and nitrite content, and the accuracy of the sodium chloride determination was calculated as 101% (Figure 2).

Separation of chloride and nitrite peaks with the Metrosep A Supp 17 (L91) column achieved a resolution of >2 as required by USP definitions (Figure 3). All acceptance criteria were fulfilled, e.g., asymmetry (tailing factors) for the chloride and nitrite peaks were <2, or the relative standard deviation of standard solutions was <2.0% (n = 6) (Table 3).



**Figure 2.** Chromatogram of chloride for sodium chloride tablets, USP («normal salt tablets for solution or oral use 1 gram») containing 101.35 µg/mL sodium chloride (101% recovery of the nominal concentration).



**Figure 3.** Chromatogram for a system suitability solution of the USP reference standards sodium chloride (Cat. No. 1613804) and sodium nitrite (Cat. No. 1614454), containing 100 µg/mL sodium chloride and 8.0 µg/mL sodium nitrite.

**Table 3.** Selected performance characteristics.

Performance characteristics	Acceptance criteria	Results
Resolution	Resolution between the chloride and nitrite peaks is NLT 2.0	2.07
Tailing factor	Tailing factors (asymmetry) for the chloride and nitrite peaks are NMT 2.0	1.25 and 1.35 respectively
Repeatability	Relative standard deviation for the chloride peak in the standard solution is NMT 2.0% for six replicates	0.039%
Accuracy	Average % recovery should be 95.0–105.0% of the manufacturer's CoA value	101%

## CONCLUSION

Ion chromatographic analysis of sodium chloride using the Metrosep A Supp 17 separation column qualified as a USP-validated approach for the quantification of sodium chloride in sodium chloride tablets for solution or oral use. The Metrosep A Supp 17 column contains the alternative packing material

L91 approved for the USP monograph «Sodium Chloride in Sodium Chloride Tablets for Solution or Oral Use». Beside the chloride content, nitrite impurities can also be accurately determined in the same analysis.

## REFERENCES

- [1] Anastasiou, C. A.; Kavouras, S. A.; Arnaoutis, G.; et al. Sodium Replacement and Plasma Sodium Drop During Exercise in the Heat When Fluid Intake Matches Fluid Loss. *Journal of Athletic Training* **2009**, *44* (2), 117–123. <https://doi.org/10.4085/1062-6050-44.2.117>.
- [2] *Sodium Chloride Tablets for Solution*; Monograph;

- U.S. Pharmacopeia/National Formulary: Rockville, MD. [https://doi.org/10.31003/USPNF\\_M76140\\_02\\_01](https://doi.org/10.31003/USPNF_M76140_02_01).
- [3] *1225 Validation of Compendial Procedures; General Chapter*; U.S. Pharmacopeia/National Formulary: Rockville, MD. [https://doi.org/10.31003/USPNF\\_M99945\\_04\\_01](https://doi.org/10.31003/USPNF_M99945_04_01).

Internal reference: AW IC IN6-2039-102020

## CONTACT

Metrohm France  
13, avenue du Québec - CS  
90038  
91978 VILLEBON  
COURTABOEUF CEDEX

info@metrohm.fr

## CONFIGURATION



### 940 Professional IC Vario ONE/ChS/PP/HPG

Le 940 Professional IC Vario ONE/ChS/PP/HPG est l'appareil CI intelligent avec **suppression chimique**, **pompe péristaltique** pour la régénération du supprimeur et **gradient haute pression binaire**. Il peut être développé avec le 942 Extension Module jusqu'au niveau d'un système gradient quaternaire. L'appareil peut être utilisé avec n'importe quelles méthodes de séparation et de détection.

Domaines d'application typiques :

- Applications en gradient pour la détermination d'anions avec suppression chimique




### 889 IC Sample Center – cool

Le 889 IC Sample Center – cool est la solution d'automatisation appropriée, si vous avez très peu d'échantillon. Au-delà du 889 IC Sample Center, il dispose en plus d'une fonction de réfrigération, ce qui en fait le passeur d'échantillons idéal pour les échantillons utiles en biochimie ou instables thermiquement.



### Metrosep A Supp 17 - 150/4,0

La colonne de séparation Metrosep A Supp 17 - 150/4,0 est la colonne de choix pour la détermination d'anions, offrant de bonnes performances de séparation et des temps de séparation courts à température ambiante. Le débit maximal de 1,4 mL/min offre par ailleurs une possibilité d'optimisation de la détermination. Les colonnes Metrosep A Supp 17 séduisent par leur rapport performance/prix avantageux.



### IC Conductivity Detector

Détecteur de conductivité haute performance compact et intelligent destiné aux appareils CI intelligents. Excellente constance de la température, tout le traitement du signal au sein du bloc de détecteur protégé et DSP – Digital Signal Processing – de la dernière génération garantissent une précision de mesure optimale. Grâce à la plage de travail dynamique, aucun changement de plage n'est nécessaire (même automatique).



### Rotor MSM-HC A

Rotor de supprimeur pour tous les instruments CI avec MSM-HC (Metrohm Suppressor Module à haute capacité)