



Application Note AN-T-187

Bromine number in petroleum distillate

Ecological determination according to ASTM D1159 with toluene as solvent

The bromine number indicates the degree of unsaturation and relies on the simple addition of bromine to the double bond of alkenes. One mole of bromine is consumed for each mole of carbon-carbon double (C=C) bond present in a substance. In petroleum products, the bromine number corresponds to the olefin content. Normally, chlorinated solvents are used for the

determination of the bromine number. In this Application Note they have been replaced by toluene. This makes the determination more ecological. The titration is performed automatically on an OMNIS system in combination with a double Pt-wire electrode. With this setup, a fast and accurate determination by potentiometric titration can be realized.

SAMPLE AND SAMPLE PREPARATION

The analysis is demonstrated on petroleum distillate. According to the expected bromine number, an

appropriate amount of sample is dissolved in toluene.

EXPERIMENTAL

The analysis is carried out on an OMNIS system consisting of an OMNIS Advanced Titrator, an OMNIS Dosing Module, and a double Pt-wire electrode.

Sample and titration solvent (consisting of toluene, methanol, sulfuric acid, and glacial acetic acid) are pipetted into a thermostated vessel. While stirring, the solution is cooled to between 0–5 °C. After reaching this temperature, the solution is titrated with standardized bromine until after the equivalence point is reached.



Figure 1. OMNIS system consisting of an OMNIS Advanced Titrator and an OMNIS Dosing Module equipped with a double Pt-wire electrode for indication.

RESULTS

Steep and smooth curves are achieved with this setup. The results are very reproducible with relative standard deviations < 0.2 %.

With the presented analysis, a bromine number of 10.80 g bromine/100 g petroleum distillate ($n = 5$; $SD(\text{rel}) = 0.19\%$) is obtained.




Figure 2. Titration curve of the determination of the bromine number of a petroleum distillate sample.

CONCLUSION

After reaching the temperature of 0–5 °C, the titration is automatically started. There is therefore no further need to observe the temperature. The titration curves are steep and easy to evaluate. Due to this point, the reproducibility is very good and the criteria of **ASTM**

D1159 regarding reproducibility is fulfilled.

Additionally, the exchange of chlorinated solvents by toluene leads to a more environmentally friendly application with a comparable precision.

Internal reference: AW TI CH1 1245-122017

CONTACT

Metrohm France
 13, avenue du Québec - CS
 90038
 91978 VILLEBON
 COURTABOEUF CEDEX

info@metrohm.fr

CONFIGURATION



OMNIS Advanced Titrator avec agitateur magnétique
OMNIS Titrator, innovant, modulaire, potentiométrique pour un mode autonome ou en tant que pièce centrale d'un système de titrage OMNIS pour le titrage à point final et à point d'équivalence (monotone/dynamique). Grâce à la technologie 3S de l'adaptateur Liquid Adapter, la manipulation des produits chimiques est plus sûre que jamais. Avec des modules de mesure et des unités de cylindre, le titreur peut être librement configuré et il est possible au besoin d'y ajouter un agitateur à tige. Au besoin, l'OMNIS Advanced Titrator peut être amélioré pour le titrage en parallèle avec la licence fonctionnelle correspondante.

- Commande via PC ou un réseau local
- Possibilité de connecter jusqu'à quatre autres modules de titrage ou de dosage pour d'autres applications ou solutions auxiliaires
- Possibilité de connecter un agitateur à tige
- Différentes tailles de cylindre disponibles : 5, 10, 20 ou 50 mL
- Liquid Adapter avec la technologie 3S :
Manipulation de produits chimiques plus sûre, transfert automatique des données originales des réactifs provenant des fabricants

Modes de mesure et options logicielles :

- Titration à point final : licence fonctionnelle « Basic »
- Titration à point final et à point d'équivalence (monotone/dynamique) : licence fonctionnelle « Advanced »
- Titration à point final et à point d'équivalence (monotone/dynamique) avec titrage en parallèle : licence fonctionnelle « Professional »



OMNIS Dosing Module sans agitateur

Module de dosage à connecter à un OMNIS Titrator pour ajout d'une burette supplémentaire pour titrage/dosage. Peut être utilisé avec un agitateur magnétique et/ou un agitateur à hélice pour une utilisation en tant que poste de titrage séparé. Unité de cylindre au choix de 5, 10, 20 ou 50 mL.



Électrode à double fil de platine pour la coulométrie

Électrode indicatrice utilisée pour le titrage coulométrique Karl Fischer.



Capteur de température Pt1000 (longueur d'insertion 12,5 cm)

Capteur de température Pt1000 (classe B) en verre. Ce capteur de température Pt1000 est également disponible avec une longueur d'insertion de 17,8 cm sous la référence article 6.1110.110.