



Application Note AN-T-214

Kjeldahl nitrogen in waste water

Easy determination by titration according to ASTM D3590

Nitrogen-based compounds are widely distributed in the environment. They are essential growth nutrients for photosynthetic organisms (e.g., plants and algae). Therefore, it is important to monitor and control the amount of nitrogen compounds which are released into the environment.

In this Application Note, a method to determine the nitrogen content in water by Kjeldahl digestion and distillation followed by a photometric or potentiometric titration according to **ASTM D3590** is presented. Nitrogen determination by Kjeldahl digestion and distillation has been performed since

1883. The universality, precision, and reproducibility of the Kjeldahl method have made it the internationally recognized method for e.g. estimating the protein content in many matrices and it is the standard method to which all other methods are judged against.

After the Kjeldahl distillation, the nitrogen content is determined by acid-base titration. This can either be a photometric or potentiometric titration depending on the sample and the preferences of the user. Both titration methods offer a reliable and inexpensive determination.

SAMPLE AND SAMPLE PREPARATION

This application is demonstrated on wastewater for the photometric titration, and on spiked water for the potentiometric titration.

Each sample is transferred into the Kjeldahl tube for digestion. The digestion is performed automatically

using a commercially available digester. After the digestion, a sodium hydroxide solution is added to the mixture and the resulting ammonia is automatically distilled into a collecting vessel containing boric acid using a steam distillation apparatus.

EXPERIMENTAL

This analysis is carried out on an OMNIS Advanced Titrator equipped with an Optrode for the photometric titration, and with a dEcotrode plus for the potentiometric titration.

The prepared samples are titrated with sulfuric acid until after the equivalence point is reached. To ensure good recovery and reproducibility, it is important that the distillation apparatus used for this sample preparation is leak-proof and that the water, which is used for the blank, is nitrogen-free.



Figure 1. OMNIS Advanced Titrator equipped with a dEcotrode plus for the potentiometric determination of Kjeldahl nitrogen in water.

RESULTS

The recovery and standard deviation of the two different titrations could not be compared, as different samples were used. However, for both

methods relative standard deviations are below 2%, which is acceptable for this application.

Table 1. Results of the nitrogen determinations in water by titration after the Kjeldahl digestion and distillation.

	Photometric titration (n = 4)	Potentiometric titration (n = 3)
Mean	33.63 mg/L	19.78 mg/L
SD(abs)	0.45 mg/L	0.26 mg/L
SD(rel)	1.33%	1.34%

CONCLUSION

Titration is an easy method to determine Kjeldahl nitrogen in wastewater according to **ASTM D3590**. The titration can be either performed photometrically or potentiometrically. The potentiometric method provides the advantage that no indicator is needed. On the other hand, the Optrode for photometric measurements is maintenance-free. Which titration is

used depends on the sample and the preferences of the user.

For both methods, an OMNIS Titrator can be used. This allows you to customize the system according to your needs and expand it for other titration applications required for the quality control of water.

Internal reference: AW TI CH1-1301-032020

CONTACT

Metrohm France
13, avenue du Québec - CS
90038
91978 VILLEBON
COURTABOEUF CEDEX

info@metrohm.fr

CONFIGURATION



OMNIS Advanced Titrator avec agitateur magnétique
OMNIS Titrator, innovant, modulaire, potentiométrique pour un mode autonome ou en tant que pièce centrale d'un système de titrage OMNIS pour le titrage à point final et à point d'équivalence (monotone/dynamique). Grâce à la technologie 3S de l'adaptateur Liquid Adapter, la manipulation des produits chimiques est plus sûre que jamais. Avec des modules de mesure et des unités de cylindre, le titreur peut être librement configuré et il est possible au besoin d'y ajouter un agitateur à tige. Au besoin, l'OMNIS Advanced Titrator peut être amélioré pour le titrage en parallèle avec la licence fonctionnelle correspondante.

- Commande via PC ou un réseau local
- Possibilité de connecter jusqu'à quatre autres modules de titrage ou de dosage pour d'autres applications ou solutions auxiliaires
- Possibilité de connecter un agitateur à tige
- Différentes tailles de cylindre disponibles : 5, 10, 20 ou 50 mL
- Liquid Adapter avec la technologie 3S :
Manipulation de produits chimiques plus sûre, transfert automatique des données originales des réactifs provenant des fabricants


Modes de mesure et options logicielles :

- Titration à point final : licence fonctionnelle « Basic »
- Titration à point final et à point d'équivalence (monotone/dynamique) : licence fonctionnelle « Advanced »
- Titration à point final et à point d'équivalence (monotone/dynamique) avec titrage en parallèle : licence fonctionnelle « Professional »



Ecotrode plus

Électrode pH combinée pour les titrages acide-base en milieu aqueux. Le diaphragme rodé fixe est insensible à la contamination. Électrolyte de référence : $c(\text{KCl}) = 3 \text{ mol/L}$, conservation dans une solution de conservation.



Optrode

Capteur optique pour titrage photométrique avec 8 longueurs d'onde disponibles. La commutation de longueur d'onde peut être commandée par logiciel (à partir de tiamo 2.5) ou se faire par un aimant. La tige en verre est totalement résistante aux solvants et simple à nettoyer. Le capteur, peu encombrant, est par ex. adapté pour :

- les titrages en milieu non aqueux selon USP ou EP
- les déterminations de groupes terminaux carboxyle
- TAN/TBN selon ASTM D974
- la détermination des sulfates
- Fe, Al, Ca dans le ciment
- la dureté de l'eau
- le sulfate de chondroïtine selon USP

Le capteur ne convient aux déterminations de concentrations par mesure de l'intensité de la couleur (colorimétrie).