



Application Note AN-T-224

# Aluminum content in coagulants and flocculants for wastewater treatment

Fast and accurate thermometric determination based on ABNT NBR 11176

Coagulation and flocculation are an essential part of treating both drinking water and wastewater. A common practice in overloaded wastewater treatment plants is chemically enhancing pre-cleaning to reduce suspended solids and organic loads from the primary clarifiers. Aluminum salts such as aluminum sulfate and polyaluminum chloride (PAC) are often used for this purpose.

For the precise application and exact dosage of the

flocculant, it is important to accurately determine its aluminum content. The Al content, expressed as aluminum oxide ( $\text{Al}_2\text{O}_3$ ), is additionally a parameter for calculating the precipitation capacity.

In this Application Note, the aluminum content is accurately and reliably analyzed based on ABNT NBR 11176 using the 859 Titrotherm equipped with a Thermoprobe HF and sodium fluoride as titrant.

## SAMPLE AND SAMPLE PREPARATION

This application is demonstrated on PAC (polyaluminum chloride) and aluminum sulfate.

No sample preparation is required.

## EXPERIMENTAL

An appropriate amount of sample is weighed into the sample beaker. Deionized water, hydrochloric acid, and acetate buffer solution are added.

While stirring, the solution is titrated until after the first endpoint with standardized sodium fluoride solution.

The determination is carried out with an 859 Titrotherm equipped with a Thermoprobe HF.



**Figure 1.** The 859 Titrotherm equipped with a Thermoprobe HF.

**Table 1.** Summarized results for aluminum in PAC (polyaluminum chloride) and aluminum sulfate samples expressed as Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>.

Sample (n = 5)	Mean value Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> in %(m/m)	SD(rel) in %
PAC (polyaluminum chloride)	10.7	0.8
Aluminum sulfate	7.7	0.5

## CONCLUSION

Thermometric titration is an accurate and precise method to determine the aluminum content in different flocculants quickly.

Using the 859 Titrotherm equipped with a

Thermoprobe HF allows a reliable determination of aluminum. The system offers fast analyses and user-friendly handling.

Internal reference: AW TI BR8-0003-052014

## CONTACT

Metrohm France  
13, avenue du Québec - CS  
90038  
91978 VILLEBON  
COURTABOEUF CEDEX

info@metrohm.fr

## CONFIGURATION



### 859 Titrotherm complet avec tiamo™

Titreur assisté par ordinateur pour le titrage thermométrique. Avec accessoires complets pour le titrage (burette de 10 mL, station de titrage avec agitateur à hélice, Thermoprobe, récipient de titrage et tiamo™ light).



### Thermoprobe HF

Capteur de température haute sensibilité pour le titrage thermométrique avec le 859 Titrotherm dans des milieux contenant du fluorure d'hydrogène (HF). Le temps de réponse du Thermoprobe est court et sa résolution élevée, il permet la mesure précise des variations de température les plus infimes.

Ce capteur peut être utilisé dans des solutions acides, contenant du fluorure, il ne résiste pas cependant aux solvants organiques. Il convient, par ex., aux :

- Détermination du sodium
- Titration de bains de gravure