



Application Note AN-NIR-114

# Determination of RON, aromatics, benzene, olefins, and density in reformate by NIRS

## Multiparameter analysis with results delivered in one minute

Refiners use the catalytic reforming process to produce high-octane reformate. This reformate is used for premium gasoline blends or petrochemical feedstock. The determination of key quality parameters of reformate—namely research octane number (RON, ASTM D2699), aromatic content (ASTM D5769), benzene content, olefin content, and density—requires time-consuming and laborious conventional

methods.

In contrast, all of these parameters (and more) can be measured by near-infrared (NIR) spectroscopy. The Metrohm DS2500 Liquid Analyzer, operating in the visible and near-infrared spectral region (Vis-NIR), provides results within one minute without any sample preparation.

## EXPERIMENTAL EQUIPMENT

507 different reformat samples were measured on the Metrohm DS2500 Liquid Analyzer (Figure 1). All measurements were performed in transmission mode from 400–2500 nm using 8 mm disposable vials. The temperature control of the analyzer was set to 35 ° C for all

measurements to ensure the best performance and highest quality data. Data acquisition and prediction model development was performed with the Metrohm software package Vision Air Complete.



**Figure 1.** Metrohm DS2500 Liquid Analyzer used for the determination of research octane number (RON), aromatics, benzene, olefins, and density in reformat.


**Table 1.** Hardware and software equipment overview.

Equipment	Article number
DS2500 Liquid Analyzer	2.929.0010
DS2500 Holder 8 mm vials	6.7492.020
Vision Air 2.0 Complete	6.6072.208


## RESULT

The measured Vis-NIR spectra (Figure 2) were used to create a prediction model for quantification of all five parameters. The quality of the prediction models was evaluated using correlation diagrams which display a high correlation ( $R^2 > 0.98$ ) between the Vis-NIR

prediction and the reference methods for all parameters. The respective figures of merit (FOM) display the expected precision and confirm the feasibility during routine analysis (Figures 3–7).




**Figure 2.** Selection of Vis-NIR spectra of reformate samples analyzed on a Metrohm DS2500 Liquid Analyzer with 8 mm vials.




**Figure 3.** Correlation diagram and the respective figures of merit for the prediction of RON value using a DS2500 Liquid Analyzer. The lab value was evaluated according to ASTM D2699.

Figures of Merit	Value
$R^2$	0.996
Standard Error of Calibration	0.34
Standard Error of Cross-Validation	0.36



**Figure 4.** Correlation diagram and the respective figures of merit for the prediction of aromatic content using a DS2500 Liquid Analyzer. The lab value was evaluated using gas chromatography (GC).


Figures of Merit	Value
$R^2$	0.999
Standard Error of Calibration	0.88 vol%
Standard Error of Cross-Validation	0.91 vol%



**Figure 5.** Correlation diagram and the respective figures of merit for the prediction of benzene content using a DS2500 Liquid Analyzer. The lab value was evaluated using gas chromatography (GC).


Figures of Merit	Value
R <sup>2</sup>	0.984
Standard Error of Calibration	0.066 vol%
Standard Error of Cross-Validation	0.088 vol%





**Figure 6.** Correlation diagram and the respective figures of merit for the prediction of olefin content using a DS2500 Liquid Analyzer. The lab value was evaluated using gas chromatography (GC).

Figures of Merit	Value
$R^2$	0.982
Standard Error of Calibration	0.71 vol%
Standard Error of Cross-Validation	0.87 vol%



**Figure 7.** Correlation diagram and the respective figures of merit for the prediction of benzene content using a DS2500 Liquid Analyzer. The lab value was evaluated using a density meter.

Figures of Merit	Value
$R^2$	0.993
Standard Error of Calibration	0.0029 kg/L
Standard Error of Cross-Validation	0.0034 kg/L

## CONCLUSION

This Application Note demonstrates the feasibility of the Metrohm DS2500 Liquid Analyzer for the determination of RON, aromatic content, benzene content, olefin content, and density in reformat samples. Compared to the

conventional methods, Vis-NIR spectroscopy enables fast determination (**Table 2**) without any sample preparation. Significant gains are achieved through time savings as well as the reduction in chemical usage and waste.



**Table 2.** Time to result overview for the parameters of RON, aromatic content, benzene content, and olefin content by standard methods.

Parameter	Method	Time to result
RON	CFR engine test	~30 minutes per sample
Aromatic content	Gas Chromatography	~45 minutes per sample
Benzene content	Gas Chromatography	~45 minutes per sample
Olefin content	Gas Chromatography	~45 minutes per sample

## CONTACT

メトロームジャパン株式会社  
143-0006 東京都大田区平  
和島6-1-1  
null 東京流通センター アネ  
ックス9階

[metrohm.jp@metrohm.jp](mailto:metrohm.jp@metrohm.jp)

## CONFIGURATION



### DS2500 Liquid Analyzer

ラボおよび生産環境における品質管理用の堅牢な近赤外分光法。

NIRS DS2500 Liquid Analyzerは、生産チェーン全体に沿った液体のルーチン分析に実績のあるフレキシブルなソリューションです。頑丈な仕様により、NIRS DS2500 Liquid Analyzerは粉塵、湿気、および振動に強い為、過酷な生産環境での使用に理想的です。

DS2500 Liquid Analyzer は400~2500 nmのスペクトル範囲全体をカバーし、サンプルを80° Cまで加熱し、様々な使い捨てハイアルやクオーツキュベットとの互換性を有します。このようにして個々のサンプル要件に対応し得るDS2500 Liquid Analyzerは、1分未満で正確かつ再現性ある結果を得られるようサポートします。さらに一体型のサンプルホルダ検出、および説明不要のVision Airソフトウェアを用いることで、ユーザーが簡単かつ安全に操作できることが保証されます。

サンプル量が多い場合、Metrohmサンプル口ホットと組み合わされたフローセルの導入によって、生産性を著しく向上させることができます。

### 8mmDS2500

直径8 mmのガラス製使い捨てハイアル用インテリジェントホルター





## Vision Air 2.0 Complete

Vision Air - 汎用性に優れた分光法ソフトウェア。

Vision Air Complete は、規制環境下での使用のための、操作の容易な最新のソフトウェアソリューションです。

Vision Air の利点の概要:

- 調整済みのユーザーインターフェースを伴う個別のソフトウェアアプリケーションにより、直観的かつ容易な操作が保証されます。
- 作業手順の容易な作成およびメンテナンス
- 安全かつ容易なデータ管理のための SQL データベース

バージョン Vision Air Complete (66072208) には、可視近赤外分光法を用いた品質管理のための全てのアプリケーションが含まれています:

- 装置管理およびデータ管理のためのアプリケーション
- メソッド開発のためのアプリケーション
- ルーチン分析のためのアプリケーション

その他の Vision Air Complete ソリューション:

- 66072207 (Vision Air Network Complete)
- 66072209 (Vision Air Pharma Complete)
- 66072210 (Vision Air Pharma Network Complete)