



## Application Note AN-NIR-128

# Milk powder analysis by near-infrared spectroscopy

## Determination of moisture, fat, lactose, and protein content

For milk powder producers, final product control is essential to meet strict regulatory standards, guarantee comprehensive quality assurance, ensure consistent nutritional quality, and extend shelf life. These are all especially important for infant formula and dairy ingredients used in sensitive applications.

Near-infrared spectroscopy (NIRS) is a fast, reagent-free method for measuring key quality

parameters such as moisture, protein, lactose, and fat content directly in milk powder. The NIRS solution requires no sample preparation, enabling real-time monitoring either in the lab or directly on the production line. This allows producers to react quickly to process variations, minimize waste, and maintain product integrity batch after batch.

## EXPERIMENTAL EQUIPMENT

More than 600 samples of powdered milk from different suppliers were analyzed on an OMNIS NIR Analyzer (**Figure 1**). The different milk powders were placed into an OMNIS sample cup and analyzed in diffuse reflection mode. To include sample variety, the sample rotated during measurement to collect spectra from different locations. The automatically averaged spectra were used for model development. Reference values were obtained by official methods, e.g., AOAC 927.05 (moisture), AOAC 939.02 (protein), and AOAC 932.06 (fat). For the lactose content determination, a phenol-sulfuric acid method was used.




**Figure 1.** OMNIS NIR Analyzer Liquid/Solid.

## RESULT


The obtained NIR spectra (**Figure 2**) were used to create prediction models for the different reference parameters. An external validation set was used to verify the predictive performance of the calculated prediction models. Correlation

diagrams which display the relation between the NIR prediction and the reference values are shown in **Figures 3–6** together with the respective figures of merit (FOM).




**Figure 2.** NIR spectra of milk powder samples. Data was obtained with an OMNIS NIR Analyzer. Spectra shown in blue have been used to calibrate the model, while green spectra have been used for validation.

### Result moisture in milk powder




**Figure 3.** Correlation diagram and the respective FOMs for the prediction of moisture content in milk powder using an OMNIS NIR Analyzer. Reference values were obtained according to AOAC 927.05.

### Result protein in milk powder




**Figure 4.** Correlation diagram and the respective FOMs for the prediction of protein content in milk powder using an OMNIS NIR Analyzer. Reference values were obtained according to AOAC 939.02.

### Result fat in milk powder



**Figure 5.** Correlation diagram and the respective FOMs for the prediction of fat content in milk powder using an OMNIS NIR Analyzer. Reference values were obtained according to AOAC 932.06.

## Result lactose in milk powder



**Figure 6.** Correlation diagram and the respective FOMs for the prediction of lactose content in milk powder using an OMNIS NIR Analyzer.

## CONCLUSION

This Application Note presented the analysis of milk powder using NIR spectroscopy. Models for several quality parameters (fat, protein, lactose, and moisture content) were created. Independent validation samples confirmed the robustness and reliability of the models, with high correlation coefficients and low prediction

errors achieved across all parameters. Notably, the dataset included samples from diverse global origins, capturing a broad range of product variability. This study shows that NIRS can be successfully integrated into the quality control workflow for dairy powder analysis.

## CONTACT

メトロームジャパン株式会社  
 143-0006 東京都大田区平和島6-1-1  
 null 東京流通センター アネックス9階

[metrohm.jp@metrohm.jp](mailto:metrohm.jp@metrohm.jp)



## CONFIGURATION



### OMNIS NIR Analyzer Liquid/Solid

液体、固体および粘性サンプルのための近赤外スペクトロメーター。

OMNIS NIR Analyzer は、スイスの品質基準に従って開発・製造された、生産チェーン全体に沿ったルーチン分析のための近赤外分光法 (NIRS) ソリューションです。最新技術の適用と最新の OMNIS Software への統合は、この NIR スペクトロメーターの速度、ユーザビリティ、柔軟な使用に反映されています。

OMNIS NIR Analyzer Liquid/Solid の利点の概要:

- 10秒未満で液体サンプル、固体サンプルと粘性サンプルを測定
- システムの組み換えなしで液体サンプル、固体サンプルを迅速に連続測定
- オートメーションシステムへの統合、またはその他の分析技術 (滴定) との連結が容易
- 多数のサンプル容器に対応

液体測定のハイライト:

- 25° C ~ 80° C のサンプルの温度制御
- サンプルの自動検出

固体測定のハイライト:

- 不均質なサンプルでも再現性のある結果を得るための自動マルチホッピング測定



### OMNIS NIR100 mm

大型サンプル容器 OMNIS NIR、100 mm (6.07402.110) 用大型ホルター。

サンプル容器の確実な配置と回転を可能にします。



### OMNIS NIR100 mm

様々なサンプル位置における反射中の粉末および顆粒のスペクトル記録のための大型サンプル容器。

次の製品と互換性があります:

- 大型ホルター OMNIS NIR、100 mm  
(6.07402.100)

# OMNIS

A WHOLE NEW LEVEL OF PERFORMANCE

### OMNIS

Windows™コンピューター上のOMNISソフトウェアをスタントアローン操作することか可能になります。

特徴:

- ライセンスには、既に1つのOMNISテハイスライセンスが含まれています。
- メトローム・ライセンシングポータルにて、アクティブ化する必要があります。
- 他のコンピューターに移行することはできません。

# OMNIS

A WHOLE NEW LEVEL OF PERFORMANCE

### Quant Development

スタントアロン型 OMNIS Software のインストールにおける定量化モデルの作成と編集のためのソフトウェアライセンス。



近赤外分光法による、粉ミルク中の湿気、脂肪、乳糖含有量の測定のための OMNIS フリキャリレーション。