



Application Note AN-RS-022

Trace Detection of Carbendazim on Strawberries

Protecting consumer safety with Misa

Carbendazim (MBC) is a common fungicide approved for regulated use in agriculture globally, outside of the EU. Most MBC is found on fruits as surface contamination, the result of sprays applied prior to harvest. The US EPA has determined that a concentrations below 80 $\mu\text{g/mL}$ in orange juice are not a health risk, while the EU restricts MBC levels to 10 ng/g (from imported produce) in foods intended for baby food production. Outside of this wide

range of acceptance, it is agreed that MBC interrupts hormone production and can damage the testes in males. In the US, strawberries are the most common whole fruit to be contaminated with MBC, as determined by the USDA with GC/MS and LC/MS.

This Application Note describes a very simple test for surface MBC and provides library spectra demonstrating the sensitive detection of MBC with Misa (Metrohm Instant SERS Analyzer).

INTRODUCTION

The most common agricultural use of MBC is a 500 µg/mL spray applied in the field, 2–3 weeks preharvest. Detection of surface contamination

is a very quick and easy assay, ideal for on-site testing with Misa.

REFERENCE SPECTRUM AND LIBRARY CREATION

To establish a reference spectrum for MBC, a pure standard in methanol is analyzed using gold nanoparticles (Au NPs). The unique SERS

spectrum presented in **Figure 1** can be used to create a library entry for MBC.




Figure 1. Standard SERS Au NP carbendazim reference spectrum.

EXPERIMENT

Purchased strawberries were washed with water prior to testing. A solution of 100 mg/L MBC in ethanol was sprayed onto whole strawberries to mimic a typical farm application. Once dry, each strawberry was rinsed with 4 mL of ethanol. The rinse volume was collected and concentrated to 1 mL by evaporation of solvent on a lab hot plate. Misa samples were prepared by adding 100 µL of sample to 800 µL of Au NP and 100 µL 500 mmol/L NaCl.



Table 1. Experimental parameters

Instrument		Acquisition	
Firmware	0.9.33	Laser Power	5
Software	Misa Cal V1.0.15	Int. Time	1 s
Misa Vial Attachment	6.07505.040	Averages	10
ID Kit - Au NP	6.07506.440	Raster	ON

RESULTS

A baseline-corrected spectrum acquired from whole strawberries sprayed with a 100 mg/L solution of MBC, then rinsed with ethanol agrees

with the obtained MBC standard reference spectrum (Figure 2).




Figure 2. Detection of 100 mg/L MBC with Misa.

FIELD TEST PROTOCOL

Detection of carbendazim in the field

Place a whole fruit (e.g., strawberry, orange) into a glass beaker just large enough to contain it. Rinse with 4–6 pipettes full of ethanol. Remove fruit and reduce ethanol volume, by means of evaporation on a hot plate, to ~1 mL. Fill a *clean*

vial halfway full with Au NPs. Using pipettes, add 2 drops each of reduced ethanol solution and NaCl solution to Au NPs, cap and shake the vial gently to mix. Insert into vial attachment on Misa for measurement.

Table 2. Requirements for field test protocol

ID Kit - Au NP	6.07506.440
includes:	Gold nanoparticles (Au NP)
	Scoop
	Disposable pipettes
	2 mL glass vials
Reagents	
Ethanol	
NaCl solution	3 g NaCl in 100 mL water
Glassware	50–250 mL beaker
Test settings	Use ID Kit OP on MISA

CONCLUSION

Following adept detection of MBC on whole fruits, it is clear that Misa is an excellent solution for analysis of surface contamination of produce in any setting: at the farm, at the market, or at

the processing plant. Want to confirm «organic» status? Pesticides, fungicides, and herbicides are all possible targets for Misa's powerful on-site analysis.

CONTACT

メトロームジャパン株式会社
社
143-0006 東京都大田区平
和島6-1-1
null 東京流通センター アネ
ックス9階

metrohm.jp@metrohm.jp

CONFIGURATION



MISA Advanced

Metrohm Instant SERS Analyzer (MISA) は、微量レベルでの違法物質、食品添加物、および食品汚染物質の迅速な検出 / 同定のための高性能な携帯可能分析システムです。MISAは、Metrohm 独自の軌道ラスタースキャン技術 (Orbital Raster Scan Technologie, ORS) を備えた高効率の分光器を有しています。これは省スペースで、より長いバッテリー寿命を持ち、現場やラホでの移動式用途にも完璧に適しています。MISA ではフレキシブルなサンプル採取を可能にする、レーザークラス1の様々なアタッチメントをご利用いただけます。アナライザーはBluetoothまたはUSBコネクタを介して操作可能です。

MISA Advanced ハッチケースは、ユーザーに Metrohmのナノ粒子溶液とP-SERSストリップを用いたSERS分析を可能にするコンフリートハッチケースです。

MISA Advanced ハッチケースには、MISAハイアルアタッチメント、P-SERSアタッチメント、ASTM校正標準、USBミニケーブル、USB電源装置、ならびにMISA装置を操作するためのMISA Calソフトウェアが含まれます。装置と付属品を安全に保管するための頑丈な保護ケースも同梱されています。



ID - Au NP

IDキット - Au NPには、Mira/Misaユーザーが金コロイド溶液でSERS分析を行うのに必要なコンポーネントが含まれています。このキットには、使い捨てのへら、滴下ヒベット、サンプルホルダー、および金コロイド入りのホルダーが含まれています。