



Verdünnungsstations-Kit

6.05801.250

Die Verdünnungsstation dient dem automatischen Verdünnen von Proben. Eine definierte Menge der konzentrierten Probe wird von einer OMNIS Dosing Drive Unit genau abgemessen. Die konzentrierte Probe wird mit dem benötigten Volumen der Verdünnungslösung ins Verdünnungsgefäß überführt. Der eingebaute Magnetrührer vermischt die konzentrierte Probe und die Verdünnungslösung gleichmässig. Die verdünnte Probe wird anschliessend durch den Probenauslass in den Probenpfad weitergeleitet.

Metrohm empfiehlt, das folgende Rührstäbchen zu verwenden:

– Rührstäbchen / 8 x 3 mm (6.1903.000)

Die Verdünnungsstation ist mit einem Überlauf ausgestattet. Die Flüssigkeit im Überlauf wird im Tropfensammler aufgefangen, läuft von dort auf den Lecksensor und wird anschliessend dem Ablaufschlauchsystem zugeführt.

Pro Probenwechsler kann maximal 1 x Verdünnungsstation installiert werden. Das Mischgefäss kann bei Verunreinigung gereinigt oder ersetzt werden.

Hinweis: Dieses Upgrade muss von einem autorisierten Metrohm-Servicetechniker installiert werden.

Optionales Zubehör

6.1903.000

Rührstäbchen / 8 x 3 mm

Rührstäbchen mit magnetischem Kern, Umhüllung aus PTFE, 8 mm lang und 3 mm Durchmesser.

