

1 Zweck

Dieses Dokument beschreibt neue Funktionen, die Änderungen, die Verbesserungen sowie behobene Fehler und Probleme in folgender Software-Version:

- 1.2.3

im Vergleich zur Software-Version:

- 1.2.2

2 Neue Funktionen

Keine

3 Verbesserungen

Keine

4 Behobene Fehler und Probleme

- Beim Druck des Audit Trails mit der Ausrichtung **Querformat** oder **Umgekehrtes Querformat** wurde eine falsche Seitenzahl angegeben.

5 Bekannte Fehler und Probleme

- Werden beim Druck des Audit Trails die Einstellungen **Grösse** oder **Ränder** verändert, wird eine falsche Seitenzahl angegeben.