

Sicherheit in der Routine-pH-Messung



NEU

Die bewährte Ecotrode jetzt wartungsfrei als Gelelektrode mit Alterungsindikator



Noch alles im grünen Bereich: Entfärbung des Gels in Richtung Marke durch den Gebrauch

Die Vorteile auf einem Blick

- Ideal für **Routinemessungen** mit gleichartigen Proben
- **Wartungsfrei durch Gelelektrolyten**: Kein Nachfüllen / Kontrollieren von Elektrolyt nötig
- **Sicherheit durch Indikator**: Das weiße Gel wird durch den Einsatz entfärbt. Solange die Entfärbung unterhalb der Linie liegt, sind exakte Ergebnisse garantiert.

Bestellinformation

6.0221.100	Ecotrode Gel (Steckkopf G)
6.0221.600	Ecotrode Gel (Steckkopf U)
6.2104.020	Elektrodenkabel Steckkopf G / Stecker F
6.2104.600	Elektrodenkabel Steckkopf U / Stecker F, 2 x B, 1 m

Besuchen Sie uns auf www.metrohm.com