

Solvotrode *easyClean* – Reinigung per K(n)opfdruck



NEU: Die bewährte Solvotrode mit dem neuen *easyClean* Diaphragma – eine saubere Sache!



«**Easy cleaning**» des **Diaphragmas**: Einmal Drücken auf den Elektrodenkopf genügt und der Elektrolyt fließt aus. Das Diaphragma muss zum Reinigen nicht mehr angefasst werden.

Highlights

- Einfache, kontaktfreie Reinigung des Diaphragmas
- Höhere Genauigkeit und Reproduzierbarkeit des Elektrolytausflusses (Glas auf Glas, die Feder im Kopf führt zur definierten Ausgangsposition zurück)
- Geringere Eintauchtiefe des Sensors

Bestellinformation

- 6.0229.010 Solvotrode *easyClean*, Fixkabel, Stecker F
6.0229.020 Solvotrode *easyClean*, 2 m Fixkabel, Stecker F

Besuchen Sie uns auf www.metrohm.com