

Solvotrode *easyClean*: fácil limpieza pulsando un botón



NUEVO: el probado Solvotrode con el nuevo diafragma *easyClean* de fácil limpieza



Fácil limpieza del diafragma: solo es necesario pulsar la cabeza del electrodo para vaciar el electrolito, sin necesidad de tocar más el diafragma para limpiarlo.

Las características más destacables

- Limpieza sencilla del diafragma, sin necesidad de tocarlo
- Mayor precisión y reproducibilidad del flujo de electrolito (vidrio en vidrio, el resorte en la cabeza del electrodo vuelve a la posición inicial definida)
- Menor profundidad de inmersión del sensor

Referencias para pedidos

- 6.0229.010 Solvotrode *easyClean*, cable fijo, enchufe F
6.0229.020 Solvotrode *easyClean*, cable fijo 2 m, enchufe F

Visítenos en www.metrohm.com