

# Kombinierte Ca-Ionenselektive-Elektrode für Direktmessung und Titration



Platzsparend und robust



## Die Vorteile auf einen Blick:

- **Platzsparend** – der kombinierte Sensor – two in one – bietet die Möglichkeit, kleinere Probengefäße und weniger Probe zur Analyse einzusetzen
- **Optimal für die Titration von Trinkwasser** durch Chlorid-freien Elektrolyten
- **Robuster Aufbau** mit Kunststoffschafft und stossgeschützter Membran
- Für Titration, Direktmessung oder Standardaddition

### Bestellinformation

6.0510.100	Kombinierte Ca-Ionenselektive-Elektrode
6.2104.020	Elektrodenkabel Steckkopf G, Stecker F, 1 m
6.2327.000	Elektrolyt $\text{NH}_4\text{NO}_3$ , 1 mol/L

Besuchen Sie uns auf [www.metrohm.com](http://www.metrohm.com)