

Auditprotokoll: 21 CFR Part 11

## **MagIC Net 1.0 für die Ionenchromatographie**



Metrohm Ltd.  
CH-9101 Herisau  
Switzerland  
Tel. +41 71 353 85 85  
Fax +41 71 353 89 01

[www.metrohm.com](http://www.metrohm.com)

- Audit Datum:** 27.04.2006
- Auditor:** Dr. Gerald Schwarzenbacher, Chemengineering Planung GmbH
- Audit-Ziel:** Nachweis der Übereinstimmung der Software *MagIC Net 1.0* zur Steuerung von Ionenchromatographiegeräten gegenüber den Anforderungen des 21 CFR Part 11.
- System-  
beschreibung:** PC-Steuerungssoftware für Ionenchromatographiegeräte zur Erzeugung von Methoden, Durchführung von Bestimmungen (Chromatogramme und Messungen), Datenaufnahme, Auswertung und Archivierung in einer Datenbank.  
Das System wurde unter Berücksichtigung der Anforderungen aus ISO 9001 bezüglich Planung, Herstellung und Service durch die Metrohm Ltd erstellt.
- Untersuchung:** Überprüfung der Funktionen und Eigenschaften des oben genannten Systems mit den Anforderungen aus dem Gesetzestext des 21 CFR Part 11 und den aktuellen Interpretationen.  
Während des Audits wurden folgende Eigenschaften untersucht:  
Validierung, Dokumentation, Audit Trail, elektronische Kopien, Zugriffsschutz, Benutzer, Passwort, Missbrauch, Sequenzierung der Schritte, Plausibilität der Daten, Prüfung angeschlossener Geräte, verschlüsselte Daten, Elektronische Signatur.
- Betreiber-  
verantwortung:** Die Übereinstimmung mit den Auflagen aus dem 21 CFR Part 11 kann nur zusammen mit dem Betreiber erreicht werden. Die Betreiberanforderungen sind:
- Umfeld, Datenhaltung
  - Schulung
  - Administration
  - SOPs (Standard Operating Procedures)
- Auditergebnis:** Die Software erfüllt folgende Gesetzesanforderungen vollständig:
- 11.10 (b), (d), (e), (f), (g), (h)
  - 11.50, 11.70
  - 11.200 (a), 11.300 (a), (d)
- Die Software erfüllt folgende Gesetzesanforderungen mit organisatorischer oder betrieblicher Unterstützung:
- 11.10 (a), (c), (i), (j), (k)
  - 11.30
  - 11.100 (a), (b), 11.300 (b), (c), (e)