



- 1 Artikelnummer
- 2 Seriennummer

1 Temperaturfühler Pt100

1.1 Allgemeines

Unmittelbar nach dem Erhalt des Produkts, den Temperaturfühler auf einwandfreie Funktion prüfen.

1.2 Messen

Um den Temperaturfühler in der Software anzulegen, werden 3 Kalibrierpunkte benötigt. Weitere Infos dazu sind im Sensorzertifikat.

Das Sensorzertifikat mit dem [Zertifikat Finder](#) öffnen.

1.3 Aufbewahren

Den Temperaturfühler trocken aufbewahren.

1.4 Reinigen

Den Temperaturfühler mit destilliertem Wasser oder mit einem organischen Lösungsmittel abspülen. Auch Laugen oder verdünnte Säuren können zur Reinigung eingesetzt werden.