

DE**6.9921.222 Verlängerungskabel zum iDetector****Hinweis**

Dieses Kabel darf **ausschliesslich** zum Anschliessen eines **einzelnen** 2.850.9010 IC Conductivity Detector an einem IC Gerät verwendet werden.

Das Kabel **eignet sich nicht** zum Anschliessen eines 2.850.9110 IC Amperometric Detector. Zudem raten wir dringend davon ab, das Kabel zu verwenden, wenn zwei Detektoren an einem IC Gerät angeschlossen werden. Der unsachgemässe Einsatz dieses Kabels kann zu unzuverlässigen Messresultaten führen.

EN**6.9921.222 Extension cable for iDetector****Note**

This cable may be used **exclusively** for connecting **one single** 2.850.9010 IC Conductivity Detector to an IC instrument.

This cable is **not suitable** for connecting a 2.850.9110 IC Amperometric Detector. In addition, we strongly advise against using this cable when connecting two detectors to one IC instrument.

Inappropriate use of this cable may lead to unreliable measurements.