

845 PC Software Mix Control 1.0

Software-Installation

Für den Betrieb des 845 Eluent Synthesizer wird das PC-Programm 6.6057.000 «**845 PC Software Mix Control 1.0**» benötigt. Dieses Programm läuft unter den Betriebssystemen Windows™ 2000 und Windows™ XP Professional und wird wie folgt installiert:

- Installations-CD ins CD-Laufwerk legen.
- Falls Autostart für CD-Laufwerk nicht aktiviert ist: Wählen Sie **<Start>** und **Ausführen**. Suchen Sie die Datei **Setup.exe** auf der Installations-CD und klicken Sie auf **<OK>**.
- Klicken Sie auf **Mix Control** und befolgen Sie die Anweisungen des Setup-Programms.

Detaillierte Informationen zur «**845 PC Software Mix Control 1.0**» finden Sie in der **Gebrauchsanweisung 8.845.1001**.

Software installation

For operation of the 845 Eluent Synthesizer the PC program 6.6053.020 «**845 PC Software Mix Control 1.0**» is needed. This program runs with the operating systems Windows™ 2000 and Windows™ XP Professional and is installed as follows:

- Insert installation CD in CD disk drive.
- Falls Autostart für CD-Laufwerk nicht aktiviert ist: Wählen Sie **<Start>** und **Ausführen**. Suchen Sie die Datei **Setup.exe** auf der Installations-CD und klicken Sie auf **<OK>**.
- If autostart has not been activated for the CD drive: select **<Start>** and **Run**. Search for the **Setup.exe** file on the installation CD and click on **<OK>**.
- Click on "**Mix Control**" and follow the instructions of the setup program.

You will find detailed information concerning the «**845 PC Software Mix Control 1.0**» in the **Manual 8.845.1003**.