

1 Neue Features

Zusätzlich zu den im Dokument *Release Notes MagIC Net 4.2 (8.0102.8017)* beschriebenen Features kann mit MagIC Net 4.2 das **948 Continuous IC Module** bedient werden.

Das 948 Continuous IC Module ist ein Gerät für die kontinuierliche Produktion von Hydroxideluenten.

Weiterführende Dokumentation zum 948 Continuous IC Module:

- Online-Hilfe MagIC Net 4.2
- Handbuch MagIC Net 4.2 (8.0102.8015)
- Handbuch 948 Continuous IC Module (8.0948.8001)