

## 1 目的

本文档描述了以下固件版本中的新功能、更改、改进以及已排除的故障和问题：

- 57.1007.0011

对比固件版本：

- 57.1007.0009

## 2 新功能

已整合以下新功能：

- 修改**专家**对话框类型的密码
- 重置为出厂设定
- 用户界面：已增加 10 种新语言：
  - 法语
  - 意大利语
  - 日语
  - 韩语
  - 波兰语
  - 葡萄牙语
  - 俄语
  - 西班牙语
  - 泰语
  - 越南语

## 3 改进

已得到以下改进：

- 根据 Eco Titrator 用户界面设计调整 Eco Dosimat 用户界面。
- 针对生产中设备终检的固件优化。

## 4 排除的错误和问题

以下错误和问题已排除：

