

1 Zweck

Dieses Dokument beschreibt neue Funktionen, die Änderungen, die Verbesserungen sowie behobene Fehler und Probleme in folgender Firmware-Version:

- 57.1007.0012 für Betriebssystemversion 005
- im Vergleich zur Firmware-Version:
- 57.1007.0011 für Betriebssystemversion 004

2 Neue Funktionen

Folgende neue Funktionen wurden integriert:

- Unterstützung für PostScript-USB-Drucker
- Unterstützung für Sartorius Waagen über COM-Port (USB/RS-232 Converter notwendig)
- COM-Port-Einstellungen für Waagen

3 Verbesserungen

Folgende Verbesserungen wurden erreicht:

- Firmware-Optimierungen für die russische Sprache.
- Installationsassistent ist beim ersten Gerätestart aktiviert.

4 Behobene Fehler und Probleme

Folgende Fehler und Probleme wurden behoben:

- Einige Übersetzungsfehler wurden behoben.
- OHMDOS-759 – Die Dosierrate wurde auf dem Live Display nicht korrekt aktualisiert.

5 Bekannte Fehler und Probleme

Folgende Fehler oder Probleme sind bekannt:

- keine