

1 Zweck

Dieses Dokument beschreibt neue Funktionen, die Änderungen, die Verbesserungen sowie behobene Fehler in folgender Firmware-Version:

- 57.1007.0017 für Betriebssystemversion 007

im Vergleich zur Firmware-Version:

- 57.1007.0016 für Betriebssystemversion 007

2 Neue Funktionen

Folgende neue Funktionen wurden integriert:

- Initiale Justierung für Servomotor bei Geräteproduktion
- Erkennung von Mainboard-Version in Bezug auf initiale Justierung

3 Verbesserungen

Folgende Verbesserungen wurden erreicht:

- Optimierungen für Tests in der Produktion

4 Behobene Fehler

Folgende Fehler wurden behoben:

- Sporadische Druckfehler (TITR-22037)

5 Bekannte Fehler

Folgende Fehler sind bekannt:

- Im PDF-Report werden auch nicht aktivierte Parameter angezeigt.