

## 1 目的

本文档描述了以下固件版本中的新功能、更改、改进以及已排除的错误：

- 57.1007.0018，适用于操作系统版本 008

对比固件版本：

- 57.1007.0017，适用于操作系统版本 007

## 2 新功能

已整合以下新功能：

- 对于 **Direct DOS** 可以更改充液速度/加液速度（LQHLLR-148）。
- 支持点阵式打印机 TX-900MH。
- 系统关闭分为“系统关机”（待机状态）和“系统关闭”。

## 3 改进

进行了以下改进：

- 无

## 4 排除的错误

以下错误已排除：

- Postscript 打印机打印问题（TITR-26352）。
- 系统在“更换计量管单元”进程结束时死机。

## 5 已知问题

已知有以下错误：

- 如果在重置为出厂设置之后尝试作为 PDF 文件或通过 Postscript 打印机输出参数，则报告为空。