

1 目的

本文档描述了以下固件版本中的新功能、更改、改进：

- 57.1007.0019，适用于操作系统版本 008

对比固件版本：

- 57.1007.0018，适用于操作系统版本 008

2 新功能

已整合以下新功能：

- 新增用于服务和生产的不同功能。

3 改进

进行了以下改进：

- 无

4 排除的错误

以下错误已排除：

- 无

5 已知问题

已知有以下错误：

- 如果在重置为出厂设置之后尝试作为 PDF 文件或通过 Postscript 打印机输出参数，则报告为空。