

## 1 目的

本文档描述了以下固件版本中的新功能、更改、改进以及已排除的故障和问题：

- 适用于操作系统版本 005 的 57.1008.0011

对比固件版本：

- 适用于操作系统版本 004 的 57.1008.0010

## 2 新功能

已整合以下新功能：

- 支持 PostScript USB 打印机
- 样品系列
- 支持通过 COM 端口的 Sartorius 天平（需要 USB/RS-232 转换器）
- 天平的 COM 端口设置

## 3 改进

已得到以下改进：

- 俄语固件优化。

## 4 排除的错误和问题

以下错误和问题已排除：

- 已修正若干翻译错误。
- OHMTI-1087 – 当前显示固定点 FP1 和 FP2。

## 5 已知的错误和问题

以下错误和问题是已知的：

- 处理样品系列期间，在储存或载入方法段、传感器、溶液时出现的问题。