

## 1 目的

本文档描述了以下固件版本中的新功能、更改、改进以及已排除的故障和问题：

- 适用于操作系统版本 005 的 57.1008.0013

对比固件版本：

- 适用于操作系统版本 005 的 57.1008.0011

## 2 新功能

已整合以下新功能：

- 无

## 3 改进

已得到以下改进：

- 针对在方法段名称中使用特殊符号而优化
- 整体改进

## 4 排除的错误和问题

以下错误和问题已排除：

- TITR-16272 导出含特殊符号的方法段
- TITR-16601 冻结屏幕且不补充滴定管（SET 模式下）
- TITR-16569 计算变量错误

## 5 已知的错误和问题

以下错误和问题是已知的：

- 处理样品系列期间，在储存或载入方法段、传感器、溶液时出现的问题。
- 如果等当点标准为“关”，则无法使用固定等当点进行计算。