

1 目的

本文档描述了以下固件版本中的新功能、更改、改进以及已排除的故障和问题：

- 适用于操作系统版本 006 的 57.1008.0015

对比固件版本：

- 适用于操作系统版本 006 的 57.1008.0014

2 新功能

已整合以下新功能：

- 导出 CSV 文件 (TITR-18026)。

3 改进

已得到以下改进：

- 已完成对错误信息 **活塞卡住** 的评估。

4 排除的错误

以下错误已排除：

- 预加液后的暂时冻结 (TITR-18647)。
- 错误计算 (TITR-18812)
- SET 模式中的滴定在到达终点之前停止 (TITR-19339)。

5 已知的错误

以下错误是已知的：

- PDF 报告中还显示未激活的参数 (TITR-16729)。
- 零星印刷错误 (TITR-17204)