

1 Zweck

Dieses Dokument beschreibt neue Funktionen, die Änderungen, die Verbesserungen sowie behobene Fehler in folgender Firmware-Version:

- 57.1008.0015 für Betriebssystemversion 006
im Vergleich zur Firmware-Version:
- 57.1008.0014 für Betriebssystemversion 006

2 Neue Funktionen

Folgende neue Funktionen wurden integriert:

- Exportieren von CSV-Dateien (TITR-18026).

3 Verbesserungen

Folgende Verbesserungen wurden erreicht:

- Auftreten der Fehlermeldung **Kolben blockiert** wurde reguliert.

4 Behobene Fehler

Folgende Fehler wurden behoben:

- Zeitweiliges Einfrieren nach der Vordosierung (TITR-18647).
- Fehlerhafte Berechnungen (TITR-18812)
- Titration im SET-Modus stoppt bevor der Endpunkt erreicht ist (TITR-19339).

5 Bekannte Fehler

Folgende Fehler sind bekannt:

- Im PDF-Report werden auch nicht aktivierte Parameter angezeigt (TITR-16729).
- Sporadische Druckfehler (TITR-17204)