

1 目的

本文档描述了以下固件版本中的新功能、更改、改进：

- 57.1008.0018，适用于操作系统版本 007

对比固件版本：

- 57.1008.0017，适用于操作系统版本 007

2 新功能

已整合以下新功能：

- 仪器生产时的伺服点击的初次校准
- 基于初次校准识别主板版本

3 改进

进行了以下改进：

- 针对生产中测试的优化
- 重置后，统计从 1 开始，而非从 0 开始
- 多重改进

4 排除的错误

以下错误已排除：

- 在重新计算时，复位滴定的终点 (TITR-20130)。
- 等当点计算问题 (TITR-21803)。
- Eco Titrator 从 Sartorius 天平仅接受 22 个字符 (TITR-23491)。
- 检验方法 C1 出现问题 (SERV-25780)。
- CSV 文件将不会被保存在 U 盘上 (Defect 105131)。
- 在用户定义的压力下出现“测定时间”问题 (Defect 109741)。
- 在用户定义的压力下出现小数位错误 (Defect 109743)。
- 在 CAL pH 的手动 PDF 报告中，“测定时间”缺少冒号 (:) (Defect 10807)。

5 已知的错误

已知有以下错误:

- 无