

1 Zweck

Dieses Dokument beschreibt neue Funktionen, die Änderungen, die Verbesserungen folgender Firmware-Version:

- 57.1008.0018 für Betriebssystemversion 007

im Vergleich zur Firmware-Version:

- 57.1008.0017 für Betriebssystemversion 007

2 Neue Funktionen

Folgende neue Funktionen wurden integriert:

- Initiale Justierung für Servomotor bei Geräteproduktion
- Erkennung von Mainboard-Version in Bezug auf initiale Justierung

3 Verbesserungen

Folgende Verbesserungen wurden erreicht:

- Optimierungen für Tests in der Produktion
- Nach dem Zurücksetzen beginnt die Statistik bei 1 anstatt bei 0
- Diverse Verbesserungen

4 Behobene Fehler

Folgende Fehler wurden behoben:

- Bei einer Neuberechnung wird der Endpunkt der Titration zurückgesetzt (TITR-20130).
- Problem mit Äquivalenzpunkt-Kalkulation (TITR-21803).
- Eco Titrator akzeptiert nur 22 Zeichen von Sartorius Waage (TITR-23491).
- Probleme bei Prüfverfahren C1 (SERV-25780).
- .csv-Datei wird nicht auf USB-Stick gespeichert (Defect 105131).
- Probleme bei "Bestimmungszeit" in benutzerdefiniertem Druck (Defect 109741).
- Fehler in den Dezimalstellen bei benutzerdefiniertem Druck (Defect 109743).



- In manuellem PDF-Report von CAL pH fehlt der Doppelpunkt (:) bei "Bestimmungszeit" (Defect 10807).

5 Bekannte Fehler

Folgende Fehler sind bekannt:

- Keine