

1 目的

本文档描述了以下固件版本中的新功能、更改、改进以及已排除的故障：

- 适用于操作系统版本 006 的 57.1027.0003
- 对比固件版本：
- 适用于操作系统版本 005 的 57.1027.0002

2 新功能

已整合以下新功能：

- 无

3 改进

已得到以下改进：

- DHCP/IP (IME-43309) 网络识别优化。

4 排除的错误

以下错误已排除：

- 无

5 已知的错误

以下错误是已知的：

- 可选的 PDF 报告不可用。