

1 目的

本文档描述了以下固件版本中的新功能、更改、改进以及已排除的故障：

- 57.1027.0007，适用于操作系统版本 007

对比固件版本：

- 57.1027.0005，适用于操作系统版本 007

2 新功能

已整合以下新功能：

- 无

3 改进

进行了以下改进：

- 在重启之后，将结果屏幕上的平均值不再四舍五入。
- 多重改进。

4 排除的错误

以下错误已排除：

- 无法接收重量数据（TITR-20288）。
- Eco KF 平衡 (TITR-22156)。
- 打印机行为异常 (TITR-22357)。
- 统计数据中的滴定度删除后，在下一个系列中依然保持标记状态 (TITR-22439)。
- PDF 报告中错误的 样品 ID (TITR-22861)。
- 仪器死机并且搅拌器无法正常工作 (TITR-23568)。
- 仪器在使用时死机 (TITR-23624)。
- 仪器在补充填充时死机 (TITR-23832)。
- 不同的问题 (TITR-23919)。
- 滴定度错误 (TITR-24060)。
- 固件错误 (TITR-24144)。

5 已知的错误

已知有以下错误:

- 无