

1 目的

本文档描述了以下固件版本中的新功能、更改、改进：

- 57.1027.0010，适用于操作系统版本 008

对比固件版本：

- 57.1027.0009，适用于操作系统版本 008

2 新功能

已整合以下新功能：

- 新增用于服务和生产的不同功能。

3 改进

进行了以下改进：

- MAC 地址在 **系统** ► **关于...** 中显示 (TITR-28395)。

4 排除的错误

以下错误已排除：

- 在进程结束时，**切换计量管单元** 冻结系统。
- 一旦用户在显示屏界面 **实时状态** 中按下 **[开始]** 键，系统冻结（如果平衡 = 关并且样品添加时间 = 0）。
- 如以太网线未连接，则持续出现信息 **连接网线**。
- 连接以太网线后，**正在配置网络...** 信息不显示。
- 首次重启仪器后，子网掩码、网关和 IP 地址不在系统报告中打印。
- 如果用户在滴定结束后（所有报告和 PC/LIMS = 开）不打印 **由方法段导出报告**，则在测定持续时间中不打印冒号（hh:mm:ss）。
- PDF 报告中，页眉 **时间** 和 **日期** 顺序不正确。

5 已知问题

已知有以下错误：

- 无