

1 Zweck

Dieses Dokument beschreibt neue Funktionen, Änderungen, Verbesserungen sowie behobene Fehler in folgender Firmware-Version:

- 57.1028.0003 für Betriebssystemversion 001

im Vergleich zur Firmware-Version:

- 57.1028.0002 für Betriebssystemversion 001

2 Neue Funktionen

Folgende neue Funktionen wurden integriert:

- Ausschalten des Systems neu unterteilt in "System herunterfahren" (Stand-by) und "System ausschalten".

3 Verbesserungen

Folgende Verbesserungen wurden erreicht:

- Diverse Schreibfehler wurden behoben.
- Bessere Erkennung der Geräte beim Anschliessen an einen USB-Anschluss.
- In den Methodenvorlagen ist bei "Statistik" der Wert **Aus** als Standard definiert.
- Zusätzliche Spalten in der Probenliste für Methode und Resultat 1.
- Während einem CN-Firmware-Update ist es dem Benutzer nun nicht mehr möglich, Befehle via Kommandozeile einzugeben.
- Der Zeitaufwand für das Ändern der Methode auf der Startseite wurde vermindert.
- Die beim Öffnen vom Systemmenü erscheinende Meldung wurde entfernt.
- Beim Arbeiten mit einer Probenliste wird beim Einfügen einer neuen Bestimmung automatisch die Methode der vorhergehenden Bestimmung übernommen.
- Die Bildschirme werden beim Start geladen. Dadurch werden beim Wechseln zwischen den Bildschirmen die Inhalte rascher angezeigt.

4 Behobene Fehler

Folgende Fehler wurden behoben:

- Report enthält Tippfehler. (TITR-24939).
- Probenfenster nicht zugänglich, sobald die Bestimmung läuft. (TITR-24980).

5 Bekannte Fehler

Folgende Fehler sind bekannt:

- Keine