

1 Zweck

Dieses Dokument beschreibt die Unterschiede zwischen der neuen Softwareversion **StabNet 1.1** und der Vorgängerversion **StabNet 1.0**.

2 Neue Features

Neue Geräte-Firmware

Geräte	Firmware-Version	Kommentar
892 Professional Rancimat	5.893.0014	Die neue Firmware kann nur installiert werden, wenn das Gerät bereits mit Version 5.893.0012 ausgerüstet ist. Wenn das Gerät noch mit einer älteren Firmwareversion läuft, kontaktieren Sie bitte den Metrohm Service.
893 Professional Biodiesel Rancimat	5.893.0014	
895 Professional PVC Thermomat	5.893.0014	

Betriebssysteme

StabNet läuft ab Version 1.1 mit folgenden Betriebssystemen:

- **32-Bit-Version von**
 - Windows 8/8.1 Professional/Enterprise
 - Windows Server 2012 R2
- **64-Bit-Version von**
 - Windows 8/8.1 Professional/Enterprise
 - Windows Server 2012 R2

3 Compliance

Die aktuelle Softwareversion enthält keine Änderungen, welche die Konformität von **StabNet** in Bezug auf 21 CFR Part 11 und GAMP beeinflussen.

Herisau, 29. August, 2014



P. Hunziker
Vizedirektor, Leiter Entwicklung



U. Kürsteiner
Leiter Qualitätssicherung