

## 1 Zweck

Dieses Dokument beschreibt die Verbesserungen in den folgenden neuen Firmware-Versionen im Vergleich zu den vorhergehenden Versionen:

- 5.779.0012 (ersetzt 5.779.0011)
- 5.779.0022 (ersetzt 5.779.0021)

## 2 Verbesserungen

Thema	Beschreibung
Automatische Erkennung	Die Optroden werden bereits beim Einstecken des USB-Steckers vom Gerätemanager in Windows erkannt.
Wellenlängenumschaltung	Ab tiamo 2.5 kann die Wellenlänge in den Befehlen <b>DET U</b> , <b>MET U</b> und <b>MEAS U</b> umgeschaltet werden. Während der Messungen ist es dann nicht mehr möglich, die Wellenlänge mit Hilfe eines Magneten umzuschalten.

## 3 Compliance


Die aktuellen Firmware-Versionen enthalten keine Änderungen, welche die Konformität der Geräte in Bezug auf 21 CFR Part 11 beeinflussen.

**Herisau, 15. September 2015**



P. Hunziker

Vizedirektor, Leiter Entwicklung



M. Matter

Leiter Qualitätssicherung