

## 1 Zweck

Dieses Dokument beschreibt die Änderungen, die Verbesserungen sowie behobene Fehler und Probleme in folgender Firmware-Version:

- 5.885.0013

im Vergleich zur Firmware-Version:

- 5.885.0012

## 2 Neue Funktionen

- Der 885 Compact Oven SC kann mit den folgenden Geräten über USB gesteuert werden:
  - 900 Touch Control mit Titrande
  - 915 KF Ti-Touch
  - 917 Coulometer

## 3 Verbesserungen

Folgende Verbesserungen wurden erreicht:

- Keine

## 4 Behobene Fehler

Folgende Fehler wurden behoben:

- Keine