

1 Zweck

Dieses Dokument beschreibt die Verbesserungen in der folgenden neuen Firmware-Version im Vergleich zu den vorhergehenden Versionen:

- 5.888.0023

2 Verbesserungen

Thema	Beschreibung
KFT Ipol, KFT Upol	Das Gerät 888 Titrande unterstützt nun die Titrationsmodi KFT Ipol und KFT Upol (in Verbindung mit tiamo 2.5).

3 Compliance


Die aktuelle Firmware-Version enthält keine Änderungen, welche die Konformität des Gerätes in Bezug auf 21 CFR Part 11 beeinflussen.

Herisau, 15. September 2015



P. Hunziker

Vizedirektor, Leiter Entwicklung



M. Matter

Leiter Qualitätssicherung