

## 1 Geräte

Die nachfolgende Firmware-Version ist für folgende Geräte anwendbar:

- 930 Compact IC Flex
- 940 Professional IC
- 943 Professional Thermostat/Reactor Vario
- 945 Professional Detector Vario

## 2 Zweck

Dieses Dokument beschreibt die neuen Features, die Verbesserungen und die behobenen Fehler in der folgenden neuen Firmware-Version:

- 5.940.0102

Im Vergleich zu der Firmware-Version:

- 5.940.0101

## 3 Neue Features

Thema	Beschreibung
2.850.9020 IC Conductivity Detector MB	Der 2.850.9020 IC Conductivity Detector MB wird nun unterstützt.

## 4 Verbesserungen

Thema	Beschreibung
Keine	Keine

## 5 Behobene Fehler

Thema	Beschreibung
Keine	Keine

## 6 Bekannte Fehler

Thema	Beschreibung
Keine	Keine

## 7 Übereinstimmung

Die Firmware-Version 5.940.0102 enthält keine Änderungen, welche die Konformität der obenerwähnten Geräte in Bezug auf 21 CFR Part 11 und GAMP beeinflussen.