



SpecSuite 软件

新一代光谱分析软件

PEOPLE
YOU
CAN
TRUST

 **Metrohm**
瑞士万通中国

SpecSuite: 一站式拉曼工具集成平台

SpecSuite 是专为 i-Raman 实验室仪器打造的一体化软件平台。它既适用于探索性研究，也适用于高通量的常规分析，提供了直观的操作界面和强大的功能，能够简化不同应用场景和不同经验水平用户的数据采集过程。SpecSuite 正在重新定义拉曼技术的应用可能性。

SpecSuite 的模块化设计使用户可以从基本组件开始使用，随着 workflows 的发展再添加更多功能。

功能模块包括:

探索 (Explore) – 通过简化的界面，在设置完成后的数秒内即可采集拉曼数据。提供实时数据可视化功能，并能简单控制激光功率、积分时间和光谱平均等参数。该模块包含在 SpecSuite 基础许可证中。

光谱库与识别 (Spectral Library & Identification) – 创建自定义光谱库，用于识别未知物质或验证已知物质。瑞士万通全面的拉曼光谱库让您能够即时访问数千个参考光谱，实现快速、准确的化学物质识别。

定量建模与常规分析 (Quantitative Modeling & Routine Analysis) – 利用 i-Raman 数据开发预测模型，以简化常规分析流程。该模块专为新手和专家用户设计，包括操作员级别的人员也能使用。



订购信息

SpecSuite 软件	
6.6079.140	SpecSuite 软件基础许可证
6.6079.150	SpecSuite 软件许可证 —— 物质鉴定模块
6.6079.160	SpecSuite 软件许可证 —— 定量分析模块
6.6079.170	SpecSuite 软件许可证 —— 法规合规模块
光谱库	
6.6079.180	SpecSuite 专用 MCRL 综合拉曼谱库
6.6079.190	SpecSuite 专用 MCRL 无机与有机金属化合物谱库
6.6079.200	SpecSuite 专用 MCRL 有机物谱库
6.6079.210	SpecSuite 专用 MCRL 个人护理产品谱库
6.6079.220	SpecSuite 专用 MCRL 聚合物及添加剂谱库
6.6079.230	SpecSuite 专用 MCRL 染料、颜料与着色剂谱库
6.6079.240	SpecSuite 专用 MCRL 矿物谱库
6.6079.250	SpecSuite 专用美国药典 (USP) 谱库
6.6079.260	SpecSuite 专用违禁品谱库

www.metrohm.cn

